

PRODUCT CARE



Remove the fabric cover



Hand wash fabric cover with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Wipe the molded foam with moist lint free cloth.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not iron.



Do not bleach.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

www.tynorindia.com

Coccyx Cushion Seat

कोकिक्स कुशन सीट

Asiento almohadillado para cóccix

مقعد وسادة الغصعص



UM-H13-18-1

REF H 13

USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام


- Unpack the product and read the how to use instructions carefully.
- उत्पाद को खोलें और उपयोग करने से संबंधित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।
- Desembale el producto y lea detenidamente las instrucciones de uso.
- قم بفك المنتج وقراءة تعليمات كيفية الاستخدام بعناية.



1. Place the product on sitting area as shown in instruction manual.
- निर्देश मैनुअल में दिखाए अनुसार बैठने के स्थान पर उत्पाद को रखें।
- Coloque el producto en la zona a sentarse tal y como se muestra en el manual de instrucciones.

• ضع المنتج على منطقة الجلوس كما هو مبين في دليل التعليمات.

2.



2. Sit and adjust the seat, so that anal area and tailbone comes over the cut-out.
- बैठें और सीट को एडजस्ट करें. ताकि एनल एरिया और टेलबोन सही स्थिति में आ जाए।
- Siéntese y ajuste el asiento, de forma que la zona anal y el cóccix se coloquen sobre el espacio.
- اجلس واضبط المقعد، بحيث منطقة الشرج وعقب الذنب أو العُصْصُ فوق الجزء المقطوع.

Coccyx Cushion Seat

English

INTENDED USE :

Tynor Coccyx Cushion Seat is anatomically designed with a coccyx comfort space. The anatomically contoured surface distributes body weight across the seat. It eliminates pain by allowing tailbone to "float" in the open space, not compressed against the seating surface.

CONSTRUCTION:

Molded out of high density, superior quality PU foam with high visco-elastic properties, to provide extreme cushioning, firm support and desired comfort. It is anatomically designed and has a cut out for anal and the tail bone area.

APPLICATIONS:

- Herniated, bulging or degenerated discs
- Spondylolisthesis
- Sacral joint pain
- Sciatica
- Stenosis
- Pregnancy
- Anal fissures
- Hemorrhoids
- Post-surgical care of anal area

INSTRUCTIONS:

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.