

## PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert  
Germany  
tel.: +49 (0) 6894 581020  
fax: +49 (0) 6894 581021  
e-mail: info@mt-procons.com  
www.mt-procons.com

### Symbol Explanation :



LOT Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

**tynor**

**Tynor Orthotics Pvt. Ltd.**

169-170, Sec 82, Ind. Area, JIPL, Mohali-160 055, (Pb) India  
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com  
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISI | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

**tynor**

**Anklet/Anklet Comfeel**

एंक्लेट/एंक्लेट कॉम्फील  
Tobillera/Tobillera Comfeel  
Cheville/Cheville Comfeel  
ساند الكاحل / رباط "انكليت كومفيل"

REF D 03/D 25



**Anklet**



**Anklet Comfeel**

USER MANUAL

**How To Use**  
**Cómo Utilizar**




**कैसे उपयोग करें**  
**Comment utiliser:**  
**كيفية الاستخدام**

1.



- Worn by a simple pull on application like socks.
- मोजे की तरह एक साधारण खिचाव द्वारा पहने।
- Usado por una aplicación de tirón simple, como medias.
- Porté par une simple traction sur l'application comme des chaussettes.
- سبلتُ امك لامتستلا ذنع طيسبلا دشلا ل لالا نم مئانقرا مئيببر او جلا

2.



- With the longer portion facing upwards.
- बड़े हिस्से को ऊपर की तरफ रखे।
- Con la parte más largahacia arriba.
- Avec la partie la plus longue vers le haut.
- بحيث يكون الجزء الأطول والأعراض في الاتجاه العلوي

**How To Use**  
**Cómo Utilizar**



**कैसे उपयोग करें**  
**Comment utiliser:**  
**كيفية الاستخدام**

3.



- Align the opening/stripped portion around the heel.
- एड़ी के आसपास उद्घाटन / छीन भाग को संरेखित करें।
- A linear ala apertura en el talón.
- Aligner la partie ouverte/dénudée autour du talon
- مع محاذاة الجزء المخطط للكعب.

## Anklet/Anklet Comfeel

### English

Anklets are tubular supports widely used in orthopaedic practice to provide mild compression, warmth & support to the ankle joint, to allay pain and inflammation generally associated with old age, arthritis, injury, sports etc.

#### CONSTRUCTION:

Anklets are made in double layer of Nylon fiber, Spandex and long staple Cotton yarn. Nylon improves life and suppleness of the product. Nylon is aesthetically more pleasing and offers color fastness. Cotton is dermophilic, and hypoallergenic, Interwoven, rubber thread and spandex provide the unique four way stretch to the product.

Anklet comfeel is woven in next generation, computer numeric controlled, 3 dimensional looms, so that the product conforms to the complex anatomy of the ankle with exactness, apart from ensuring localized, variable compression.

#### APPLICATIONS:

- Gives mild support and immobilization to the weak ankle
- Gives warmth and compression to inflamed ankle joint
- Psychological support to geriatric patients
- For arthritic ankle conditions
- Post-surgical care
- Support during sporting activities

#### INSTRUCTIONS: [1]

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
  - Impaired sensation
  - Impaired blood flow
  - Allergy rash or itching
  - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

## एंक्लेट/एंक्लेट कोम्फील

### Hindi

एंक्लेट आमतौर पर वृद्धावस्था, आर्थराइटिस, चोट, खेलकूद आदि से जुड़े दर्द और प्रदाह को कम करने के लिए, टखने के जोड़ को हल्का दबाव, गर्मी और सहारा प्रदान करने के लिए, ऑर्थोपैडिक चिकित्सा में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं।

#### निर्माण:

एंक्लेट नायलॉन फ़ाइबर, स्पैन्डेक्स और लंबे रेशे वाले कपास के धागे की दोहरी परत से बना होता है। नायलॉन इस उत्पाद के जीवन और लचीलेपन को बेहतर बनाता है। नायलॉन देखने में अधिक सुखद होता है और रंगों में टिकाऊपन प्रदान करता है। सूती कपड़ा त्वचा के लिए उत्तम, कम एलर्जी पैदा करने वाला, अंतर्गुथित, रबर के धागे और स्पैन्डेक्स इस उत्पाद को बेजोड़ चौतरफा खिंचाव प्रदान करता है।

एंक्लेट कम्फील आधुनिक, कंप्यूटर न्यूमैरिक नियंत्रित, 3 आयामीय मिलों में बुना जाता है, ताकि यह उत्पाद टखने की जटिल बनावट के अनुरूप हो, तथा स्थानिक, परिवर्ती दबाव सुनिश्चित करे।

#### अनुप्रयोग:

- कमजोर टखने को हल्के समर्थन और स्थिरीकरण देता है।
- सूजे हुए टखने को संयुक्त गर्मी और संपीड़न देता है।
- बूढ़े रोगियों को मनोवैज्ञानिक समर्थन।
- टखने के गठिया के लिए।
- शल्य चिकित्सा के बाद देखभाल।
- खेल गतिविधियों के दौरान समर्थन।

#### निर्देश: [1]

- इन सतिथियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
  - दुर्बलता का अनुभव
  - रक्त प्रवाह में कमी
  - एलर्जी से लाल चक्के या खुजली
  - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ - साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।