

TECHNICAL PRODUCT INFORMATION

PRODUCT IDENTIFICATION

PRODUCT NAME	SYSO
REFERENCE	024922
PACKAGING	1 box
SOLD BY (in units)	1
APPLICATION	Automatic opening system for CBS™ High security tubes
COUNTRY OF ORIGIN	FRANCE
MANUFACTURER	CRYO BIO SYSTEM, GROUP IMV TECHNOLOGIES
SERIAL NUMBER	Yes



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Product : SYSO

Net weight	± 2.5 kg
Size (L x l x H)	± 363 x 276 x 152 mm
Capacity	6 Cryo Bio System tubes
Voltage / Frequency	± 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Power (Heater)	120 W

Packaging : Cardboard box

Size	490 x 350 x 210 mm
Material	Cardboard
Gross weight	± 4,5 kg

COMPOSITION

Material	Polyurethane, Aluminium, Stainless steel, Brass
Manufacturing standard	EN 61010-1 CEM EN 61326-1

UTILISATION

Read the manual carefully before using

STORAGE RECOMMENDATIONS (period, temperature) The equipment should be used indoor at room temperature and at a humidity not above 80%.

INCLUDED ACCESSORIES

WARRANTIES (if equipment)

1 year

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT	SYSO
CODE ARTICLE	024922
EMBALLAGE	1 boîte
UNITE DE VENTE	1
APPLICATION	Système d'ouverture automatique des tubes CBS™ Haute Sécurité
PAYS D'ORIGINE	FRANCE
FABRICANT	CRYO BIO SYSTEM, GROUPE IMV TECHNOLOGIES
NUMERO DE SERIE	Oui



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit : SYSO

Poids net	± 2.5 kg
Dimensions	± 358 x 275 x 157 mm
Capacité	6 tubes Cryo Bio System
Tension	100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Puissance	120 W

Emballage : Boîte en carton

Dimensions (L x l x H)	490 x 350 x 210 mm
Matière	Carton
Poids avec produit	± 4,5 kg

COMPOSITION

Matière	Polyuréthane, Aluminium, Inox, Laiton
Normes de fabrication	EN 61010-1 CEM EN 61326-1

UTILISATION

Lire attentivement la notice d'utilisation, avant utilisation de la machine

PRECAUTIONS DE STOCKAGE (période, température) Utiliser la machine en intérieur à une température comprise entre 4 et 25°C et à une humidité inférieure à 80%.

ACCESSOIRES INCLUS

GARANTIES (si équipement)

1 an