

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
or wh.com



Catálogo general de **productos**

2022

Válido a partir del 01.01.2022

Simbología

 con anillo de luz LED+

 con luz LED+

 con luz LED

 con luz

 sin luz

 spray interno

 spray externo

 sin spray

 termodesinfectable

 esterilizable

 artículo desechable

 sin látex

 pedal de control con cable

 pedal de control inalámbrico

Índice

Restauración & Prótesis	4-29
Endodoncias	30-35
Profilaxis & Periodontología	36-73
Cirugía oral & Implantología	74-115
Accionamientos	116-135
Esterilización, Higiene & mantenimiento	136-179
Laboratorio dental	180-185
Osstell	186-189

Avisos importantes

- › Las fotografías de las ilustraciones son orientativas. El contenido original no incluye ni los complementos ni los accesorios aquí mostrados
- › KaVo Multiflex®, NSK Mach®, NSK QD-J®, BienAir Unifix® y Sirona® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Primea Advanced Air

Simbología

-  con anillo de luz LED+
-  con luz LED+
-  con luz
-  spray interno
-  termodesinfectable
-  esterilizable



Primea Advanced Air:
Es la primera solución de accionamiento por aire de alta velocidad del mundo con una velocidad ajustable de la fresa y una capacidad constante de la potencia erosiva, incluso cuando aumenta la presión.

led+



Anillo LED+, de hasta 30 W, spray quintuple, diámetro del cabezal Ø 10 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm

RK-97 L
(Conexión Roto Quick*)
REF 30221000

led+



LED+, de hasta 30 W, spray quintuple, diámetro del cabezal Ø 10 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm

RG-97 L
(Conexión Roto Quick*)
REF 30222000

Para la gama completa de Primea Advanced Air, se necesitará el kit Add-on o Built-in. Ver página 126

* Acoplamiento Roto Quick RQ-24 o RQ-34



Synea Vision

Simbología

-  con anillo de luz LED+
-  con luz LED+
-  con luz
-  spray interno
-  termodesinfectable
-  esterilizable



Nueva gama de turbinas Synea Vision:

la tecnología más innovadora unida a una gama perfectamente adaptada a los requisitos más exigentes.



led+

Anillo LED+, spray quintuple,
26 W, diámetro del cabezal Ø 13mm

TK-100 L
REF 30021000



led+

Anillo LED+, spray quintuple,
24 W, diámetro del cabezal Ø 11,5mm

TK-98 L
REF 30019000



led+

Anillo LED+, spray quintuple,
21 W, diámetro del cabezal Ø 10 mm

TK-97 L
REF 30017000



led+

LED+, spray quintuple, 14 W,
diámetro del cabezal Ø 9 mm

TK-94 L
REF 30016000





Barra de vidrio, spray quintuple, 26 W,
diámetro del cabezal Ø 13 mm

TK-100 LM
REF 30022000





Barra de vidrio, spray quintuple, 24 W,
diámetro del cabezal Ø 11,5 mm

TK-98 LM
REF 30020000





Barra de vidrio, spray quintuple, 21 W,
diámetro del cabezal Ø 10 mm

TK-97 LM
REF 30018000





Barra de vidrio, spray quintuple, 14 W,
diámetro del cabezal Ø 9 mm

TK-94 LM
REF 30031000



1:5, spray quintuple, diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

WK-99 LT
(rodamientos cerámicos)
REF 30023000



1:4,5, spray quintuple, diámetro del cabezal
Ø 9,1 mm, botón de presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

WK-93 LT
(rodamientos cerámicos)
REF 30024000



1:1, spray simple, diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas
contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

WK-56 LT
REF 30025000



2:1, spray simple, diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas
contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

WK-66 LT
REF 30026000



8:1, spray simple, diámetro del cabezal
Ø 9,5mm, botón de presión para fresas de
contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

WK-86 LT
REF 30027000



1:1, spray simple, sistema de sujeción
por giro para fresas de piezas de mano y
contra-ángulos de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

HK-43 LT
REF 30028000

Acoplamiento Roto Quick RQ-24 / RQ-34 ver la página 118

* W&H acoplamiento RM-34 LED ver la página 119



1:5, spray quintuple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

WK-99 LT S
(rodamientos cerámicos)
REF 30215000



1:4,5, spray quintuple, diámetro del cabezal Ø 9,1 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

WK-93 LT S
(rodamientos cerámicos)
REF 30216000



1:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

WK-56 LT S
REF 30217000



2:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

WK-66 LT S
REF 30218000



Synea Fusion

Simbología

led+ con luz LED+

 con luz

 sin luz

 spray interno

 termodesinfectable

 esterilizable



Synea Fusion –
 ¡La mejor relación
 calidad-precio! La nueva
 gama de turbinas Synea
 Fusion ofrecen al usuario
 un confort de usuario
 indiscutible a un precio
 muy atractivo.



Cuatro Spray, 21 W, diámetro del cabezal Ø 11,5 mm

TG-98 L
(para RQ-24 / RQ-34*)
REF 30001000



TG-98 L RM
(Conexión estándar de 6 vías)
REF 30198000



TG-98
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30002000




Cuatro Spray, 18 W, diámetro del cabezal Ø 10 mm

TG-97 L
(para RQ-24 / RQ-34*)
REF 30004000



TG-97 L RM
(Conexión estándar de 6 vías)
REF 30197000



TG-97
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30005000



*Acoplamiento Roto Quick ver la página 116




barra de vidrio, cuatro spray, 21 W, head size Ø 11,5 mm,

TG-98 LW
for RA-24 / RA-25
REF 30202001




barra de vidrio, cuatro spray, 18 W, head size Ø 10 mm

TG-97 LW
(for RA-24 / RA-25)
REF 30201001






Conexión fija estándar de 6 vías para pieza de mano con turbina Synea Fusion TG-97/98 LW

RA-24
REF 10402424






Conexión de 5 vías (con luz), barra de vidrio, para pieza de mano con turbina Synea Fusion TG-97/98 LW

RA-25
REF 10402525

Con conexión Multiflex®*

Con conexión NSK




Barra de vidrio, Cuatro Spray, 21 W, diámetro del cabezal Ø 11,5 mm

TG-98 L N
REF 30200000




Barra de vidrio, Cuatro Spray, 18 W, diámetro del cabezal Ø 10 mm

TG-97 L N
REF 30199000




Barra de vidrio, Cuatro Spray, 21 W, diámetro del cabezal Ø 11,5 mm

TG-98 LM
REF 30003000




Barra de vidrio, Cuatro Spray, 18 W, diámetro del cabezal Ø 10 mm

TG-97 LM
REF 30006000

* W&H acoplamiento RM-34 LED ver la página 119

Contra-angle handpieces

piezas de mano

Contra-ángulos con recorrido



1:5, Cuatro Spray, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

WG-99 LT
REF 30007000

WG-99 A
REF 30008000



1:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

WG-56 LT
REF 30009000

WG-56 A
REF 30010000



2:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

WG-66 LT
REF 30011000

WG-66 A
REF 30012000



1:1, Sistema de sujeción con botón a presión, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, para fresas FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

WG-57 LT
REF 30212001



1:1, spray simple, sistema de sujeción por giro para fresas de piezas de mano y contra-ángulos de Ø 2,35 mm

HG-43 A
REF 30013000



Contra-ángulo Profin® 2:1, spray simple, trayectoria 1,1 mm, para puntas Dentatus

WG-67 LT
REF 30084000

WG-67 A
REF 30085000



Alegra

Simbología

led+ con luz LED+

led con luz LED

con luz

sin luz

spray interno

sin spray

termodesinfectable

esterilizable



Descubra las nuevas turbinas Alegra extremadamente silenciosas para el uso diario en su consulta.

Han sido diseñadas con los últimos avances tecnológicos para cumplir todas sus necesidades. Calidad »Made in Austria« para lograr sus mejores resultados de tratamiento.

Con rodamientos cerámicos y luz

Acoplamiento Roto Quick con generador para piezas de mano con turbina Alegra TE-97/98 LQ



led!   135°C

Spray triple, 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm

TE-98 LQ
REF 30067000



led!   135°C

Spray triple, 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm

TE-97 LQ
REF 30066000



Conexión de 2 vías (borden), generador y filtro de agua con válvula anti-retorno

RQ-53
REF 10405300



Conexión de 4 vías(estándar o RM), generador y filtro de agua con válvula anti-retorno

RQ-54
REF 10405400

Piezas de mano de turbina con rodamientos cerámicos, sin luz



  135°C

Spray triple, 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm

TE-98
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30071000

TE-98 BC
(Conexión Borden de 2 vías)
REF 30072000

TE-98 RM
(Conexión estándar de 4 vías)
REF 30073000

Piezas de mano de turbina con rodamientos de acero, sin luz



  135°C

Spray simple, 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm

TE-95 BC
(Conexión Borden de 2 vías)
REF 30074000

TE-95 RM
(Conexión estándar de 4 vías)
REF 30075000



  135°C

Spray triple, 16 W,
diámetro del cabezal Ø 10.4 mm

TE-97
(para RQ-03 / RQ-04 / RQ-14*)
REF 30068000

TE-97 BC
(Conexión Borden de 2 vías)
REF 30069000


TE-97 RM
(Conexión estándar de 4 vías)
REF 30070000

* Acoplamiento Roto Quick ver la página 116



* Micromotores de aire W&H con conexión de pieza de mano Midwest AM-20 MW RQ/ RM, AM-05 MW RQ/ RM (véase la página 124)

** Micromotores de aire W&H con conexión de pieza de mano Star Dental AM-20 SD RQ/ RM, AM-05 SD RQ/ RM (véase la página 125)





- Consta de:
- › WE-56 T
 - › HE-43 T
 - › AM-20 RM

Kit baja velocidad RM
REF 90000123



- Consta de:
- › WE-56 T
 - › HE-43 T
 - › AM-20 BC

Kit baja velocidad BC
REF 90000124



- Consta de:
- › TE-95 RM
 - › WE-56 T
 - › HE-43 T
 - › AM-20 RM
 - › Limpiador de toberas

Kit alta velocidad RM
REF 90000125



- Consta de:
- › TE-95 BC
 - › WE-56 T
 - › HE-43 T
 - › AM-20 BC
 - › Limpiador de toberas

Kit alta velocidad BC
REF 90000126



Espacio para 17 turbinas,
contra-ángulos y piezas de mano,
3 micromotores, 2 acoplamientos

**Maletín de transporte y
de presentación, grande**
REF 06505300



Espacio para 7 turbinas,
contra-ángulos y piezas de mano

**Maletín de transporte y
de presentación, pequeño**
REF 06240900

endea

Endea

Simbología

-  sin luz
-  sin spray
-  termodesinfectable
-  esterilizable

El tamaño extremadamente reducido del cabezal de los contra-ángulos de Endea permite acceder con más facilidad al punto de tratamiento.

Independientemente de si prefiere la técnica Crown-Down o Single-Length, puede preparar el canal radicular con una rotación de 360°.



Contra-ángulos



Endodancias

Insertos rotatorios que se pueden aplicar

Todas las limas de canal radicular que sean apropiadas para la rotación en 360°, especialmente las limas de aleación níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, según la norma europea EN ISO 1797-1:1995.

Adquisición de limas adicionales

Por favor, pida las limas en su distribuidor dental, o directamente en Sendoline (www.sendoline.com).

endo niti

Endo NiTi

Simbología

-  sin luz
-  sin spray
-  termodesinfectable
-  esterilizable

Para la preparación del canal radicular con limas rotatorias de NiTi.



Contra-ángulos



70:1,
botón de presión

WD-73 M
REF 10217302



128:1,
botón de presión

WD-74 M
REF 10217402

Insertos rotatorios que se pueden aplicar

Todas las limas de canal radicular que sean apropiadas para la rotación en 360°, especialmente las limas de aleación níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, según la norma europea EN ISO 1797-1:1995.

Adquisición de limas adicionales

Por favor, pida las limas en su distribuidor dental, o directamente en Sendoline (www.sendoline.com).

Endo Cursor

Simbología

-  sin luz
-  sin spray
-  termodesinfectable
-  esterilizable



Endo Cursor



4:1, botón de presión, para instrumentos manuales para los canales radiculares con un vástago de 3,6 – 4,0 mm

EB-62
REF 12226201

Para la preparación del canal radicular con limas rotatorias de NiTi.

Piezo Scaler Proxeo Ultra PB-510 / 520 / 530

Simbología



compatibilidad con
marcapasos



Los nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra de W&H han sido desarrollados en colaboración con profesionales de la profilaxis y hacen honor a su nombre. Las ventajas exclusivas para el usuario permiten un tratamiento ultra eficiente.

PB-530



- › Unidad de control PB-530 con depósito de refrigerante, fuente de alimentación modo interruptor y manguera de alimentación de 1,8 m
- › Pedal de control C-NW
- › Cable (acoplamiento (Pairing)/Carga) para C-NW

Set PB-5 L Q

- › Pieza de mano PB-5 L Q
- › Puntas: 1U, 2U, 1P, 1I incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L

- › Pieza de mano PB-5 L
- › Puntas: 1U, 2U, 1P, 1I incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L S

- › Pieza de mano PB-5 L S
- › Puntas: 1US, 2US, 3US, 1PS incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L Q

(con conexión rápida W&H Q-link)

REF 90000258

Set PB-5 L

(con rosca estándar W&H / EMS / Mectron)

REF 90000257

Set PB-5 L S

(con rosca W&H / Satelec / NSK)

REF 90000297

PB-520



- › Unidad de control PB-520 con depósito de refrigerante, uente de alimentación modo interruptor y manguera de alimentación de 1,8 m
- › Pedal de control C-NF

Set PB-5 L Q

- › Pieza de mano PB-5 L Q
- › Puntas: 1UQ, 2UQ, 1PQ incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L

- › Pieza de mano PB-5 L
- › Puntas: 1U, 2U, 1P incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L S

- › Pieza de mano PB-5 L S
- › Puntas: 1US, 2US, 1PS incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L Q

(con conexión rápida W&H Q-link)

REF 90000256

Set PB-5 L

(con rosca estándar W&H / EMS / Mectron)

REF 90000255

Set PB-5 L S

(con rosca W&H / Satelec / NSK)

REF 90000296

PB-510



- › Unidad de control PB-510 con línea y filtro de refrigerante, fuente de alimentación modo interruptor y manguera de alimentación de 1,8 m
- › Pedal de control C-NF

Set PB-5 L Q

- › Pieza de mano PB-5 L Q
- › Puntas: 1UQ, 2UQ, 1PQ incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L

- › Pieza de mano PB-5 L
- › Puntas: 1U, 2U, 1P incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L S

- › Pieza de mano PB-5 L S
- › Puntas: 1US, 2US, 1PS incl. cambiador de puntas con limitación del torque

Set PB-5 L Q

(Con conexión rápida W&H Q-link)

REF 90000254

Set PB-5 L

(Con rosca estándar W&H/EMS/Mectron)

REF 90000253

Set PB-5 L S

(Con rosca W&H/ Satelec/ NSK)

REF 90000295



PB-5 L Q

(con conexión rápida W&H Q-link)

REF 30327000



PB-5 L (W&H)

(con rosca estándar W&H / EMS / Mectron)

REF 30326000



PB-5 L S

(con rosca W&H / Satelec / NSK)

REF 30328000


Pieza de manos Proxeo Ultra



Unidad de control PB-530 con depósito de refrigerante, Fuente de alimentación modo interruptor y manguera de alimentación y Cable (acoplamiento (Pairing)/Carga)
REF 30325000



Unidad de control PB-520 con depósito de refrigerante, Fuente de alimentación modo interruptor y manguera de alimentación
REF 30324000



Unidad e control PB-510 con manquera refrigerante y filtro. Fuente de alimentación modo interruptor
REF 30323000



Tanque (o depósito refrigerante)
REF 07991190




Junta tórica para el depósito refrigerante
REF 07960870



Cartucho de bomba
REF 08001660



Junta tórica para el acoplamiento de la manguera
REF 02060203



Manguera del refrigerante
REF 05075600




Pedal de control C-NW
REF 30316000



Módulo del LED (3pcs) incl. tapa de la pieza de mano
REF 08025210



Pedal de control C-NF
REF 04717300



Filtro del refrigerante
REF 02675000



Cable (acoplamiento (Pairing)/Carga) para C-NW
REF 08014700




Limpiador de toberas
REF 00636901




› Eliminación de sarro subgingival y supragingival en todos los cuadrantes
 › Tratamiento completo sin necesidad de complicados cambios de puntas

Universal 1UQ con cambiador de puntas
 REF 08023920
Universal 1U con cambiador de puntas
 REF 05076200*
Universal 1US con cambiador de puntas
 REF 07983820



› Punta 2U visiblemente más larga y más estrecha
 › Tratamiento de pacientes de seguimiento
 › Para el repaso fino
 › Raspado fino del sarro supragingival
 › Eliminación de placa

Universal 2UQ con cambiador de puntas
 REF 08023930
Universal 2U con cambiador de puntas
 REF 05076300*
Universal 2US con cambiador de puntas
 REF 07983830



› Ligeramente redondeada y especialmente estrecha y corta
 › Raspado fino en la región supragingival
 › Instrumento de limpieza ideal para los espacios interdientales

Universal 3UQ con cambiador de puntas
 REF 08023940
Universal 3U con cambiador de puntas
 REF 05368200*
Universal 3US con cambiador de puntas
 REF 07983850



› Punta perfecta para la eliminación de grandes superficies de sarro

Universal 4U con cambiador de puntas
 REF 05849201

Descripción de la punta:

1U sin S o Q	1U para rosca estándar W&H / EMS / Mectron
1US	1U para rosca W&H / Satelec / NSK
1UQ	1U para rosca W&H / Satelec / NSK

* también adecuado para Pyon 1



Para el tratamiento de soporte de la periodontitis, seguimiento y gestión de la biopelícula



› Eliminación de concreciones en la región subgingival
 › Sobre todo en el tratamiento de bolsas periodontales profundas

Periodontología 1PQ con cambiador de puntas
 REF 08023950
Periodontología 1P con cambiador de puntas
 REF 05370400*
Periodontología 1PS con cambiador de puntas
 REF 07983860



› Recomendada para el tratamiento de mantenimiento de bolsas de profundidad de media a alta, así como de bifurcaciones

Periodontología 3PrQ con cambiador de puntas
 REF 08023960
Periodontología 3Pr con cambiador de puntas
 REF 06364900
Periodontología 3PIQ con cambiador de puntas
 REF 08023980
Periodontología 3PI con cambiador de puntas
 REF 06365000

Para tratamiento inicial de periodontitis y eliminar concreciones.



› Punta diamantada para la limpieza de la superficie radicular

Periodontología 4PQ con cambiador de puntas
 REF 08024010
4P con cambiador de puntas
 REF 07965670
4PS con cambiador de puntas
 REF 07983870



› Punta diamantada para la limpieza de bifurcaciones y concavidades

Periodontología 5PQ con cambiador de puntas
 REF 08024040
5P con cambiador de puntas
 REF 07965600



- › Punta diamantada para la limpieza de la superficie radicular

Periodontología 5PrQ con cambiador de puntas

REF 08024020

Periodontología 5Pr con cambiador de puntas

REF 07965660

Periodontología 5PIQ con cambiador de puntas

REF 08024030

Periodontología 5PI con cambiador de puntas

REF 07965620



- › Ampliación de fisuras

Restauración 1R con cambiador de puntas

REF 05849401



- › Punta diamantada para preparaciones de veneer
- › Permite obtener bordes de preparación claramente definidos
- › Ofrece la máxima protección de la encía y del diente adyacente

Restauración 2R con cambiador de puntas

REF 06368400



- › Punta parcialmente diamantada para el acabado de los bordes de cavidades proximales y mesiales

Restauración 3Rm con cambiador de puntas

REF 06368500



- › Punta parcialmente diamantada para el acabado de los bordes de cavidades proximales y mesiales

Restauración 3Rd con cambiador de puntas

REF 06368600



- › Instrumento no cortante para una eficaz activación de la limpieza en el sistema de canal radicular

Endodoncia 1ES con llave de boca

REF 07983880

Endodoncia 1E con llave de boca

REF 06367900



- › Punta para la condensación térmica lateral de gutapercha

Endodoncia 2E con llave de boca

REF 06368000



- › Eliminación o extracción de elementos fracturados del canal radicular

Endodoncia 3E con llave de boca

REF 06368100



- › Preparación del fondo de la cámara pulpar

Endodoncia 4E con llave de boca

REF 07812300



- › Cementado y eliminación de pernos radiculares mediante vibración

Endodoncia 5E con cambiador de puntas

REF 07812400



- › Eliminación de obturaciones y calcificaciones del conducto radicular

Endodoncia 6E con llave de boca

REF 07812500





1U **3U** **1P**

Consta de:

- › punta 1U, 3U, 1P (1 pc)
- › cambiador de puntas con limitación del torque (3 pcs)
- › ficha de puntas

Set de puntas Universal
REF 05851800*

Consta de:

- › punta 1I (3 pcs)
- › cambiador de puntas con limitación del torque (3 pcs)

Set de puntas Implant clean (3x 1I)
REF 08026380

Set de puntas Implant clean (3x 1I)
REF 06370500

1E **2E** **3E**

4E **5E** **6E**

Consta de:

- › punta 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1 unid.)
- › llave de boca (1 unid.) para puntas 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
- › cambiador de puntas (1 unid.) con limitación del torque para punta 5E
- › ficha de puntas

Set de puntas Endo
REF 07812200

TS-1 **TW-1**

TQ-1

cambiador de puntas con limitación del torque

TW-1: Para puntas con rosca W&H (p. ej. 1U, 2U)
REF 04982800

TS-1: Para puntas con rosca Satelec (p. ej. 1U, 2U)
REF 07984290

TQ-1: para puntas con W&H Q-Link (conexión rápida)
REF 07985850



Scaler de aire

Simbología

-  con luz
-  sin luz
-  spray interno
-  termodesinfectable
-  esterilizable



Rápido, cuidadoso, potente.

El scaler accionado por aire, con spray integrado y dos grandes salidas ópticas, es ideal para la eliminación de placa dental y sarro, así como para la limpieza de la superficie de las raíces. El resultado es que sus pacientes se sienten mejor en general y más seguros de sí mismos gracias a que tienen sus superficies dentales limpias.

Con conexión Foto Quick*



Con puntas 1AU, 2AU, 3AU y 1AP; cambiador de puntas, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas

ZA-55
REF 10035501

*Acoplamiento Roto Quick, véase pág. 116

Con conexión Multiflex®*



Con regulador de potencia y puntas 1AU, 2AU, 3AU y 1AP; cambiador de puntas, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas

ZA-55 LM
REF 10035502



Con puntas 1AU, 2AU, 3AU y 1AP; cambiador de puntas, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas

ZA-55 M
REF 10035503

*W&H acoplamiento con LED, véase pág. 165 119

Con conexión fija



Con punta 1AU (2 pcs), Llave inglesa abierta, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas

ZE-55 BC
REF 11015500



Con punta 1AU (2 pcs), Llave inglesa abierta, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas

ZE-55 RM
REF 11015501

con conexión Sirona®



Con regulador de potencia y puntas 1AU, 2AU, 3AU y 1AP; cambiador de puntas, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas

ZA-55 LS
REF 30227000

Puntas



Uso universal, también para superficies molares curvadas con inclinación lingual

Punta 1AU con ficha de puntas
REF 07159700



Para dientes anteriores mandibulares, superficies linguales, en casos de bandas de sarro con una fuerte adhesión, gruesas y duras

Punta 2AU con ficha de puntas
REF 07159800



Para retirar sedimentos en la parte cervical y también para la eliminación de depósitos de nicotina

Punta 3AU con ficha de puntas
REF 07159900



Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas

Punta 1AP con ficha de puntas
REF 07009100



Punta curvada hacia la derecha para la eliminación de depósitos subgingivales

Punta 2APr con ficha de puntas
REF 05254400



Punta curvada hacia la izquierda para la eliminación de depósitos subgingivales

Punta 2API con ficha de puntas
REF 05153300



Con un revestimiento de diamante en la punta del instrumento para el desbridamiento periodontal de furcaciones y concavidades.


Punta 3AP con ficha de puntas
REF 05280200

Profílexis & Periodontología



Icon: 135°C, 111

Cambiador de puntas
REF 07308100




Icon: 135°C, 111

Llave inglesa abierta SW4
REF 04510700



Icon: 135°C, 111

Limpiador de toberas largo
REF 00636901



Cepillos de limpieza
REF 05452400



Icon: 135°C, 111

BC **RM**

Junta tórica BC
REF 01000700
Junta tórica RM
REF 02207300

Repuestos



Sistema de aeropulidor



Aeropulidor Proxeo Aura

Con un sistema de aeropulidor y sus correspondientes polvos, puede eliminar la biopelícula tanto supra como subgingival, así como decoloraciones, de forma eficaz, controlada y completa.



Proxeo Aura Set Prophy

- › Aeropulidor
- › Cabezal de pulverización 120°
- › Polvo de profilaxis SOFT (250 g)
- › Accesorios

Conexión

PF-60 (W&H RotoQuick)

REF 08020760

PF-60 M (Kavo Multiflex)

REF 08020770

PF-60 N (NSK)

REF 08020780

PF-60 S (Sirona)

REF 08020790



Proxeo Aura Set Perio*

- › Aeropulidor
- › Cabezal de pulverización 120°
- › Cabezal de pulverización Perio
- › Puntas subgingivales Perio 40 pcs
- › Polvo de profilaxis SOFT (250 g)
- › Polvo de profilaxis SENSITIVE
- › Accesorios

Conexión

PF-60 (W&H RotoQuick)

REF 08020761

PF-60 M (Kavo Multiflex)

REF 08020771

PF-60 N (NSK)

REF 08020781

PF-60 S (Sirona)

REF 08020791



bicarbonato de sodio, 4x250 g,
Ø tamaño de partícula: 40 µm

Prophylaxis Powder SOFT+

REF 08020870



carbonato cálcico, 4x250 g,
tamaño de partícula: 45-75 µm

Prophylaxis Powder SMOOTH

REF 08020880



Glicina, 2x160 g, Ø tamaño de partícula: 25 µm

Prophylaxis Powder SENSITIVE+

REF 08020890

* solo disponible en EEA+CH



Cabezal de pulverización 120°

REF 08020810



Cabezal corto de pulverización 120°

REF 08020840



Cabezal de pulverización 90°

REF 08020800



Cabezal corto de pulverización 90°

REF 08020830



Cabezal de pulverización Perio


REF 08020820



Cabezal corto de pulverización Perio

REF 08020850

Accesorios



Profílexis & Periodontología

Profílexis & Periodontología



Contra-ángulos y pieza de mano

Simbología

-  sin luz
-  sin spray
-  termodesinfectable
-  esterilizable
-  sin látex
-  artículo desechable



Sistema de pulido rotativo

En el tratamiento dental moderno, la eliminación mecánica profesional de la placa dental y del biofilm es parte integral del proceso de profilaxis. ¡W&H ofrece con Proxeo TWIST una solución compacta y fácil de manejar para todo lo que necesite, ya sea limpiar, pulir o fluorizar!



4:1, contra-ángulo con sistema LatchShort para copas y cepillos profilácticos LatchShort de W&H

WP-66 W
REF 30189000



suaves / verde manzana LatchShort

Copa profiláctica
144 pcs REF 08003630



duras / verde oscuro LatchShort

Copa profiláctica
144 pcs REF 07597900



con forma de copa suave / transparente LatchShort

Cepillo profiláctico
144 pcs REF 08003650



4:1, contra-ángulo para todas las copas, cepillos y Snap-on (adaptador) con eje de 2,35 mm

WP-66 M
REF 30190000



4:1, contra-ángulo Sistema Universal con adaptador Snap-on y llave para todas las copas y cepillos Screw-in y para las copas y cepillos Snap-on (adaptador)

WP-64 MU
REF 10216443



4:1, contra-ángulo Sistema YOUNG con llave, para YOUNG copas y cepillos Screw-in

WP-64 M
REF 10216403



Adaptador Snap-on para WP-64 MU
REF 04530600



Llave
REF 01957300



4:1, pieza de mano para contra-ángulos profilácticos desechables con mango plástico sistema Doriot

HP-44 M
REF 10114403

Sistema de pulido inalámbrico



Pulir sin cable significa poder pulir completamente sin restricciones

Gire la ligera pieza de mano de diseño ergonómico a voluntad y cambie su posición según sea necesario. Ello le permite acceder a prácticamente cualquier ángulo durante el pulido y asegura una buena visibilidad del punto de tratamiento.



El sistema inalámbrico PL-40 H Proxeo Twist Doriot consta de:

- › Pieza de mano de accionamiento PL-40 H incluyendo la funda de la pieza de mano
- › Pedal de control C-NW
- › Cargador con adaptador
- › Soporte para la pieza de mano

REF 30317000



El sistema inalámbrico PL-40 HW Proxeo Twist LatchShort consta de:

- › Pieza de mano de accionamiento PL-40 HW
- › PL-66 W para sistema LatchShort
- › Pedal de control C-NW
- › Cargador con adaptador
- › Soporte para la pieza de mano

REF 90000346



El sistema inalámbrico PL-40 HW Proxeo Twist Doriot consta de:

- › Pieza de mano de accionamiento PL-40 HW
- › PL-44 para sistema Doriot
- › Pedal de control C-NW
- › Cargador con adaptador
- › Soporte para la pieza de mano

REF 90000348



suaves / verde manzana LatchShort

Copa profiláctica
144 pcs REF 08003630



duras / verde oscuro LatchShort

Copa profiláctica
144 pcs REF 07597900



con forma de copa suave / transparente LatchShort

Cepillo profiláctico
144 pcs REF 08003650



Profi Cabezal desechable 105° dura/verde oscuro
100 pcs
REF 07979710



Profi Cabezal desechable 105° suave/verde manzana
100 pcs
REF 07994950



El sistema inalámbrico PL-40 HW Proxeo Twist Screw-in Young consta de:

- › Pieza de mano de accionamiento PL-40 HW
- › PL-64 para sistema Screw-in Young
- › Pedal de control C-NW
- › Cargador con adaptador
- › Soporte para la pieza de mano

REF 90000347



Pieza de mano de accionamiento PL-40 H
REF 07954780



Pedal de control
REF 30316000



Pieza de mano de accionamiento
REF 07947190



Funda de la pieza de mano
REF 07918800



Estuche de transporte
REF 08025020



Cargador con adaptador
REF 07969610



Soporte para la pieza de mano
REF 05882600



PL-44 para sistema Doriot
REF 30098000



PL-64 para sistema Screw-in Young
REF 30097000



PL-66 W para sistema LatchShort
REF 30096000

Set Proxeo combinado (Ultra y TWIST sin cable)



Práctico, sin cable y eficiente:

A partir de ahora pueden utilizarse el PB-530 Proxeo Ultra Piezo scaler y el sistema Proxeo Twist sin cable a través de un único pedal de control inalámbrico. Ello no sólo permite trabajar más cómodamente, sino que también asegura una mayor eficiencia en el proceso de trabajo.

Todos los sets Proxeo combinados constan de:

Sistema de pulido sin cable Proxeo Twist

- › Pieza de mano de accionamiento PL-40 H con funda
- › Pedal de control C-NW
- › Cargador con adaptador
- › Soporte para la pieza de mano

Unidad de control PB-530 con depósito de refrigerante

Fuente de alimentación de conmutación
Manguera de alimentación de 1,8 m
Cable (emparejamiento/carga) para C-NW



Sistema de pulido sin cable Proxeo Twist

- › Pieza de mano de accionamiento PL-40 HW
- › PL-66 W o PL-64
- › Pedal de control C-NW
- › Cargador con adaptador
- › Soporte para la pieza de mano

Unidad de control PB-530 con depósito de refrigerante

Fuente de alimentación de conmutación
Manguera de alimentación de 1,8 m
Cable (emparejamiento/carga) para C-NW



Pieza de mano PB-5 L Q
 Tipos: 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ
 incl. cambiador de puntas con limitación del par

Sets Proxeo combinados

Set PB-530, PB-5 L Q, PL-40 H

REF 90000298

**Set PB-530, PB-5 L Q,
 PL-40 HW, PL-66 W**

REF 90000356



Pieza de mano PB-5 L
 Tipos: 1U, 2U, 1P, 1I
 incl. cambiador de puntas con limitación del par

Sets Proxeo combinados

Set PB-530, PB-5 L, PL-40 H

REF 90000299

**Set PB-530, PB-5 L,
 PL-40 HW, PL-66 W**

REF 90000354



Pieza de mano PB-5 L S
 Puntas: 1US, 2US, 1PS, 1IS
 incl. cambiador de puntas con limitación del par

Sets Proxeo combinados

Set PB-530, PB-5 L S, PL-40 H

REF 90000301

**Set PB-530, PB-5 L S,
 PL-40 HW, PL-66 W**

REF 90000358



Implantmed SI-1023 / SI-1015



implantmed^{PLUS}

W&H Implantmed ofrece al implantólogo una unidad de accionamiento para el uso diario

Esta unidad quirúrgica puede utilizarse con seguridad para procedimientos de cirugía oral en implantología y cirugía maxilofacial.

Implantmed Set consta de:

- › Unidad de control (230 V o 120 V)
- › Micromotor con cable de 1,8 m (EM-19/EM-19 LC)
- › Incl. 5 clips de sujeción
- › Pedal de control S-N2 / S-NW
- › Soporte
- › Soporte universal
- › Cable de red
- › Tubos flexibles refrigerantes desechables (3x)



Pedal de control S-N2, micromotor sin contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
 REF 90000163
SI-1015 (120 V)
 REF 90000167



Pedal de control S-N2, micromotor con contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
 REF 90000165
SI-1015 (120 V)
 REF 90000169



Pedal de control S-NW, micromotor sin contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
 REF 90000164
SI-1015 (120 V)
 REF 90000168



Pedal de control S-NW, micromotor con contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
 REF 90000166
SI-1015 (120 V)
 REF 90000170



sin pedal de control, incl. llave CAN, micromotor sin contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
 REF 90000171
SI-1015 (120 V)
 REF 90000173



led+
sin pedal de control, incl. llave CAN, micromotor con contactos eléctricos
SI-1023 (230 V)
 REF 90000172
SI-1015 (120 V)
 REF 90000174

Implantmed Sets



Módulo Osstell ISQ de W&H con sonda de medición, TestPeg, base del SmartPeg, vale para 5 SmartPegs
 REF 30210000



Sonda de medición con cable para módulo Osstell ISQ de W&H
 REF 07721100



TestPeg
 REF 07849900



Base del SmartPeg 1pc
 REF 07460300

Accesorios

Cirugía oral & Implantología

Cirugía oral & Implantología

Implantmed Sets



Maletín de transporte
REF 07962790



Micromotor EM-19
(sin contactos eléctricos) con cable de
1,8 m incl 5 clips de sujeción
REF 30185000



Implantmed SI-1023 (230 V)
REF 30288000
Implantmed SI-1015 (120 V)
REF 30289000

Micromotor EM-19 LC
(con contactos eléctricos) con cable
de 1,8 m incl 5 clips de sujeción
REF 30281000

Micromotor EM-19 LC
(con contactos eléctricos) con cable
de 3,5 m incl 10 clips de sujeción
REF 30281001



Pedal de control variable S-N2
con cable de 2,8 m
REF 30285000



Pedal de control variable S-NW
con llave CAN
REF 30264000



Llave CAN
REF 07759700



Soporte universal
REF 07721800



Módulo Piezomed Classic / Plus SA-435 M / SA-430 M

Simbología

-  sin luz
-  termodesinfectable
-  esterilizable



El módulo Piezomed de W&H cubre el flujo de trabajo quirúrgico completo

Una solución hecha a medida para cada usuario. Implantmed puede combinarse con el módulo Piezomed con una solución plug-and-play para abarcar varias aplicaciones quirúrgicas.

Módulo Piezomed Plus de 1,8 m compuesto por:

- › Módulo
- › Pieza de mano SA-40 L (1,8 m)
- › Alimentación y cable principal
- › Soporte y apoyo
- › Cambiador de instrumentos
- › 6 tubos de irrigación desechables

SA-435 M (1.8 m)
REF 90000350



Módulo Piezomed Plus de 3,5 m compuesto por:

- › Módulo
- › Pieza de mano SA-40 L (3,5 m)
- › Alimentación y cable principal
- › Soporte y apoyo
- › Cambiador de instrumentos
- › 6 tubos de irrigación desechables

SA-435 M (3.5 m)
REF 90000351



Módulo Piezomed Classic compuesto por:

- › Módulo
- › Pieza de mano SA-40 (1,8 m)
- › Alimentación y cable principal
- › Soporte y apoyo
- › Cambiador de instrumentos
- › 6 tubos de irrigación desechables

SA-430 M
REF 90000349



Pieza de mano Piezomed con

- › Cable de 1,8 m
- › Luz LED y detección del inserto
- › Cambiador de instrumentos

SA- 40 L (1.8 m)
REF 30392000



Pieza de mano Piezomed con

- › Cable de 3,5 m
- › Luz LED y detección del inserto
- › Cambiador de instrumentos

SA- 40 L (3.5 m)
REF 30392001



Pieza de mano Piezomed con

- › Cable de 1,8 m
- › Sin luz ni detección del inserto
- › Cambiador de instrumentos

SA- 40 (1.8 m)
REF 30408000



Tubos de irrigación desechables con conector en Y de 2,2 m (6 uds.)
REF 08072750

Tubos de irrigación desechables con conector en Y de 3,8 m (6 uds.)
REF 08041710

Contra ángulos y piezas de mano quirúrgicas

Simbología

led+ con luz LED+

 spray externo

 termodesinfectable

 esterilizable

con Mini LED+
y conexión
W&H



Piezas de mano rectas y contra-ángulos quirúrgicos



20:1, sistema de sujeción Hexagon, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, (dureza de >50 HRC, >520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer

WS-75 L
REF 30033000



1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm

WS-56 L
REF 30040000



1:2.7, cabezal de 45°, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm

WS-91 L
REF 30049000



1:2.7, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm

WS-92 L
REF 30043000




1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm (también del sistema Stryker)

S-11 L
REF 30058000

elcomed

Elcomed



Elcomed consta de:

- > Unidad de control con o sin documentación
- > (220 – 240 V o 100 – 130 V)
- > Pedal de control variable S-N1,
- > Micromotor con cable de 1,8 o 3,5 m incl. clips de sujeción
- > Set de tubos de spray
- > Cable de red
- > Soporte del micromotor
- > Soporte
- > Seguros antitorsión
- > Equipo adicional para unidad de control
- > con documentación: pen-drive USB

<p>SA-310 con documentación</p> <p>Micromotor con cable de 1,8 m REF 15933100</p> <p>Micromotor con cable de 3,5 m REF 15933101</p>	<p>SA-310 sin documentación</p> <p>Micromotor con cable de 1,8 m REF 15933102</p> <p>Micromotor con cable de 3,5 m REF 15933103</p>
--	--

<p>Micromotor con cable de 1,8 m incl 5 clips de sujeción REF 05513400</p>	<p>Micromotor con cable de 3,5 m incl 10 clips de sujeción REF 06205800</p>
---	--

Fusible
250 V – T1,6AH
REF 06352200

Pen-drive USB
REF 06290700

Accesorios

Cirugía oral & Implantología

Implantmed Classic SI-915 / SI-923



El nuevo Implantmed Classic de W&H ofrece a los profesionales de la implantología una unidad quirúrgica para su uso diario. El diseño ergonómico y el manejo sencillo garantizan un trabajo sin esfuerzo.


Implantmed Classic Set, formado por:

- › Unidad de control (230 V o 120 V)
- › Micromotor EM-19 con cable de 1,8 metros
- › incl. 5 clips de sujeción
- › Pedal de control S-N2
- › Varilla para suero
- › Soporte universal
- › Cable de alimentación de red
- › 3 líneas de irrigación desechables




SI-923 (230 V)
REF 90000161

SI-915 (120 V)
REF 90000162



Micromotor con cable de 1,8 m incl. 5 clips de sujeción
REF 06631600

¡ATENCIÓN! No es compatible con Implantmed Classic.



Fusible T 1,25 AH
REF 06661800

¡ATENCIÓN! No es compatible con Implantmed Classic.



Micromotor EM-19 (sin contactos eléctricos) con cable de 1,8 m incl 5 clips de sujeción
REF 30185000



Pedal de control variable S-N2 con cable de 3,5 m
REF 30285000



Pedal de control inalámbrico S-NW con llave SPI
REF 30264001

Atención! no es compatible con Implantmed Classic.




Llave SPI (Implantmed SI-923, SI-915 (2011), Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
REF 07795800

Atención! no es compatible con Implantmed Classic.



Pedal de control con cable (Elcomed SA-310, Implantmed SI-923, SI-915 (2011)) S-N1
REF 06202400

¡ATENCIÓN! No es compatible con Implantmed Classic.



Seguro antitorsión para micromotor para micromotor
REF 04006800


¡ATENCIÓN! No es compatible con Implantmed Classic.



Maletín de transporte Elcomed SA-310
REF 07945930




Maletín de transporte Implantmed SI-923 / SI-915
REF 07948730



Juego de tubo/spray desechable para micromotor con 1,8 m cable, 6pcs, 2,2 m
REF 04363600

Juego de tubo/spray desechable para micromotor con 3,5 m cable, 6 pcs, 3,8 m
REF 04364100

Relación de tubos de irrigación



Juego de tubo/spray esterilizable para micromotor con 1,8 m cable, 1 pcs, 2,2 m
REF 04719400

Piezas disponibles después de la venta

Relación de tubos de irrigación



Tubo de la bomba con contra rosca 1 pcs
REF 04013900




Tubo de la bomba 3 pcs, 85 mm
REF 04014000


Cirugía oral & Implantología

Piezas disponibles después de la venta

Piezas disponibles después de la venta sólo para Elcomed SA-200




Set de tubos de spray esterilizable 2,2 m, para micromotor con cable de 1,8 m
REF 04976700



Set de tubos de spray desechable, 6 set por caja, para micromotor con cable de 1,8 m
REF 04365300

Set de tubos de spray desechable, 6 set por caja, para micromotor con cable de 3,5 m
REF 04365100



Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 1,8 m, 10 pcs, 2,2 m
REF 00929300
Línea de irrigación desechable para micromotor con cable de 3,5 m, 10 pcs, 3,8 m
REF 00929400

Cirugía oral & Implantología

Contra-ángulos y piezas de mano quirúrgicas

Explanation of Symbols

led+ con luz LED+

 sin luz

 spray externo

 termodesinfectable

 esterilizable

con y sin
Mini LED+



Piezas de mano rectas y contra-ángulos quirúrgicos



20:1, Hexagon, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer

WS-75 L G
REF 30032000

led+

WS-75
REF 30065000



1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm

WS-56 L G
REF 30039000

led+

WS-56
REF 30038000



1:2.7, cabezal de 45°, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm

WS-91 L G
REF 30048000

led+

WS-91
REF 30047000




1:2.7, spray triple, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción FG de 1,6 mm

WS-92 L G
REF 30042000

led+

WS-92
REF 30041000



135°C

Sistema de refrigeración interna Kirschner Meyer set (WI-75) negro
REF 08014692



20:1, Hexagon, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de diámetro de Ø 2,35 mm, sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer

WI-75 E/KM (no desmontable)
REF 10207550



Piezas de mano rectas y contra-ángulos quirúrgicos



135°C
III

Clip del tubo de spray negro con tubo externo para la refrigeración por sistema Kirschner/Meyer

3 pcs
REF 04757100



135°C
III

Clip del tubo de spray negro sin tubo externo

3 pcs
REF 05051000



135°C
III

Clip del tubo de spray verde con tubo externo para refrigeración por sistema Kirschner/Meyer


3 pcs, para izquierda
REF 06946300
3 pcs, para derecha
REF 06948300



135°C
III

Clip del tubo de spray verde sin tubo externo

3 pcs, para izquierda
REF 06948400
3 pcs, para derecha
REF 06949500




135°C
III

Tubo para la refrigeración interna de la fresa (KM)
REF 02610500




135°C
III

Bifurcación Y
3 pcs
REF 06016400



135°C
III

Limpiador de toberas corto
REF 02015101



135°C
III

Sistema de refrigeración interna Kirschner Meyer set (WI-75) verde
REF 08014690

Piezas de mano rectas y contra-ángulos quirúrgicos



135°C
III

1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm (también del sistema Stryker)

S-11 L G
REF 30057000

led+

S-11
REF 30056000



135°C
III

1:1, angulada, delgada, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm (también del sistema Stryker)

S-9 L G
REF 30054000

led+

S-9
REF 30053000



135°C
III

1:1, recta, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm (también del sistema Stryker)

S-15
REF 30060000



135°C
III

1:1, angulada, delgada, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm

S-10
REF 30059000



135°C
III

1:2, angulada, delgada, con sujeción de palanca, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm

S-12
REF 30061000



135°C
III

1:2, Sistema de sujeción de palanca para fresas quirúrgicas y cortadores, Ø 2,35 mm

S-16
REF 30411000



135°C
III

20:1, Sistema de sujeción para fresas zygoma, fresas quirúrgicas y cortadores, Ø 2,35 mm

SZ-75
REF 30095000

Piezas de mano quirúrgicas

Cirugía oral & Implantología

Repuestos



Repuestos

Cirugía oral & Implantología

Cirugía oral & Implantología



Piezas de mano quirúrgicas con sierra

Simbología

-  recíproca
-  oscilante
-  sagital
-  sin luz
-  spray externo
-  termodesinfectable
-  esterilizable



Las piezas de mano con sierra han sido especialmente diseñadas para la realización de osteotomías y para la extracción de hueso. Incluso después de años de uso al máximo de revoluciones, el rendimiento de corte constante está garantizado.

Piezas de mano quirúrgicas con sierra



3,25:1, con hojas de sierra quirúrgicas recíprocas R-15, R-20 y R-30, dos de cada una

S-8 R recíproca
REF 10100801




3,4:1, con hojas de sierra quirúrgicas oscilantes O-8 y O-15, dos de cada una

S-8 O oscilante
REF 10100802




3,25:1, con hojas de sierra quirúrgicas sagitales S-6 y S-10, dos de cada una

S-8 S sagital
REF 10100803



Tubo para el medio refrigerante para S-8 R, S-8 S
REF 04870800



Tubo para el medio refrigerante para S-8 O
REF 04871000



Llave de ajuste para cambiar las hojas de sierra
REF 04740200

Piezas de mano quirúrgicas con sierra



Recíproca, transversal, dirección del corte en ambos sentidos, para pieza de mano con sierra S-8 R

R-15, longitud aprox. 15 mm
1 pc REF 04726000
5 pcs REF 04800100

R-20, longitud aprox. 20 mm
1 pc REF 04725900
5 pcs REF 04800000

R-30, longitud aprox. 30 mm
1 pc REF 04725700
5 pcs REF 04799900



Oscilante, dirección del corte de 90° respecto al eje, medidor de profundidad indicado en la hoja (distancias de 2,5 mm), para pieza de mano con sierra S-8 O

O-8, ancho aprox. 8 mm
REF 04800500

O-15, ancho aprox. 15 mm
REF 04800400



Sagital, dirección del corte paralelo al eje, medidor de profundidad indicado en la hoja (distancias de 2,5 mm), para pieza de mano con sierra S-8 S

S-6, ancho aprox. 6 mm
1 pc REF 04726200
5 pcs REF 04800300

S-10, ancho aprox. 10 mm
1 pc REF 04726100
5 pcs REF 04800200

Hojas de sierra

Piezomed



piezomed

Piezomed facilita el trabajo del cirujano, ya que gracias a la innovadora tecnología Ultrasónica, actúa con gran precisión sobre la sustancia ósea exclusivamente. El tejido blando circundante permanece intacto. Un alivio notable también para el paciente: ¡Menos dolor y una recuperación más rápida!

Piezomed consta de:

- › Unidad de control (100 – 130 V / 220 – 240 V)
- › Pedal de control S-N1 / S-NW
- › Pieza de mano con cable de 1,8 m y pieza de mano con 3,5 m cable y clips
- › Set de tubos de spray
- › Cable de red
- › Soporte del micromotor
- › Soporte
- › Cambiador de insertos
- › Caja de esterilización
- › Kit de insertos »Bone«



SA-320 con cable de 1,8 m con pedal de control S-N1
REF 30078000

SA-320 con cable de 3,5 m con pedal de control S-N1
REF 30078001



SA-320 con cable de 1,8 m con pedal de control S-NW, llave SPI
REF 30078005

SA-320 con cable de 1,8 m sin pedal de control, llave SPI
REF 30078004

SA-320 motor con cable de 1,8 m con pedal de control S-NW, llave SPI
REF 30078003

SA-320 con cable de 3,5 m con pedal de control S-NW, llave SPI
REF 30078007

SA-320 con cable de 3,5 m sin pedal de control, llave SPI
REF 30078006



Pieza de mano con cable de 1,8 m incl. 5 clips
REF 06985000

Pieza de mano con cable de 3,5 m incl. 10 clips
REF 07159200



Pedal de control con cable S-N1
REF 07004400

Estribo para pedal de control SN-1
REF 04653500



Pedal de control inalámbrico S-NW con llave SPI
REF 30264001



Llave SPI (Implantmed SI-923, SI-915 (2011), Elcomed SA-310, Piezomed SA-320)
REF 07795800



Módulo del LED
REF 06205600



Fusible T1,25AH
REF 06661800



Maletín de transporte Piezomed SA-320
REF 07945930




Cassette de esterilización para piezomed
REF 07172900

Cirugía oral & Implantología

Cirugía oral & Implantología


Sets Implantmed

Repuestos



**Juego de tubo/spray
desechable para micromotor con
1,8 m cable, 6pcs, 2,2 m**
REF 04363600

**Juego de tubo/spray
desechable para micromotor con
3,5 m cable, 6 pcs, 3,8 m**
REF 04364100



**Juego de tubo/spray
esterilizable para micromotor con
1,8 m cable, 1 pcs, 2,2 m**
REF 04719400



Caja para insertos
REF 07134900



**Kit de insertos »Bone«
que consta de los insertos:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5**
REF 07173100



**Kit de insertos Sinus
»SPECIAL« que consta de los
insertos: S1, S2, S3, S4, S5**
REF 07173200



**Kit de insertos »Endo«
que consta de los insertos:
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD**
REF 07173300



**Kit de insertos »Paro«
que consta de los insertos:
P1, P2RD, P2LD**
REF 07173400



**Kit de insertos »EX«
que consta de los insertos:
EX1, EX2**
REF 07173500



**Kit de insertos »Implant/Crestal P«
que consta de los insertos:
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P**
REF 07997110



**Kit de insertos »Implant/Crestal A«
que consta de los insertos:
I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P**
REF 07997090



Inserto de engranaje fino para cortes de sierra precisos, con apenas pérdida ósea durante la extracción de injertos óseos.

Inserto B1
REF 05530100



Inserto con engranaje fino para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvada hacia la derecha.

Inserto B2R
REF 06958600



Inserto diamantado para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.

Inserto S1
REF 05542900



Inserto con bola diamantada para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.

Inserto S2
REF 05534700



Inserto con engranaje fino para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvada hacia la izquierda.

Inserto B2L
REF 05544400



Inserto afilado para el modelado y contorneado de la superficie ósea, así como la recolección de virutas óseas.

Inserto B3
REF 05542100



Inserto para el desprendimiento traumático de la membrana de Schneider. Tres bocas de salida de spray protegen la membrana mediante una película refrigerada.

Inserto S3
REF 05508200



Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.

Inserto S4
REF 05542300



Escoplo afilado para el ranurado de la cresta maxilar.

Inserto B4
REF 05543800



Escoplo afilado para la recolección de virutas óseas y desprendimiento del colgajo óseo.

Inserto B5
REF 05534500



Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.

Inserto S5
REF 05542800



Inserto diamantado recto para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R1D
REF 05975200



Sierras especiales para cortes finos y profundos en tiempo récord. También para separar las raíces dentales y para las apicectomías.

Inserto B6
REF 07022500



Sierras especiales para cortes finos y profundos en tiempo récord. También para separar las raíces dentales y para las apicectomías.

Inserto B7
REF 07022600



Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la derecha para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R2RD
REF 05991000



Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la izquierda para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R2LD
REF 05999400



Inserto de engranaje fino para cortes de sierra precisos, con apenas pérdida ósea durante la extracción de injertos óseos.

Inserto B1
REF 05530100



Inserto con engranaje fino para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvada hacia la derecha.

Inserto B2R
REF 06958600



Inserto diamantado para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.

Inserto S1
REF 05542900



Inserto con bola diamantada para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.

Inserto S2
REF 05534700



Inserto con engranaje fino para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvada hacia la izquierda.

Inserto B2L
REF 05544400



Inserto afilado para el modelado y contorneado de la superficie ósea, así como la recolección de virutas óseas.

Inserto B3
REF 05542100



Inserto para el desprendimiento traumático de la membrana de Schneider. Tres bocas de salida de spray protegen la membrana mediante una película refrigerada.

Inserto S3
REF 05508200



Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.

Inserto S4
REF 05542300



Escoplo afilado para el ranurado de la cresta maxilar.

Inserto B4
REF 05543800



Escoplo afilado para la recolección de virutas óseas y desprendimiento del colgajo óseo.

Inserto B5
REF 05534500



Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.

Inserto S5
REF 05542800



Inserto diamantado recto para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R1D
REF 05975200



Sierras especiales para cortes finos y profundos en tiempo récord. También para separar las raíces dentales y para las apicectomías.

Inserto B6
REF 07022500



Sierras especiales para cortes finos y profundos en tiempo récord. También para separar las raíces dentales y para las apicectomías.

Inserto B7
REF 07022600



Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la derecha para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R2RD
REF 05991000



Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la izquierda para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R2LD
REF 05999400



Inserto diamantado angulado para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R3D
REF 05998800



Inserto diamantado fuertemente curvado hacia la derecha para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R4RD
REF 06005000



Inserto diamantado fuertemente curvado hacia la izquierda para la preparación retrógrada del canal radicular.

Inserto R4LD
REF 06004700



Para eliminar las concreciones en la región subgingival. Ideal para el tratamiento de bolsas periodontales profundas.

Inserto P1
REF 06067700



Inserto de punta diamantada curvada hacia la derecha para el desbridamiento parodontal. Especialmente adecuado para el alisado abierto de raíces.

Inserto P2RD
REF 06061700



Inserto de punta diamantada curvada hacia la izquierda para el desbridamiento parodontal. Especialmente adecuado para el alisado abierto de raíces.

Inserto P2LD
REF 06061800



Inserto para la extracción dental atraumática para conservar el hueso alveolar.

Inserto EX1
REF 06069300



Inserto para la extracción dental atraumática para conservar el hueso alveolar.

Inserto EX2
REF 06071100



Inserto diamantado con marcas de profundidad para la preparación piloto orientada al eje.

Inserto I1
REF 07786800



Inserto diamantado para la ampliación del orificio piloto (Ø 2,5 mm de diámetro) y para la elevación de la membrana de Schneider vía el uso del flujo del refrigerante.

Inserto Z25P
REF 07785600



Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada. A = Zona anterior

Inserto I2A
REF 07797800



Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada. P = Zona posterior

Inserto I2P
REF 07788800



Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada. A = Zona anterior

Inserto I3A
REF 07885600



Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada. P = Zona posterior

Inserto I3P
REF 07887000



Inserto diamantado para la ampliación del orificio piloto (Ø 3,5 mm de diámetro) y para la elevación de la membrana de Schneider vía el uso del flujo del refrigerante.

Inserto Z35P
REF 07980600



Insertos para la preparación del lecho del implante (4 mm) hasta la profundidad deseada. A = Zona anterior

Inserto I4A
REF 07889400




Insertos para la preparación del lecho del implante (4 mm) hasta la profundidad deseada. P = Zona posterior


Instrument I4P
REF 07889500



Cambiador de insertos
REF 06276700



Varilla para suero
REF 04005900




Soporte del micromotor
REF 06177800



clips de sujeción 5pcs para Elcomed SA-310, Piezomed SA-320, Implantmed Plus e Implantmed Classic
REF 06290600

Clips de sujeción 5 pcs para Implantmed SI-923 / SI-915
REF 04019000



Arco para pedal de control
REF 04653500



Limpiador de toberas
REF 00636901



Caja de esterilización para Piezomed
REF 07172900



- › Sus unidades W&H juntas en un mismo espacio
- › Ahorro de espacio
- › Móvil
- › Dimensiones (altura x ancho x profundidad): 935 x 500 x 450 mm

Carro quirúrgico con 3 cajas de enchufes EU
REF 07962870

Acoplamientos Roto Quick

Simbología

-  con luz LED
-  con luz
-  sin luz
-  spray interno
-  esterilizable



La conexión de sistema Roto Quick es un acoplamiento versátil que puede utilizarse para todas las mangueras de turbinas estandarizadas. Funciona, por supuesto, con todas las turbinas W&H y scalers de aire con conexión Roto Quick.



Conexión estándar de 6 vías

RQ-24
REF 10402400



Conexión estándar de 6 vías, spray regulable

RQ-34
REF 10403400



Conexión Borden de 2(3) vías

RQ-03
REF 10400300



Conexión estándar de 4 vías

RQ-04
REF 10400400



Conexión estándar de 4 vías, spray regulable

RQ-14
REF 10401400

Acoplamiento Quick con generador para piezas de mano con turbina Alegra TE-97/98 LQ



Conexión de 2 vías Borden, generador y filtro de agua con válvula antirretorno

RQ-53
REF 10405300



Conexión de 4 vías estándar, generador y filtro de agua con válvula antirretorno

RQ-54
REF 10405400

Acoplamiento Quick para piezas de mano con turbina Synea Fusion TG-97/98 LW



Conexión fija estándar de 6 vías para pieza de mano con turbina Synea Fusion TG-97/98 LW

RA-24
REF 10402424



Conexión de 5 vías (con luz), barra de vidrio, para pieza de mano con turbina Synea Fusion TG-97/98 LW

RA-25
REF 10402525

Acoplamiento con luz LED para conexión a KaVo Multiflex®.



Conexión estándar de 6 vías, spray regulable

RM-34 LED
REF 10403410

Repuestos



Set de junta tórica
REF 07508900

Micromotores de aire

Simbología

-  con luz LED
-  con luz (halógeno)
-  sin luz
-  spray interno
-  spray externo
-  sin spray
-  termodesinfectable
-  esterilizable




Conexión Roto Quick, para contra-ángulos y piezas de mano con luz, para Acoplamiento Roto Quick RQ-34 o RQ-24*

AM-25 LT
REF 10002500



Conexión estándar de 6 vías, luz LED, para contra-ángulos y piezas de mano rectas con barra de vidrio

AM-25 L RM
REF 30102000



Conexión Roto Quick, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz, para Acoplamiento Roto Quick RQ-14, RQ-03 o RQ-04**

AM-25 A
REF 10002501



Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-25 A RM
REF 30103000

Con manguito de spray integrado de 20 mm de diámetro exterior



Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-25 A BC
REF 30104000

*se puede utilizar con acoplamiento Roto Quick con luz: RQ-24 / RQ-34 - ver a partir de la página 118

**se puede utilizar con acoplamiento Roto Quick: RQ-24 / RQ-34 / RQ-14 / RQ-03 / RQ-04 - ver a partir de la página 118

Con manguito de spray externo de 20 mm de diámetro exterior



Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-25 E RM
REF 30105000



Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-25 E BC
REF 30111000



Conexión Roto Quick para contra-ángulos y piezas de mano rectas sin luz, para acoplamientos Roto Quick RQ-03, RQ-04 y RQ-14

AM-25 RQ
REF 30399000



Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-25 RM
REF 30108000



Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-25 BC
REF 30112000

Accionamientos

Sin manguito de spray de 20 mm de diámetro exterior

Con manguito de spray externo de 18 mm de diámetro exterior



Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-20 E RM
REF 30107000



Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-20 E BC
REF 30109000



Conexión fija estándar de 4 orificios, para piezas de mano rectas y contra-ángulo sin luz

AM-20 RQ
REF 30400000



Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-20 RM
REF 30106000

Sin manguito de spray de 18 mm de diámetro exterior



Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz

AM-20 BC
REF 30113000



Juntas tóricas para micromotores de aire AM-25 L RM, AM-25 A RM, AM-25 A BC
3 pcs
REF 01862300



Anillo LED para AM-25 L RM
REF 07389100

Repuestos

Accionamientos



Conexión Roto Quick para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Midwest para RQ-03 o RQ-04

AM-20 MW RQ
REF 30402000



Conexión fija estándar de 4 vías para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Midwest

AM-20 MW RM
REF 30115001



Conexión Roto Quick para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Midwest, 4:1 velocidad decreciente, para RQ-03 o RQ-04

AM-05 MW RQ
REF 30404000



Conexión fija estándar de 4 vías para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Star Dental, 4:1 velocidad decreciente

AM-05 MW RM
REF 30220001



Conexión Roto Quick para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Star Dental para RQ-03 o RQ-04

AM-20 SD RQ
REF 30401000



Conexión fija estándar de 4 vías para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Star Dental

AM-20 SD RM
REF 30114001



Conexión Roto Quick para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Star Dental, 4:1 velocidad decreciente, para RQ-03 o RQ-04

AM-05 SD RQ
REF 30403000



Conexión fija estándar de 4 vías para contra-ángulos y piezas de mano rectas con conexión de pieza de mano Star Dental, 4:1 velocidad decreciente

AM-05 SD RM
REF 30219001

* Piezas de mano W&H con conexión de pieza de mano Midwest WE-56 T MW, WE-57 T MW, HE-43 T MW (véase la página 25)

** Piezas de mano W&H con conexión de pieza de mano Star Dental WE-56 T SD, WE-57 T SD, HE-43 T SD (véase la página 25)

Add-on



- › Unidad de control AF-100 basic
60.000 – 320.000 rpm
- › Suministro de tensión 100 – 240 V
- › Manguera de conexión del aire
Ø 6 mm
- › RQ-24
- › RG-97 L (LED+)

Add-on AF-100
REF 90000143



Add-on AF-100



Bandeja
REF 07944590



**Soporte para
unidad externa**
REF 07842200



Soporte de pantalla
REF 07712700

Accesorios para la unidad externa

Set integrado analógico



- › AC-1.0 Advanced Air Controller + AD-1.0 Analog-digital converter
- › Manguera de alimentación VA-6
- › Manguera de conexión del aire Ø 8 mm
- › 2 conjuntos de conexión (neumática y eléctrica)
- › RQ-24
- › RG-97 L
- › Pantalla básica D-2.0 A

**Advanced Air RG-97 L
con pantalla básica**
REF 90000141

Las soluciones de accionamiento W&H ya están disponibles como soluciones incorporables para unidades dentales

W&H ofrece bajo el término Soluciones incorporables una gama de soluciones de accionamiento que pueden integrarse en las unidades dentales.

Micromotor eléctrico EM-12 L

Simbología

-  con luz
-  spray interno
-  esterilizable



Micromotor eléctrico EM-12 L

- › Unidad de control MF-100 basic
2.000 – 40.000 rpm
- › Fuente de alimentación
- › Micromotor eléctrico EM-12 L con torque máximo de 3 Ncm

Unidad externa MF-100
REF 90000144



Accesorios para la unidad externa



Built-in Solutions



- › Controlador del motor MC-1.0 E analógico
- › Manguera VE-10
- › Micromotor eléctrico EM-12 L
- › 2 conjuntos de conexión (neumática y eléctrica)

Micromotor eléctrico EM-12 L con pantalla básica

REF 90000139



- › Controlador del motor MC-1.0 analógico
- › Manguera VE-10
- › Micromotor eléctrico EM-12 L
- › 2 conjuntos de conexión (neumática y eléctrica)

Micromotor eléctrico EM-12 L con regulador giratorio

REF 90000138



- › Controlador del motor MC-1.0 analógico
- › Manguera VE-10
- › Micromotor eléctrico EM-12 L
- › 2 conjuntos de conexión (neumática y eléctrica)

Micromotor eléctrico EM-12 L con pantalla básica

REF 90000245



- › Controlador del motor MC-2.0 analógico
- › 2x Manguera VE-10
- › 2x Micromotor eléctrico EM-12 L
- › 2 conjuntos de conexión (neumática y eléctrica)

Dual Micromotor eléctrico EM-12 L con pantalla básica

REF 90000224

q-link

Eliminador de sarro Ultrasónico

Simbología



with light



without light



integrated spray



thermo washer
disinfectable



sterilizable



Set integrado analógico



- › Controlador piezoeléctrico analógico PC-1.0
- › Manguera de alimentación VP-5
- › Pieza de mano PB-5 L con anillo LED quíntuple
- › Kit de conexión eléctrica
- › Regulador giratorio
- › Incl. puntas:
- › **PB-5 L:** 1x 1U, 1x 2U, 1x 1P
- › **PB-5 L Q:** 1x 1UQ, 1x 2UQ, 1x 1PQ
- › **PB-5 L S:** 1x 1US, 1x 2US, 1x 1PS



**Piezo Scaler PB-5 L
W&H (conexión estándar)**
REF 90000251

**Piezo Scaler
PB-5 L Q
Q-Link (conexión rápida)**
REF 90000252

**Piezo Scaler PB-5 L S
(compatible con Satelec a rosca)**
REF 90000294



- › Controlador piezoeléctrico analógico PC-1.0
- › Manguera de alimentación
- › Pieza de mano PB-3
- › Manguera de alimentación VP-3
- › Kit de conexión eléctrica
- › Regulador giratorio
- › Incl. puntas
PB-3: 1x 1U, 1x 1P
PB-3 S: 1x 1US, 1x 1PS



**Piezo scaler PB-3
(con rosca estándar W&H / EMS /
Mectron)**
REF 90000149

**Piezo scaler PB-3 S
(con rosca W&H / Satelec / NSK)**
REF 90000302

El intervalo de aplicación depende de las puntas Ultrasónicas utilizadas.
Todas las puntas de scaler con cambiador de puntas con límite de torque.

teon

Termodesinfectadoras



Teon es una termo lavadora desinfectante altamente eficiente



Teon, consta de:

Teon está disponible sin su interior, para que pueda adaptar el dispositivo según sus necesidades. Más información en la lista de accesorios.

ZER (Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Eslovenia, Croacia)

REF 19860010

SER (España, Portugal)

REF 19860020

OER (Hungría)

REF 19860030

NER (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia)

REF 19860060

GB (Gran Bretaña, Irlanda)

REF 19860110

teon +

Termodesinfectadoras



Teon +, la termolavadora desinfectante prémium de W&H, garantiza a las clínicas más exigentes un sistema de limpieza automático excelente para instrumentos. Teon + ofrece trazabilidad completa para cumplir con los requisitos normativos actuales.



Teon +, consta de:

Complete el Teon + con el equipo interior que realmente necesita. El dispositivo se vende vacío, pero puede equiparse a la perfección para sus necesidades individuales. Más información en la lista de accesorios.

ZER (Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza, Italia, Eslovenia, Croacia)

REF 19870010

NER (Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia)

REF 19870060

GB (Gran Bretaña, Irlanda)

REF 19870110



Kit de accesorios que incluye el conjunto perfecto de equipo básico.

Paquete inicial:

- › A102 Cesta superior
- › E430/1 Inserto 1/3 bandeja de rejilla
- › A151 Cesta inferior/frontal abierto
- › E379 Inserto 1/2 bandeja de rejilla
- › E337/1 Inserto 2/5
- › E523 Inserto 1/2


REF 19721439




Kit de accesorios completado a la perfección con equipo adicional y especialmente apropiado para las piezas de mano. Injector pack:

- › A151 Cesta inferior/frontal abierto
- › E379 Inserto 1/2 bandeja de rejilla
- › E337/1 Inserto 2/5
- › E523 Inserto 1/2
- › A105/1 Cesta superior/unidad de inyector
- › A836 set de dental limpiador de toberas

REF 19721440



A102 Cesta superior
REF 19721400



A105/1 Cesta superior/ unidad de inyector
REF 19721455



A151 Cesta inferior/frontal abierto
REF 19721402



XKM RS232 10 Med Módulo seria
REF 19721432



XKM 3000L Med Módulo ethernet
REF 19721433



A801 Adaptador
REF 19721405



A803 Soporte para piezas de mano
REF 19721411



A813 Adaptador
REF 19721413




Adaptador para puntas
REF 06894700
Adaptador para puntas
REF 06895000



A814 Adapter
REF 19721430

Accesorios



A815 Boquilla
REF 19721414



A836 conjunto de boquillas dentales
REF 19721451



E476 Adaptador
REF 19721425



ADS1 Adaptador de silicona
REF 19721408



ADS2 Adaptador de silicona
REF 19721409



ADS3 Adaptador de silicona
REF 19721410



AUF1 Adaptador
REF 19721406



A800 Filtro central
REF 19721404



A804 Cepillo de limpieza
REF 19721412



E130 Inserto 1/2 para 10 bandejas
REF 19721415



E131/1 Inserto
REF 19721416



E146 Inserto 1/6
REF 19721417



E197 Inserto 1/6 bandeja de rejilla
REF 19721418



E198 Inserto 1/2
REF 19721419



E337/1 Inserto 2/5
REF 19721420



E363 Inserto 1/6 bandeja de rejilla
REF 19721421



E379 Inserto 1/2 bandeja de rejilla
REF 19721422



E430/1 Inserto 1/3 bandeja de rejilla
REF 19721423



E473/2 Inserto
REF 19721424



E520 Inserto
REF 19721426



Kit adaptador W&H



Kit adaptador W&H consta de:

- › Adaptor para puntas piezo scaler (3 pcs)
- › Adaptor para puntas scaler de aire (3 pcs)
- › Adaptor intermedio (3 pcs)
- › Mangueras de silicona (10 pcs)

REF 07233500

Kit de adaptadores W&H para lavadoras-desinfectadoras

El juego de adaptadores W&H se ha desarrollado especialmente para el reprocesamiento mecánico de accesorios y pequeños componentes como puntas de scaler, tubos refrigerantes, mangos en Y y clips para spray con el correspondiente lumen interno.



Adaptor para puntas de piezo scaler, 3 pcs

REF 06895000



Adaptor intermedio, 3 pcs

REF 07149200



Adaptor para puntas de scaler de aire, 3 pcs

REF 06894700



Mangueras de silicona, 10 pcs

REF 01525000

Assistina Twin con conexión rápida de W&H



Lubricación sin tiempos de espera.

Con la Assistina Twin, los tiempos de espera durante el proceso de lubricación son ya cosa del pasado. Es la primera unidad de mantenimiento que está equipada con dos cámaras de procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna y que en consecuencia, permiten cargar instrumentos de forma ininterrumpida.

Assistina Twin con conexión rápida de W&H consta de:

- › REF 02697000 Manguera de conexión del aire 2 m
- › REF 07477500 Adaptador de red
- › REF 07484000 Twin Care Set

Assistina Twin MB-302

REF 30310000



Ventana corrediza

REF 07477200



Manguera de conexión del aire 2 m

REF 02697000



Cubierta del compartimento del cartucho

REF 07479500



Cubierta del compartimento del filtro

REF 07479300



Adaptador de red

REF 07477500



Adaptador HPI

REF 06422600



Quick RM

REF 06395100

Parts available after sale

Twin Care Set, consta de:

- › W&H Activefluid, MC-302
- › W&H Service Oil F1, MD-302
- › Filtro HEPA

Twin Care Set

REF 07484000



Accesorios

Esterilización, Higiene & mantenimiento

Assistina 301 plus

assistina



Unidad de mantenimiento para limpieza interior automática y lubricación de piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, micromotores de aire, scalers de aire, así como piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos de W&H.

**Assistina 301 plus
con adaptador básico REF 02685000**
REF 00030140

Set Assistina consta de:

- › REF 00030140 Assistina 301 plus
- › REF 02680500 set de mantenimiento
- › REF 02685000 adaptador básico

REF 00030125



**Service Oil F1 W&H
MD-500 (botella, 500 ml)**
REF 02675910



**Líquido de limpieza W&H
MC-1000 (1000 ml)**
REF 02680200



**Set de mantenimiento,
consta de:**

- › MD-500 Aceite de servicio F1 W&H
- › MC-1000 líquido de limpieza W&H

REF 02680500



Junta tórica, adaptador RM/ISO
REF 02695700

**Tela para la eliminación de residuos
para Assistina 301 plus**
20 pcs
REF 02694500



**Paquete de filtraje
para Assistina 301 plus**
REF 02670500



**Manguera de conexión del aire
2 m**
REF 02697000



Filtro de aire
REF 02675200



Cajón de eliminación
REF 06692500



Tubo flexible de conexión neumática 2 m
REF 06700100



Tapa Assistina 3x3
REF 06691900
Tapa Assistina 3x2
REF 06947500



**Anillo de limpieza exterior
para Assistina 3x3**
REF 06692700



W&H Activefluid, MC-1100
1 cartucho
REF 06691600
W&H Activefluid, MC-1100
caja de cartón (6 cartuchos)
REF 06872300



**Aceite de servicio F1 de W&H,
MD-200, 1 cartucho**
REF 06691500
**Aceite de servicio F1 de W&H,
MD-200, 1 caja de cartón (4
cartuchos)**
REF 06872200





Para todos los productos W&H con sistema Roto Quick
REF 02690400



Para turbinas con conexión Multiflex®
REF 04713200



Para Sirona T1, T2, T3
REF 02692000



Adaptador Assistina Borden para turbinas
REF 07014500



Adaptador Borden 2(3) vías para turbinas con conexión fija
REF 02083500*

* también adecuado para Assistina Twin



Para Sirona T1 Classic
REF 02691000



Adaptador para el contra-ángulo Entran
REF 05204600



Para contra-ángulos KAVO con cabezales extraíbles
REF 02679000



Para sistema de sujeción FG (W&H, Sirona) para contra-ángulos y pieza de manos
REF 02693000*



Adaptador Quick ISO
REF 06422600



Adaptador Quick RM
REF 06395100



Adaptador básico incluido en el paquete base de accesorios Assistina, para turbinas o adaptadores con conexión fija de 4 vías (con o sin luz)


Adaptador básico
REF 02685000



Adaptador RM/ISO
REF 06257600

Para los acoplamientos KaVO Multiflex® 465 RN y Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05. se puede utilizar el adaptador básico REF 02685000. Para otros productos, por favor, consulte con su fabricante.

Service Oil F1




f1 service
oil

Service Oil F1 de W&H es un aceite especial completamente sintético y de alta pureza, que fue desarrollado especialmente para el mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers y micromotores de aire de W&H.




Botella de aceite, caja de 6 botellas


MD-400 (400 ml, 6 pcs)
REF 10940021



Para contra-ángulos
y piezas de mano
REF 02038200




Para turbinas, micromotores
y scalars de aire W&H
con conexión Roto Quick
REF 02229200




Para turbinas y micromotores
de aire con conexión fija
REF 02036100




Para productos
con conexión Multiflex®
REF 04396100




Para turbinas Alegra
con conexión Sirona®
REF 05908000



Para turbinas Alegra
con conexión NSK Mach®
REF 05773300



Para turbinas Alegra
con conexión Bien Air Unifix®
REF 05772000



Para turbinas Alegra
con conexión NSK QD-J®
REF 05907800

Las boquillas se deben guardar y usar para las botellas de aceite que se sigan comprando.

lisa

Esterilizadores a vapor de agua



Lisa, consta de:

- › Porta bandeja giratorio
- › 5 bandejas de aluminio
- › Manguera de vaciado
- › Soporte de bandeja
- › Lápiz de memoria USB de 8 GB
- › Herramienta de apertura de puerta
- › Test de fábrica

Lisa 17

REF 19931180

Lisa 22

REF 19932180



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lisa tipo B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

lara

Esterilizadores a vapor de agua



Lara, consta de:

- › Porta bandeja giratorio
- › 3 bandejas de aluminio
- › Manguera de vaciado
- › Soporte de bandeja
- › Lápiz de memoria USB de 8 GB
- › Herramienta de apertura de puerta
- › Test de fábrica



Lara 17

REF 19941120

Activation Code

»Performance«

REF 19730001

Activation Code

»Traceability«

REF 19730003

Lara 22

REF 19942120

Activation Code

»Fast Cycle«

REF 19730002

Activation Code

»All in One«

REF 19730004

Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lara tipo B, para la esterilización segura de productos sólidos, huesos y porosos conforme a la norma EN 13060.

lina

Esterilizadores a vapor de agua



Lina, consta de:

- › Porta bandeja giratorio
- › 3 bandejas de aluminio
- › Embudo
- › Manguera de vaciado
- › Soporte de bandeja
- › Test de fábrica

Código de activación "S naked"

REF 19730005

Código de activación "Remote data storage" REF 19730008

Código de activación "Traceability" REF 19730011

REF 19730011

Código de activación "All in one" REF 19730013

REF 19730013

Lina 17 50HZ

REF 19951130

Lina 17 60HZ

REF 19951230

Lina 22 50HZ

REF 19952130

Lina 22 60HZ

REF 19952230

Lina 22 50/60 HZ 110V

REF 19952330

Lina 22 50/60 HZ AWF 110V

REF 19952331



con carga automática de agua y opción USB:

Lina 17 50HZ AWF

REF 19951131

Lina 17 60HZ AWF

REF 19951231

Lina 22 50HZ AWF

REF 19952131

Lina 22 50HZ AWF

REF 19952231

Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lina tipo B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.



Esterilizadores a vapor de agua



Lyla, consta de:

- › Armazón reversible
- › 3 bandejas de aluminio
- › Manguera de desagüe
- › Portabandejas
- › Memoria USB de 8 GB
- › Herramienta de apertura de puerta
- › Prueba en fábrica

Código de activación

“B cycle”

REF 19730009

Código de activación

“Remote data storage”

REF 19730010

Código de activación

“Traceability”

REF 19730012

Código de activación

“All in one”

REF 19730014

Lyla 17 50 HZ

REF 19951150

Lyla 17 60 HZ

REF 19951250

Lyla 22 50 HZ

REF 19952150

Lyla 22 60 HZ

REF 19952250

Lyla 22 50/60 HZ 110V

REF 19952350



Con llenado automático de agua, USB opcional y conductímetro

Lyla 17 50 HZ AWF

REF 19951154

Lyla 22 50 HZ AWF

REF 19952154

Esterilizador de vapor W&H Lyla tipo S, diseñado, certificado y validado en conformidad con la norma EN13060.

lexa

Esterilizadores a vapor de agua



Lexa, consta de:

- > Armazón reversible
- > 4 bandejas de aluminio
- > Manguera de desagüe
- > Portabandejas
- > Memoria USB de 8 GB
- > Herramienta de apertura de puerta
- > Prueba en fábrica

Lexa 100-125V

REF 19943401

Lexa 200-240V

REF 19943101



Esterilizador de vapor W&H Lexa para la esterilización segura de cargas sólidas, huecas y porosas en conformidad con ST55.



Impresora de etiquetas LisaSafe
REF 19721100



Nueva impresora de etiquetas LisaSafe
REF 19721109

Se necesita el kit de conexión junto con la impresora de etiquetas LisaSafe.



Cable de conexión USB + 1 rollo de 2.100 etiquetas + 1 cinta de cera/resina+ instrucciones de activación del código

Kit de conexión LisaSafe
REF 19721123



Kit consumible etiquetas LisaSafe
2 rollos de 2.100 etiquetas y
2 cintas de impresión de cera/resina
REF A810500X



Lector de códigos de barras
REF 19721132



Seal²
unidad selladora para bolsas,
con soporte porta rollos doble,
realiza sellados de 12 mm de ancho
REF 19722101
Versión de 110 voltios
REF 19722102



SealVal²
REF 19722103



Seal Check
REF T802100X




Impresora térmica con cable

Sprint
REF 19721108

Adaptador para Sprint
REF A801503X



Rollo de papel térmico para Sprint
REF A810504X



Rollo de papel, 57 mm para Print
REF A700140X



Cartucho para imprimir
REF A700103X



Kit de Wi-Fi remoto (USB dongle)
REF 19721136
Kit de Wi-Fi remoto (USB dongle)
para el mercado norteamericano
REF 19721137



Cable Ethernet (LAN) 3 m
REF A801500X



Kit de sensores de calidad del agua para Lina y Lyla
REF X051513X



Kit de USB para Lina y Lyla con puerto USB trasero
REF X051405X



Kit AWF para posibilitar el llenado automático de los esterilizadores Lina y Lyla
REF X051500X



Multidem C27
suministro de gran cantidad de agua para varios esterilizadores
REF 19723112



Cartucho para Multidem C27
REF A812016X
Multidem XL resin cartridge
REF 19721445



Nuevo Osmo
Gran cantidad de agua para suministrar a varios esterilizadores simultáneamente
REF 19721134



Kit de mantenimiento con cartuchos de filtro para el nuevo Osmo
Filtros de resina y carbón
REF A813030X



Kit de mantenimiento completo para el nuevo Osmo
Membrana osmótica, filtros de resina y carbón
REF A813053X



Multidem XL
suministro de gran cantidad de agua para varios termodesinfectadoras
REF 19721441



Kit mediano de cartuchos para Osmo
REF A813019X



Kit completo de cartuchos para Osmo
REF A813010X



Cartucho de resina para Dem 10 y 32
2 juegos de 2 uds. o 2 recambios
REF A812100X

Opciones de trazabilidad de W&H

Tratamientos de agua Accesorios

Tratamientos de agua Accesorios

Esterilización, Higiene & mantenimiento






Bandeja estándar para esterilizadores de 17 litros
REF F523204X

Bandeja estándar para esterilizadores de 22 litros
REF F523205X



Bandeja grande para Lisa, Lara, Lina, Lyla y Lexa
sólo con los números de referencia de armazón F523030X, F523035X, F523036X
REF F523211X



Armazón para 4 bandejas grandes (F523211X) o 4 cassetes para Lexa
REF F523030X



Armazón para 3 bandejas grandes (F523211X) o 4 cassetes para Lexa
REF F523036X



Pinza para bandejas
REF F523001X

Bandejas y porta-bandejas- Accesorios

Esterilización, Higiene & mantenimiento



Paquete de test Bowie & Dick
20 tests (Browne)
REF T800002X




Paquete de test Helix
1 test y 250 tiras de ensayo
REF T800205X



Junta de la puerta para Lisa MB para Lexa
REF F460503X
F460535X



Junta de la puerta
REF F460504X



Filtro de polvo para Lina Pro y Lisa hasta 2015
REF F364502X



Filtro de polvo para Lisa 2019, Lara, Lina 2020 y Lyla
REF F364511X



Filtro bacteriológico
REF W322400X



Kit de material de consumo de 400-800 ciclos para Lina Pro y Lisa hasta 2015
REF X050326X

para Lisa 2019, Lara, Lina 2020 y Lyla
REF X050328X

Otros consumibles y accesorios

Esterilización, Higiene & mantenimiento

Perfecta

300 / 600 / 900



Materiales diversos, exigencias elevadas, requisitos previos en constante cambio, éste es el pan de cada día de los técnicos dentales. Con Perfecta tendrá a mano un dispositivo de laboratorio potente y de aplicación variable. Con él podrá hacer realidad, sin ningún esfuerzo, tanto sus expectativas como las de sus clientes.



Equipo completo con unidad de control (230 V o 115 V), cable de red, pieza de mano con motor, soporte para pieza de mano y elemento de mando (opcional en la unidad de control de pie) para unidades de control de sobremesa y rodilla

Unidad de control de obremesa

LA-323 T (230 V)

REF 14933000

LA-315 T (115 V)

REF 14933001

Unidad de control de pie

LA-323 F (230 V)

REF 14933200

LA-315 F (115 V)

REF 14933201

Unidad de control de rodilla

LA-323 K (230 V)

REF 14933100

LA-315 K (115 V)

REF 14933101

Perfecta 300



Equipo completo con unidad de control (230 V o 115 V), cable de red, motor eléctrico LA-3E con acoplamiento ISO, soporte para pieza de mano y elemento de mando (opcional en la unidad de control de pie) para unidades de control de sobremesa y rodilla

Unidad de control de sobremesa

LA-623 T (230 V)

REF 14936000

LA-615 T (115 V)

REF 14936001

Unidad de control de pie

LA-623 F (230 V)

REF 14936200

LA-615 F (115 V)

REF 14936201

Unidad de control de rodilla

LA-623 K (230 V)

REF 14936100

LA-615 K (115 V)

REF 14936101

Perfecta 600



Elemento de mando
LA-3 D para Perfecta 300
REF 05127000



Elemento de mando
LA-6 D para Perfecta 600
REF 05243200



Pieza de mano con motor sin cable
LA-66
REF 05201200



Motor »E-type« sin cable
LA-3 E (sólo para Perfecta 300)
REF 05138800

Cable del motor de 1,8 m para Perfecta 300
REF 05114900

Cable del motor de 1,8 m para Perfecta 600
REF 05116500

Accesorios para Perfecta 300 / 600



Equipo completo con unidad de control (230 V o 115 V), controles de funcionamiento, cable de red, pieza de mano de alta velocidad, soporte para pieza de mano, manguera para suministro de aire, manguera para suministro de refrigerante (sólo para tipos con suministro externo de refrigerante).

Con suministro interno de refrigerante:

Unidad de control de sobremesa

LA-923 TT (230 V)

REF 14939300

LA-915 TT (115 V)

REF 14939301

Unidad de control de rodilla

LA-923 KT (230 V)

REF 14939400

LA-915 KT (115 V)

REF 14939401

Con suministro externo de refrigerante:

Unidad de control de sobremesa

LA-923 T (230 V)

REF 14939000

LA-915 T (115 V)

REF 14939001

Unidad de control de rodilla

LA-923 K (230 V)

REF 14939100

LA-915 K (115 V)

REF 14939101

Perfecta 900



Elemento de mando LA-9 D

REF 05243400



Adaptador para fresadoras para fijar la pieza de mano multiplicadora LA-9 en fresadoras con un diámetro de 16 o de 18 mm LA-9

REF 05243400



Pieza de mano con motor sin cable LA-66

REF 05201200

Cable del motor de 1,8 m para pieza de mano con motor LA-66

REF 05116500



Pieza de mano multiplicadora sin cable LA-9

REF 05015900

Cable del motor de 1,8 m para pieza de mano multiplicadora LA-9

REF 05117800

Accesorios para Perfecta 900



Pedal L-NV

REF 05038100



Soporte para la pieza de mano

REF 03211500



Soporte para elemento de mando

REF 05138000



1:1, pieza de mano técnica un trabajo técnico sencillo, libre de mantenimiento, sistema desujeción por giro, sólo para fresas de pieza de mano

945

REF 14124500

Accesorios para Perfecta 300 / 600 / 900

Accesorio para la versión tipo E de Perfecta 300

Osstell



Osstell® ayuda a determinar objetivamente y de forma no invasiva la estabilidad de los implantes para tratar o atender a los pacientes con factores de riesgo, evitar tiempos de tratamiento innecesariamente largos y lograr resultados más predecibles.



Osstell Beacon ayuda a determinar objetivamente y de forma no invasiva la estabilidad del implante.

Osstell Beacon
REF 103000



Osstell IDx ayuda a determinar objetivamente la estabilidad del implante, sin poner en peligro el proceso de cicatrización.

Osstell IDx
REF 101000



Osstell IDx Pro combina lo mejor de Osstell Beacon y de Osstell IDx: una sonda ISQ inalámbrica, inteligente y muy intuitiva, así como una interfaz de usuario integral para la visualización de la estabilidad del implante, junto con almacenamiento de los datos del paciente y conectividad completa.

Osstell IDx Pro
REF 101000 + 103000



SmartPeg™ se acopla al implante y se utiliza junto con los instrumentos de medición Osstell IDx, Osstell Beacon u Osstell ISQ. Los SmartPegs se usan en un único paciente, ya que su reutilización puede dar lugar a lecturas inexactas o a daños en el implante.

SmartPeg/Box (5 uds.)
REF 100XXX
(Véase la lista de referencias SmartPeg)



El SmartPeg Mount autoclavable se utiliza para poner y conectar el SmartPeg en el implante o en el pilar. Los SmartPeg mounts vienen en cajas de 5 uds.

SmartPeg Mount (5 uds.)
REF 100345



TestPeg puede utilizarse para realizar mediciones y probar un instrumento Osstell. Observación: el dispositivo no sirve para calibrar, sino que sólo es una guía para comprobar la función de medición de los instrumentos.

Osstell TestPeg
REF 100381



Se recomienda tener más de una sonda para utilizar los instrumentos Osstell de la manera más eficaz posible, ya que ello facilita la autoclave entre los pacientes. La longitud, cable incluido, es de 150 cm.

Sonda Osstell ISQ
REF 100501



Fuente de alimentación con un adaptador para toma de corriente AC/DC. El uso de cualquier otra fuente de alimentación podría dañar el instrumento.

Power Supply IDx
REF 100613



La llave electrónica Osstell Key se usa en combinación con el programa Osstell Gateway, instalado en un PC/portátil, para transferir las mediciones de Osstell Beacon a la cuenta del usuario en OsstellConnect.

Llave electrónica Osstell Key
REF 100710



Debe utilizarse este cable USB para cargar Osstell Beacon.

Beacon USB Cable, C
REF 100709



Contacto

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1

5111 Bürmoos, **Austria**

t + 43 6274 6236-0

f + 43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com

W&H Sterilization Srl.

Via Bolgara, 2

24060 Brusaporto (BG), **Italy**

t + 39 035-66 63 000

f + 39 035-50 96 988

office.sterilization@wh.com

wh.com