


BIOS living

Pèse-personne analogique

Mode d'emploi

SC424



Introduction

Nous vous remercions pour l'achat de ce pèse-personne analogique de BIOS Living. Ce pèse-personne est doté d'un cadran facile à lire et a une capacité pondérale de 260 lb / 120 kg.

Mise en marche

1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane. Pesez-vous toujours sur le même pèse-personne déposé sur la même surface de sol.
NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par exemple un tapis ou un sol inégal, les résultats pourraient être inexacts.
2. Montez sur le pèse-personne lentement et en douceur (ne sautez pas sur le pèse-personne). Tenez-vous debout sans mouvement de va-et-vient et placez vos pieds à une distance égale jusqu'à ce que le cadran affiche votre poids.
3. Rétaillage :
Avec votre doigt, ajustez la flèche du cadran (voir la **figure A**) de façon à ce qu'elle pointe vers le «0».




Figure A

Recommandations pour l'usage et l'entretien

- Évitez d'utiliser le pèse-personne lorsque la plateforme est mouillée. Elle sera glissante. Gardez-la au sec.
- Évitez d'exposer le pèse-personne à un choc brutal ou à des vibrations.
- Nettoyez le pèse-personne avec un linge humide et évitez toute infiltration d'eau à l'intérieur.
- Rangez le pèse-personne en position horizontale.

Garantie de 5 ans

Le Pèse-personne analogique est garanti 5 an contre tout défaut de fabrication pour les matériaux et la main-d'oeuvre dans le cadre d'une utilisation normale pendant 5 an par le propriétaire initial. Si ce produit devient inutilisable en raison d'un défaut et qu'il nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous ses composants et la preuve d'achat à l'adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d'expédition/de transport. Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été soumis à une mauvaise utilisation, à la négligence, à la manipulation brutale ou à des dommages.

Envoyez l'appareil en port prépayé et assuré (au gré de l'utilisateur) à :

Thermor Ltd.

Attn: Repair Department
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1

www.biosmedical.com

Courriel: support@biosmedical.com



BIOS Living
MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR:
THERMOR LTD.
16975 LESLIE STREET
NEWMARKET, ON L3Y 9A1
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
WWW.BIOSMEDICAL.COM