



eastsidemed®

eastsidemed®
es Manometer



A210GE

es マノメーター A210GE

軽量化、操作性を追求し、より洗練されたアドバンスモデル

ゲージ

・視認性に優れた大きめの文字盤。クラシックでクールなデザインです。

カフ (RBLD/2本管)

・空気袋一体型カフは軽量でメンテナンスが楽です。ナイロンのため、汚れも簡単に拭き取れます。

送気球

・ラテックスフリーの送気球はやわらかく送気が楽です。

安心の材質

・LATEX FREE

サイズ	ゲージ : 直径 5.3 cm カフ : 51.0 cm x 13.3 cm(適用腕周 27.5cm ~ 36.5 cm)
材質	ゲージ : PA、PC カフ : ナイロン チューブ : PVC 送気球 : PVC
測定範囲	20 - 300 mmHg (目量 2 mmHg)
測定精度	± 4 mmHg (JIS T4203: 2012)
付属品	ポーチ、添付文書、取扱説明書

コードNo.	価格
ES-A210GE	¥12,500 (税込¥13,750)

医療機器届出番号 13B2X00231001031 クラス I (←一般医療機器)



es クラシックゲージ
6290GE フック付



es 血圧計用カフ
RBLD



es ラテックスフリー送気球
ミディアム



es マノメーター
A210GE

A112NH

es マノメーター A112NH

ラテックスアレルギーに対応した新しいスタンダード

ゲージ

- 黒い文字盤に白い目盛のスタイリッシュでとても見やすいゲージ。

カフ (RBLD/2本管)

- 空気袋一体型カフは軽量でメンテナンスが楽です。ナイロンのため、汚れも簡単に拭き取れます。

送気球

- ラテックスフリーの送気球はやわらかく送気が楽です。

安心の材質

- LATEX FREE




es クラシックゲージ
1290NH

サイズ	ゲージ : 直径 4.4 cm
	カフ : 51.0 cm x 13.3 cm(適用腕周 27.5cm ~ 36.5 cm)
材質	ゲージ : ステンレス、亜鉛合金
	カフ : ナイロン
	チューブ : PVC
	送気球 : PVC
測定範囲	20 - 300 mmHg (目量 2 mmHg)
測定精度	± 4 mmHg (JIS T4203: 2012)
付属品	ポーチ、添付文書、取扱説明書

コードNo.	価格
ES-A112NH	¥6,500 (税込¥7,150)

医療機器届出番号 13B2X00231001033 クラス I (一般医療機器)



es 血圧計用カフ
RBLD



es ラテックスフリー送気球
ミディアム



es マノメーター
A112NH

S213GE

es マノメーター Palm One S213GE

右利き・左利き両者に対応するコンパクトで使いやすいワンハンド血圧計

ゲージ

・視認性に優れた大きめの文字盤。クラシックでクールなデザインです。

ハンドホールド

・ハンドホールドを180度回転させれば、左右どちらの手でもご利用いただけます。

カフ (RBLs / 1本管)

・空気袋一体型カフは軽量でメンテナンスが楽です。ナイロンのため、汚れも簡単に拭き取れます。

安心の材質

・LATEX FREE

サイズ	本体	: 6.2 cm x 17.0cm
	ゲージ	: 直径 5.3 cm
	カフ	: 51.0 cm x 13.3 cm(適用腕周 27.5cm ~ 36.5 cm)
材質	本体	: PC
	ゲージ	: PA、PC
	カフ	: ナイロン
	チューブ	: PVC
	送気球	: PVC
測定範囲	20 - 300 mmHg (目量 2 mmHg)	
測定精度	± 4 mmHg (JIS T4203: 2012)	
付属品	ポーチ、添付文書、取扱説明書	

コードNo.	価格
ES-S213GE	¥17,000 (税込¥18,700)

医療機器届出番号 13B2X00231001034 クラス I (一般医療機器)



es クラシックゲージ
6290GE フック付



es 血圧計用カフ
RBLs



ハンドホールド



eastside med

Blood Pressure Cuff
RBLs

ADULT M

Range : 27.5 to 36.5 cm

REF ES-1880-RBLs

es マノメーター
S213GE

V201SH

es マノメーター V201SH

ブラックで統一されたシックなデザインと機能性に優れたワンハンド血圧計

ゲージ

- ・大きめのゲージは目盛と針に蓄光塗料を施してあり、暗い場所での使用にも適しています。

排気調整スイッチ

- ・背面にある排気調整スイッチは片手で操作していても微調整が可能です。

カフ (D-Ring / 1本管)

- ・片手でも巻きやすいDリング付き。

送気球

- ・しっかりと握りやすいラテックスフリーの送気球

安心の材質

- ・LATEX FREE

サイズ	本体	: 17.3cm
	ゲージ	: 直径 5.5 cm
	カフ	: 51.0 cm x 15.0 cm (適用腕周 22.0cm ~ 32.0 cm)
材質	本体	: ABS樹脂
	カフ	: ナイロン
	チューブ	: PVC
	ブラッダー	: TPU
	送気球	: PVC
測定範囲	20 - 300 mmHg (目量 2 mmHg)	
測定精度	± 4 mmHg (JIS T4203: 2012)	
付属品	ポーチ、添付文書、取扱説明書	

コードNo.	価格
ES-V201SH	¥8,000 (税込¥8,800)

医療機器届出番号 13B2X00231001035 クラス I (←一般医療機器)



ゲージ



排気調整スイッチ



es 血圧計用 カフ
D-Ring



送気球



es マノメーター
V201SH

Accessories

es クラシックゲージ
6290GE フック付



コードNo.	価格
ES-6290GE	¥9,600 (税込¥10,560)

- サイズ/ゲージ直径 5.3 cm
- 測定範囲/ 20 - 300 mmHg (目量 2mmHg)
- 材質/ PA、PC

es クラシックゲージ
1290NH



コードNo.	価格
ES-1290NH	¥3,200 (税込¥3,520)

- サイズ/ゲージ直径 4.4 cm
- 測定範囲/ 20 - 300 mmHg (目量 2mmHg)
- 材質/ ステンレス、亜鉛合金

es マノメーター用 カフ RBLD LATEX FREE

スリーブとブラッダーが一体になったラテックスフリーの2本管カフ



コードNo.	長さ x 幅 (カフ)	適用腕周	サイズ	価格
ES-1860-RBLD	32.0 x 8.3cm	13.8 ~ 21.5cm	小児用	¥2,200 (税込¥2,420)
86-1870-RBLD	40.0 x 10.3cm	20.5 ~ 28.5cm	大人用S	¥2,400 (税込¥2,640)
ES-1880-RBLD	51.0 x 13.3cm	27.5 ~ 36.5cm	大人用M	¥2,700 (税込¥2,970)
86-1890-RBLD	67.8 x 16.8cm	35.5 ~ 46.0cm	大人用L	¥3,600 (税込¥3,960)
86-1900-RBLD	81.0 x 20.7cm	45.0 ~ 56.0cm	大腿部用	¥4,700 (税込¥5,170)

●材質/カフ：ナイロン、チューブ：PVC

es マノメーター用 カフ RBLs LATEX FREE

スリーブとブラッダーが一体になったラテックスフリーの1本管カフ



コードNo.	長さ x 幅 (カフ)	適用腕周	サイズ	価格
ES-1880-RBLs	51.0 x 13.3cm	27.5 ~ 36.5cm	大人用M	¥2,700 (税込¥2,970)

●材質/カフ：ナイロン、チューブ：PVC

Accessories

es マノメーター用 カフ RWBD LATEX FREE

ブラッダー交換可能でお手入れが簡単なラテックスフリーの2本管カフ



コードNo.	長さ x 幅 (カフ)	適用腕周	サイズ	価格
ES-1880-RWBD	51.0 x 14cm	25.0~35.0cm	大人用 M	¥2,700 (税込¥2,970)

●材質/スリーブ：ポリウレタン、ブラッダー：TPU、PVC

es マノメーター用 カフ RWBD用スリーブ LATEX FREE



コードNo.	長さ x 幅 (カフ)	価格
ES-1880S-RWBD	51.0 x 14cm	¥1,600 (税込¥1,760)

●材質/ポリウレタン

es マノメーター用 カフ RWBD用ブラッダー LATEX FREE



コードNo.	長さ x 幅	価格
ES-1880B-RWBD	24.0 x 12.0cm	¥1,100 (税込¥1,210)

●材質/TPU、PVC

es マノメーター用 カフ D-Ring LATEX FREE



コードNo.	長さ x 幅 (カフ)	適用腕周	サイズ	価格
ES-V201SH-03	51.0 x 15.0cm	22.0~32.0cm	大人用 M	¥2,500 (税込¥2,750)

●材質/ナイロン、TPU、PVC

es マノメーター用 カフ D-Ring用スリーブ LATEX FREE



コードNo.	長さ x 幅	価格
ES-V201SH-04	51.0 x 15.0cm	¥1,500 (税込¥1,650)

●材質/ナイロン


es マノメーター用 カフ D-Ring用ブラッダー LATEX FREE



コードNo.	長さ x 幅	価格
ES-V201SH-05	22.0 x 12.0cm	¥1,000 (税込¥1,100)

●材質/TPU、PVC

es マノメーター用
マンセッター



コードNo.	長さ x 幅 (ゴム袋)	長さ x 幅 (カフ)	サイズ	価格
06002-01	230 x 125cm	50.0 x 14.5cm	普通用	¥1,800 (税込¥1,980)
06017	50.0 x 15.0cm	70.0 x 17.5cm	大腿部用	¥4,700 (税込¥5,170)
06018	30.0 x 12.0cm	60.0 x 14.0cm	肥満体用	¥3,500 (税込¥3,850)

●材質/マジックカフ：コットン、マンセッター：天然ゴム

es マノメーター用
マジックカフ



コードNo.	長さ x 幅	サイズ	価格
06002	50.0 x 14.5cm	普通用	¥1,200 (税込¥1,320)
06017-02	70.0 x 17.5cm	大腿部用	¥2,700 (税込¥2,970)
06018-02	60.0 x 14.0cm	肥満体用	¥2,000 (税込¥2,200)

●材質/コットン

es マノメーター用
ラテックスマンセッター



コードNo.	長さ x 幅	サイズ	価格
06001	230 x 125cm	普通用	¥600 (税込¥660)

●材質/天然ゴム

Accessories

es ラテックスフリー 送気球
ミディアム



ブラック



グレー

コードNo.	カラー	幅 x 高さ(ゴム部)	価格
ES-B144LF-20	ブラック	4.3 x 8.1cm	¥1,100 (税込¥1,210)
ES-B144LF-26	グレー		

●材質/ PVC、他

送気球用 空気調整ネジ



ES-RV01



ES-EV01



06025-02

コードNo.	種類	対応サイズ	価格
ES-RV01	上弁	共通	¥500 (税込¥550)
ES-EV01	尻弁	ミディアム / スタンダード / デラックス	¥120 (税込¥132)
06025-02	尻弁	ラージ / エクストララージ	¥300 (税込¥330)

IMG ラテックス送気球 デラックス



ブラック

ダークグリーン

コードNo.	カラー	幅 x 高さ(ゴム部)	価格
06021-20	ブラック	5.5 x 10.4cm	¥900 (税込¥990)
06021-22	ダークグリーン		

●材質/天然ゴム、他

IMG ラテックス送気球



スタンダード

ラージ

エクストララージ

コードNo.	サイズ	幅 x 高さ(ゴム部)	価格
06021	スタンダード	4.3 x 8.1cm	¥850 (税込¥935)
06025	ラージ	5.5 x 9.5cm	¥1,200 (税込¥1,320)
06026	エクストララージ	6.0 x 11.0cm	¥1,500 (税込¥1,650)

●材質/天然ゴム、他

eastsidemed株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-5
office 03-3815-0056 / fax 03-3818-4085
<https://www.eastsidemedinc.com>
hello@eastsidemedinc.com