



eastsidemed®

eastsidemed®
es Pressure Infusion Bag



RPI 500 / 1000

es 加圧バッグ RPI

500ml用、1000ml用から選べるリユーズブル加圧バッグ

ゲージ

- ・視認性に優れた大きめの文字盤。クラシックでクールなデザインです。

スリーブ

- ・軽量で、メンテナンスが楽なナイロン製。汚れも簡単に拭き取れます。

ブラッター

- ・ラテックスフリーのブラッターは丈夫で柔軟性に優れ、しかも軽量です。

送気球

- ・三方活栓の付いたラテックスフリーの送気球はやわらかく送気も楽です。

安心の材質

- ・ BPA FREE / LATEX FREE / DEHP FREE

本体サイズ	500 ml : 170 mm x 300 mm 1000 ml : 180 mm x 430 mm
材質	スリーブ : ナイロン ブラッター : TPU チューブ : TPE 送気球 : PVC
圧力表示	20 - 300 mmHg (目量 2 mmHg)

コードNo.	容量	価格
ES-RPI-0500	500 ml	¥19,000 (税込¥20,900)
ES-RPI-1000	1000 ml	¥21,000 (税込¥23,100)

医療機器届出番号 13B2X00231001032 クラス I (一般医療機器)



es クラシックゲージ
6290GE フック付き



RPI用 スリーブ&ブラッター



es ラテックスフリー送気球
加圧バッグ用 三方活栓付



es 加圧バッグ
RPI 500



es 加圧バッグ
RPI 1000



CPI 500 / 1000 / 2000

es 加圧バッグ CPI

カフ全体が透明で輸液の残量確認が容易

ゲージ

・視認性に優れた大きめの文字盤。クラシックでクールなデザインです。

カフ

・ラテックスフリーの透明カフは 2000 ml までの輸液パックに対応。

送気球

・三方活栓の付いたラテックスフリーの送気球はやわらかく送気も楽です。

安心の材質

・ BPA FREE / LATEX FREE / DEHP FREE



es クラシックゲージ
6290GE フック付き



CPI用 カフ



es ラテックスフリー送気球
加圧バッグ用 三方活栓付

本体サイズ	500 ml	: 210 mm x 190 mm
	1000 ml	: 320 mm x 200 mm
	2000 ml	: 350 mm x 340 mm
材質	カフ	: PU
	チューブ	: PVC
	送気球	: PVC
圧力表示	20 - 300 mmHg(目量 2 mmHg)	
コードNo.	容量	価格
ES-CPI-0500	500 ml	¥32,000 (税込¥35,200)
ES-CPI-1000	1000 ml	¥36,000 (税込¥39,600)
ES-CPI-2000	2000 ml	¥39,000 (税込¥42,900)

医療機器届出番号 13B2X00231001036 クラス I (一般医療機器)



**B P A
FREE**

**LATEX
FREE**

**DEHP
FREE**

es 加圧バッグ
CPI 500

es 加圧バッグ
CPI 1000

es 加圧バッグ
CPI 2000

Accessories

es 加圧バッグ RPI 用 交換パーツ



es クラシックゲージ 6290GE フック付

コードNo.	価格
ES-6290GE	¥9,600 (税込¥10,560)



es ラテックスフリー送気球 加圧バッグ用 三方活栓付

コードNo.	価格
ES-1408SU-20	¥1,700 (税込¥1,870)



es 加圧バッグ RPI 500 用 スリーブ

コードNo.	価格
ES-RPIC0500SU	¥6,700 (税込¥7,370)



es 加圧バッグ RPI 1000 用 スリーブ

コードNo.	価格
ES-RPIC1000SU	¥7,800 (税込¥8,580)



es 加圧バッグ RPI 用 ブラッダー

コードNo.	価格
ES-RPIB0500SU	¥4,500 (税込¥4,950)
ES-RPIB1000SU	¥5,500 (税込¥6,050)

es 加圧バッグ CPI 用 交換パーツ



es クラシックゲージ 6290GE フック付

コードNo.	価格
ES-6290GE	¥9,600 (税込¥10,560)



es ラテックスフリー送気球 加圧バッグ用 三方活栓付

コードNo.	価格
ES-1408SU-20	¥1,700 (税込¥1,870)



es 加圧バッグ CPI 500 用 カフ

コードNo.	価格
ES-CPIC0500TP	¥24,500 (税込¥26,950)

* こちらの製品にはゲージは付属しません。



es 加圧バッグ CPI 1000 用 カフ

コードNo.	価格
ES-CPIC1000TP	¥28,500 (税込¥31,350)

* こちらの製品にはゲージは付属しません。



es 加圧バッグ CPI 2000 用 カフ

コードNo.	価格
ES-CPIC2000TP	¥35,000 (税込¥38,500)

* こちらの製品にはゲージは付属しません。

eastsidemed株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-5
office 03-3815-0056 / fax 03-3818-4085
<https://www.eastsidemedinc.com>
hello@eastsidemedinc.com