



eastsidemed®



eastsidemed®
es Spacer



AS200TD

es スペースー AS200TD

効果的に薬剤を吸入するためのMDI用スペースー
携帯にも便利、持ちやすい形状&やさしくフィット

静電気防止機能 (ANTI-STATIC)

- 静電気による薬剤の沈着を抑制します。

フローインジケーター

- 吸入時、フローインジケーターが動くことによる確に吸入ができており、空気が漏れていないことが確認できます。

フローシグナルホイッスル

- 吸入の速度が速すぎる場合には、フローシグナルホイッスルが鳴ってお知らせします。

安心の材質

- BPA FREE / LATEX FREE / DEHP FREE

容量	175mL
本体サイズ	幅 52mm x 高さ 142mm(底面 x 高さ)
本体材質	MABS
マスク材質	シリコーン

コードNo.	品名	価格
ES-AS200TD-MP	es スペースー AS200TD マウスピース	¥1,100 (税込¥1,210)
ES-AS200TD-WL	es スペースー AS200TD Lマスク付	¥1,700 (税込¥1,870)
ES-AS200TD-WM	es スペースー AS200TD Mマスク付	
ES-AS200TD-WS	es スペースー AS200TD Sマスク付	
ES-ASML	es スペースー用 Lマスク	¥600 (税込¥660)
ES-ASMM	es スペースー用 Mマスク	
ES-ASMS	es スペースー用 Sマスク	

医療機器届出番号 13B2X00231000051 クラスI(←一般医療機器)



静電気防止機能



フローインジケーター



フローシグナルホイッスル



マウスピース
対象年齢 5 歳以上



Sマスク付
対象年齢 0 ~ 18 ヶ月



Mマスク付
対象年齢 1 歳 ~ 5 歳



Lマスク付
対象年齢 5 歳以上

対象年齢は目安です。

eastsidemed株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-5
office 03-3815-0056 / fax 03-3818-4085
<https://www.eastsidemedinc.com>
hello@eastsidemedinc.com