



eastsidemed®

eastsidemed®
es Stethoscope, es Penlight & Charms



CWS

es 聴診器 CWS

機能と音響を追求した成人・小児両対応の es 聴診器最高級モデル

成人用と小児用ダイヤフラム両面を搭載。ダイヤフラムはどちらも片面で低・高周波音を切り替えられるチューナブルタイプ、チューブはより高感度なダブルチューブを採用した es 聴診器のフラッグシップモデルです。

チェストピース

- ・材質は音響特性の高いステンレスを採用。
- ・小児用聴診部はネジ式のベル部に交換できます。

チューナブルダイヤフラム

- ・押さえつける力の強弱で低・高周波音を切り替えることができ、幅広い音を聴診することができます。

バイノーラルチューブ

- ・より高感度で音響特性に優れているダブルチューブを採用しました。
- ・カシスベリー、アイスブルー、ネビュラピンク、スペースブラックの4色からお選びいただけます。

スナップオンイヤークリップ

- ・はめ込み式のスナップオンタイプは取れにくく、なくす心配もありません。
- ・やわらかく耳にフィットするソフトスモール、ソフトラージの他、少し固めのセミソフトの3種類をご用意。



| | |
|----------|--|
| チェストピース | ダブル交換式 |
| ダイヤフラム | チューナブル |
| 重量 | 195g(小児用聴診部装着時) |
| 全長 | 70cm |
| ダイヤフラム直径 | 成人用: 47mm、小児用: 38mm |
| ベル部直径 | 36mm |
| 付属品 | スナップオンイヤークリップ(ソフトラージ、セミソフト)、交換用ベル部、ネームタグ |

| コード No. | チューブカラー | 価格 |
|-----------|----------|-------------------------|
| 81-CWS-CB | カシスベリー | ¥28,500 (税込 ¥31,350) |
| 81-CWS-IB | アイスブルー | |
| 81-CWS-NP | ネビュラピンク | |
| 81-CWS-SB | スペースブラック | |



カシスベリー (-CB)



アイスブルー (-IB)



ネビュラピンク (-NP)



スペースブラック (-SB)

MSS

es 聴診器 MSS

更なる音響特性を追求したシングルタイプモデル

ダイヤフラムは片面で低・高周波音を切り替えられるチューナブルタイプを採用し、重量感のあるチェストピースは安定した聴診を実現。チューブはより高感度なダブルチューブを採用したハイグレードモデルです。

チェストピース

- ・材質は音響特性の高いステンレスを採用。
- ・寝ている患者の背中の中聴診もしやすい指の間にフィットする形状。

チューナブルダイヤフラム

- ・押さえつける力の強弱で低・高周波音を切り替えることができ、幅広い音を聴診することができます。

バイノーラルチューブ

- ・より高感度で音響特性に優れているダブルチューブを採用しました。
- ・カシスベリー、アイスブルー、ネビュラピンク、スペースブラックの4色からお選びいただけます。

スナップオンイヤーチップ

- ・はめ込み式のスナップオンタイプは取れにくく、なくす心配もありません。
- ・やわらかく耳にフィットするソフトスモール、ソフトラージの他、少し固めのセミソフトの3種類をご用意。



| コード No. | チューブカラー | 価格 |
|-----------|----------|-------------------------|
| 81-MSS-CB | カシスベリー | ¥21,500 (税込 ¥23,650) |
| 81-MSS-IB | アイスブルー | |
| 81-MSS-NP | ネビュラピンク | |
| 81-MSS-SB | スペースブラック | |

| | |
|----------|--------------------------------------|
| チェストピース | シングル |
| ダイヤフラム | チューナブル |
| 重量 | 200g |
| 全長 | 69cm |
| ダイヤフラム直径 | 47mm |
| 付属品 | スナップオンイヤーチップ(ソフトラージ、セミソフト)、 ネームタグ |



カシスベリー (-CB)



アイスブルー (-IB)



ネビュラピンク (-NP)



スペースブラック (-SB)

AWS

es 聴診器 AWS

es 聴診器が提案するアドバンスモデル

ダイヤフラムは片面で低・高周波音を切り替えられるチューナブルタイプ、チューブはより高感度なダブルチューブを採用したコストパフォーマンスの高いアドバンスモデルです。

チェストピース

- ・材質は音響特性の高いステンレスを採用。
- ・ベル部を搭載しています。

チューナブルダイヤフラム

- ・押さえつける力の強弱で低・高周波音を切り替えることができ、幅広い音を聴診することができます。

バイノーラルチューブ

- ・より高感度で音響特性に優れているダブルチューブを採用しました。
- ・カシスベリー、アイスブルー、ネビュラピンク、スペースブラックの4色からお選びいただけます。

スナップオンイヤーチップ

- ・はめ込み式のスナップオンタイプは取れにくく、なくす心配もありません。
- ・やわらかく耳にフィットするソフトスモール、ソフトラージの他、少し固めのセミソフトの3種類をご用意。

| コード No. | チューブカラー | 価格 |
|-----------|----------|------------------------|
| 81-AWS-CB | カシスベリー | ¥19,500 (税込¥21,450) |
| 81-AWS-IB | アイスブルー | |
| 81-AWS-NP | ネビュラピンク | |
| 81-AWS-SB | スペースブラック | |

医療機器届出番号 13B2X00231001029 クラス I (一般医療機器)



| | |
|----------|--------------------------------------|
| チェストピース | ダブル |
| ダイヤフラム | チューナブル |
| 重量 | 173g |
| 全長 | 70cm |
| ダイヤフラム直径 | 47mm |
| ベル部直径 | 36mm |
| 付属品 | スナップオンイヤーチップ(ソフトラージ、セミソフト)、 ネームタグ |



カシスベリー (-CB)



アイスブルー (-IB)



ネビュラピンク (-NP)



スペースブラック (-SB)

UWS

es 聴診器 UWS

小児用聴診部とベル部を交換可能な成人・小児両対応アルティメットモデル
成人用と小児用ダイヤフラム両面を搭載。ダイヤフラムはどちらも片面で低・高周波音を切り替えられるチューナブルタイプ、チューブはやわらかく周囲の雑音をカットするシングルチューブを採用したアルティメットモデルです。

チェストピース

- ・材質は音響特性の高いステンレスを採用。
- ・小児用聴診部はネジ式のベル部に交換できます。

チューナブルダイヤフラム

- ・押さえつける力の強弱で低・高周波音を切り替えることができ、幅広い音を聴診することができます。

バイノーラルチューブ

- ・耳管をマットブラックコーティングで仕上げたバイノーラルチューブは、やわらかくて曲げやすく、周囲の雑音をカットします。
- ・カシスベリー、アイスブルー、ネビュラピンク、スペースブラックの4色からお選びいただけます。

スナップオンイヤークリップ

- ・はめ込み式のスナップオンタイプは取れにくく、なくす心配もありません。
- ・やわらかく耳にフィットするソフトスモール、ソフトラージの他、少し固めのセミソフトの3種類をご用意。

| コード No. | チューブカラー | 価格 |
|-----------|----------|------------------------|
| 81-UWS-CB | カシスベリー | ¥17,500 (税込¥19,250) |
| 81-UWS-IB | アイスブルー | |
| 81-UWS-NP | ネビュラピンク | |
| 81-UWS-SB | スペースブラック | |

医療機器届出番号 13B2X00231001029 クラス I (一般医療機器)



| | |
|----------|--|
| チェストピース | ダブル交換式 |
| ダイヤフラム | チューナブル |
| 重量 | 167g(小児用聴診部装着時) |
| 全長 | 75cm |
| ダイヤフラム直径 | 成人用: 47mm、小児用: 38mm |
| ベル部直径 | 36mm |
| 付属品 | スナップオンイヤークリップ(ソフトラージ、セミソフト)、交換用ベル部、ネームタグ |



カシスベリー (-CB)



アイスブルー (-IB)



ネビュラピンク (-NP)



スペースブラック (-SB)

SWS

es 聴診器 SWS

音響特性に優れたステンレス製チェストピースを採用したスペシャルモデル
ダイヤフラムは片面で低・高周波音を切り替えられるチューナブルタイプ、チューブは柔らかく周囲の雑音をカットするシングルチューブを採用したスペシャルモデルです。

チェストピース

- ・材質は音響特性の高いステンレスを採用。
- ・ベル部を搭載しています。

チューナブルダイヤフラム

- ・押さえつける力の強弱で低・高周波音を切り替えることができ、幅広い音を聴診することができます。

バイノーラルチューブ

- ・耳管をマットブラックコーティングで仕上げたバイノーラルチューブは、柔らかく曲げやすく、周囲の雑音をカットします。
- ・カシスベリー、アイスブルー、ネビュラピンク、スペースブラックの4色からお選びいただけます。

スナップオンイヤークリップ

- ・はめ込み式のスナップオンタイプは取れにくく、なくす心配もありません。
- ・柔らかく耳にフィットするソフトスモール、ソフトラージの他、少し固めのセミソフトの3種類をご用意。

| コード No. | チューブカラー | 価格 |
|-----------|----------|------------------------|
| 81-SWS-CB | カシスベリー | ¥14,500 (税込¥15,950) |
| 81-SWS-IB | アイスブルー | |
| 81-SWS-NP | ネビュラピンク | |
| 81-SWS-SB | スペースブラック | |

医療機器届出番号 13B2X00231001029 クラス I (一般医療機器)



| | |
|----------|---------------------------------------|
| チェストピース | ダブル |
| ダイヤフラム | チューナブル |
| 重量 | 145g |
| 全長 | 75cm |
| ダイヤフラム直径 | 47mm |
| ベル部直径 | 36mm |
| 付属品 | スナップオンイヤークリップ(ソフトラージ、セミソフト)、 ネームタグ |



カシスベリー (-CB)



アイスブルー (-IB)



ネビュラピンク (-NP)



スペースブラック (-SB)

Teaching

es 聴診器 教育用

聴診技術習得のための教育用聴診器

2人同時に同じ音を聞き取ることで、聴診技術習得に必要な音を確実に学ぶことができる教育用聴診器です。

es 聴診器 UWS 教育用



| | |
|----------|-----------------------------------|
| チェストピース | ダブル交換式 |
| ダイヤフラム | チューナブル |
| 重量 | 279g |
| ダイヤフラム直径 | 成人用: 47mm、小児用: 38mm |
| ベル部直径 | 36mm |
| 付属品 | スナップオンイヤーチップ(ソフトラージ)、交換用ベル部、ネームタグ |

| コードNo. | チューブカラー | 価格 |
|------------|----------|------------------------|
| 81-UWSE-CB | カシスベリー | ¥34,500 (税込¥37,950) |
| 81-UWSE-IB | アイスブルー | |
| 81-UWSE-NP | ネビュラピンク | |
| 81-UWSE-SB | スペースブラック | |

医療機器届出番号 13B2X00231001029 クラス I (一般医療機器)

es 聴診器 SWS 教育用



| | |
|----------|----------------------------|
| チェストピース | ダブル |
| ダイヤフラム | チューナブル |
| 重量 | 257g |
| ダイヤフラム直径 | 47mm |
| ベル部直径 | 36mm |
| 付属品 | スナップオンイヤーチップ(ソフトラージ)、ネームタグ |

| コードNo. | チューブカラー | 価格 |
|------------|----------|------------------------|
| 81-SWSE-CB | カシスベリー | ¥32,000 (税込¥35,200) |
| 81-SWSE-IB | アイスブルー | |
| 81-SWSE-NP | ネビュラピンク | |
| 81-SWSE-SB | スペースブラック | |

医療機器届出番号 13B2X00231001029 クラス I (一般医療機器)



es 聴診器 UWS 教育用
81-UWSE-SB-IB

Accessories

es 聴診器用交換パーツ

バイノーラルチューブ

- ・耳管、スナップオンイヤーチップ(ソフトスモール)付き。
- ・CWS / MSS / AWSとUWS / SWSの2種類。

ダイヤフラム

- ・チューナブルダイヤフラムは成人用聴診部と小児用聴診部の2種類。
- ・それぞれにリムが付属されます。
- ・es 聴診器専用となります。

小児用聴診部

- ・CWS / UWS専用となります。

ベル部

- ・CWS / UWS専用となります。

スナップオンイヤーチップ

- ・es 聴診器専用となります。すべてのモデルに使用できます。
- ・シリコーン製。
- ・スナップオン式。
- ・2個入り。

ネームタグ

- ・5個入り。



CWS/MMS/AWS



UWS/SWS

バイノーラルチューブ

| コードNo. | サイズ | チューブカラー | 価格 |
|-------------|-------------|----------|---------------------------|
| 88-223BT-CB | CWS/MSS/AWS | カシスベリー | ¥ 12,000 (税込 ¥ 13,200) |
| 88-223BT-IB | | アイスブルー | |
| 88-223BT-NP | | ネビュラピンク | |
| 88-223BT-SB | | スペースブラック | |

バイノーラルチューブ

| コードNo. | サイズ | チューブカラー | 価格 |
|-------------|---------|----------|-------------------------|
| 88-222BT-CB | UWS/SWS | カシスベリー | ¥ 7,500 (税込 ¥ 8,250) |
| 88-222BT-IB | | アイスブルー | |
| 88-222BT-NP | | ネビュラピンク | |
| 88-222BT-SB | | スペースブラック | |



チューナブルダイヤフラム

| コード No. | サイズ | 価格 |
|-------------|------------|----------------------|
| 88-231TD-20 | 成人用 聴診部 | ¥2,200 (税込¥2,420) |



チューナブルダイヤフラム

| コード No. | サイズ | 価格 |
|-------------|------------|----------------------|
| 88-232TD-20 | 小児用 聴診部 | ¥2,200 (税込¥2,420) |



小児用聴診部

| コード No. | サイズ | 価格 |
|----------|------------|----------------------|
| 88-SSTPD | CWS UWS | ¥6,000 (税込¥6,600) |



ベル部

| コード No. | サイズ | 価格 |
|----------|------------|----------------------|
| 88-SSCBB | CWS UWS | ¥4,000 (税込¥4,400) |



ソフトラージ ソフトスモール セミソフト

スナップオンイヤークリップ

| コード No. | サイズ | 価格 |
|-------------|---------|----------------------|
| 88-215SE-20 | ソフトラージ | ¥1,450 (税込¥1,595) |
| 88-214SE-20 | ソフトスモール | |
| 88-211SE-20 | セミソフト | ¥700 (税込¥770) |

2個入



ネームタグ

| コード No. | 価格 |
|-------------|------------------|
| 88-238NT-91 | ¥600 (税込¥660) |

5個入

Charms

CharMED ステートチャーム

あなたの聴診器を特別なものに

CharMED ステートチャームを装着することで、あなたの es 聴診器を特別なものにしてくれるだけでなく、他の人の聴診器と取り間違えることも防ぎます。お気に入りのチャームを見つけてください。

選べる5種類

- es 聴診器の4色にマッチする3色のチャームに、スターとピースを加えた5種類のチャームをご用意。

装着方法はとっても簡単

- 装着したい場所のチューブを少しつまみチャームの空いているところを通すだけです。もし固定させたい場合はパッケージに付いているスポンジをチャームとチューブの間に挟んで両面テープで固定させてください。

お手入れについて

- 70%に薄めたイソプロピルアルコールで聴診器と一緒に汚れを拭き取ってください。



| コード No. | 価格 |
|------------|-------------------|
| ES-SCSD-色番 | ¥1,400 (税込¥1,540) |



フューシャピンク (-12)



アクアマリン (-18)



アイス (-50)



スター (-01)



ピース (-02)

es Penlight

esソフトLED ペンライト 瞳孔計付 クリップ式 ST

クリップの先端部を押すとライトが点灯し、押す力を緩めると消灯するモデル

ソフトLEDを採用

- これまでのLEDに比べ、やさしいソフトな光になっています。

瞳孔計付

- 本体には瞳孔ゲージ(2~9mm)が付き、瞳孔の測定に便利です。
- 反対側には目盛りが付いています。

| | |
|-------------|------------------|
| 材質 | ステンレス鋼 |
| 寸法 | 全長131mm×直径11.5mm |
| 重量 | 24.5g(電池含まず) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池2本 |
| コードNo. | 価格 |
| ES-PL907-50 | ¥1,900(税込¥2,090) |

医療機器届出番号 13B2X00231000044 クラスI(一般医療機器)



es Penlight

esソフトLED ペンライト 瞳孔計付 ノック式

常時点灯可能な2種類の点灯方法を採用したモデル

ソフトLEDを採用

- これまでのLEDに比べ、やさしいソフトな光になっています。

瞳孔計付

- 本体には瞳孔ゲージ(2~9mm)が付き、瞳孔の測定に便利です。
- 反対側には目盛りが付いています。

選べる7色

- お好みに合わせて7色の中からお選びいただけます。



| | |
|----|------------------|
| 材質 | アルミニウム |
| 寸法 | 全長141mm×直径11.5mm |
| 重量 | 15.8g(電池含まず) |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池2本 |

| コードNo. | 価格 |
|--------------|-------------------|
| ES-PL909D-色番 | ¥2,100 (税込¥2,310) |

医療機器届出番号 13B2X00231000044 クラスI(一般医療機器)

eastsidemed株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-5
office 03-3815-0056 / fax 03-3818-4085
<https://www.eastsidemedinc.com>
hello@eastsidemedinc.com