

LM DarkDiamond™

LM

feel the
difference



Sculpture agréable et précise des composites



Sensation et précision du diamant

Les instruments de restauration LM-ErgoSense® dotés du revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™ sont les outils idéaux pour la mise en place et le modelage des résines composites. Le revêtement de type diamant réduit l'adhésivité et permet des instruments de restauration agréables et précis.

- Revêtement exclusif de type diamant pour une application et un modelage sans coller à la résine composite
- Surface dure pour la résistance aux rayures
- Surface lisse pour faciliter le nettoyage
- Revêtement de couleur sombre qui offre un contraste maximum avec les obturations et un minimum de réflexions
- Manche LM-ErgoSense® pour une précision et une sensibilité tactile extrêmes



Les instruments LM Dark Diamond™



Brunissoir

LMErgoSense®
LM 31-32DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour fouler et modeler les composites



Brunissoir-fouloir à tête
ronde, 1,5-2,5 mm

LMErgoSense®
LM 471-473DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour fouler et modeler les composites



Modeleur MH

LMErgoSense®

LM 708-709DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour fouler d'importantes obturations proximales
- L'extrémité de forme cylindrique ne se trouvera pas prise dans le composite pendant la photopolymérisation



Modeleur MH Mini

LMErgoSense®

LM 707-708DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour fouler de petites et moyennes obturations proximales
- Forme cylindrique empêchant les extrémités de rester coincées dans le composite pendant la photopolymérisation



Fouloir-Modeleur IO

LMErgoSense®

LM 482-483DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour fouler et modeler les composites
- Extrémités coniques optimales pour la mise en forme des surfaces occlusales



Instrument plastique, antérieur

LMErgoSense®

LM 43-47DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour mettre en place, fouler et modeler les composites



Instrument plastique, postérieur

LMErgoSense®

LM 48-702DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour mettre en place, fouler et modeler les composites



Mini-spatule

LMErgoSense®

LM 444-445DD ES

- Revêtement anti-adhésif LM Dark Diamond™
- Pour mettre en place et modeler les composites

LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlande

Tél. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Distribué exclusivement par Curion



2571 Smith Street Richmond, BC., V6X 2J1 Canada

EN: 1.800.667.8811 | FR: 1.800.211.1200

curion.ca | wecare@curion.ca

