

Avantages de la mise à niveau vers le tout **NOUVEAU STRATA-G™**



Toutes nouvelles anneaux séparatrices


- **Durée de vie plus longue!** Le nickel-titane tréfilé conserve mieux sa forme.
- **Crête marginale renforcée!** Aide à soutenir la bande matricielle dans la bonne position.
- **Plus petit!** Ne se met pas en travers de votre chemin.

Anneau pour préparation large

- **Une exclusivité de Garrison!** Seule Garrison vous aide à restaurer les plus grandes préparations.


Matrices à courbes larges

- **Crête marginale renforcée!** Aide à former cette anatomie essentielle.
- **Amélioration du profil d'émergence!** L'anatomie idéale est intégrée.
- **Extensions sous-gingivales!** Les quatre tailles standard sont prêtes pour des préparations plus profondes.
- **Il est toujours très souple** et n'a que 0,0016 pouce d'épaisseur.



Coins ultra-adaptatifs

- **Un tunnel bien conçu!** Repose plus bas en position interproximale et scelle plus profondément.
- **Plus de flexibilité!** Le revêtement Soft-FaceMC avec des ailettes et des parois latérales flexibles s'adapte facilement aux concavités et aux irrégularités.
- **Empilable!** Empilement sécurisé de plusieurs cales lorsque l'on souhaite un calage simultané des parties buccale et linguale.



La meilleure pince en dentisterie

- **Un décalage plus important!** Facilite la mise en place de l'anneau.
- **Basculement double!** Placez les anneaux dans les deux sens pour un accès maximal.
- **S'utilise pratiquement avec n'importe quelle bague de n'importe quel fabricant!**



L'ensemble SGR-KSH-10 comprend:

- 1 anneau court (bleu)
- 1 anneau long (orange)
- 1 anneau pour préparations large (vert)
- 50 matrices assorties
- 50 matrices fermes assorties
- 10 VariStrip
- 80 coins assortis
- 12 polissoirs Rally assortis
- 1 pince de mise en place des anneaux



COMMANDEZ MAINTENANT! **888.437.0032** ou communiquez avec votre fournisseur Garrison autorisé.

Garrison

Distribué par Curion
curion.ca | EN: 1.800.667.8811 | FR: 1.800.211.1200

curion
la dentisterie. dynamisée