

Découvrez pourquoi les dentistes se tournent vers les nouveaux embouts buccaux VacuLUX :



Dryshield Zyris Isolite

Ajustement universel Conçu pour s'ajuster aux systèmes VacuLUX, Zyris & Dryshield	X	✓	X
Autoclavable Permet d'économiser temps & argent puisque l'autoclavage requiert moins de préparation	✓	✓ <small>Complicé Désassemblage & préparation</small>	X <small>Stérilisation simple 1 pièce, conception facile d'accès</small>
Confortable Chevauchement souple pour protéger la langue et le palais du patient	X	✓	✓
Matériau de l'embout buccal Fait d'une silicone exclusive claire, de qualité optique et médicale	X	✓	X
Transmission de la lumière Guide lumineux intégré pour une illumination intra-orale ciblée	X	✓ <small>Optically Clear Engineered Silicone</small>	✓
Technologie silencieuse Conçu avec des voies ouvertes d'air pour des procédures 40 % plus silencieuses	X	✓	X
Succion constante Chambre d'évacuation qui procure un champ sec en continu et sans interruption	✓	✓	X
Rebord pour renversement liquide Prévient les flaques de fluides pour une meilleure succion & la réduction des éclaboussures	X	✓	X

Simple & abordable
Contrôle des Aérosols & Isolation



Un système qui s'ajuste à vos exigences individuelles d'enclavement :



Embouts buccaux VacuLUX

SKU: AVLUXA, AVLUXP, AVLUXS, AVLUXM, AVLUXL

Économisez temps et argent & protégez l'environnement avec ces embouts buccaux universels et autoclavables qui s'ajusteront à vos actuels systèmes Dryshield, Zyris ou VacuLUX

Conçu avec une technologie de stérilisation simple, des rabats de nettoyage aux recoins limités rendent la stérilisation rapide, simple et sécuritaire.

Changez pour l'embout buccal VacuLUX et vos patients vivront une expérience plus confortable et 40 % plus silencieuse.

Fait de silicone claire et exclusive de qualité optique pour un embout buccal longue durée avec une transmission optimale de lumière.

Disponible en quatre tailles : enfant, petit, moyen et grand. Emballages assortis aussi disponibles.



Adaptateur VacuLUX HVE

SKU: VLUXD, VLUXZ

Vous souhaitez étendre vos habilités en matière d'enclavement à tous les fauteuils dentaires? Branchez cet adaptateur en aluminium dans une valve standard pour un enclavement instantané en utilisant les embouts buccaux Zyris, Dryshield ou VacuLUX.

La construction légère d'aluminium, mais durable résistera aux cycles répétés d'autoclavage. La conception en une seule pièce facilite le nettoyage.

Une solution simple, portable et abordable pour un enclavement et un contrôle des aérosols dans votre pratique.



HyperLUX Light Engine

SKU: HLSTM

Illuminez votre embout buccal d'enclavement et offrez-vous les avantages d'une visibilité améliorée.

Le rechargeable, portable et économique Light Engine

Illumine les embouts buccaux Dyshield, Zyris et VacuLUX.

Son guide lumière à fibres optiques et à couplage magnétique breveté offre une luminosité « plug & play » simple à chaque fauteuil.

Fonctionne selon trois paramètres : élevé, moyen et faible.

Tous les adaptateurs VacuLUX sont équipés pour offrir une luminosité; améliorez votre système dès maintenant ou à tout moment.



Whisper Lite Kit

SKU: WLK5

Cette trousse portable réduit les bruits et procure une sensation de légèreté à votre patient.

La trousse Whisper Light fonctionne avec toutes les valves HVE dans votre salle opératoire.

La trousse inclut un boyau de succion de 5 pieds de longueur sans pliage, un tube adapté à la valve en acier inoxydable, une pince de repos et un raccord en aluminium pour l'adaptateur VacuLUX HVE ou tout autre instrument dentaire HVE.

MicroValve

SKU: MCV

Cette microvalve légère en aluminium vous procure un contrôle pratique de votre adaptateur sans la taille et le poids encombrants de votre valve standard.

Petite, mais puissante, cette valve ne restreint pas le débit d'air avec son volume élevé, sa grande dimension et son diamètre intérieur de 11,11 mm & elle peut être utilisée avec tous les instruments HVE.

EN: 1.800.667.8811, FR: 1.800.211.1200

curion.ca

wecare@curion.ca