

ZirClean™

Nettoyant pour restauration

ZirClean est un gel nettoyant conçu pour le nettoyage non abrasif du collage des surfaces de zircone (et autres restaurations prothétiques) après essai intra-oral. ZirClean aide à obtenir des résultats de cimentation adhésifs fiables en éliminant la contamination par les phosphates de la zircone (ainsi que des surfaces de restauration en céramique et en métal) qui se produisent pendant l'essayage. *

Points fort du produit


- ▶ Le système de livraison facilite son utilisation
- ▶ Placement et nettoyage facile
- ▶ Aide à obtenir des résultats de cimentation adhésifs fiables *
- ▶ Les contaminants tels que la salive peuvent être éliminés pour aider à obtenir une meilleure force de rétention après l'essayage *

Signification clinique

L'utilisation de ZirClean aidera à obtenir des résultats de cimentation fiables avec les restaurations en zircone après essai intra-oral. *



Résistance au Cisaillement de la Liaison à la Zircone † (MPa) Après Nettoyage Avec ...



† Collage après contamination par la salive à l'aide du test de liaison par cisaillement Ultrabond avec Z-Prime™ Plus et Duo-Link Universal™

MATÉRIAUX CONNEXES



ALL-BOND UNIVERSAL®



Z-Prime™ Plus

INFORMATION POUR LA COMMANDE

1 Seringue (5g), 2 Embouts de Seringue Jetables (15pk),
Instructions **B-7351P**

* Par rapport aux échantillons non traités. Données archivées.
Rx Uniquement

Distribué exclusivement par Curion

curion.ca | EN: 1.800.667.8811 | FR: 1.800.211.1200

 **curion**
la dentisterie, dynamisée