

#whdentalwerk



wh.com




25 AÑOS EN ESPAÑA Y PORTUGAL
DESDE 1890 EN EL MUNDO



Lista de precios 2024

#Innovación360°

Celebramos el pasado
para inspirar el futuro



Índice

Restauración & Prótesis

Turbinas Synea Vision	6 – 9
Contra-ángulos y piezas de mano Synea Vision	10 – 13
Turbinas Synea Fusion	14 – 17
Contra-ángulos y piezas de mano Synea Fusion	18 – 21
Contra-ángulos Profin Synea Fusion	22 – 23
Turbinas Alegra y acoplamiento Roto Quick con generador.	24 – 27
Contra-ángulos y piezas de mano Alegra.	28 – 31
Accesorios para turbinas, contra-ángulos y piezas de mano.. . . .	32 – 33

Accionamientos

Acoplamiento Roto Quick	34 – 35
Acoplamiento W&H conexión Multiflex con luz LED	36
Acoplamiento W&H con generador para turbinas Alegra TE 97/98 L Q.	36
Accesorios para acoplamiento W&H	37
Micromotores de aire y accesorios	38 – 41

Endodoncias

Contra-ángulos Endo Endea.	42 – 43
Contra-ángulos Endo NiTi.	44 – 45
Contra-ángulos Endea Endo Cursor.	46 – 47

Profilaxis & Periodoncia

Scaler de aire Proxeo.	48 – 51
Puntas y accesorios para scaler de aire Proxeo.	52 – 55
Contra-ángulo de aire Proxeo TWIST.	56 – 57
Contra-ángulos Proxeo.	58 – 59
Cepillos y copas para Proxeo.	60 – 61
Piezo scaler Proxeo Ultra.	62 – 65
Accesorios Proxeo Ultra	66 – 69
Puntas piezo Scaler	70 – 81
Sistema de aeropulidor Proxeo Aura	82 – 87

Avisos importantes

- > Las fotografías de las ilustraciones son orientativas. El contenido original no incluye ni los complementos ni los accesorios aquí mostrados.
- > KaVo Multiflex®, NSK Mach®, NSK QD-J®, BienAir Unifix® y Sirona® son marcas de terceros que no guardan relación alguna con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
- > Los precios no incluyen: transporte, instalación y el 21% de IVA
Las fotografías son orientativas

Cirugía oral & Implantología

Motor de implantología Implantmed CLASSIC SI-923	88 – 91
Motor de cirugía Implantmed PLUS SI-1023.	92 – 97
Instrumental quirúrgico para Implantmed PLUS SI-1023	98 – 101
Accesorios para Implantmed	102 – 105
Contra-ángulos quirúrgicos	106 – 109
Accesorios para Contra-ángulos quirúrgicos	110 – 111
Piezas de mano quirúrgicas	112 – 113
Pieza de mano Zygoma SZ-75	114 – 115
Accesorios para Piezas de mano quirúrgicas	116 – 117
Módulo piezoquirúrgico Piezomed	118 – 121
Unidad piezoquirúrgica Piezomed.	122 – 123
Accesorios para Piezomed	124 – 127
Insertos para Piezomed	128 – 139
Osstell IDx	140 – 141
Osstell Beacon	142 – 143
Accesorios Osstell	144 – 145
Osstell SmartPegs	146 – 147

Esterilización, Higiene & mantenimiento

Productos de limpieza y desinfección BePro	148 – 153
Unidad de mantenimiento Assistina Twin	154 – 155
Accesorios para Assistina Twin	156 – 157
Unidad de Mantenimiento Assistina One	158 – 159
Accesorios para Assistina One	160 – 161
Unidad de mantenimiento Assistina 301 plus	162 – 163
Accesorios para Assistina 301 plus	164 – 165
Accesorios para Assistina 3x3y 3x2	166 – 167
Adaptadores Assistina 3x3, 3x2 y 301 plus	168 – 169
Aceite Service Oil F1.	170 – 171
Boquillas para Service Oil F1	172 – 173
Esterilizadores a vapor de agua Lisa.	174 – 175
Esterilizadores a vapor de agua Lara XL	176 – 177
Esterilizadores a vapor de agua Lara	178 – 179
Esterilizadores a vapor de agua Lina.	180 – 181

Trazabilidad y Documentación	182 – 185
Bandejas y porta bandejas	186 – 189
Accesorios para esterilizadores.	190 – 191
Tratamientos de agua	192 – 195

Laboratorio dental

Unidades de Laboratorio Perfecta 300 / 600.	196 – 201
Unidades de Laboratorio Perfecta 900	202 – 204
Accesorios para unidades 300 / 600 / 900.	205
Pieza de mano técnica 945	206
Accesorios para Unidades de Laboratorio	207

Términos y condiciones generales de venta	208 – 225
---	-----------

Simbología

 led+ con anillo de 5 LED+

led con luz LED
led+ con luz LED+



con luz



sin luz



spray interno



spray externo



sin spray



artículo desechable



termodesinfectable



esterilizable



pedal con cable



pedal inalámbrico



sin látex

Turbinas

synea VISION



Turbinas Synea Vision, iluminación 100% libre de sombras

la tecnología más innovadora unida a una gama perfectamente adaptada a los requisitos más exigentes.

- > Iluminación 100% sin sombras gracias al primer anillo de 5 LEDs del mundo
- > Refrigeración constante del área de tratamiento gracias a sus 5 sprays
- > 4 tamaños de cabezal adecuados para todos los tratamientos
- > Fácil de limpiar gracias a su superficie resistente a arañazos que mantiene su aspecto impecable y alarga su vida útil
- > Trabajo sin cansancio gracias a que es el sistema de turbinas más ligero del mundo (turbina + acoplamiento)
- > Mayor vida útil y funcionamiento extremadamente silencioso gracias a los rodamientos cerámicos
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **24 meses de garantía**

- led+ con anillo de luz LED+
- led+ con luz LED+
- con luz
- spray interno
- termodesinfectable
- esterilizable

Turbinas Synea Vision

Acoplamientos Roto Quick ver la página 35



TK-100 L

REF 30021000

1.673.-

Anillo 5 LED+, spray quintuple, 26 W, diámetro del cabezal Ø 13 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-98 L

REF 30019000

1.673.-

Anillo 5 LED+, spray quintuple, 24 W, diámetro del cabezal Ø 11,5 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-97 L

REF 30017000

1.673.-

Anillo 5 LED+, spray quintuple, 21 W, diámetro del cabezal Ø 10 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-94 L

REF 30016000

1.537.-

LED+, spray quintuple, 14 W, diámetro del cabezal Ø 9 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas Synea Vision con conexión Multiflex®* y rodamientos cerámicos integrales

* W&H acoplamiento Multiflex® con luz LED ver la página 36

Notas



Barra de vidrio, spray quíntuple,
26 W, diámetro del cabezal
Ø 13 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-100 LM

REF 30022000

1.413.-



Barra de vidrio, spray quíntuple,
24 W, diámetro del cabezal
Ø 11,5 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-98 LM

REF 30020000

1.413.-



Barra de vidrio, spray quíntuple,
21 W, diámetro del cabezal
Ø 10 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-97 LM

REF 30018000

1.413.-



Barra de vidrio, spray quíntuple,
14 W, diámetro del cabezal
Ø 9 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TK-94 LM

REF 30031000

1.413.-

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos y piezas de mano

synea VISION



Piezas de mano y contra-ángulos Synea Vision:

Máxima fiabilidad, ergonomía y calidad.

- > 2 tamaños de cabezal para cada necesidad
- > Mayor vida útil y funcionamiento silencioso gracias a los rodamientos cerámicos y a su innovadora tecnología de engranajes (WK-93LT/WK-99LT)
- > Fácil de limpiar gracias a su superficie a prueba de arañazos, que además los mantiene impecables, alargando su vida útil
- > Diseño monobloque que proporciona una excelente sujeción y máxima ergonomía con su nuevo perfil mejorado
- > Fibra de vidrio compacta para una buena iluminación de la zona de tratamiento
- > Fabricación duradera gracias a sus partes externas de acero inoxidable
- > Fácil cambio de la fresa gracias al botón de presión
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **36 meses de garantía**



Contra-ángulos Synea Vision



WK-99 LT (rodamientos cerámicos)

REF 30023000

1.755.-

1:5, spray quintuple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio



WK-93 LT (rodamientos cerámicos)

REF 30024000

1.755.-

1:4,5, spray quintuple,
diámetro del cabezal
Ø 9,1 mm, botón de
presión para fresas
FG de Ø 1,6 mm,
barra de vidrio



WK-56 LT

REF 30025000

1.193.-

1:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas de
contra-ángulo de
Ø 2,35 mm, barra
de vidrio



WK-66 LT

REF 30026000

1.193.-

2:1, spray simple,
diámetro del cabezal
Ø 9,5 mm, botón de
presión para fresas de
contra-ángulo de
Ø 2,35 mm, barra
de vidrio

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos Synea Vision



WK-86 LT

REF 30027000

1.422.-

8:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio



WK-900 LT

(rodamientos de bolas cerámicas)

REF 30418000

1.732.-

1:4, spray triple, diámetro del cabezal Ø 10,7 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

Pieza de mano Synea Vision



HK-43 LT

REF 30028000

1.158.-

1:1, spray simple sistema de sujeción por giro, para fresas de pieza de mano y contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

Turbinas

synea FUSION



Turbinas Synea Fusion ¡La mejor relación calidad-precio!

La nueva gama de turbinas Synea Fusion ofrecen al usuario un confort incuestionable a un precio muy atractivo.

- > Mayor campo de iluminación gracias a su LED+
- > Óptimo acceso, mejor visibilidad y mayor potencia, con la relación perfecta entre tamaño de cabezal y rendimiento
- > Refrigeración óptima gracias al Quattro Spray (spray cuádruple)
- > Rodamientos cerámicos para un funcionamiento silencioso y sin vibraciones
- > Sistema de cabezal higiénico
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **12 meses de garantía**



Turbinas Synea Fusion

*Acoplamientos Roto Quick ver la página 35



Quattro Spray,
21 W, diámetro del
cabezal Ø 11,5 mm,
botón de presión para
fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-98 L
(Conexión Roto Quick*)
REF 30001000 **1.047.-**



TG-98
(Conexión Roto Quick*)
REF 30002000 **865.-**



TG-98 L RM
(Conexión estándar de 6 vías)
REF 30198000 **1.047.-**



Quattro Spray,
18 W, diámetro del
cabezal Ø 10 mm,
botón de presión para
fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-97 L
(Conexión Roto Quick*)
REF 30004000 **1.047.-**



TG-97
(Conexión Roto Quick*)
REF 30005000 **865.-**



TG-97 L RM
(Conexión estándar de 6 vías)
REF 30197000 **1.047.-**

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas Synea Fusion con conexión NSK



TG-98 L N

REF 30200000

1.047.-

Barra de vidrio, Quattro Spray,
21 W, diámetro del cabezal
Ø 11,5 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-97 L N

REF 30199000

1.047.-

Barra de vidrio, Quattro Spray,
18 W, diámetro del cabezal
Ø 10 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm

Turbinas Synea Fusion con conexión Multiflex®*

* W&H acoplamiento con luz LED ver la página 36



TG-98 LM

REF 30003000

1.047.-

Barra de vidrio, Quattro Spray,
21 W, diámetro del cabezal
Ø 11,5 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm



TG-97 LM

REF 30006000

1.047.-

Barra de vidrio, Quattro Spray,
18 W, diámetro del cabezal
Ø 10 mm, botón de presión
para fresas FG de Ø 1,6 mm

Contra-ángulos y piezas de mano

synea FUSION



Contra-ángulos Synea Fusion "Calidad Synea" a un precio excelente:

- > Larga vida útil y funcionamiento silencioso gracias a los rodamientos cerámicos en el WG-99
- > Dos tamaños de cabezal para diferentes tratamientos
- > Refrigeración óptima gracias al Quattro Spray (spray cuádruple) en el WG-99
- > Diseño monobloque para una ergonomía e higiene óptima
- > Barra de vidrio compacta para una calidad de luz constante
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulos Synea Fusion



WG-99 LT

REF 30007000

1.334.-



WG-99 A

REF 30008000

1.008.-



WG-56 LT

REF 30009000

923.-



WG-56 A

REF 30010000

811.-



WG-66 LT

REF 30011000

1.095.-



WG-66 A

REF 30012000

896.-

1:5, Quattro Spray, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas FG de Ø 1,6 mm, barra de vidrio

1:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

2:1, spray simple, diámetro del cabezal Ø 9,5 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm, barra de vidrio

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos Synea Fusion



WG-900 LT

REF 30459000

1.312.-

1:4, spray triple, diámetro del cabezal Ø 10,7 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 1,6 mm, barra de vidrio



WG-900 A

REF 30460000

1.050.-

1:4, spray triple, diámetro del cabezal Ø 10,7 mm, botón de presión para fresas de contra-ángulo de Ø 1,6 mm

Pieza de mano Synea Fusion



HG-43 A

REF 30013000

671.-

1:1, spray simple, sistema de sujeción por giro, para fresas de pieza de mano y contra-ángulo de Ø 2,35 mm

Contra-ángulos Profin

syneq FUSION



Contra-ángulos Profin de W&H para las puntas Dentatus:

- > Reelaboración de excedentes de material de obturación, cemento y adhesión
- > Limpieza y pulido de zonas subgingivales, interdetales y aproximales, así como pulido fino con puntas de madera
- > Diseño y adaptación de las zonas papilares a la forma natural del diente
- > Esmerilado de las superficies cóncavas de guiado de los dientes anteriores
- > Procesamiento fino de cavidades y espacios huecos
- > **24 meses de garantía**



Syneq Fusion Stripping contra-ángulo con recorrido



Contra-ángulo
Profin® 2:1, spray
simple, trayectoria
1,1 mm, para puntas
Dentatus



WG-67 LT

REF 30084000

1.170.-



WG-67 A

REF 30085000

811.-

Turbinas

alegra



Turbinas Alegra con luz LED+ autogenerada

¿No tiene luz en su sillón? Disponga de luz LED+ de calidad natural, independientemente de si su unidad dental dispone de fuente de luz o no.

- > Luz LED+ independiente y esterilizable
- > Una óptima visibilidad e iluminación gracias a la posición del LED y a su cabezal reducido
- > Funcionamiento extremadamente silencioso y una vida útil excepcional gracias a los rodamientos con bolas cerámicas en las turbinas con triple spray
- > Sin vibraciones y con un funcionamiento silencioso gracias a que han sido fabricados con la máxima precisión
- > Función de spray perfecta gracias a su filtro de agua
- > Cambio de fresa rápido y sencillo
- > Un trabajo sin cansancio
- > Ahorro de tiempo y dinero
- > **12 meses de garantía**



Turbinas Alegra con rodamientos cerámicos y luz



TE-98 LQ

REF 30067000

818.-

Spray triple, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 12.2 mm, max. 18 W, para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-97 LQ

REF 30066000

818.-

Spray triple, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10.4 mm, max. 16 W, para fresas FG de Ø 1.6 mm

Acoplamientos Roto Quick con generador para Turbinas Alegra TE-97/98 LQ



RQ-53

REF 10405300

350.-



Conexión de 2/3 vías Borden, generador y filtro de agua con válvula antirretorno



RQ-54

REF 10405400

350.-



Conexión de 4 vías estándar, generador y filtro de agua con válvula antirretorno

precios recomendados IVA no incluido

Turbinas Alegra

con rodamientos cerámicos sin luz

* Acoplamientos Roto Quick pag 35



Spray triple,
botón de presión, max. 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm,
para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-98 (Conexión Roto Quick*)

REF 30071000 **685.-**



TE-98 BC (Conexión Borden de 2/3 vías)

REF 30072000 **685.-**



TE-98 RM (Conexión estándar de 4 vías)

REF 30073000 **685.-**



Spray triple,
botón de presión, max. 16 W,
diámetro del cabezal Ø 10.4 mm,
para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-97 (Conexión Roto Quick*)

REF 30068000 **685.-**



TE-97 BC (Conexión Borden de 2/3 vías)

REF 30069000 **685.-**



TE-97 RM (Conexión estándar de 4 vías)

REF 30070000 **685.-**

Turbinas Alegra

con rodamientos de acero sin luz



Spray simple,
botón de presión, máx. 18 W,
diámetro del cabezal Ø 12.2 mm,
para fresas FG de Ø 1.6 mm



TE-95 BC (Conexión Borden de 2/3 vías)

REF 30074000 **548.-**



TE-95 RM (Conexión estándar de 4 vías)

REF 30075000 **548.-**

Contra-ángulos y piezas de mano

alegra



Contra-ángulos Alegria con luz LED+ autogenerada

¿No tiene luz en su sillón? Disponga de luz LED+ de calidad natural, independientemente de si su unidad dental dispone de fuente de luz o no. Con las piezas de mano y los contra-ángulos Alegria podrá realizar el tratamiento a sus pacientes con la máxima eficiencia y la mayor seguridad. Desarrolladas conforme a la acreditada calidad "Made in Austria" de W&H.

- > Un trabajo sin cansancio que se consigue gracias a una fácil rotación de 360°
- > Visibilidad óptima del lugar de tratamiento gracias al cabezal pequeño
- > Cambio de fresa rápido y sencillo sin a penas ejercer fuerza gracias al sistema de sujeción del botón de presión
- > Refrigeración óptima del lugar de tratamiento gracias al clip del tubo de spray externo (opcional)
- > Máxima robustez y durabilidad gracias a la alta calidad de los materiales
- > Ahorro de tiempo y dinero
- > **12 meses de garantía**



Contra-ángulos y piezas de mano Alegria



WE-56

REF 30116000

343.-

1:1, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm



WE-57

REF 30117000

343.-

1:1, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, para fresas FG de Ø 1,6 mm



WE-66

REF 30118000

412.-

4:1, botón de presión, diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, fresas de contra-ángulo de Ø 2,35 mm



HE-43

REF 30119000

314.-

1:1, sistema de sujeción por giro, para fresas de pieza de mano y contra-ángulo de Ø 2,35 mm

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos Alegra con generador

Notas



WE-99 LED G

REF 10259900

1.356.-

1:4,5, spray triple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm,
para fresas FG de Ø 1,6 mm



WE-66 LED G

REF 10256600

1.092.-

4:1, spray simple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, para
fresas de contra-ángulo
de Ø 2,35 mm



WE-56 LED G

REF 10255600

996.-

1:1, spray simple, botón de presión,
diámetro del cabezal Ø 10,1 mm, para
fresas de contra-ángulo
de Ø 2,35 mm

Accesorios

para turbinas, contra-ángulos y piezas de mano Alegra



Junta tórica

BC


REF 01000700

8,76.-

RM

REF 02207300

11,05.-



Limpiador de toberas corto

para turbinas y contra-ángulos

REF 02015101

10,01.-



Limpiador de toberas largo

para piezas de mano

REF 00636901

10,01.-

Accesorios

para contra-ángulos y piezas de mano Alegra



Clip del tubo de spray con 3 mangueras

para el medio refrigerante y limpiador de toberas para piezas de mano HE-43

REF 07550200

23,15.-



Tope de fresas

REF 01312500

11,04.-




Clip del tubo de spray con 3 mangueras

para el medio refrigerante y limpiador de toberas para contra-ángulos

WE-56, WE-57, WE-66

REF 06994000

23,15.-



Pasador a rosca

REF 01312600

8,59.-

Acoplamiento Roto Quick

roto quick



Acoplamiento Roto Quick

La conexión de sistema Roto Quick es un acoplamiento versátil que puede utilizarse para todas las mangueras de turbinas normalizadas. Funciona, por supuesto, con todas las turbinas W&H, micromotores y scalers de aire con conexión Roto Quick.

- > Cambio rápido y seguro de los instrumentos
- > Permite un giro libre y sencillo de los instrumentos de 360°
- > Válvula que impide la retrosucción
- > Esterilizable para una higiene óptima
- > **24 meses de garantía**
(excepto modelos RQ-53 y RQ-54 con 12 meses de garantía)



Acoplamiento Roto Quick



RQ-24

Conexión estándar
de 6 vías
REF 10402400

350.-



RQ-03

Conexión Borden
de 2(3) vías
REF 10400300

215.-



RQ-34

Conexión estándar
de 6 vías,
spray regulable.
REF 10403400

398.-



RQ-04

Conexión estándar
de 4 vías
REF 10400400

215.-



RQ-14

Conexión estándar
de 4 vías,
spray regulable
REF 10401400

291.-

precios recomendados IVA no incluido

W&H acoplamiento con luz LED para conexión KaVo Multiflex®



Conexión estándar de 6 vías,
spray regulable



RM-34 LED

REF 10403410

637.-

Acoplamientos Roto Quick con generador para Turbinas Alegra TE-97/98 LQ



Conexión de 2/3 vías
Borden, generador y
filtro de agua con válvula
antirretorno



RQ-53

REF 10405300

350.-



Conexión de 4 vías
estándar, generador y
filtro de agua con válvula
antirretorno



RQ-54

REF 10405400

350.-

Accesorios para acoplamientos



**Set de juntas tóricas
3 pcs**

REF 07508900

11,27.-



**Set de juntas tóricas
Grandes 3 pcs**

REF 02060100

11,57.-



**Set de juntas tóricas
Pequeñas 3 pcs**

REF 02060200

11,57.-



Junta tórica

REF 02207300

11,05.-



Junta tórica

REF 01000700

8,76.-



**Adaptador de turbina Borden a
manguera Midwest**

REF 02083500

105.-

**Adaptador de turbina Midwest a
manguera Borden**

REF 02039900

105.-

Micromotores de aire



Micromotores de aire AM-25

El micromotor de aire destaca gracias a su gran fuerza de arrastre y a su larga vida útil. La potencia puede regularse de forma progresiva tanto en giro a izquierda como a derecha.

- > Un trabajo sin cansancio que se consigue gracias a una fácil rotación de 360°
- > Potencia de abrasión elevada gracias a su alto torque
- > **24 meses de garantía**



Micromotores de aire con spray interno

System A: sin luz y spray interno



Conexión estándar fija de 4 vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz



AM-25 A RM (sistema A)

REF 30103000 **826.-**



Conexión fija Borden 2(3) vías, para contra-ángulos y piezas de mano sin luz



AM-25 A BC (sistema A)

REF 30104000 **826.-**

000



Juntas tóricas para
micromotores de aire
AM-25 A BC y AM-25 A RM
(3 pcs)
REF 01862300 11,27.-

Contra-ángulos

endea



Contra-ángulos Endea de cabezal extremadamente reducido

Permite acceder con más facilidad al punto de tratamiento. Independientemente de si prefiere la técnica Crown-Down o Single-Length, puede preparar el canal radicular con una rotación de 360°.

- > Minicabezal – acceso óptimo al punto de tratamiento
- > Perfil de agarre con una optimizada forma ergonómica
- > Uso más seguro y descansado
- > Reducción de la altura de trabajo en combinación con fresas más cortas
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulos Endea



16:1,
botón de presión



EB-75

REF 12227501

704.-



2:1,
botón de presión



EB-79

REF 12227901

636.-

Insertos rotatorios que se pueden aplicar

Todas las limas de canal radicular que sean apropiadas para la rotación en 360°, especialmente las limas de aleación níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, según la norma europea EN ISO 1797-1:1995.

Adquisición de limas adicionales

Por favor, pida las limas en su distribuidor dental, o directamente en Sendoline (www.sendoline.com).

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos

endo niti



Contra-ángulos EndoNiti

Para la preparación del canal radicular con limas rotatorias de NiTi. Las limas de níquel-titanio, siendo extremadamente flexibles y seguras, proporcionan la posibilidad de preparar el canal.

- > Cabezal pequeño para una mejor visibilidad
- > Sujeción por botón de presión
- > Silenciosos y duraderos
- > Higiene óptima gracias al diseño monobloque
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulos Endo NiTi



70:1,
botón de presión



WD-73 M

REF 10217302

706.-



128:1,
botón de presión



WD-74 M

REF 10217402

745.-

Insertos rotatorios que se pueden aplicar

Todas las limas de canal radicular que sean apropiadas para la rotación en 360°, especialmente las limas de aleación níquel-titanio con un mango de Ø 2,35 mm, según la norma europea EN ISO 1797-1:1995.

Adquisición de limas adicionales

Por favor, pida las limas en su distribuidor dental, o directamente en Sendoline (www.sendoline.com).

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulo ENDO Cursor

endea



Contra-ángulo Endea

El tratamiento del canal radicular con rotatorio y limas de endondoncia manual ofrece una aplicación más rápida, más económica y menos laboriosa, frente al tratamiento manual.

- > Instrumento para limas manuales
- > Su minicabezal y su estilizado cuello proporcionan una mejor visibilidad en la zona de tratamiento
- > Sistema monobloque: óptimo desde el punto de vista higiénico y más seguros en el uso
- > Silenciosos y duraderos
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulo Endea Endo Cursor



EB-62

REF 12226201

845.-

4:1, botón de presión, para limas manuales. Para los canales radiculares con un vástago de 3,6 – 4,0 mm

Scaler de aire

proxeo



Scaler de aire Proxeo

La eliminación regular de sarro y placa supone un gran aumento en el bienestar y en la seguridad de sus pacientes.

El scaler accionado por aire con spray de refrigeración integrado y gran foco de luz es el instrumento ideal para la eliminación mecanizada de placa y sarro, así como para la limpieza de las superficies radiculares. Un amplio surtido de puntas de calidad, completa la gama del scaler.

- > Regulador progresivo de potencia
- > Gran foco de luz
- > Gran surtido de puntas
- > Spray interno
- > Máxima higiene
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > **24 meses de garantía** (excepto en conexión fija, 12 meses de garantía)



Scaler de aire Proxeo con conexión Roto Quick*

* Acoplamientos Roto Quick ver la página 35



ZA-55

REF 10035501

1.160.-

Frecuencia de oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables: 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr
Sin luz y sin regulación de potencia.
Puntas incluidas (1 pc de cada): 1AU, 2AU, 3AU, 1AP

Scaler de aire Proxeo con conexión Multiflex®*

* W&H acoplamiento con luz LED ver la página 36



ZA-55 LM

REF 10035502

1.818.-

Frecuencia de oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr
Con luz y regulación de potencia.
Puntas incluidas (1 pc de cada):
1AU, 2AU, 3AU, 1AP



ZA-55 M

REF 10035503

1.160.-

Frecuencia de oscilación: 6 kHz
Puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr
Con luz y regulación de potencia.
Puntas incluidas (1 pc de cada):
1AU, 2AU, 3AU, 1AP

Scaler de aire Proxeo con conexión Sirona®



ZA-55 LS

REF 30227000

1.818.-

Con regulador de potencia y puntas W&H utilizables:
1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr
cambiador de puntas, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas.
Puntas incluidas (1 pc de cada):
1AU, 2AU, 3AU, 1AP

Scaler de aire Proxeo con conexión fija



ZE-55 BC, Borden (2-3 vías)

REF 11015500

662.-

Con punta 1AU (2 pcs), llave de boca, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas.
Puntas incluidas (2 pcs): 1AU




ZE-55 RM, Ritter Midwest (4vías)

REF 11015501

662.-

Con punta 1AU (2 pcs), llave de boca, limpiador de toberas, cepillos de limpieza y ficha de puntas.
Puntas incluidas (2 pcs): 1AU

Puntas para scaler de aire Proxeo




Punta 1AU

con ficha de puntas
REF 07159700

86.-

Para la eliminación del sarro, uso universal, también para superficies molares curvadas con inclinación lingual




Punta 2AU

con ficha de puntas
REF 07159800

86.-

Para dientes anteriores en el maxilar inferior, superficies linguales, en casos de bandas de sarro con una fuerte adhesión, gruesas y duras




Punta 3AU

con ficha de puntas
REF 07159900

86.-

Para retirar sedimentos en la parte cervical y también para la eliminación de depósitos de nicotina



Punta 1AP


con ficha de puntas
REF 07009100

95,92.-

Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas

precios recomendados IVA no incluido

Puntas para scaler de aire Proxeo




Punta 2APr

con ficha de puntas
REF 05254400

95,92.-

Punta curvada hacia la derecha para la eliminación de depósitos subgingivales




Punta 2API

con ficha de puntas
REF 05153300

95,92.-

Punta curvada hacia la izquierda para la eliminación de depósitos subgingivales



Punta 3AP

con ficha de puntas
REF 05280200

125.-


Con un revestimiento de diamante en la punta del instrumento para el desbridamiento periodontal de furcaciones y concavidades.

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios

para scaler de aire Proxeo

Notas




Cambiador de puntas
para puntas hexagonales Proxeo
REF 07308100 **54,40.-**



Llave especial para Alegria - ST
REF 04510700 **36,75.-**



Llave hexagonal macho
para Synea ZA-55 L
REF 04273200 **20,83.-**



Limpiador de toberas largo
REF 00636901 **10,01.-**



Cepillos de limpieza
REF 05452400 **13,89.-**

Contra-ángulos

proxeo^{TWIST}



Sistema de Pulido Proxeo TWIST LatchShort

Una solución particularmente inteligente para el pulido profesional de las piezas dentales. Su pequeño cabezal con copas profilácticas óptimamente adaptadas garantiza una altura de trabajo considerablemente reducida.

En comparación con los sistemas Latch estándares, hay una ganancia de cuatro milímetros.

Ventajas:

- > Mejor acceso debido a una altura de trabajo más baja
- > Mejor visibilidad debido a su cabezal más pequeño
- > Cambio con tan solo pulsar un botón
- > Duradero gracias a su sistema de sellado
- > Óptima velocidad para una cuidadosa y eficiente limpieza/pulido
- > Higiénicos y fáciles de limpiar
- > Termodesinfectable y esterilizable
- > **24 meses de garantía**



Contra-ángulo Proxeo Twist para el sistema LatchShort



Para copas y cepillos de profilaxis W&H



WP-66 W

REF 30189000

530.-

Copas y Cepillos para profilaxis



suaves / verde manzana
LatchShort
144 pcs



Copa profiláctica

REF 08003630

89,30.-



duras / verde oscuro
LatchShort
144 pcs



Copa profiláctica

REF 07597900

89,30.-



con forma de copa
suave / transparente
LatchShort
144 pcs



Cepillo profiláctico

REF 08003650

126.-

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos

proxeo



Contra-ángulos Proxeo

Una limpieza dental profesional es el método más eficaz para proporcionar una sonrisa radiante a sus pacientes. W&H le ofrece una solución compacta y manejable con dos sistemas que aportan todo lo que usted necesita: limpieza, pulido o fluorización.

Ventajas:

- > Duraderos gracias a sus sistemas de sellado exclusivos
- > Máxima visibilidad gracias al pequeño tamaño del cabezal
- > Tratamiento eficiente gracias a su diseño ergonómico
- > Óptima velocidad para una cuidadosa y eficiente limpieza/pulido
- > Higiénicos y fáciles de limpiar
- > Termodesinfectable y esterilizable
- > **24 meses de garantía**



sin luz



sin spray



termodesinfectable



esterilizable

Contra-ángulos Proxeo

Screw-in copas y cepillos



WP-64 MU

REF 10216443

530.-

4:1, contra-ángulo
Sistema Universal
para todas las copas y
cepillos Screw-in y para
las copas y cepillos
Snap-on con adaptador

Contra-ángulos Proxeo

para copas y cepillos con eje de 2,35 mm



WP-66 M

REF 30190000

530.-

4:1, contra-ángulo para
todas las copas, cepillos
con eje de 2,35 mm

Contra-ángulos Proxeo

profilaxis sistema young

copas Turbo Plus (rosca)



Lila - blanda
144 pcs
REF YD053601 **88,20.-**



Blanca - dura
144 pcs
REF YD053301 **88,20.-**

copas Forma Abanico (rosca)



Gris - blanda
Partición interna,
144 pcs
REF YD051101 **88,20.-**



Blanca - dura
Partición interna
144 pcs
REF YD051301 **88,20.-**

copas Turbo (rosca)



Gris - blanda
144 pcs
REF YD052101 **88,20.-**



Blanca - dura
144 pcs
REF YD052301 **88,20.-**

copas Forma Estriada (rosca)



Gris - blanda
Sin partición interna
144 pcs
REF YD050101 **88,20.-**

Existen bolsas de 720 unidades, solicite información

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos Proxeo

profilaxis sistema young, snap-on y repuestos

cepillos (rosca)



Estándar con punta
144 pcs
REF YD090201 **158.-**



Pequeño con punta
144 pcs
REF YD090501 **158.-**

copas sin látex



Lila - rosca - blanda
144 unidades
REF YD053901 **93,71.-**

Lila - rosca - blanda
144 unidades
REF YD054101 **88,20.-**

Lila - rosca - blanda
144 unidades
REF YD054601 **88,20.-**

Lila Punta Snap-On Blanda
144 unidades
REF YD051801 **88,20.-**

pulidor con punta (rosca)




Gris - blando
144 pcs
REF YD059701 **88,20.-**

repuestos



Adaptador Snap-on
REF 04530600 **17,36.-**



Llave
REF 01957300 **4,05.-**

precios recomendados IVA no incluido

Piezo Scaler Proxeo Ultra PB-520/530

proxeo ULTRA



Nuevos Piezo Scalers Proxeo Ultra para un tratamiento ultra eficiente.

W&H ha desarrollado sus Piezo Scalers en colaboración con profesionales de la profilaxis.

- > Sistema único de conexión rápida «Q-Link»
- > Compatibilidad con pacientes con marcapasos probada por la Universidad Técnica de Graz
- > Pieza de mano con anillo LED quíntuple
- > Manguera fina fácil de usar
- > Pedal de control inalámbrico (PB-530)
- > Detección automática de nivel de refrigerante (PB-530)
- > Ajuste de potencia continua con un práctico regulador giratorio
- > Gama de puntas perfectamente ajustada
- > Depósito grande para facilitar el llenado y la limpieza (PB-530 y PB-520)
- > Programa de limpieza especial para la preparación de sistemas de mangueras (PB-530)
- > **24 meses de garantía**

Proxeo Ultra PB-530

Piezo Scaler



Consta de:

- > Unidad de control PB-530 con depósito de refrigerante, fuente de alimentación de conmutación y manguera de alimentación de 1,8 m
- > Pedal de control C-NW inalámbrico y Cable de carga para C-NW
- > Incluye cambiador de puntas con limitación del torque

Set Q-Link (conexión rápida)

- > Pieza de mano PB-5 L Q
- > Puntas: 1UQ, 2UQ, 1PQ, 1IQ

REF 90000258
2.808.-

Set de W&H (conexión estándar)

- > Pieza de mano PB-5 L
- > Puntas: 1U, 2U, 1P, 1I

REF 90000257
2.808.-

Set Satelec (conexión a rosca)

- > Pieza de mano PB-5 L S
- > Puntas: 1US, 2US, 3US, 1PS

REF 90000297
2.808.-

precios recomendados IVA no incluido

Proxeo Ultra

PB-520



- Consta de:**
- > Unidad de control PB-520 con depósito de refrigerante, fuente de alimentación de conmutación y manguera de alimentación de 1,8 m
 - > Pedal de control C-NF
 - > Incluye cambiador de puntas con limitación del torque

Set Q-Link (conexión rápida)

- > Pieza de mano PB-5 L Q
- > Puntas: 1UQ, 2UQ, 1PQ

REF 90000256

2.424.-

Set de W&H (conexión estándar)

- > Pieza de mano PB-5 L
- > Puntas: 1U, 2U, 1P

REF 90000255

2.424.-

Set Satelec (conexión a rosca)

- > Pieza de mano PB-5 L S
- > Puntas: 1US, 2US, 1PS

REF 90000296

2.424.-

Proxeo Ultra

PB-510



- Consta de:**
- > Unidad de control PB-510, fuente de alimentación de conmutación y manguera de alimentación de 1,8 m
 - > Pedal de control C-NF
 - > Incluye cambiador de puntas con limitación del torque

Set Q-Link (conexión rápida)

- > Pieza de mano PB-5 L Q
- > Puntas: 1UQ, 2UQ, 1PQ

REF 90000254

1.658.-

Set de W&H (conexión estándar)

- > Pieza de mano PB-5 L
- > Puntas: 1U, 2U, 1P

REF 90000253

1.658.-

Set Satelec (conexión a rosca)

- > Pieza de mano PB-5 L S
- > Puntas: 1US, 2US, 1PS

REF 90000295

1.658.-

Piezas de mano

Proxeo Ultra



PB-5 L Q
(conexión rápida)

REF 30327000

768.-



PB-5 L S
(compatible con Satelec a rosca)

REF 30328000

768.-



PB-5 L (W&H)

REF 30326000

768.-

Accesorios


para Piezas de mano Proxeo Ultra



Módulo del LED (3 pcs)
incl. tapa de la pieza de mano

REF 08025210

62,84.-



Limpiador de toberas

REF 00636901

10,01.-

Accesorios

para Proxeo Ultra



Depósito PB-530 y PB-520

REF 07991190

192.-



Junta tórica para el depósito del refrigerante PB-530 y PB-520

REF 07960870

4,90.-



Fuente de alimentación con adaptador

REF 08016690

123.-



Junta tórica para el acoplamiento de la manguera PB-530, PB-520 y PB-510

REF 02060203

8,59.-



Pedal de control C-NF PB-520 y PB-510

REF 04717300

95,92.-




Pedal de control inalámbrico C-NW PB-530

REF 30316000

383.-

Accesorios
para Proxeo Ultra

Notas



Tubo refrigerante PB-510
REF 05075600

18,52.-



Filtro refrigerante PB-510
REF 02675000

20,83.-



Cable para C-NW PB-530
REF 08014700

27,79.-



Cartucho de la bomba
PB-530 y PB-520
REF 08001660

79,60.-

Puntas Piezo para Profilaxis



- › Eliminación de sarro subgingival y supragingival en todos los cuadrantes
- › Tratamiento completo sin necesidad de complicados cambios de puntas

Universal 1UQ

con cambiador de puntas

REF 08023920

89,30.-

Universal 1U

con cambiador de puntas

REF 05076200*


87,10.-

Universal 1US

con cambiador de puntas

REF 07983820

83,79.-



- › Punta 2U visiblemente más larga y más estrecha
- › Tratamiento de pacientes Recall
- › Para el repaso fino
- › Raspado fino del sarro supragingival
- › Eliminación de placa

Universal 2UQ

con cambiador de puntas

REF 08023930

95,92.-

Universal 2U

con cambiador de puntas

REF 05076300*

92,61.-

Universal 2US

con cambiador de puntas

REF 07983830

89,30.-

* también adecuado para Pyon 1

precios recomendados IVA no incluido

Puntas Piezo para Profilaxis



- › Ligeramente redondeada y especialmente estrecha y corta
- › Raspado fino en la región supragingival
- › Instrumento de limpieza ideal para los espacios interdentes

Universal 3UQ

con cambiador de puntas

REF 08023940

111.-

Universal 3U

con cambiador de puntas

REF 05368200*


105.-

Universal 3US

con cambiador de puntas

REF 07983850

102,53.-




- › Punta perfecta para la eliminación de grandes superficies de sarro

Universal 4U

con cambiador de puntas

REF 05849201

92,61.-



* también adecuado para Pyon 1

Descripción de la punta:

1U sin S o Q	1U válida para W&H / EMS / Mectron
1US	1U válida para W&H / Satelec / NSK
1UQ	1U válida para W&H Q-link (conexión rápida)

precios recomendados IVA no incluido

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento de soporte de la periodontitis,
seguimiento y gestión del biofilm




- › Eliminación de concreciones en la región subgingival
- › Sobre todo en el tratamiento de bolsas periodontales profundas

Periodoncia 1PQ

con cambiador de puntas

REF 08023950

124.-



Periodoncia 1P

con cambiador de puntas

REF 05370400*

117.-

Periodoncia 1PS

con cambiador de puntas

REF 07983860

116.-

* también adecuado para Pyon 1

precios recomendados IVA no incluido

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento de soporte de la periodontitis,
seguimiento y gestión del biofilm




- › Recomendada para el tratamiento de mantenimiento de bolsas de profundidad de media a alta, así como de bifurcaciones

Periodoncia 3PrQ

con cambiador de puntas

REF 08023960

164.-



Periodoncia 3Pr

con cambiador de puntas

REF 06364900


156.-

Periodoncia 3PIQ

con cambiador de puntas

REF 08023980

164.-



Periodoncia 3PI

con cambiador de puntas

REF 06365000

156.-

precios recomendados IVA no incluido

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento inicial de la periodontitis
y la eliminación de concreciones.



- › Punta diamantada para la limpieza de la superficie radicular

Periodoncia 4PQ

con cambiador de puntas

REF 08024010

181.-

Periodoncia 4P

con cambiador de puntas

REF 07965670

192.-

Periodoncia 4PS

con cambiador de puntas

REF 07983870

170.-



- › Punta diamantada para la limpieza de bifurcaciones y concavidades

Periodoncia 5PQ

con cambiador de puntas

REF 08024040



202.-

Periodoncia 5P

con cambiador de puntas

REF 07965600

192.-



precios recomendados IVA no incluido

Puntas Piezo para Periodoncia



Para el tratamiento inicial de la periodontitis
y la eliminación de concreciones.



- › Punta diamantada para la limpieza de la superficie radicular

Periodoncia 5PrQ

con cambiador de puntas

REF 08024020

202.-

Periodoncia 5Pr

con cambiador de puntas

REF 07965660

192.-

Periodoncia 5PIQ

con cambiador de puntas

REF 08024030


202.-

Periodoncia 5PI

con cambiador de puntas

REF 07965620

192.-




precios recomendados IVA no incluido

Puntas Piezo para Restauración



- › Ampliación de fisuras

Restauración 1R
con cambiador de puntas
REF 05849401




117.-



- › Punta diamantada para preparaciones de veneer
- › Permite obtener bordes de preparación claramente definidos
- › Ofrece la máxima protección de la encía y del diente adyacente

Restauración 2R
con cambiador de puntas
REF 06368400




134.-

Puntas Piezo para Restauración



- › Punta parcialmente diamantada para el acabado de los bordes de cavidades proximales y mesiales

Restauración 3Rm
con cambiador de puntas
REF 06368500




134.-



- › Punta parcialmente diamantada para el acabado de los bordes de cavidades proximales y distales

Restauración 3Rd
con cambiador de puntas
REF 06368600




134.-

Puntas Piezo para Endodoncias



- › Instrumento no cortante para una eficaz activación de la limpieza en el sistema de canal radicular

Endodoncia 1ES
con llave de boca
REF 07983880



137.-


Endodoncia 1E
con llave de boca
REF 06367900

143.-



- › Punta para la condensación térmica lateral de gutapercha

Endodoncia 2E
con llave de boca
REF 06368000




108.-



- › Eliminación o extracción de elementos fracturados del canal radicular

Endodoncia 3E
con llave de boca
REF 06368100



143.-


precios recomendados IVA no incluido

Puntas Piezo para Endodoncias



- › Preparación del fondo de la cámara pulpar

Endodoncia 4E
con llave de boca
REF 07812300




155.-




- › Cementado y eliminación de pernos radiculares mediante vibración

Endodoncia 5E
con cambiador de puntas
REF 07812400




143.-



- › Eliminación de obturaciones y calcificaciones del conducto radicular


Endodoncia 6E
con llave de boca
REF 07812500



143.-


precios recomendados IVA no incluido

Set de Puntas Piezo



Set de puntas Universal


REF 05851800*



303.-

Consta de:


- › punta 1U, 3U, 1P (1 pc)
- › cambiador de puntas con limitación del torque (3 pcs)
- › ficha de puntas



Set de puntas

Implant clean (3x 1IQ)

REF 08026380



363.-

Set de puntas

Implant clean (3x 1I)

REF 06370500

343.-


Consta de:

- › punta 1I (3 pcs)
- › cambiador de puntas con limitación del torque (3 pcs)

* también adecuado para Pyon 1

precios recomendados IVA no incluido


Set de Puntas Piezo



1E

2E

3E



4E

5E


6E

Consta de:

- › punta 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E (1pc)
- › llave de boca (1 pc) para puntas 1E, 2E, 3E, 4E, 6E
- › cambiador de puntas (1 pc) con limitación del torque para punta 5E
- › ficha de puntas

Set de puntas Endo

REF 07812200



762.-

Accesorios



TS-1

TQ-1

TW-1

TW-1: para puntas con W&H a rosca (z.B. 1U, 2U)

REF 04982800

37,04.-

TS-1: para puntas con Satelec a rosca (z.B. 1US, 2US)

REF 07984290

34,72.-

TQ-1: para puntas con W&H Q-Link (conexión rápida)

REF 07985850

34,72.-

cambiador de puntas con limitación del torque



precios recomendados IVA no incluido

Sistema de aeropulidor Proxeo Aura

proxeo AURA



Aeropulidor Proxeo Aura

Con un sistema de aeropulidor y sus correspondientes polvos, puede eliminar la biopelícula tanto supra como subgingival, así como decoloraciones, de forma eficaz, controlada y completa.

- › Práctico anillo de control para cambiar fácilmente entre los tratamientos profilácticos y para la periodontitis
- › Dos polvos diferentes para una gran variedad de indicaciones
- › Chorro de polvo integrado de forma óptima para una pulverización controlada y una menor emisión de polvo
- › Accesorios de spray con diferentes ángulos y longitudes para una mejor accesibilidad
- › Accesorios Paro especiales para el tratamiento completo de bolsas profundas
- › Depósito transparente para el polvo con abertura lateral para un cómodo relleno y un fácil control de la cantidad de polvo
- › Amplia gama de conexiones de turbina adecuadas para cada unidad
- › **24 meses de garantía**

Sistema de aeropulidor Proxeo Aura



Conexión

PF-60 (W&H RotoQuick)

REF 08020760

1.218.-

PF-60 M (Kavo Multiflex)

REF 08020770

1.218.-

Proxeo Aura Set Prophylaxis

- › Aeropulidor
- › Cabezal de pulverización 120°
- › Prophylaxis Powder SOFT (250 g)
- › Accesorios



Conexión

PF-60 (W&H RotoQuick)

REF 08020761

1.519.-

PF-60 M (KaVo Multiflex)

REF 08020771

1.519.-

PF-60 N (NSK)

REF 08020781

1.519.-

PF-60 S (Sirona)

REF 08020791

1.519.-

Proxeo Aura Set Perio

- › Aeropulidor
- › Cabezal de pulverización 120°
- › Cabezal de pulverización Perio
- › Puntas subgingivales Perio 40 pcs
- › Prophylaxis Powder SOFT (250 g)
- › Prophylaxis Powder SENSITIVE – Glycine Powder (160 g)
- › Accesorios

Proxeo Aura

Polvo de pulido



Prophyllaxis Powder SOFT

REF 08020870

95,92.-

bicarbonato de sodio, 4x250 g,
Ø tamaño de partícula: 40 µm



Prophyllaxis Powder SENSITIVE – Glycine Powder

REF 08020890

68,36.-

Glycine, 2x160 g,
Ø tamaño de partícula: 25 µm

Accesorios



Cabezal de pulverización 120°

REF 08020810

255.-



Cabezal corto de pulverización 120°

REF 08020840

255.-



Cabezal de pulverización 90°

REF 08020800

255.-



Cabezal corto de pulverización 90°

REF 08020830

255.-



Cabezal de pulverización Perio

REF 08020820

255.-



Cabezal corto de pulverización Perio

REF 08020850

255.-

Accesorios

Notas



Puntas subgingivales
Perio 40 pcs
REF 08020860

100,33.-



Juego de junta tórica
1 verde, 2 negro
REF 08020900

12,73.-



Set de limpiador
1 aguja 0,8 mm, 1 aguja 0,4 mm,
1 cepillo
REF 08020910

38,20.-



Tapa para contenedor de polvo
(incl. 1 junta tórica verde)
REF 08020920

48,62.-



Llave K9
REF 08020930

24,31.-

Motor de implantes

implantmed CLASSIC



Implantmed Classic SI-923, la unidad quirúrgica para su aplicación diaria.

Con esta unidad, las intervenciones orales en los campos de implantología, cirugía oral y maxilofacial pueden realizarse con total seguridad y la máxima precisión.

- > Fácil de manejar: gran pantalla de fácil lectura
- > Motor ligero y silencioso: trabajo sin cansancio
- > Amplia gama de velocidades entre 300 – 40.000 r.p.m. al motor
- > Perfecto control del torque, entre 5 y 70 Ncm
- > Función especial de mecanizado para realizar roscas en el hueso
- > Incluye pedal S-N2 con control de las funciones y regulación de velocidad
- > Motor y cable termodesinfectables y esterilizables
- > **12 meses de garantía**

Implantmed Classic SI-923



Implantmed CLASSIC SI-923 consta de:

- > Unidad de control (230 V)
- > Micromotor con cable de 1,8 m EM-19
- > Incl. 5 clips de sujeción
- > Pedal de control S-N2
- > Soporte para suero
- > Soporte del micromotor
- > Cable de red
- > Seguro anti-torsión (2x)
- > Set de tubos de spray desechables (3x)

Implantmed SI-923 (230 V)

REF 90000161

3.646.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios



para Implantmed SI-923 (2018)



Micromotor EM-19 (Sin Luz)
con cable de 1,8 m
incl 5 clips de sujeción
REF 30185000 **1.528.-**



Pedal de control variable S-N2
con cable de 2,9 m
REF 30285000 **772.-**



Soporte motor
REF 07721800

43,98.-

Accesorios

para Implantmed SI-923 (2006/2011)



Pedal de control con cable S-N1

para Implantmed SI-923 (2011)
REF 06202400 **746.-**

para Implantmed SI-923 (2006)
REF 05046200 **746.-**





Pedal de control con cable S-NU

para Implantmed SI-923 (2006)
REF 04785700 **404.-**



**Pedal de control inalámbrico S-NW
con llave SPI**
REF 30264001 **1.376.-**



**Micromotor con cable
de 1,8 m incl. 5 clips de sujeción**
para Implantmed SI-923 (2006 y 2011)
REF 06631600 **1.270.-**



Llave SPI
válido para:
Implantmed SI-923 (2011 y 2018)
Piezomed SA-320
REF 07795800 **432.-**

Motor de Implantes

implantmed PLUS



Implantmed PLUS: ¡Sencillamente perfecto!

Tan sencillo como siempre, más potente y versátil que nunca

- > Micromotor eléctrico ultracorto y potente con un torque de 6,2 Ncm
- > Máxima potencia de 80 Ncm con un contra-ángulo 20:1
- > Rango de revoluciones en el micromotor: 200 a 40.000 rpm
- > Velocidad mínima 200 rpm
- > Control del torque automático: 5 a 80 Ncm
- > Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
- > Luz continua en todo el rango de revoluciones (opcional según Kit)
- > Micromotor eléctrico con cable, termodesinfectable y esterilizable
- > Pantalla táctil a color con interfaz de usuario muy intuitivo
- > Nuevo diseño de la bomba: fácil colocación de la línea de irrigación
- > Función de documentación
- > Personalizable: 6 usuarios e infinitos protocolos
- > Módulo Osstell ISQ de W&H (disponible como accesorio) para una evaluación segura de la estabilidad del implante
- > Opción de pedal de control con o sin cable (pedal inalámbrico)
- > **24 meses de garantía**

Implantmed Plus SI-1023



Implantmed PLUS SI-1023 consta de:

- > Unidad de control (230 V)
- > Micromotor con cable de 1,8 m con o sin luz
- > Incl. 5 clips de sujeción
- > Pedal de control S-N2 / S-NW
- > Soporte para el suero
- > Soporte para el micromotor
- > Cable de red
- > Set de tubos de spray desechables (3x)

Composiciones Implantmed Plus SI-1023

Tensión de red 230V



Composición 1

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-N2 **con cable**
- > Micromotor corto **sin luz**

REF 90000163

3.853.-



Composición 2

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-N2 **con cable**
- > Micromotor corto **con luz**

REF 90000165

4.517.-



Composición 3

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-NW **sin cable**
- > Micromotor corto **sin luz**

REF 90000164

4.317.-



Composición 4

- > Unidad de control SI-1023
- > Pedal de control S-NW **sin cable**
- > Micromotor corto **con luz**

REF 90000166

4.982.-



Accesorios

para Implantmed Plus SI-1023



Módulo Osstell ISQ de W&H:

AVALADO POR MÁS DE 1.400 ESTUDIOS CIENTÍFICOS
sonda de medición, TestPeg, base del SmartPeg,
Incluye Vale para 5 SmartPegs

2 años de garantía

REF 30210000

3.322.-



Sonda de medición con cable

para módulo Osstell ISQ de W&H

1 año de garantía

REF 07721100

546.-



TestPeg

REF 07849900

56,23.-



SmartPeg Mount 1pc

REF 07460300

30,09.-

precios recomendados IVA no incluido

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios


para Implantmed Plus SI-1023



Maletín de transporte


REF 07962790

488.-



Soporte motor

REF 07721800



43,98.-



Micromotor EM-19 (Sin Luz)

con cable de 1,8 m
incl 5 clips de sujeción
REF 30185000




1.528.-



Micromotor EM-19 LC (Con Luz)

con cable de 1,8 m
incl 5 clips de sujeción
REF 30281000



2.193.-



Maletín de transporte trolley negro

REF 04013603

432.-

Accesorios

para Implantmed Plus SI-1023



Pedal de control variable S-N2

con cable de 2,9 m

REF 30285000

772.-




Pedal de control inalámbrico S-NW

con llave CAN

REF 30264000

1.236.-



Llave CAN

REF 07759700

297.-



Soporte para suero

REF 04005900



30,09.-

Instrumental quirúrgico Implantmed Plus SI-1023



con Mini LED+
y conexión
de W&H



Contra-ángulos y piezas de mano quirúrgicos con luz continua, Mini LED+ y conexión de W&H

- > Diseñados para el equipo Implantmed SI-1023 (no compatibles con otras versiones de Implantmed)
- > Iluminación continua en todos los pasos del tratamiento
- > Trabajo sin esfuerzo gracias a su equilibrio ergonómico
- > Robustos y duraderos gracias a su acero fino de gran calidad y a su revestimiento resistente a arañazos
- > Trabajo con calidad de luz diurna gracias al LED+
- > Reproducción natural de las tonalidades rojas
- > Desmontables para una limpieza profunda
- > Termodesinfectables y esterilizables
- > Válidos exclusivamente para el micromotor eléctrico con luz EM-19 LC de W&H
- > **24 meses de garantía**

led+ con luz LED+



spray externo



termodesinfectable



esterilizable

Contra-ángulos quirúrgicos Implantmed Plus SI-1023

Válidos exclusivamente para el
micromotor eléctrico con luz EM-19 LC



WS-75 L

REF 30033000

1.569.-

20:1, sistema de sujeción Hexagon, para fresas quirúrgicas para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, (dureza de >50 HRC, >520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer



WS-56 L

REF 30040000

1.437.-

1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer

precios recomendados IVA no incluido

Contra-ángulos quirúrgicos

Implantmed Plus SI-1023

Válidos exclusivamente para el
micromotor eléctrico con luz EM-19 LC



1:2.7, cabezal de 45°, spray triple,
botón de presión, para fresas
quirúrgicas con sistema de
sujeción FG de 1,6 mm



WS-91 L

REF 30049000

1.437.-



1:2.7, spray triple, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema
de sujeción FG de 1,6 mm



WS-92 L

REF 30043000

1.437.-

Pieza de mano quirúrgica

Implantmed Plus SI-1023

Válida exclusivamente para el
micromotor eléctrico con luz EM-19 LC



1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)



S-11 L

REF 30058000

1.542.-

Accesorios para Implantmed




Clips de sujeción

5 pcs para Implantmed
SI-923 (2006 y 2011)

REF 04019000 **13,89.-**

5 pcs para Implantmed Plus SI-1023,
Implantmed Classic SI-923


REF 06290600 **13,89.-**



Estribo



para pedal de control

REF 04653500 **12,73.-**



Soporte para suero



REF 04005900 **30,09.-**



Soporte del micromotor

Para Implantmed SI-923 (2006 y 2011)


REF 06177800 **43,98.-**



Tapón de protección

para motor

REF 04032600 **31,25.-**



Seguro antitorsión

para micromotor

REF 04006800 **13,89.-**

Accesorios para Implantmed



Línea irrigación desechable 2,2 m sistema Luer-Lock,

para motor con cable de 1,8m
(10 pcs)

REF 00929300 **48,62.-**


Junta de motor de implantes

REF 01196920 **6,12.-**

Cable de red

REF 01343700 **20,83.-**

Accesorios para Implantmed



2

Set de tubos de spray desechables
para micromotor con cable de 1,8 m

6 pcs, 2,2 m,


REF 04363600

76,07.-

6 pcs, 3,8 m,

REF 04364100

89,30.-



135°C
555

Set de tubos de spray esterilizables
para micromotor con cable de 1,8 m

2,2 m

REF 04719400

99,23.-



Carro quirúrgico
con 3 cajas de enchufes EU

Sus unidades W&H juntas en un mismo espacio. Ahorro de espacio.

Móvil

Dimensiones

(altura x ancho x profundidad):

935 x 500 x 450 mm

REF 07962870

1.211.-

Accesorios para Implantmed



Maletín de transporte
con troquelado para SI-923

REF 07948730

478.-



Caja de esterilización

REF 04013500

229.-



Maleta de transporte Trolley con
ruedas y con troquelado para
Implantmed SI-923

REF 04013601

406.-

Instrumental quirúrgico



con y sin
Mini LED+



Contra-ángulos y piezas de mano quirúrgicas con y sin Mini LED+

Han sido diseñados especialmente para implantología y cirugía maxilofacial.

- > Trabajo sin esfuerzo gracias a su óptima ergonomía
- > Duraderos y robustos gracias a su acero fino de gran calidad y a su revestimiento resistente a arañazos (excepto WI-75 E/KM)
- > Desmontables para una limpieza profunda (excepto WI-75 E/KM)
- > Amplia gama para todas las aplicaciones quirúrgicas
- > Sistema de acoplamiento ISO 3964 (DIN 13.940)
- > **12 meses de garantía**

Con Mini LED+

- > Trabajo con calidad de luz natural
- > Reproducción natural de las tonalidades rojas
- > Suministro de luz independiente por medio de su generador integrado
- > Mayor vida útil que las lámparas de luz halógena convencionales



Contra-ángulos quirúrgicos desmontables



WS-75 L G

REF 30032000

1.772.-



WS-75

REF 30065000

1.495.-

20:1, sistema de sujeción Hexagon, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, (dureza de >50 HRC, >520 HV), sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer



WS-56 L G

REF 30039000

1.634.-



WS-56

REF 30038000

1.273.-

1:1, botón de presión, para fresas quirúrgicas con sistema de sujeción para contra-ángulos de Ø 2,35 mm, sistema de refrigeración interna Kirschner/Meyer

Contra-ángulos quirúrgicos desmontables




1:2.7, cabezal de 45°, spray triple,
botón de presión, para fresas
quirúrgicas con sistema de
sujeción FG de 1,6 mm



WS-91 L G

REF 30048000

1.634.-



WS-91

REF 30047000

1.356.-



1:2.7, spray triple, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema de
sujeción FG de 1,6 mm



WS-92 L G

REF 30042000

1.634.-



WS-92

REF 30041000

1.356.-

Contra-ángulos quirúrgicos no desmontables



20:1, con sistema de sujeción
Hexagon, botón de presión,
para fresas quirúrgicas con sistema de
sujeción para contra-ángulos de
diámetro de 2,35 mm, (dureza de
>50 HRC, >520 HV), sistema de
refrigeración interna Kirschner/Meyer




WI-75 E/KM

REF 10207550

1.193.-

Accesorios

para contra-ángulos quirúrgicos




3 pcs

REF 04757101

46,31.-

Clip del tubo de spray negro
con tubo externo para la refrigeración
del sistema Kirschner/Meyer.
Para **WI-75E/KM, WS-75E/KM,**
WI-75LED G y WS-75 LED G



3 pcs

REF 05051001

46,31.-

Clip del tubo de spray negro
sin tubo externo. Para **WI-75E/KM,**
WS-75E/KM, WI-75LED G y
WS-75 LED G

Accesorios

para contra-ángulos quirúrgicos



3 pcs, para izquierda (Diestros)

REF 06946300 45,14.-

3 pcs, para derecha (Zurdos)

REF 06948300 45,14.-

Clip del tubo de spray verde con tubo interno para la refrigeración del sistema Kirschner/Meyer. Para

WS-75, WS-75 L, WS-75 LG, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L



3 pcs, para izquierda (Diestros)

REF 06948400 45,14.-


3 pcs, para derecha (Zurdos)

REF 06949500 45,14.-

Clip del tubo de spray verde sin tubo interno. Para **WS-75, WS-75 LG, WS-75 L, WS-56 LG, WS-56, WS-56 L**



Accesorios

para contra-ángulos quirúrgicos





Tubo para la refrigeración interna de la fresa Kirschner/Meyer

REF 02610500 27,78.-




Bifurcación Y para la refrigeración interna (3 pcs)

REF 06016400 45,14.-



Limpiador de toberas corto

REF 02015101 10,01.-



Limpiador de toberas largo

REF 00636901 10,01.-

Piezas de mano quirúrgicas



1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)



S-11 L G

REF 30057000

1.745.-



S-11

REF 30056000

1.136.-



1:1, recta,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)




S-15

REF 30060000

1.330.-



1:2, angulada, desmontable
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm, L = 45 mm,
velocidad 40,000 min-1



S-16

REF 30411000

1.651.-

precios recomendados IVA no incluido

Piezas de mano quirúrgicas




1:1, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm
(también del sistema Stryker)



S-9 L G

REF 30054000

1.883.-



S-9

REF 30053000

1.467.-



1:1, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm



S-10

REF 30059000

1.686.-



1:2, angulada, delgada,
con sujeción de palanca,
para fresas quirúrgicas
con diámetro 2,35 mm



S-12

REF 30061000

1.686.-

precios recomendados IVA no incluido

Piezas de Mano Quirúrgica SZ-75 Zygoma



Pieza de Mano Quirúrgica SZ-75 especialmente para los implantes cigomáticos. ¡Exclusiva, fácil y segura!

La pieza de mano 20:1 SZ-75 Zygoma ha sido diseñada en especial para la inserción de implantes cigomáticos y para facilitar la tarea del cirujano. Tiene una angulación única y ofrece una visibilidad mucho mejor del lugar de tratamiento. De esta manera, el procedimiento quirúrgico también se puede llevar a cabo en posiciones de difícil acceso al hueso cigomático.

- > Acceso fácil al sitio de tratamiento
- > Aplicación de alta seguridad
- > Trabajo sin fatiga
- > Refrigeración eficiente
- > **12 meses de garantía**



Piezas de Mano Quirúrgica SZ-75 Zygoma



20:1, angulada, desmontable, para fresas quirúrgicas con diámetro 2,35 mm, velocidad 450,000 min

SZ-75
REF 30095000



2.440.-

Accesorios

para piezas de mano quirúrgicas

Notas



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**
para **S-9, S-9 L G, S-11,
S-11 L G, S-11 L, S-16**
REF 06879500 **54,40.-**



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**
para **S-10, S-12**
REF 06903200 **54,40.-**



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**
para **S-15**
REF 07226900 **54,40.-**



**Tubo para el medio
refrigerante, ajustable**
para **SZ-75**
REF 08030410 **82,69.-**

Módulo Piezoquirúrgico



Adaptado al Nuevo **Reglamento Europeo sobre Dispositivos Médicos** (MDR Mayo 2021)

piezomed
module

Módulo Piezomed: el único sistema que ofrece en un solo dispositivo cirugía oral, implantología y piezocirugía.

La combinación de **Implantmed Plus** y el **Módulo Piezomed**, junto a la gama de productos W&H, revolucionan la cirugía oral y la implantología. Cirugía ósea **mínimamente invasiva**, preparación del lecho, mecanizado de roscas, inserción del implante, medición de la osteointegración y documentación.

La única solución 360°

- > Reconocimiento automático del inserto
- > Innovador anillo LED+
- > Extremadamente potente y rápido
- > Potencia de corte mejorada
- > Refrigeración eficaz
- > Limpieza perfecta
- > **12 meses de garantía**



con luz LED+

Módulos Piezomed Classic & Plus



Módulo Piezomed Classic consta de:

- > Módulo
- > Potencia 18W
- > Pieza de mano sin luz SA-40 con cable de 1,8 m
- > Soporte del micromotor y varilla de suero
- > Cable de red y fuente de alimentación
- > Cambiador de insertos
- > 6 Líneas de irrigación

SA-430 M

con cable de 1,8 m
REF 90000349

4.283.-

Módulo Piezomed Plus consta de:

- > Módulo
- > Potencia 24W
- > Pieza de mano con luz SA-40 L con cable de 1,8 m
- > Soporte del micromotor y varilla de suero
- > Cable de red y fuente de alimentación
- > Cambiador de insertos
- > 6 Líneas de irrigación

SA-435 M

con cable de 1,8 m
REF 90000350

5.498.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios para Módulo Piezomed



Cable de 1,8m
Luz LED+
Detección automática del inserto
Cambiador de insertos



Pieza de mano Piezomed SA-40 L

para SA-435 M
REF 30392000

1.791.-



Cable de 3,5m
Luz LED+
Detección automática del inserto
Cambiador de insertos



Pieza de mano Piezomed SA-40 L

para SA-435 M
REF 30392001

1.926.-



Cable de 1,8m
Sin Luz
Cambiador de insertos



Pieza de mano Piezomed SA-40

para SA-430 M
REF 30408000

1.472.-

Accesorios para Módulo Piezomed



Tubos de irrigación desechables con interruptor en Y

2,2 m (6 uds.)
REF 08072750

77,18.-

3,5 m (6 uds.)
REF 08041710

84,61.-



Maleta de transporte Trolley con ruedas y con troquelado para Implantmed Plus + Módulo Piezomed

REF 08126480

510.-

Unidad Piezoquirúrgica

piezomed



Adaptado al Nuevo **Reglamento Europeo sobre Dispositivos Médicos** (MDR Mayo 2021)



Piezomed, su unidad piezoquirúrgica con anillo de luz LED+

Piezomed facilita el trabajo del cirujano, ya que gracias a la innovadora tecnología ultrasónica, actúa con gran precisión sobre la sustancia ósea exclusivamente. El tejido blando circundante permanece intacto.

Un alivio notable también para el paciente:

¡Menos dolor, y una curación más rápida!

- > Reconocimiento automático del inserto
- > Innovador anillo LED+
- > Extremadamente potente y rápido
- > Potencia de corte mejorada
- > Refrigeración eficaz
- > Limpieza perfecta
- > **12 meses de garantía**



con luz LED+

Piezomed SA-320



Piezomed consta de:

- > Unidad de control (220 – 240 V)
- > Pedal de control S-N1 o pedal inalámbrico opcional S-NW
- > Pieza de mano con cable de 1,8 m
o pieza de mano con 3,5 m cable y clips
- > Set de tubos de spray
- > Cable de red
- > Soporte del micromotor y varilla de suero
- > Cambiador de insertos
- > Caja de esterilización
- > Kit de insertos »Bone«

SA-320 con pedal S-N1



con cable de 1,8 m
REF 30078000

8.917.-



SA-320 + SPI +

Pedal inalámbrico S-NW
con cable de 1,8 m
REF 30078005

9.424.-




con cable de 3,5 m
REF 30078001


9.055.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios para Piezomed SA-320



**Pieza de mano
con cable de 1,8 m incl. 5 clips**
REF 06985000 2.325.-




**Pieza de mano
con cable de 3,5 m incl. 10 clips**
REF 07159200 2.466.-



**Pedal de control inalámbrico S-NW
con llave SPI**
REF 30264001 1.376.-



Pedal de control con cable S-N1
REF 07004400 733.-




Estribo para pedal de control SN-1
REF 04653500 12,73.-



Llave SPI
válido para:
Implantmed SI-923 (2011 y 2018)
Elcomed SA-310
Piezomed SA-320
REF 07795800 432.-


Accesorios para Piezomed SA-320





**Set de tubos de spray
desechables, 6 pcs, 2,2 m**
REF 04363600 76,07.-



**Set de tubos de spray
desechables, 6 pcs, 3,8 m**
REF 04364100 89,30.-




**Set de tubos de spray
esterilizables, 2,2 m**
REF 04719400 99,23.-



Clips 5 pcs
REF 06290600 13,89.-




Soporte para suero
REF 04005900 30,09.-



Accesorios



para Piezomed SA-320



Limpiador de toberas

REF 00636901


10,01.-



Soporte del micromotor

REF 06177800


43,98.-



Caja de esterilización

REF 07172900

247.-



Módulo del LED

REF 06205600

247.-

Accesorios

para Piezomed SA-320



Maletín de transporte
con troquelado para Piezomed

REF 07945930

481.-



Maleta de transporte Trolley con
ruedas y con troquelado para
Piezomed

REF 04013601

406.-


Insertos para Piezomed SA-320



Cambiador de insertos

REF 06276700



107.-



Caja para insertos

REF 07134900

89,30.-




Kit de insertos »Bone«

Consta de:

B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

REF 07173100

1.151.-




Kit de insertos »Endo«

Consta de:

R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

REF 07173300

907.-




Kit de insertos Sinus »SPECIAL«

Consta de:

S1, S2, S3, S4, S5

REF 07173200

808.-



Kit de insertos »Paro«

Consta de:

P1, P2RD, P2LD

REF 07173400

508.-




Kit de insertos »EX«

Consta de:

EX1, EX2

REF 07173500

359.-



Kits de Insertos »Implant/Crestal A«

Consta de:

I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

REF 07997090

1.592.-



Kits de Insertos »Implant/Crestal P«


Consta de:

I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

REF 07997110

1.592.-

Insertos para Piezomed SA-320




Inserto B1

REF 05530100

210.-

Inserto de engranaje fino para cortes de sierra precisos, con apenas pérdida ósea durante la extracción de injertos óseos.



Inserto B2R

REF 06958600

210.-

Inserto con engranaje fijo para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvado hacia la derecha.




Inserto B2L

REF 05544400

210.-

Inserto con engranaje fijo para los cortes de sierra horizontal, con poca pérdida ósea en zonas de difícil acceso. Curvado hacia la izquierda.




Inserto B3

REF 05542100

178.-

Inserto afilado para el modelado y contorneado de la superficie ósea, así como la recogida de virutas óseas.

Insertos para Piezomed SA-320




Inserto B4

REF 05543800

178.-

Escoplo afilado para el ranurado de la cresta maxilar.




Inserto B5

REF 05534500

178.-

Escoplo afilado para la recogida de virutas óseas y desprendimiento del colgajo óseo.




Inserto B6

REF 07022500

235.-

Sierra especial para cortes de sierra precisos y profundos en tiempo récord. También resulta idónea para la separación de raíces del diente, así como extracciones de ápices radiculares (apicectomías). Grosor 0,25 mm Longitud sierra 4,3 mm x 8 mm




Inserto B7

REF 07022600

235.-

Sierra especial para cortes de sierra precisos y aun más profundos en tiempo récord. También resulta idónea para la separación de raíces del diente, así como extracciones de ápices radiculares (apicectomías). Grosor 0,30 mm Longitud sierra 4,3 mm x 10 mm

Insertos para Piezomed SA-320




Inserto S1

REF 05542900

178.-

Inserto diamantado para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.




Inserto S2

REF 05534700

178.-

Inserto con bola diamantada para la preparación de un injerto óseo en caso de elevación de seno maxilar lateral, así como alargamiento de corona.




Inserto S3

REF 05508200

153.-

Inserto para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider. Tres bocas de salida de spray protegen la membrana mediante una película refrigerada.




Inserto S4

REF 05542300

153.-

Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.

Insertos para Piezomed SA-320




Inserto S5

REF 05542800

153.-

Inserto con cantos redondeados para el desprendimiento atraumático de la membrana de Schneider.




Inserto R1D

REF 05975200

153.-

Inserto diamantado recto para la preparación retrógrada del canal radicular.




Inserto R2RD

REF 05991000

153.-

Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la derecha para la preparación retrógrada del canal radicular.




Inserto R2LD

REF 05999400

153.-

Inserto diamantado ligeramente curvado hacia la izquierda para la preparación retrógrada del canal radicular.

Insertos para Piezomed SA-320




Inserto R3D

REF 05998800

153.-

Inserto diamantado angulado para la preparación retrógrada del canal radicular.




Inserto R4RD

REF 06005000

153.-

Inserto diamantado fuertemente curvado hacia la derecha para la preparación retrógrada del canal radicular.




Inserto R4LD

REF 06004700

153.-

Inserto diamantado fuertemente curvado hacia la izquierda para la preparación retrógrada del canal radicular.




Inserto P1

REF 06067700

153.-

Inserto de punta desarrollada para la eliminación de masas que se han formado en la región subgingival. Es especialmente apropiada para el tratamiento de cavidades periodontales profundas.

Insertos para Piezomed SA-320




Inserto P2RD

REF 06061700

178.-

Inserto de punta diamantada curvada hacia la derecha para el desbridamiento parodontal. Especialmente adecuado para el alisado abierto de raíces.




Inserto P2LD

REF 06061800

178.-

Inserto de punta diamantada curvada hacia la izquierda para el desbridamiento parodontal. Especialmente adecuado para el alisado abierto de raíces.




Inserto EX1

REF 06069300

178.-

Inserto para la extracción dental cuidadosa para conservar el hueso alveolar.



Inserto EX2

REF 06071100


178.-

Inserto para la extracción dental cuidadosa para conservar el hueso alveolar.

Insertos

para Piezomed SA-320

Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal




Inserto I1

REF 07786800

200.-

Inserto diamantado con marcas de profundidad para la preparación piloto orientada al eje.




Inserto I2A

REF 07797800

344.-

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

A = Zona anterior



Inserto I2P

REF 07788800

344.-


Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

P = Zona posterior

Insertos

para Piezomed SA-320

Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal




Inserto I3A

REF 07885600

357.-

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

A = Zona anterior




Inserto I3P

REF 07887000

357.-

Inserto para la preparación progresiva del lecho del implante (de 2 a 3 mm) hasta la profundidad deseada.

P = Zona posterior




Inserto I4A

REF 07889400

372.-

Inserto para la preparación del lecho del implante (4 mm) hasta la profundidad deseada.

A = Zona anterior



Inserto I4P

REF 07889500

372.-


Inserto para la preparación del lecho del implante (4 mm) hasta la profundidad deseada.

P = Zona posterior

Insertos

para Piezomed SA-320

Preparación del lecho del implante y elevación del seno maxilar crestal




Inserto Z25P

REF 07785600

225.-

Inserto diamantado para la ampliación del orificio piloto (hasta 2,5 mm de diámetro) en la zona cortical.

Inserto diamantado con suministro interno de refrigerante para la preparación del suelo del seno maxilar y para la elevación de la membrana de Schneider por vía crestal mediante el uso del flujo del refrigerante.



Inserto Z35P

REF 07980600

239.-

Inserto diamantado para la ampliación del orificio piloto (hasta 3,5 mm de diámetro) en la zona cortical.

Inserto diamantado con suministro interno de refrigerante para la preparación del suelo del seno maxilar y para la elevación de la membrana de Schneider por vía crestal mediante el uso del flujo del refrigerante.

Notas

Unidad de medición de la estabilidad del implante

Osstell IDX



Conozca la estabilidad del implante

Osstell IDx es un sistema rápido, no invasivo y fácil de usar para determinar la estabilidad del implante y evaluar el proceso de osteointegración para conseguir un tratamiento seguro en el mínimo tiempo.

- > Evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración.
- > Almacene los datos del paciente y los resultados directamente en el Osstell IDx.
- > Extraiga datos, comparta archivos y analice resultados a través del portal Osstell Connect.
- > Reduzca los tiempos de tratamiento.
- > Evite rechazos en los pacientes de alto riesgo.
- > Servicio y soporte remoto.
- > **24 meses de garantía en la unidad** y 12 meses de garantía en la sonda

Osstell IDX



Coeficiente de estabilidad del implante
(ISQ, Implant Stability Quotient)

**AVALADO POR MÁS DE
1.400 ESTUDIOS CIENTÍFICOS**

Osstell IDx

REF OS101000

5.847.-

precios recomendados IVA no incluido

Unidad de medición de la estabilidad del implante

Osstell BEACON



Fácil   

Conozca la estabilidad del implante

Osstell Beacon es un sistema rápido, no invasivo y fácil de usar para determinar la estabilidad del implante y evaluar el proceso de osteointegración para conseguir un tratamiento seguro en el mínimo tiempo.

Osstell Beacon le indica el momento en el que un implante está preparado para la carga en cuestión de segundos.

- > Evalúe la osteointegración y determine la estabilidad del implante
- > Reduzca el tiempo de tratamiento y trate mejor a los pacientes de riesgo
- > Óptima facilidad de uso y mediciones intuitivas de ISQ
- > Codificación por colores para la fácil integración de los valores ISQ
- > Extraiga datos, comparta archivos y analice los datos del implante y del tratamiento con Osstell Connect
- > **24 meses de garantía**

Osstell BEACON



Fácil   

Coefficiente de estabilidad del implante
(ISQ, Implant Stability Quotient)

**AVALADO POR MÁS DE
1.400 ESTUDIOS CIENTÍFICOS**

Osstell Beacon

REF OS103000

3.255.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios para Osstell

Notas



Sonda de medición con cable
REF 07721100 546.-



Base del SmartPeg (1 pc)
REF 07460300 30,09.-



TestPeg
REF 07849900 56,23.-



Cargador batería Osstell IDx
REF OS100613 111.-

Osstell SmartPegs



Haga clic y acceda directamente al buscador de Smartpegs



¡Máxima seguridad en cada medición!

Los SmartPegs son pequeños pasadores de aluminio fabricados con técnicas de precisión que se incorporan para realizar mediciones en el implante. Se colocan con gran facilidad y solo ocupan un pequeño espacio en la boca del paciente.

Los SmartPegs junto con los productos de medición de la Osteointegración de Osstell le proporcionarán máxima seguridad en cada medición. Están previstos exclusivamente para un solo uso y se encuentran disponibles para diferentes sistemas de implantes.

- > Fabricados en aluminio blando, para evitar el riesgo de dañar la rosca interna del implante.
- > Su diseño es el original, que se usó cuando fue desarrollado y validado el valor ISQ.
- > Avalado por más de 1.300 estudios científicos.

Osstell SmartPegs



LOS ÚNICOS CIENTÍFICAMENTE VALIDADOS* COMO COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS OSSTELL

* Por estudios clínicos o científicos independientes.

Coefficiente de estabilidad del implante (ISQ, Implant Stability Quotient)

AVALADO POR MÁS DE 1.400 ESTUDIOS CIENTÍFICOS

DISPONIBLES TODOS LOS SMARTPEGS DE OSSTELL

Pack 5 SmartPegs de Osstell **132,30.-**

Productos de limpieza y desinfección



BePro – Protección profesional, para una limpieza y desinfección perfectas

La gama de productos de higiene BePro de W&H cubre todos los requisitos higiénicos de la clínica dental.

Eficaz

- › Amplio espectro de microbios patógenos: bactericida, micobactericida, tuberculicida, fungicida, viricida
- › Gran acción de limpieza y desinfección
- › Probado y en cumplimiento de las normas EN

Eficiente

- › Tiempo de exposición extremadamente corto
- › Prácticos productos todo en uno (limpieza y desinfección)
- › Tasa de dilución baja para concentrados

Compatible con los materiales

- › Extraordinaria y probada compatibilidad con los materiales, incluso en superficies delicadas (como la polipiel y el vidrio acrílico)
- › Cuidadoso con la piel y probado dermatológicamente
- › Envases rellenables

BePro - Superficies

BePro Disinfectant Wipes

Composición de 100 g

31,3 g de etanol, 16,7 g de isopropanol, excipientes y agua.

120 toallitas en bote de plástico rellenable

REF 19500102 **14,20.-**

Pedidos de 27 unids.



BePro Disinfectant Wipes

Composición de 100 g

31,3 g de etanol, 16,7 g de isopropanol, excipientes y agua.

120 toallitas en bolsa rellenable

REF 19500103 **10,90.-**

Pedidos de 12 unids.



BePro Disinfectant Spray

Composición de 100 g

20 g de etanol, 28 g de 1-propanol, 0,056 g de compuestos de amonio cuaternario, excipientes y agua.

Botella rellenable de 1 litro con pulverizador

REF 19500100 **20,35.-**

Pedidos de 10 unids.



BePro Disinfectant Spray

Composición de 100 g

20 g de etanol, 28 g de 1-propanol, 0,056 g de compuestos de amonio cuaternario, excipientes y agua.

Bidón de 5 litros

REF 19500101 **76,55.-**

Pedidos de 2 unids.



BePro Disinfectant Concentrate

Composición de 100 g

10 g de compuestos de amonio cuaternario, excipientes y agua.

Botella de 1 litro

REF 19500104 **29,20.-**

Pedidos de 4 unids.



precios recomendados IVA no incluido

BePro - Instrumentos

BePro Disinfectant R

Composición de 100 g

32 g de isopropanol, 0,7 g de 2-fenoxietanol, 0,2 g de compuestos de amonio cuaternario, anticorrosivo, excipientes y agua.



Botella de 2 litros
REF 19500106 **65.-**
Pedidos de 4 unids.

BePro Disinfectant R

Composición de 100 g

32 g de isopropanol, 0,7 g de 2-fenoxietanol, 0,2 g de compuestos de amonio cuaternario, anticorrosivo, excipientes y agua.



Botella de 1 litro
REF 19500107 **21.-**
Pedidos de 10 unids.

BePro Disinfectant R

Composición de 100 g

32 g de isopropanol, 0,7 g de 2-fenoxietanol, 0,2 g de compuestos de amonio cuaternario, anticorrosivo, excipientes y agua.



Bidón de 5 litros
REF 19500108 **71,55.-**
Pedidos de 2 unids.



BePro Soaking bath

Recipiente de inmersión para sumergir los instrumentos dentales durante la fase de descontaminación.

Cesta interior de gran capacidad
Sistema de drenaje de instrumentos integrado Separadores interiores

REF 19500300 **61,75.-**

BePro - Cuidado de manos

BePro Hand Protection

Barrera invisible para la protección de la piel, especialmente cuando se usan guantes.

Tubo de 100 ml
REF 19500251 **15,80.-**
Pedidos de 48 unids.



BePro Hand Lotion

Crema hidratante para una protección intensiva de la piel de rápida absorción y no grasa.

Tubo de 35 ml
REF 19500252 **10,60.-**
Pedidos de 180 unids.



BePro Hand Hygiene

Composición de 100 g

52,8 g de etanol, 19,0 g de 1-propanol, 2,8 g de isopropanol, sustancias hidratantes y emolientes, acetato de vitamina E, pantenol y bisabolol.

Botella de 500 ml con dosificador
REF 19500105 **10,90.-**
Pedidos de 30 unids.



BePro Hand Wash

Loción suave para el lavado de manos de uso frecuente con pH ajustado y sustancias protectoras de la piel.

Botella de 1 litro
REF 19500250 **13,80.-**
Pedidos de 8 unids.



BePro Dosificador

REF 19500298 **16,50.-**





BePro Suction CD

Composición de 100 g

2-aminoetanol, trinitro-
nitrilotriacetato, propan-2-ol,
cloruro de benzalconioe

Bidón de 5 litros

REF 19500254 **59,50.-**

Pedidos de 2 unids.



BePro Suction CM

Composición de 100 g

Ácido sulfámico, QUAC,
tensioactivos.

Bidón de 5 litros

REF 19500253 **31,90.-**

Pedidos de 2 unids.



BePro Suction Mixing Cup

Vaso mezclador para usar con
Ref 19500253 y Ref 19500254

Capacidad 2 litros

REF 19500299 **87.-**

Unidad de mantenimiento

assistina^{TWIN}



Lubricación en 10 segundos, con Assistina TWIN

Ahora los tiempos de espera durante el proceso de lubricación son ya cosa del pasado. Es la primera unidad de mantenimiento que está equipada con dos cámaras de procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna y que, en consecuencia, permiten cargar instrumentos de forma ininterrumpida.

Lubricación en tiempo récord. Nunca hasta ahora los instrumentos habían podido mantenerse de forma tan rápida e intensa como con la nueva Assistina TWIN. Gracias a la innovadora tecnología de pulverización de aceite, la unidad es capaz de procesar hasta 360 instrumentos por hora.

La solución ideal para cualquier clínica.

- > Lubricación con W&H Service Oil F1, MD-302
- > Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con W&H Activefluid MC-302
- > Manejo sencillo gracias al sistema de dos cámaras
- > Un tiempo de proceso corto de tan solo 10 segundos
- > Aspiración de los aerosoles con filtro HEPA
- > **12 meses de garantía**

Assistina Twin



Assistina TWIN consta de:

- > REF 02697000 Manguera de conexión del aire de 2 m
- > REF 07477500 Adaptador de red
- > REF 07484000 TWIN Care Set
- > 1 adaptador Quick ISO
- > 1 adaptador Quick RM

Assistina TWIN MB-302

REF 30310003 **3.176.-**

Accesorios para Assistina Twin



Ventana corrediza
REF 07477200

82,69.-



Manguera de conexión del aire 2 m
REF 02697000

104,74.-



**Cubierta del compartimento
del cartucho**
REF 07479500

70,56.-



**Cubierta del compartimento
del filtro**
REF 07479300

70,56.-

Accesorios para Assistina Twin



Adaptador HPI
REF 07477400

208.-



Adaptador de red
REF 07477500

196.-



Adaptador RM
REF 06395100

128.-



Adaptador ISO
REF 06422600

241.-



Twin Care Set
consta de:

- > W&H Activefluid, MC-302
- > W&H Service Oil F1, MD-302
- > Filtro HEPA



Filtro de aire
REF 02675200

24,31.-

REF 07484000

131.-

Unidad de mantenimiento

assistina^{ONE}



Unidad de mantenimiento Assistina One con Quick Connect by W&H

Uso rápido, exhaustivo y cómodo: Assistina One hace que el mantenimiento de piezas de mano dentales resulte más sencillo, con lo que el trabajo avanza con mayor rapidez. Gracias al tiempo de ciclo más corto de su clase y a sus excepcionales resultados, la innovadora Assistina One es una solución de mantenimiento de la máxima calidad diseñada para profesionales de la odontología.

- > Es la solución de mantenimiento más rápida de su clase.
- > La lubricación y la limpieza completas de los conductos de spray en 18 segundos.
- > Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con líquido de limpieza W&H
- > Funciona exclusivamente con aire comprimido y no es preciso conectarla a la red.
- > Permite una lubricación en profundidad de todos los engranajes, una correcta limpieza de los conductos de spray y el secado de los engranajes interiores con aire comprimido.
- > El mantenimiento de piezas de mano resulta más económico que si se realiza manualmente o si se utilizan otros sistemas.
- > Puede preparar más de 2800 instrumentos con tan solo un Care Set, lo que ahorra tiempo, dinero y botellas de aceite en spray.
- > **12 meses de garantía**

Assistina ONE



Assistina ONE consta de:

- > Manguera de aire (2 m)
- > One Care Set
- > 1 adaptador Quick ISO
- > 1 adaptador Quick RM

REF 30398003

1.819.-

Accesorios para Assistina ONE



Assistina One Care Set MB-301

- › 1 Cartucho de W&H Activefluid (200 ml)
 - › 1 Cartucho de W&H Service Oil F1 (200 ml)
 - › 1 filtro HEPA
- REF 08064970 **124.-**



Tapa del compartimento del filtro

REF 08035870 **12,60.-**



Ventana giratoria

REF 08029230 **151.-**

Accesorios para Assistina ONE



Adaptador RM

REF 06395100 **128.-**



Manguera de conexión del aire 2 m

REF 02697000 **104,74.-**



Adaptador ISO

REF 06422600 **241.-**



Filtro de aire

REF 02675200 **24,31.-**

Unidad de mantenimiento

assistina



Unidad de mantenimiento Assistina 301 PLUS

Para limpieza interior automática y lubricación de piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, micromotores de aire, scalers de aire, así como piezas de mano y contra-ángulos quirúrgicos.

- > Simple y eficiente
- > Alarga la vida útil de sus instrumentos
- > Lubricación de las piezas internas con W&H Service Oil F1
- > Limpieza de los conductos de spray (agua y aire) con líquido de limpieza W&H
- > Secado con aire comprimido
- > **12 meses de garantía**

Assistina 301 plus



Set Assistina 301 plus consta de:

- > REF 00030140 Assistina 301 plus
- > REF 02680500 set de mantenimiento
- > REF 02685000 adaptador básico

REF 00030125 **1.658.-**

Accesorios

para Assistina 301 plus



Service Oil F1 W&H

MD-500 (botella, 500 ml)

REF 02675910

73,87.-



Líquido de limpieza W&H

MC-1000 (1000 ml)

REF 02680200

38,59.-



Manguera de conexión del aire 2 m

REF 02697000

104,74.-



Set de mantenimiento,

consta de:

> MD-500 Service Oil F1 W&H

> MC-1000 líquido de limpieza W&H

REF 02680500

109.-



Filtro

para Assistina 301 plus

REF 02670500

56,23.-

Accesorios

para Assistina 301 plus



Sistema de sujeción FG

(W&H, Sirona)

para contra-ángulos y pieza de manos

REF 02693000

112.-



Adaptador Assistina Borden

REF 07014500

175.-



Junta tórica, adaptador RM/ISO

(3 pcs)

REF 02695700

11,26.-



Adaptador básico incluido en el paquete base de accesorios Assistina,

para turbinas o adaptadores con conexión fija de 4 vías (con o sin luz)

REF 02685000

78,28.-



Filtro de aire

REF 02675200

24,31.-

Para los acoplamientos KaVO Multiflex® 465 RN y Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05. se puede utilizar el adaptador básico REF 02685000. Para otros productos, por favor, consulte con su fabricante.

Accesorios

para Assistina 3x3 y 3x2

Notas



W&H Activefluid, MC-1100

1 cartucho

REF 06691600

30,06.-

Service Oil F1 de W&H, MD-200, 1

cartucho

REF 06691500

36,32.-

W&H Activefluid, MC-1100

caja de cartón (6 cartuchos)

REF 06872300

170.-

Service Oil F1 de W&H, MD-200, 1

caja de cartón (4 cartuchos)

REF 06872200

144.-

Adaptadores Assistina 3x3 / 3x2 y Twin para turbinas



Adaptador RM/ISO
REF 06257600 216.-



Adaptador Borden 2(3) vías para turbinas con conexión fija
REF 02083500 105.-

Adaptadores Assistina 3x3 / 3x2, Twin y 301 plus para contra-ángulos y piezas de mano



Para Sirona T1 Classic
REF 02691000 231.-



Para contra-ángulos con cabezales extraíbles
REF 02679000 126.-

Adaptadores Assistina 3x3 / 3x2, One, Twin y 301 plus para turbinas



Para los todos productos W&H con sistema Roto Quick
REF 02690400 215.-



Para turbinas con conexión Multiflex®
REF 04713200 117.-



Para Sirona T1, T2, T3
REF 02692000 227.-

Aceite de servicio

f1 service
oil



Aceite sintético y de alta pureza Service Oil F1

Desarrollado especialmente para el mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers y micromotores de aire de W&H.

- > Alarga la vida útil de los instrumentos
- > Elevada tolerancia a diversos materiales
- > Resistente a la esterilización
- > Extraordinariamente eficaz

Service Oil F1




Botella de aceite, caja de 6 botellas

MD-400 (400 ml, 6 pcs)


REF 10940021

238.-


Boquillas




Para contra-ángulos
y piezas de mano
REF 02038200 11,29.-



Para turbinas, micromotores
y scalers de aire W&H
con conexión Roto Quick
REF 02229200 11,29.-




Para turbinas y micromotores
de aire con conexión fija
REF 02036100 11,29.-




Para productos
con conexión Multiflex®
REF 04396100 14,33.-

Las boquillas se deben guardar y usar para
las botellas de aceite que se sigan comprando.


Boquillas




Para turbinas Alegria
con conexión Sirona®
REF 05908000 14,33.-



Para turbinas Alegria
con conexión NSK Mach®
REF 05773300 14,33.-



Para turbinas Alegria
con conexión Bien Air Unifix®
REF 05772000 14,33.-



Para turbinas Alegria
con conexión NSK QD-J®
REF 05907800 14,33.-

Las boquillas se deben guardar y usar para
las botellas de aceite que se sigan comprando.

Esterilizadores Clase B

lisa



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lisa Clase B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

- > La pantalla táctil en color de gran nitidez permite una navegación intuitiva a través de una estructura de menús inteligente que facilita su uso
- > Tecnología EliSense para optimizar el flujo de trabajo diario mediante indicadores LED y pantalla táctil
- > Tecnología EliTrace para la trazabilidad del proceso de esterilización desde el instrumento hasta el usuario
- > Elevado nivel de seguridad adicional a través de Wi-Fi y aplicaciones móviles para la monitorización remota en tiempo real
- > Alta eficiencia gracias a la tecnología Eco Dry + patentada para reducir el tiempo de ciclo (30 minutos con una carga media de 2 kg)
- > Ciclo rápido para las piezas de mano
- > Gran ergonomía gracias a su nuevo diseño
- > Inicio de ciclo programable
- > Válvula automática de llenado de agua
- > Tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros
- > **24 meses de garantía o 2.000 ciclos**

Lisa – Esterilizadores Clase B



Lisa VA 131 2019, consta de:

- > Porta bandeja giratorio
- > 5 bandejas de aluminio
- > Manguera de vaciado
- > Soporte de bandeja
- > Lápiz de memoria USB de 8 GB
- > Herramienta de apertura de puerta
- > Test de fábrica

Lisa 17

17 litros de capacidad

REF 19931180

9.986.-

Lisa 22

22 litros de capacidad

REF 19932180

10.340.-

Esterilizadores Clase B

lara^{XL}



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lara XL tipo B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

- > Fácil manejo gracias a la pantalla táctil en color para una navegación intuitiva a través de la estructura de menús inteligente
- > Gran capacidad: Cámara de 28 litros que permite procesar hasta 7 kg de instrumentos embolsados o 9 kg en cassettes. El portabandejas para 6 bandejas ofrece una flexibilidad excepcional.
- > Fast Cycle: Este ciclo rápido permite la esterilización de instrumentos semicríticos no embolsados en tan sólo 20 minutos.
- > Tecnología Eco Dry+: La innovadora y patentada tecnología Eco Dry + adapta el tiempo de secado a la cantidad de carga. Así se reduce el tiempo del ciclo, se aumenta la vida útil de los instrumentos y se optimiza el consumo energético.
- > Trazabilidad mejorada gracias a la memoria USB de alta capacidad para las grabaciones automáticas de todos los ciclos
- > Diseño ergonómico
- > Tamaños de cámara, 28 Litros
- > **24 meses de garantía o 2.000 ciclos**

Lara XL – Esterilizadores Clase B



Lara XL, consta de:

- > Porta bandejas giratorio
- > 6 bandejas de aluminio
- > Manguera de vaciado
- > Soporte de bandeja
- > Lápiz de memoria USB de 8 GB
- > Herramienta de apertura de puerta
- > Test de fábrica
- > Fast Cycle

Lara XL RIS-311

28 litros de capacidad

REF 99600600

10.234.-

precios recomendados IVA no incluido

Esterilizadores Clase B

lara



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lara tipo B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

- > Fácil manejo gracias a la pantalla táctil en color para una navegación intuitiva a través de la estructura de menús inteligente
- > El esterilizador más potente de su categoría
- > Incremento personalizado de la eficiencia gracias al «Ciclo Rápido» (solo en modelo 22 L)
- > Portabandejas especial con capacidad extra (solo en modelo 22 L)
- > Documentación electrónica gracias a la memoria USB de alta capacidad para las grabaciones automáticas de todos los ciclos
- > Diseño ergonómico
- > Tamaños de cámara, 17 ó 22 Litros
- > **24 meses de garantía o 2.000 ciclos**

Lara – Esterilizadores Clase B



Lara, consta de:

- > Porta bandeja giratorio
- > 5 bandejas de aluminio
- > Manguera de vaciado
- > Soporte de bandeja
- > Lápiz de memoria USB de 8 GB
- > Herramienta de apertura de puerta
- > Test de fábrica

Lara 17

17 litros de capacidad

REF 19941120

7.724.-

Lara 22

22 litros de capacidad

REF 19942129

8.765.-

precios recomendados IVA no incluido

Esterilizadores Clase B

lina



Esterilizadores a vapor de agua de W&H Lina Clase B, para la esterilización segura de productos sólidos, huecos y porosos conforme a la norma EN 13060.

- > Ciclo rápido ECO-B para cargas pequeñas de todo tipo (máx. 2 kg)
- > Práctico teclado para navegar fácilmente por todas las opciones de esterilización
- > Sistema patentado de filtrado y separación de agua
- > Filtro de polvo incorporado
- > Posibilidad de programar y retrasar el ciclo
- > Analizador de la calidad del agua
- > Kit conexión de agua
- > Grabación de ciclo digital automática en una memoria USB
- > **24 meses de garantía o 2.000 ciclos**

Lina – Esterilizadores Clase B



Lina consta de:

- > Porta bandeja giratorio
- > 3 bandejas de aluminio
- > Embudo
- > Manguera de vaciado
- > Pinza para bandejas
- > Test de fábrica
- > Lápiz de memoria USB de 8 GB

Lina RIK 17

17 litros de capacidad

REF 19951131

7.466.-

Lina RIK 22

22 litros de capacidad

REF 19952131

8.143.-

precios recomendados IVA no incluido

Trazabilidad & Documentación

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Pack Trazabilidad

EliSafe

Incluye:

- › Impresora de etiquetas
 - › 1 rollo de 2.100 etiquetas
 - › 1 cinta cera / resina
 - › Lector de código de barras
- Apto para Lina mediante Multiport
REF 99600601 **1.658.-**



NUEVA impresora de etiquetas EliSafe

para Lisa VA, Lara y Lina RIK
REF 19721109 **942.-**



Lector de códigos de barras

REF 19721132 **245.-**



Kit consumible etiquetas EliSafe

2 rollos de 2100 etiquetas y
2 cintas de impresión de cera/resina
REF A810500X **112.-**



Kit de conexión EliSafe

Cable de conexión USB +
1 rollo de 2.100 etiquetas +
1 cinta de cera/resina+
instrucciones de activación del código
REF 19721123 **69,46.-**

Trazabilidad & Documentación

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Seal²

unidad selladora para bolsas,
con soporte porta rollos doble.
Realiza sellados de 12 mm de ancho.

1 año de garantía

REF 19722101 **819.-**



SealVal²

unidad selladora para bolsas,
con soporte porta rollos doble.
El dispositivo supervisa, guarda y
muestra los datos y los resultados del
proceso de sellado para la validación.
Realiza sellados de 12 mm de ancho.

1 año de garantía

REF 19722103 **1.481.-**

Cuchilla selladora

REF A810028X **52,56.-**

EliReel

Bolsas de esterilización (precio por rollo)

5.5cm x 200m (MOQ 8 units or multiple)
REF 19500000 **17,08.-**

7.5cm x 200m (MOQ 8 units or multiple)
REF 19500001 **25,36.-**

10cm x 200m (MOQ 4 units or multiple)
REF 19500002 **34,18.-**

15cm x 200m (MOQ 4 units or multiple)
REF 19500003 **50,72.-**



20cm x 200m (MOQ 2 units or multiple)
REF 19500004 **69,46.-**

25cm x 200m (MOQ 2 units or multiple)
REF 19500005 **87,10.-**

30cm x 200m (MOQ 2 units or multiple)
REF 19500006 **103,64.-**



Rollo de papel térmico
para Sprint

REF A810504X

7,51.-



Rollo de papel normal,
57 mm para Print

REF A700140X

6,26.-



Kit receptor WiFi (USB dongle)

REF 19721136

213.-

Bandejas y porta bandejas


Accesorios para los esterilizadores de W&H



Porta bandeja giratorio
para 4 cassetes

Para esterilizadores de 17 l
REF F523012X **87,10.-**


Para esterilizadores de 22 l
REF F523015X **94,82.-**



Porta bandeja giratorio
para 3 cassetes anchos

Para esterilizadores de 17 l
REF F523020X **87,10.-**

Para esterilizadores de 22 l
REF F523021X **94,82.-**




Porta bandeja giratorio
para 2 cassetes

Para esterilizadores de 17 l
REF F523016X **89,30.-**

Para esterilizadores de 22 l
REF F523017X **94,82.-**

Bandejas y porta bandejas


Accesorios para los esterilizadores de W&H



Porta bandeja giratorio


Para esterilizadores de 17 l
REF F523031X **83,79.-**

Para esterilizadores de 22 l
REF F523032X **83,79.-**



Porta bandeja giratorio
para 3 porta bandejas anchos y
2 porta bandejas o 3 cassetes

Para esterilizadores de 22 l
REF F523035X **95,92.-**



Porta bandeja giratorio
para 6 porta bandejas o 3 cassetes

Para esterilizadores de 17 l
REF F523033X **83,79.-**

Para esterilizadores de 22 l
REF F523034X **83,79.-**



Porta bandeja giratorio
para 6 porta bandejas o 1 cassette de
hasta 130mm de altura

Para esterilizadores de 22 l
REF F523041X **91,97.-**

Bandejas y porta bandejas

Accesorios para todos los esterilizadores Lara XL



Porta bandeja para 4 bandejas grandes y 2 bandejas estándar o contenedores mixtos hasta 130 mm de altura

Para Lara XL

REF F523038X

126.-




Porta bandeja para 4 bandejas grandes y 1 bandeja estándar o contenedores mixtos hasta 170 mm de altura

Para Lara XL

REF F523042X

129.-




Porta bandeja para 4 bandejas grandes o 4 cassettes

Para Lara XL

REF F523030X

109.-



Porta bandeja para 3 bandejas grandes o 4 cassettes

Para Lara XL

REF F523036X

109.-

Bandejas y porta bandejas

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Para Lisa y Lina 17 litros

Bandeja de aluminio anonizado, perforado

REF F523204X

37,54.-



Para Lara, Lara XL y Lisa con portabandejas ancho

Porta bandejas REF F523035X

REF F523211X

41,29.-

Para Lisa y Lina 22 litros

Bandeja de aluminio anonizado, perforado

REF F523205X

41,29.-

Otros consumibles y accesorios



Pinza para bandejas

REF F523001X **22,52.-**



Test Bowie & Dick

1 test (Bowie)
REF T800002X **12,13.-**
Pedido mínimo de 20 unidades



Paquete de test Helix de W&H


1 test y 250 tiras de ensayo
REF T800207X **167.-**



Paquete de test Helix

1 test y 250 tiras de ensayo (Browne)
REF T800205X **245.-**

Otros consumibles y accesorios




Filtro antipolvo largo

para Lisa 500, Lisa 300,
Lina, Lina Pro y Lisa 17 & 22
REF F364502X **17,51.-**



Filtro bacteriológico

para todos los esterilizadores W&H
REF W322400X **30,03.-**



**Filtro antipolvo corto para
Lisa 2019, Lara y Lina RIK**

REF F364511X **14,33.-**



Junta de la puerta NEGRA

para Lisa MB
REF F460503X **41,29.-**

Kit consumibles 400/800 ciclos

para Lara XL (2 filtros bacteriológicos,
1 junta de la puerta)
REF X050335X **84.-**

para Lara XL

REF F460535X **43,05.-**

Kit consumibles 400/800 ciclos

para Lisa VA131, Lina MB y
PRO (2 filtros antipolvo, 2 filtros
bacteriológicos, 1 junta de la puerta)
REF X050326X **128.-**



Junta de la puerta GRIS OSCURO

para Lisa 500, Lisa 300, Lina y
Lisa 17 & 22
REF F460504X **45,06.-**

Kit consumibles 400/800 ciclos

para Lisa 2019, Lara y Lina RIK
(2 filtros antipolvo, 2 filtros
bacteriológicos, 1 junta de la puerta)
REF X050328X **126.-**

Tratamientos de agua

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Destilador de agua

destilador de agua corriente con capacidad de 4 litros
REF 19723101

444.-



Dist 3

dispositivo para medir la calidad del agua (pureza y conductividad)
REF A800504X

175.-



Descalcificador

para Dist
500g
REF H802010X

22,52.-



Tanque de agua

para Dist
REF A811017X

28,77.-



Filtro de carbón activo

para Dist, 12 pcs
REF H802011X

25,02.-



Cartucho de resina

para Demin 20, 2 sustituciones
REF A812000X

209.-



Embudo para Lina, Lisa 500 & 300

REF F540903X

13,76.-



Manguera de vaciado con acoplamiento rápido

REF S230900X

13,76.-

Tratamientos de agua

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Osmo (relleno automático)
suministro de gran cantidad de agua
para varios esterilizadores
REF 19721134 **1.502.-**



Kit de mantenimiento completo
REF A813053X **665.-**



Cartucho de filtro de carbono
REF A813027X **70,56.-**



Kit de mantenimiento del cartucho de filtro
REF A813030X **144.-**



Cartucho de filtro de resina
REF A813028X **92,61.-**



Membrana osmótica
REF A813029X **531.-**

194 precios recomendados IVA no incluido


Tratamientos de agua

Accesorios para todos los esterilizadores de W&H



Multidem C27
Suministro de agua para
W&H y otras marcas
de esterilizadores
REF 19723112 **496.-**

Capacidad de conducción en agua de entrada**	Multidem C27 Capacidad del filtro
50 µS/cm	2250 l.
100 µS/cm	1130 l.
200 µS/cm	565 l.
300 µS/cm	375 l.
400 µS/cm	280 l.
500 µS/cm	225 l.



Kit de pistola pulverizadora
REF A812018X **102,53.-**



Cartucho para Multidem C27
REF A812016X **247.-**



Kit de conexión de agua Lina
para el llenado y el vaciado
automático de Lina desde el Multidem
y Osmo
REF X051110X **152.-**

precios recomendados IVA no incluido

Unidades de laboratorio

perfecta



Unidad de laboratorio Perfecta 300/600

Materiales diversos, exigencias elevadas, requisitos previos en constante cambio, éste es la pan de cada día de los técnicos dentales.

Con Perfecta tendrá a mano un dispositivo de laboratorio potente y de aplicación variable. Con él podrá hacer realidad, sin ningún esfuerzo, tanto sus expectativas como las de sus clientes.

- > Ahorro de tiempo gracias a la función de soplado (Perfecta 600)
- > Manejo ergonómico a través del elemento de mando
- > Todas las funciones y estados de funcionamiento a la vista
- > Modos automáticos
- > Amplia gama de velocidades y torque:
 - 1.000 – 40.000 r.p.m. / 5,5 Ncm (Perfecta 300)
 - 1.000 – 50.000 r.p.m. / 7,8 Ncm (Perfecta 600)
- > **24 meses de garantía**

Perfecta 300 está también disponible en la versión »E-type«:

Motor eléctrico LA-3E con acoplamiento ISO

véase página 192

Perfecta 300



Equipo completo con unidad de control (230 V), cable de red, pieza de mano con motor, soporte para pieza de mano y elemento de mando para unidades de control de sobremesa y rodilla (opcional en la unidad de control de pie).

Unidad de control de sobremesa

LA-323 T (230 V)

REF 14933000

1.888.-

Unidad de control de pie

LA-323 F (230 V)

REF 14933200

1.630.-

Unidad de control de rodilla

LA-323 K (230 V)

REF 14933100

1.888.-

Perfecta 300 »E-type«



Equipo completo con unidad de control (230 V), cable de red, motor eléctrico LA-3E con acoplamiento ISO, soporte para pieza de mano y elemento de mando para unidades de control de sobremesa y rodilla (opcional en la unidad de control de pie).

Unidad de control de sobremesa
»E-type« con motor eléctrico
LA-323 TE (230 V)
REF 14933002 1.495.-

Unidad de control de pie
»E-type« con motor eléctrico
LA-323 FE (230 V)
REF 14933202 1.235.-

Unidad de control de rodilla
»E-type« con motor eléctrico
LA-323 KE (230 V)
REF 14933102 1.495.-

Perfecta 600



Equipo completo con unidad de control (230 V), cable de red, pieza de mano con motor, soporte para pieza de mano y elemento de mando para unidades de control de sobremesa y rodilla (opcional en la unidad de control de pie).

Unidad de control de sobremesa
LA-623 T (230 V)
REF 14936000 2.466.-

Unidad de control de pie
LA-623 F (230 V)
REF 14936200 2.207.-

Unidad de control de rodilla
LA-623 K (230 V)
REF 14936100 2.466.-

Accesorios

para Perfecta 300 / 600

Notas



Elemento de mando
LA-3 D para Perfecta 300
REF 05127000 281.-



Pieza de mano con motor sin
cable LA-66
REF 05201200 1.292.-



Elemento de mando
LA-6 D para Perfecta 600
REF 05243200 281.-



Motor »E-type« sin cable
LA-3 E (sólo para Perfecta 300)
REF 05138800 892.-

Cable del motor de 1,8 m
para Perfecta 300
REF 05114900 162.-

Cable del motor de 1,8 m
para Perfecta 600
REF 05116500 191.-

Unidades de laboratorio

perfecta



Unidad de laboratorio Perfecta 900

Durante el desarrollo de la gama Perfecta se ha prestado especial atención a la facilidad de manejo y al diseño ergonómico e innovador. Gracias al número de revoluciones optimizado y a la pieza de mano multiplicadora en lugar del motor de laboratorio común, Perfecta 900 resulta idóneo para el tratamiento de todo tipo de materiales, hasta óxido de circonio y otras cerámicas técnicas perfeccionadas.

- > Potente pieza de mano multiplicadora con 100.000 r.p.m.
- > Menor calentamiento del material y mayor duración de la herramienta gracias al número de revoluciones
- > Sistema estanco y aire de sellado mejorados
- > Ahorro de tiempo gracias a la función de soplado
- > Manejo ergonómico a través del elemento de mando
- > Modos automáticos
- > **24 meses de garantía**

Perfecta 900 se puede adaptar con la pieza de mano de LA-66 y el cable del motor al conjunto Perfecta 900.

Perfecta 900



Equipo completo con unidad de control (230 V), elemento de mando, cable de red, pieza de mano multiplicadora, soporte para la pieza de mano, manguera para la toma de aire, tubo flexible para la conexión de refrigerante (sólo para modelos con suministro externo de agua).

Con suministro interno de agua:

Unidad de control de sobremesa

LA-923 TT (230 V)

REF 14939300

2.827.-

Con suministro externo de agua:

Unidad de control de sobremesa

LA-923 T (230 V)

REF 14939000

2.827.-

Unidad de control de rodilla

LA-923 KT (230 V)

REF 14939400

2.827.-

Unidad de control de rodilla

LA-923 K (230 V)

REF 14939100

2.827.-

precios recomendados IVA no incluido

Accesorios para Perfecta 900




**Elemento de mando
LA-9 D**
REF 05243400 **281.-**



**Pieza de mano con motor sin
cable LA-66**
REF 05201200 **1.292.-**

**Cable del motor de 1,8 m para
pieza de mano con motor LA-66**
REF 05116500 **266.-**



Adaptador LA-9
para fijar la pieza de mano
multiplicadora LA-9 en fresadoras con
un diámetro de 16 o de 18 mm
REF 06319400 **165.-**



**Pieza de mano multiplicadora sin
cable LA-9**
REF 05015900 **1.452.-**

**Cable del motor de 1,8 m para
pieza de mano multiplicadora LA-9**
REF 05117800 **266.-**

Depósito de agua
REF 05401000 **239.-**

Accesorios para Perfecta 300 / 600 / 900



**Pedal
L-NV**
REF 05038100 **178.-**



Soporte
para la pieza de mano
REF 03211500 **31,25.-**



Soporte
para elemento de mando
REF 05138000 **31,25.-**

Accesorios para versiones »E-type« de Perfecta 300, MF-Tectorque, MF-Perfecta



1:1, pieza de mano técnica para un trabajo técnico sencillo. Libre de mantenimiento, sistema de sujeción por giro, sólo para fresas de pieza de mano

945
REF 14124500 **689.-**

Accesorios para unidades de laboratorio

ACCESORIOS PARA MOTOR DE
LABORATORIO PERFECTA
300/600/900

Punta metálica para LA-66
REF 05302600 **45,39.-**

Llave bifurcada
REF 03202800 **7,36.-**

Pinza (plana)
REF 03205500 **38,20.-**

Llave de Poroutil
REF 01125900 **9,84.-**

Amortiguador de acoplamiento
REF 03210100 **6,12.-**

Términos y Condiciones Generales de Venta y Servicios

Generalidades

Todas y cada una de las relaciones comerciales entre empresas del grupo W&H y sus clientes se regirán por los siguientes Términos y Condiciones Generales de Venta y Servicio. Al hacer un pedido, con la entrega el Cliente reconoce estar conforme con los mismos. El contrato no incluirá ningún término o condición general que discrepe, contradiga ni complemente los términos y condiciones generales, aún con el conocimiento de ambas partes, salvo en el caso de que éstas acuerden por escrito su aplicabilidad. Si en el contrato por escrito se acuerdan términos que sean disconformes con los presentes términos y condiciones generales de venta y servicio, prevalecerán sobre éstos últimos.

Pedidos

EL Cliente, deberá de hacer los pedidos a W&H Ibérica de manera escrita al email de oficinas.es@wh.com, por escrito mediante el WhatsApp +34 609 333 378, mediante llamada telefónica al +34 963 532 020, o a través de los delegados comerciales de W&H Ibérica.

Cualquier comunicación diferente a la identificada previamente, deberá de ser autorizada por escrito entre ambas partes.

Oferta, precios

Los precios publicados por W&H Ibérica en la lista de precios, serán los aplicables el día en que se realice el

pedido por el Cliente.

Los precios anunciados por W&H Ibérica serán franco fábrica, incluyen el embalaje, pero no los gastos de envío. El importe sobre el valor añadido (IVA) se calculará por separado, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables al día de la entrega o servicio. Las entregas y los servicios estarán sujetos a modificaciones técnicas o de otro tipo dentro de lo razonable.

En el Anexo 1 se especificarán los descuentos a aplicar a el Cliente por parte de W&H Ibérica por familia de producto.

En caso de haber condiciones especiales que difieren a estas generalidades, dichas condiciones deberán de ser confirmadas por escrito por W&H Ibérica a el Cliente. En caso de disconformidades, los presentes términos y condiciones generales de venta y servicio, prevalecerán sobre éstos últimos.

W&H Ibérica se reserva el derecho de hacer ajustes en los precios, informando previamente a el Cliente por escrito (por ejemplo, por email). En caso de que el Cliente no muestre disconformidad alguna por escrito a dichos ajustes en un plazo máximo de 14 días naturales, dichos ajustes se darán por válidos por ambas partes.

En caso de recibir W&H Ibérica por escrito una disconformidad por parte del Cliente, y no habiendo acuerdo fuera de estas condiciones generales, se entenderá que este

acuerdo comercial entre ambas partes concluirá.

Pago

Las facturas de las entregas de mercancía o servicios se pagarán conforme a lo indicado en el Anexo 1. Si entre las partes no existe ningún acuerdo escrito sobre el período de pago, todos los pagos de las facturas se realizarán anticipadamente al envío de la mercancía o servicio.

En el caso de producirse alguna demora en el pago, W&H Ibérica, podrá aplicar un cargo de interés fijo del 8% anual por cada día demora durante los primeros 120 días, y de un 10% de interés fijo anual por cada día demora a partir de los 121 días, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes para recuperar el importe adeudado. Si el Cliente no actúa con la diligencia debida, si se aplican medidas legales contra el mismo, si se protesta alguno de sus cheques o letras, si los pagos son lentos o discontinuos, si el Cliente solicita procedimientos de arreglo judicial o extrajudicialmente, si se inician procedimientos de insolvencia sobre sus activos o si se rechaza su solicitud para iniciar dichos procedimientos por falta de activos que cubran los costes, W&H Ibérica, tendrá derecho a solicitar el pago inmediato de todas las reclamaciones amparadas por la relación comercial, incluso aunque se hayan aceptado letras o cheques o se hayan acordado

pagos aplazados.

Lo mismo se aplicará en el caso de impago por parte del Cliente o si se conocen otras circunstancias que induzcan a dudas sobre la credibilidad del Cliente. En tal caso, W&H Ibérica, también tendrá derecho a solicitar el pago o garantía por adelantado, aplicar la garantía provista, rescindir el acuerdo y reclamar daños por incumplimiento. La cesión de deudas por parte del Cliente de W&H Ibérica, a terceros, y la transferencia de derechos y deberes adquiridos con el acuerdo de compra firmado, solo será posible con la aprobación previa y por escrito de W&H Ibérica.

Hasta que no exista un pago completo de los productos, la propiedad de los mismos seguirá siendo de W&H Ibérica.

El riesgo del fallo en el pago, o del retraso del mismo, por parte del cliente del Cliente, será siempre y exclusivamente del Cliente.

Envío, suministro y provisión de servicio

Las mercancías se envían por cuenta y riesgo del Cliente mediante el incoterm® “EXW”, descrito por “The International Chamber of Commerce” (ICC), a no ser que exista un acuerdo especial entre las partes que especifique las nuevas condiciones. En caso de acuerdos especiales fuera de este acuerdo comercial, los términos de estos acuerdos tienen que expresarse

por escrito y en caso de que sean disconformes, los presentes términos y condiciones generales de venta y servicio, prevalecerán sobre éstos últimos.

Las mercancías entregadas con portes pagados por W&H Ibérica, independientemente del medio de transporte utilizado o de que quién elija el medio de transporte, también se envían por cuenta y riesgo del Cliente.

El transporte sólo se asegura bajo solitud expresa del Cliente, quien asumirá los gastos derivados del mismo. A menos que se indique lo contrario, el Cliente asumirá la diferencia de precios una vez que la mercancía de W&H Ibérica esté lista para ser enviada. A no ser que no haya otros acuerdos, es la delegación de W&H Ibérica, que es el punto de provisión de servicios.

A menos que se indique lo contrario, W&H Ibérica elegirá el lugar de despacho, la ruta de envío, el medio de transporte y la empresa de transporte a su criterio, sin asumir responsabilidad alguna en la selección del transporte más barato o más rápido.

A menos que se indique lo contrario por escrito, las horas de entrega y los periodos de descarga indicados no serán vinculantes.

Si el Cliente proporciona el medio de transporte, asumirá la responsabilidad de su puntualidad. Cualquier demora que pueda producirse deberá notificarse a tiempo a W&H Ibérica. Los costes

derivados de la demora correrán a cargo del Cliente.

En el caso de que eventos de fuerza mayor afecten a W&H Ibérica o a cualquiera de sus proveedores, W&H Ibérica tendrá derecho a suspender el envío por el tiempo del evento o incidencia y un período razonable de puesta en marcha, o a rescindir el acuerdo en su totalidad o de manera parcial de acuerdo con las consecuencias de los hechos de fuerza mayor.

Los eventos de fuerza mayor incluirán, entre otros, todos los impactos de los elementos, como terremotos, rayos, heladas, tormentas, inundaciones; guerra, leyes, actos de autoridades y sus implicaciones, pandemias, incautación, interrupción del transporte, prohibiciones de exportación, prohibiciones de importación y prohibición de tránsito, restricciones de pagos internacionales, incluidas en particular, entre otras, pandemias, fallas en el suministro de materias primas o fallas energéticas; interrupciones del negocio, tales como, por ejemplo, explosión, incendio, huelgas, sabotaje y cualquier otro evento que solo pueda evitarse con costos irrazonables y medios comercialmente irrazonables y/o incluidas todas las circunstancias, independientemente de su naturaleza jurídica, cuya existencia o continuación es objetivamente necesario para que este Acuerdo siga existiendo como un arreglo significativo en términos de las intenciones de ambas Partes.

Reclamación por mercancía defectuosa

El Cliente deberá inspeccionar inmediatamente la mercancía y los servicios de reparación prestados por W&H Ibérica, en busca de posibles defectos. Las entregas incompletas o incorrectos servicios, así como los defectos aparentes, deberán notificarse por escrito a W&H Ibérica, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la mercancía; todo defecto o error evidente deberá notificarse tan pronto como se haya identificado. La reclamación deberá indicar claramente el tipo y alcance del supuesto defecto, pudiéndose solicitar prueba fotográfica. En el caso de no notificar dichos defectos o errores a tiempo, el envío se considerará aceptado y se excluirá la validez de dichas reclamaciones en garantía.

Garantías

En el caso de que las reclamaciones por mercancía defectuosa sean correctas y se realicen en el plazo indicado, W&H Ibérica, reparará la mercancía, concederá una reducción de su precio, entregará otra en su lugar (sustitución) o recuperará la mercancía reembolsando el precio de compra, asumiendo el coste y considerando adecuadamente los intereses del Cliente. Si W&H Ibérica, incumple la obligación de garantía, el Cliente tendrá derecho a rescindir el acuerdo sin derechos a reclamaciones adicionales. Se excluye de la garantía los defectos que provengan de comportamientos

dolosos o negligentes ajenos a W&H Ibérica daños en el transporte, descarga incorrecta, manipulación inadecuada, mal mantenimiento del producto, mal almacenaje, etc.

Cualquier otra reclamación, en particular por daños directos o indirectos, que se presente contra W&H Ibérica, será excluida explícitamente en la medida que la ley lo permita.

El cumplimiento de una obligación de garantía correcta no afectará a ningún compromiso de garantía adquirido con terceros. Por consiguiente, dicho cumplimiento no prorrogará el período relativo a ningún tipo de garantía.

El periodo de garantía vendrá definido en los manuales de uso de cada uno de los productos, debido a que estos artículos son adquiridos por profesionales para integrarlos en su proceso productivo, no están sujetos a la Ley de Garantías (Ley 23/2003 de 10 de Julio, de garantías en la venta de bienes de consumo).

En el caso de ampliaciones de garantía ofrecidas en promociones especiales de W&H Ibérica, éste notificará por escrito al Cliente el plazo adicional de garantía que tendrá ese producto, siempre y cuando se cumplan las condiciones específicas por W&H Ibérica.

Para que el Cliente reclame una garantía de producto, el Cliente está

obligado a presentar la prueba de compra de este a W&H Ibérica, por medio de la factura de compra, donde vendrá especificada la información relativa a la fecha de la compra, y al producto comprado, identificándolo con la descripción y número de serie o lote que se corresponda.

En el caso del servicio de reparaciones, la garantía será de 6 meses en los repuestos utilizados en dicho servicio de reparación realizada por W&H Ibérica.

Para que el Cliente reclame una garantía de servicio, el Cliente está obligado a presentar la prueba de la prestación de servicio anterior a W&H Ibérica, por medio de la factura de la reparación hecha por W&H Ibérica.

Devoluciones

La mercancía entregada sólo se podrá devolver con el consentimiento previo de W&H Ibérica, en un plazo máximo de 30 días para productos cuyo importe sea superior a 150 euros y en el caso que se encuentre con su embalaje original y sin manipulación del material. Si se devolviese la mercancía, deberán reembolsarse a W&H Ibérica, todos y cada uno de los costes derivados de la devolución, siendo el Cliente quien correrá con los gastos derivados a origen. En caso de que se produzca la devolución se entiende sin compromiso salvo comprobación, examen y aceptación y no permite

cancelar las obligaciones de pago de manera automática. En el caso de que se acuerde que W&H Ibérica, aceptara la devolución de la mercancía, W&H Ibérica, se reserva el derecho a cargar una comisión de tramitación del 20% sobre el precio por los costes derivados del producto y del envío devuelto y, en el momento de abonar el valor de la mercancía, a deducir el importe que corresponda a su antigüedad y estado. W&H Ibérica determinará el importe de dicha reducción informando al Cliente. En casos específicos que no se vayan a aceptar devoluciones posteriores, W&H Ibérica lo especificará en la factura de venta al Cliente correspondiente al material.

Arrendamientos de producto

W&H Ibérica, se reserva el derecho de ofrecer un servicio de arrendamiento cuyo coste será informado previo envío. En todo caso el incumplimiento de los plazos de devolución de la mercancía prestada conllevará un coste adicional a determinar por W&H Ibérica. Todo extravío, deterioro o rotura durante el uso del material arrendado correrá a cargo del Cliente con quien se ha acordado el servicio de arrendamiento. Las condiciones específicas y particulares para los arrendamientos, vendrán adjuntas junto con su contrato de arrendamiento, el cual deberá de ser firmado por el arrendatario para que se acepte el arrendamiento por parte de W&H Ibérica, estando sujeto a la

disponibilidad del producto solicitado. Estas condiciones específicas y particulares, estarán también disponibles en www.whiberica.es/condicionesarrendamiento

Exclusión de responsabilidad

W&H Ibérica controlará el estado óptimo y calidad de los productos antes de que salgan de sus instalaciones, garantizando calidad y una correcta fabricación de todos sus productos que posteriormente serán entregados en el domicilio pactado con el Cliente.

En caso de negligencia leve por parte de W&H Ibérica, o de sus agentes, en la medida que la ley lo permita, W&H Ibérica no aceptará ninguna responsabilidad material. Las limitaciones de responsabilidad precedentes no serán aplicables en los casos de reclamaciones del Cliente referentes a la responsabilidad por producto defectuoso o a cualquier garantía que pueda haberse otorgado. Tampoco serán aplicables dichas limitaciones de responsabilidad en el caso de que el Cliente sufra algún daño corporal, de salud o mortal imputable a W&H Ibérica.

W&H Ibérica no se hace responsable de las pérdidas financieras o daños consecuentes que vayan más allá de los propios daños materiales. Además, el Cliente indemnizará y eximirá de responsabilidad a W&H Ibérica sobre

las reclamaciones de responsabilidad de un tercero.

La responsabilidad de W&H Ibérica cubre la Garantía del producto o servicio tal y como se indica en el apartado de “Garantías” de este acuerdo.

W&H Ibérica no asumirá ninguna responsabilidad en relación con las medidas de marketing del Cliente, incluso si W&H Ibérica ha asesorado al Cliente en relación a la implementación de estas medidas.

Propiedad Intelectual

El Cliente tiene derecho a utilizar todos los recursos de promoción de ventas y logotipos suministrados por W&H Ibérica durante la vigencia del Acuerdo. El Cliente reconoce que todos los logotipos, marcas comerciales, patentes y demás propiedad intelectual de W&H Ibérica son propiedad exclusiva de W&H Ibérica y reconoce la existencia de un derecho revocable, no exclusivo, para utilizar la propiedad intelectual en cuestión. Cualquier alteración o adaptación de los materiales suministrados está prohibida.

El Cliente proporcionará los productos exclusivamente bajo la marca registrada prescrita por W&H Ibérica y no utilizará las marcas comerciales de W&H Ibérica para otros fines. Este Acuerdo no otorgará al Cliente ningún derecho a

utilizar la propiedad intelectual de W&H Ibérica, como marcas comerciales o patentes, en relación con el desarrollo o la fabricación de productos o servicios. Si el Cliente tiene conocimiento de que terceros infringen los derechos de propiedad intelectual de W&H Ibérica, informará inmediatamente de ello a W&H Ibérica.

El Cliente no registrará ni hará que terceros registren ningún derecho de propiedad, por ejemplo, marcas comerciales, ni hará valer ninguna reclamación que sea total o parcialmente idéntica o similar a los derechos de propiedad intelectual de W&H Ibérica en todo el mundo.

Las ofertas y los proyectos, así como las marcas, patentes, instrucciones de uso, dibujos, catálogos, diagramas y descripciones relacionados, son propiedad intelectual de W&H Ibérica, y no se reproducirán ni se facilitarán a terceros sin el consentimiento de W&H Ibérica.

Cláusula de exportación

Cualquier reexportación por parte del Cliente fuera de España y Portugal, necesitará, en cualquier caso, el consentimiento previo y por escrito de W&H Ibérica.

Consentimiento en relación con el reglamento general de protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el reglamento del 25 de Mayo de 2018, de protección de datos de carácter personal, les informamos de lo siguiente:

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

WEHADENT IBERICA, S.L.U.

Identidad:

WEHADENT IBERICA, S.L.U.

Dir. postal:

Calle Canónigo Tárrega,
33-Bajo - 46014 – Valencia

Teléfono: 963532020

Correo electrónico:

oficinas.es@wh.com

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales?

En WEHADENT IBERICA, S.L.U. vamos a tratar sus datos personales con las siguientes finalidades:

- 1.- Gestionar los servicios administrativos y de logística realizados por el responsable.
- Facturación

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal para los tratamientos indicados con anterioridad es el consentimiento del interesado que previamente nos habrá otorgado a través del acuerdo de servicios o

formulario de recogida de datos.

2.- Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios:

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base legal para los tratamientos indicados con anterioridad es el consentimiento del Interesado que previamente nos habrá otorgado a través del acuerdo de servicios o formulario de recogida de datos.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?

Los datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con el responsable. Al finalizar los mismos, los datos personales tratados en cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Estos datos no serán compartidos con ninguna otra empresa ajena al grupo W&H Ibérica, salvo obligación legal.

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.

WEHADENT IBERICA, S.L.U. dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados al email oficinas.es@wh.com o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados

electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante de la misma manera deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente a WEHADENT IBERICA, S.L.U. o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones siguientes:

- Dirección Postal:

Wehadent Ibérica SLU
Calle Canónigo Tárrega, 33
46014 – Valencia
España

- Dirección de correo electrónico:

Oficinas.es@wh.com

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

Reserva de dominio

La mercancía entregada pertenecerá en todo momento propiedad de W&H

Ibérica, hasta que el Cliente cumpla íntegramente sus obligaciones y, en particular, abone el pago del precio de compra más los costes e intereses suplementarios, cargos, gastos, etc.

Si revende la mercancía, el Cliente cederá a W&H Ibérica, los cobros pendientes relacionados con la venta de cualquier mercancía que esté sujeta a la reserva de dominio. El Cliente estará obligado a registrar dicha cesión en su contabilidad mediante los asientos correspondientes y, a petición de W&H Ibérica, a revelar los nombres de los deudores del precio de compra, así como a indicar los importes exactos de las cuentas pendientes cedidas. La cesión deberá ser aceptada por W&H Ibérica. En el caso de cargas y/o impuestos pagaderos relativos a la cesión, éstos correrán a cargo del Cliente, quien indemnizará y mantendrá a W&H Ibérica, libre de responsabilidades al respecto. W&H Ibérica, tendrá derecho, en todo momento, a revelar la cesión realizada y a recaudar las cuentas pendientes cedidas.

El Cliente estará obligado a asegurar suficientemente la mercancía que esté sujeta a reserva de dominio contra los riesgos habituales, como los casos de fuerza mayor, así como a dar prueba de ello a W&H Ibérica si se le exige. Por la presente, el Cliente cede a W&H Ibérica las indemnizaciones de seguro que pueda percibir.

Asimismo, el Cliente estará obligado a guardar la mercancía conforme a las instrucciones de W&H Ibérica y a reglas deontológicas, así como a tratar la mercancía cuidadosamente mientras que ésta permanezca en reserva de dominio. Si fuese necesario algún trabajo de mantenimiento o de inspección, el Cliente deberá llevarlo a cabo con regularidad y por cuenta propia.

Productos sanitarios

Los productos distribuidos en virtud del presente Acuerdo son productos sanitarios en el sentido del artículo 1, apartado 2, a MDD 93/42/EWG, respectivamente, del artículo 2, apartado 1, del MDR (UE) 2017/745. El Cliente es solo un Cliente de productos W&H Ibérica en el territorio definido (Anexo 1).

Como empresa con sede en Europa, W&H Ibérica garantiza que los productos distribuidos en virtud de este acuerdo cumplen con las disposiciones de la UE sobre dispositivos médicos de los MDD 93/42/EWG y MDR (UE) 2017/745 (a partir de su entrada en vigor el 26 de mayo de 2021). No obstante, esta fecha, al garantizar la conformidad de los productos con la legislación aplicable, W&H Ibérica tendrá derecho a hacer uso de las disposiciones transitorias del artículo 120 MDR a su propia discreción. Por lo tanto, este acuerdo se referirá a las disposiciones de la UE sobre

dispositivos médicos, es decir, la ley aplicable en un momento dado.

Con los Productos en el mercado europeo, el CLIENTE es un Cliente en los términos del Artículo 2 (34) MDR (UE) 2017/745 y cumplirá con todas las obligaciones de los Cliente es, especialmente las derivadas del Artículo 14 MDR (UE) 2017/745. Sin limitación, esto incluye la verificación de que los productos han sido marcados CE, que se ha elaborado una Declaración UE de conformidad y que las etiquetas y las instrucciones de uso (según el Anexo 1, sección 23 del MDR/IVDR) se proporcionan en las lenguas oficiales de los Estados miembros en los que se comercializa el producto (o en lenguas aceptadas por esos Estados miembros).

El CLIENTE también verificará que el nombre de W&H Ibérica esté indicado en cada producto o en la documentación adjunta, y que el producto lleve un UDI.

El CLIENTE, de acuerdo con la normativa nacional, europea e internacional, está cualificado y autorizado para comercializar, almacenar y comprar productos sanitarios. Así mismo, se compromete a tratar los productos por medio de personal del ámbito sanitario que tengan la titulación y aptitudes exigidas.

La empresa W&H Ibérica, se encuentra inscrita en el Registro Integrado Industrial de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos (RII-AEE) con el número 2913 y en el Registro Integrado Industrial de Pilas y Acumuladores (RII-PYA) con el número 1705, y se reserva el derecho de repercutir el coste de gestión de residuos históricos en las entregas de mercancía.

Fuerza Mayor

Si algún evento de fuerza mayor afectase a W&H Ibérica o a cualquiera de sus proveedores, W&H Ibérica tendrá derecho a suspender las entregas durante el tiempo del impedimento y de disfrutar de un periodo de recuperación razonable, o bien a rescindir total o parcialmente el acuerdo, según las consecuencias que tengan dichos eventos de fuerza mayor.

Entre los eventos de fuerza mayor se cuentan los siguientes, aunque sin limitarse a ellos: cualquier efecto derivado de fenómenos naturales, como terremotos, rayos, heladas, tormentas, inundaciones, pandemias; guerras, leyes, actos de autoridades, embargos, interrupciones de transporte, prohibiciones de exportación, de importación y de tránsito, restricciones de pagos internacionales, fallos de suministro de materias primas o fallos en el suministro de energía; interrupciones de negocio debidas, por ejemplo, a explosiones, incendios, huelgas, sabotajes o a cualquier otro evento que podrían prevenirse única y exclusivamente

con costes excesivos y medios comercialmente poco razonables.

Trazabilidad / Registro de distribución

Debido al hecho de que los productos constituyen productos sanitarios y para garantizar la ejecución precisa y eficiente de las acciones correctivas de seguridad sobre el terreno, la trazabilidad de los productos individuales desde W&H Ibérica hasta el Cliente/usuario o el usuario final debe garantizarse de acuerdo con las leyes del territorio correspondiente, como el artículo 25 MDR para el mercado de la UE. Por lo tanto, el Cliente se compromete, entre otras cosas, a mantener registros de todos los productos sanitarios de W&H Ibérica comercializados durante todo el ciclo de vida de los productos y a ponerlos a disposición de una solicitud específica de W&H Ibérica en cualquier momento. Estos registros deben indicar los datos exactos de los clientes (nombre, dirección, etc.), así como de los productos que se les entregan (descritos por número de referencia del producto, número de lote o número de serie). Además, el Cliente se compromete a informar a sus clientes sobre la transferencia de sus datos personales con fines de trazabilidad y a obtener su consentimiento para el procesamiento de datos personales de acuerdo con las regulaciones internacionales y nacionales de protección de datos. Si el cliente no

es un usuario o usuario final, el Cliente obligará a su cliente a mantener los registros correspondientes.

El Cliente será responsable de la integridad de los registros y estará obligado a enviar de inmediato, a más tardar en un plazo de 3 días naturales, una copia de dichos registros a W&H Ibérica a su coste durante la vigencia del presente Acuerdo, previa solicitud o tras la rescisión del presente Acuerdo, sin que así se le solicite.

El Cliente conservará todos los registros necesarios para la trazabilidad (registros de distribución) y para los procedimientos de notificación definidos durante al menos 15 años, incluso si W&H Ibérica o el Cliente han dejado de fabricar o importar el dispositivo.

Reclamaciones

W&H Ibérica ha establecido, implementado y documentado procedimientos que le permitirán llevar a cabo una investigación eficaz y oportuna de las reclamaciones de los Clientes y consumidores y de los problemas notificados relacionados con el rendimiento o la seguridad de los dispositivos.

El Cliente mantendrá un registro de las reclamaciones, de los dispositivos no conformes y de las retiradas, y mantendrá a W&H Ibérica informado de dicha supervisión y proporcionará

a W&H Ibérica cualquier información que lo solicite.

El Cliente notificará a W&H Ibérica cualquier queja o evento adverso relacionado con los productos suministrados por W&H Ibérica. Si el Cliente ha recibido el producto defectuoso, se enviará a W&H Ibérica para su evaluación. W&H Ibérica proporcionará al Cliente un número de referencia para la reclamación ingresada en su sistema de gestión de reclamaciones.

W&H Ibérica es responsable de llevar a cabo la investigación de la reclamación y mantener registros completos de reclamaciones según su sistema de gestión de reclamaciones.

Ambas partes cooperarán en el intercambio de información necesaria para llevar a cabo eficazmente una investigación.

Confidencialidad

Las Partes se comprometen a mantener un estricto secreto frente a terceros sobre la información de la que tengan conocimiento a través de sus actividades en virtud del presente Acuerdo, en particular información sobre datos técnicos de los productos, sobre técnicas de producción, desarrollo de productos o información sobre las prácticas comerciales de la otra Parte, etc. La obligación de secreto también se aplicará a los empleados de las Partes incluso después de la terminación de su empleo.

La obligación de secreto se extenderá también a la información que ya no sea secreta porque una de las Partes haya violado esta obligación de secreto. Esta obligación de secreto no se aplicará a los documentos o conocimientos que hayan sido de dominio público o de los que la otra Parte ya tuviera conocimiento antes del primer acuerdo entre las Partes sobre el objeto del presente Acuerdo. En caso de duda, existe la presunción de que una información es confidencial.

Cualquiera de las Partes estará obligada, previa solicitud, a devolver a la otra Parte todos los registros, notas, documentos y material que haya recibido de la otra Parte, excepto aquellos documentos, que son necesarios para fines legales. En caso de incumplimiento de esta Cláusula, la Parte que cometió el incumplimiento pagará una multa razonable y estricta a la Parte perjudicada por un importe de EUR 5.000,00 (cinco mil euros) por cada acto de infracción. El órgano jurisdiccional competente establecido, que presidirá en caso de disputa, es el que se identifica en el apartado de “Fuero y ley aplicables”.

Embalaje reciclaje

En la medida en la que W&H Ibérica esté obligada por ley a recuperar el embalaje de transporte y el embalaje externo, el Cliente correrá con los gastos derivados de devolver a origen el embalaje usado.

Disposiciones finales. Fuero y ley aplicables

Será de aplicación a la relación comercial el Código de Comercio y demás legislación mercantil española, así como en las exportaciones fuera de territorios de soberanía española la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Venta Internacional de Mercancías. Cualquier conflicto derivado directa o indirectamente del presente Acuerdo, se resolverá por los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia. Las entregas y los pagos se realizarán en la sede de W&H Ibérica.

La nulidad, total o parcial, de disposiciones individuales del acuerdo o de los presentes Términos y Condiciones no afectará a la validez de las disposiciones restantes. Cualquier disposición que resulte ser total o parcialmente nula será reemplazada por otra cuyo resultado económico sea el más similar al de la disposición nula.

Todas y cada una de las enmiendas y modificaciones de los acuerdos entre W&H Ibérica, y el Cliente deberán indicarse por escrito. Incluso la supresión de este requisito también se indicará por escrito.

Mis datos de contacto

Mi contacto comercial

Teléfono

Email

Nº de cliente

Notas

ÚNICO SERVICIO TÉCNICO OFICIAL AUTORIZADO PARA LA REPARACIÓN DE MOTORES DE CIRUGÍA W&H

- › Presupuesto y transporte gratuitos
- › Asesoramiento técnico
- › Calidad al detalle
- › Servicio Express
- › 6 Meses de Garantía
- › Equipos de sustitución



ProService



W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**

☎ +34 96 353 20 20

📞 +34 609 33 33 78

✉ oficinas.es@wh.com

wh.com