


Adattati ad un nuovo ambiente, scegliendo il metodo di allenamento in altitudine 'dormi in alto, allenati in basso', con il modulo gonfiabile per il sonno PBAES. La struttura portatile leggera permette agli utenti di beneficiare dell'allenamento in altitudine simulata senza dover fare altro che dormire.

I moduli gonfiabili per il sonno PBAES, progettati appositamente, creano l'ambiente ideale di altitudine simulata in cui effettuare la pre-acclimatazione e vivere in alta quota. La gonna estesa e la doppia chiusura lampo, con porta sigillata con velcro, rendono rapido e semplice posizionare i moduli gonfiabili sul letto, creando nel contempo una tenuta stretta per ridurre le perdite. Il saldo design tedesco e le valvole unidirezionali rendono facili l'allestimento e lo smontaggio del gonfiabile. I moduli per il sonno gonfiabili sono disponibili in varie dimensioni: letto singolo, letto matrimoniale, letto queen-size e letto king-size. La pratica custodia rende facile riporre il tutto, quando non è in uso.


### Caratteristiche Speciali:

- Progettato specificamente attorno alle dimensioni standard dei letti per una perfetta vestibilità.
- Saldo design tedesco.
- Una singola valvola unidirezionale rende facile gonfiare, sgonfiare e riporre il modulo quando non è in uso.
- Utilizzato per l'acclimatazione e per il recupero.
- Consente agli atleti di dormire e vivere ad alta quota.



Modulo Gonfiabile	Dimensioni (L x P x A in cm)	Volume (m <sup>3</sup> )	Sistema PBAES raccomandato	N. Max di atleti
Letto singolo	190 x 95 x 100	1.81m <sup>3</sup>	Pro	1
Letto matrimoniale	190 x 140 x 100	2.66m <sup>3</sup>	Pro	1
Letto queen-size	200 x 160 x 100	3.2m <sup>3</sup>	Pro	1
Letto king-size	210 x 190 x 100	3.99m <sup>3</sup>	Pro/HP Pro	1

Modulo letto matrimoniale



Vista laterale



Vista frontale



NOTA: Generatore d'aria ipossica non incluso

CRIO  
TERAPIA  
.COM

Distribuito da:

Crioterapia.com Italia SRL

info@crioterapia.com  
www.crioterapia.com