

PRODUKTINFORMATION

AquaPaladin® Replace Filter Pitcher



AquaPaladin® Replace Filter Pitcher, 1er-Pack



AquaPaladin® Replace Filter Pitcher, 3er-Pack

PRODUKTBEZEICHUNG & ARTIKELNUMMER

AP® Replace Filter Pitcher, 1er-Pack Nr.: FP-72A-1

AP® Replace Filter Pitcher, 3er-Pack Nr.: FP-72A-3

*Filtervariante B zur Entfernung von Blei
(Artikel nur auf Anfrage erhältlich):*

AP® Replace Filter Pitcher, 1er-Pack Nr.: FP-72B-1

FILTER

Filtertechnologie FP-72A 4-stufiger Aktivkohlefilter

1. Stufe: Nylon Vorfilter reduziert roten Rost, Sedimente und Schwebstoffe.
2. Stufe: Schwedisches Ionen-Tauscherharz reduziert effektiv Schadstoffe wie beispielsweise Schwermetalle, verringert die Wasserhärte und verhindert dadurch Kalkablagerungen.
3. Stufe: Japanischer Aktivkohlefilter reduziert 86,5 % des im Wasser enthaltenen Chlors. Reduziert Quecksilber, Benzol, Phenol sowie die organischen Verbindungen, die krebserregende Stoffe enthalten.
4. Stufe: Der Nachfilter reduziert feine Partikel, die aus den Filtermedien austreten können.

Enthaltene Filtereinsätze Nr.: F72A

Passend für AquaPaladin® Filter Pitcher

DIMENSION & GEWICHT

Komplette Höhe 50 mm

Komplette Breite 100 mm

Komplette Tiefe 75 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Durchflussmenge 1500 Liter¹⁾

Nutzungsdauer 5 Monate¹⁾

Durchflußmenge 1,3 l/min

Reduktionsrate 86,5 % des im Wasser
enthaltenen Chlors

Mechanische Effekte Trübungsreduktion

LAGERUNG & HANDHABUNG

Trocken lagern

Vor und während der Nutzung vor Einfrieren schützen

Vorsichtig behandeln,
starke Erschütterungen vermeiden

HYGIENESTANDARD & ZERTIFIZIERUNG

einzelnd verpackt,
Chlor-Reduktion geprüft nach NSF/ANSI 42

1) Lebensdauer hängt von der Wasserbeschaffenheit und dem Nutzungsverhalten ab

PRODUKTINFORMATION

AquaPaladin® Replace Filter Pitcher

QUALITÄTSGRUNDSÄTZE

Wir garantieren die Produktqualität durch strenge Tests, moderne Fertigung, nachhaltiges Design und ein durchgängiges Qualitätsmanagementsystem. Durch ein pausenloses Engagement für Qualität und jahrelanger Bemühungen haben alle Mitarbeiter ihr Qualitätsbewusstsein des Null-Fehler-Ziel geschärft. Zusätzlich haben wir durchgängige Qualitätstests, von der stichprobenartigen Rohstoffprüfung bei Lieferanten vor Ort, über IQC (100%) und IPQC (100%), bis zu FQC (100%), als Standard-Inspektion eingeführt.

.....

IMPORTEUR

KEBOS Hygienic Solutions GmbH
Neufeldstraße 8, 85232 Bergkirchen
Telefon: +49/89/203 58 14 - 300
E-Mail: kontakt@khs.kebos.com
Internet: www.khs.kebos.com

.....