

RING-MASSBAND

Drucke einfach dieses Dokument im DinA4 Format aus.

(Achte bitte darauf, dass das originale Layout erhalten bleibt)

Prüfe mit einem Lineal, ob die Messskala auf dem Ausdruck exakt 5 cm lang ist.



Schneide das Maßband aus.

Schneide auch die kleine gestrichelte Linie bei der Überschrift „HIER SCHNEIDEN“ auf der oberen Seite des Maßbandes ein.

Schiebe das dünne Ende des Maßbandes in die Öffnung unter der Überschrift „RING-MASS“ und umwickle straff deinen Finger.

Bei der Öffnung unter der Überschrift „RING-MASS“ ist jetzt deine Fingergröße angezeigt.

Wenn deine Fingergröße zwischen zwei Werten liegt, ist der Größere zu verwenden.



ABGESTUFTE SKALA

