

[3D] Lip

Soin Lèvres
Nourissant & Repulpant

Nourishing & Plumping
Lip Care

HYALURONIC ACID-SHEA BUTTER 
COLLAGEN-CERAMIDE-PEPTIDE

OS LABORATORIOS TEOXANE, EXPERTOS EM MEDICINA ESTÉTICA _____ **2**

OS LABORATORIOS TEOXANE, EXPERTOS EM MEDICINA ESTÉTICA

TEOXANE, laboratorios suizos de envergadura internacional creados en 2003, se especializa en el diseño y la fabricación de productos inyectables de relleno de arrugas a base de ácido hialurónico. Experto en medicina estética, nuestro centro de Investigación y Desarrollo de Ginebra se consagra día a día a la creación de soluciones innovadoras destinadas a profesionales de la estética y pacientes de más de ochenta países. Teoxane desarrolla también una gama de tratamientos antienvhecimento inspirada directamente en la ciencia.

RHA resilient hyaluronic acid®

PROCESO PATENTADO

Naturalmente presente en el cuerpo humano, el ácido hialurónico se concentra sobre todo en los tejidos cutáneos: en la dermis, donde participa de manera esencial en el metabolismo celular de los tejidos de sostén, y en la epidermis, donde desempeña un papel importante como captador de la hidratación. Con la edad, su cantidad disminuye, hasta que desaparece de la epidermis.

El proceso de reticulación de nuestro ácido hialurónico le permite ofrecer beneficios cutáneos superiores* a los de un ácido hialurónico libre, aportándole una nueva estructura, más resistente. Formando una malla hidratante sobre la zona de aplicación, como una segunda piel, el ácido hialurónico así estructurado ofrece una acción más específica y eficaz en la superficie de la piel: mantiene y preserva la hidratación, alisa y rellena las capas superiores de la epidermis*. El ácido hialurónico, combinado a otros ingredientes efectivos, permite reforzar la eficacia de nuestros productos y responder a problemáticas antiedad específicas. El proceso de fabricación del ácido hialurónico reticulado RHA resilient hyaluronic acid® de los laboratorios Teoxane requirió varios años de investigación y ha sido objeto de patentes Teoxane.

*Pruebas ex vivo realizadas por un laboratorio independiente: mediciones de hidratación en la epidermis y observación microscópica del micro relieve.

[3D] Lip

Cuidado para los labios nutritivo y rellenedor

- Ácido hialurónico / colágeno marino – Hidratante y rellenedor*
- Manteca de karité – Reparador y hidratante*
- Ceramida – Alisante*

CUIDADO PARA LOS LABIOS PROTECTOR Y SUBLIMADOR

[3D] Lip es un cuidado rico que aporta confort y estructura a los labios debilitados. Concentrado en activos nutritivos, suaviza, nutre y devuelve la flexibilidad a los labios**. La adición de microesferas de colágeno y ácido hialurónico permite hidratar la piel al instante, para brindar un efecto rellenedor. Su textura fundente, no pegajosa, y su punta aplicadora de efecto frío reconfortarán los labios más dañados.



RESULTADOS**

Nutridos e hidratados, los labios están sublimados y rellenos. Así, recobran una luminosidad natural y una tersura tonificada.

UTILIZACIÓN

Aplicar sobre los labios cada vez que sea necesario y masajear con la punta fresca :

- solo, sublima los labios,
- combinado con una barra de labios, mejora la fijación**.

Ver la técnica de modelado.

*datos comunicados por los fabricantes de materias primas. **prueba in-vivo realizada con 22 voluntarias por un laboratorio independiente.

TÉCNICA DE MODELADO

Presionar el tubo para hacer salir una gota del producto. Aplicar uniformemente sobre los labios con ayuda de la punta fresca, y efectuar el modelado según las siguientes técnicas:

1- ALISAR

Masajear la parte carnosa de los labios con la punta aplicadora, efectuando movimientos de ida y vuelta de izquierda a derecha. Labio superior y luego, labio inferior.

Repetir 5 veces.



2- RELLENAR

Dar golpecitos ligeros sobre la parte carnosa de los labios con la punta aplicadora. Labio superior y luego, labio inferior.

Repetir 3 veces.

