

HWC-F

DESINCRUSTANTE SANITÁRIO

SANICALC

DESCRIÇÃO

Desincrustante, pronto a usar, em gel e de base ácida, que elimina resíduos de calcário, manchas de ferrugem e sujidades inorgânicas.

APLICAÇÕES

- Adequado para a limpeza de todo o tipo de superfícies laváveis verticais das casas de banho, nomeadamente sanitas e urinóis.
- Produto adequado para ser usado semanalmente.



BENEFÍCIOS

- Textura em gel: adere facilmente às paredes das louças sanitárias;
- Produto pronto a usar;
- Embalagem com aplicador em ângulo e esguicho direcionado;
- Excelente capacidade de remoção de resíduos de calcário, tártaro e ferrugem;
- Poderoso perfume, deixando uma sensação de frescura duradoura.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- Descarregar o autoclismo da sanita/urinol;
- Aplicar o produto sob o rebordo e nos locais de passagem/escoamento da água;
- Deixar atuar durante 15 minutos.
- Esfregar com uma escova e descarregar o autoclismo para enxaguar.

Nota: Não misturar com lixívia/hipoclorito de sódio ou outros produtos de limpeza. Não aplicar em superfícies sensíveis a ácidos. Remover imediatamente quaisquer salpicos em zonas sensíveis e enxaguar abundantemente com água. Se necessário, testar primeiro num local pequeno e pouco visível.

HWC-F**DESINCRUSTANTE SANITÁRIO****INFORMAÇÃO TÉCNICA**

Aparência	Líquido azul viscoso
Fragrância	Cítrica e fresca
Biodegradabilidade	>90%
Matéria Ativa Total	10-15%
Densidade (g/cm ³)	1.10 ± 0.01
pH	0.5 – 1.5

COMPOSIÇÃO

Ácido fosfórico: 5-15%

Tensioativos Não-Iônicos: <5%

Fosfonatos: <5%

Ácido Cítrico: <5%

Perfume (Geraniol; Limonene)

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.

Manter o produto na embalagem de origem fechada em local fresco e ao abrigo da luz solar.

A Ficha de Dados de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM