

DDC-L

DETERGENTE DESINFETANTE

NEUTROQUAT LIMÃO


DESCRIÇÃO

Detergente desinfetante concentrado e neutro, de dupla ação, para a limpeza e desinfecção profundas de todo o tipo de superfícies laváveis e pavimentos.

APLICAÇÕES

Limpeza e desinfecção profissional de superfícies, paredes, pavimentos, materiais, equipamentos e mobiliário, que não entrem em contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos;

Indicado para limpar, desinfetar e desodorizar todas as zonas públicas, privadas, institucionais e industriais e outras afetas a atividades profissionais.



BENEFÍCIOS

- Formulação à base de quaternários de amónio, tensoativos não iónicos e solventes permite um elevado desempenho de limpeza e de desinfecção num só passo;
- Produto com baixa espuma, facilitando o enxaguamento;
- Devido à alta concentração, torna-se uma solução de elevado rendimento;
- Produto com pH neutro, podendo ser usado nas mais variadas superfícies, incluindo as mais sensíveis;
- Amplo espectro bactericida;
- Apresenta um poderoso efeito desodorizante, deixando o ambiente com um aroma fresco e perfumado a limão;

DDC-L

DETERGENTE DESINFETANTE

MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes da aplicação do produto remover todos os resíduos soltos e sujidade mais grosseira.

Aplicação por pulverização:

Preparar uma solução de produto entre 1 a 3%, conforme a sujidade. Pulverizar as superfícies, equipamentos e utensílios, deixar atuar durante 5 minutos. Enxaguar muito bem com água limpa e abundante e deixar secar ao ar.

Aplicação geral:

Preparar uma solução de produto entre 1 a 3%, conforme a sujidade. Aplicar a solução com esfregona, mopa ou pano e deixar durante 5 minutos. Enxaguar muito bem com água limpa e abundante e deixar secar ao ar.

Nota: Enxaguar muito bem todas as superfícies que possam estar em contacto com alimentos e géneros alimentícios. Não misturar com outros produtos, nomeadamente detergentes à base de sabão ou aniónicos pois anulam a sua eficácia como desinfetante.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aparência	Líquido amarelo
Fragrância	Limão
Densidade (g/cm ³)	1.00±0.01
pH	7.0-8.0

COMPOSIÇÃO

Tensioativos não iónicos: <5%

Agente Bactericida/Desinfetante: Didecyldimethylammonium Chloride

Perfume (Citral; Limonene; Linalool)

INFORMAÇÃO MICROBIOLÓGICA

Eficácia comprovada da gama DDC – NEUTROQUAT em testes de acordo com a norma europeia EN1040

Estudos microbiológicos		
Norma	Concentração	Tempo de contacto
EN1040 – norma europeia bactericida		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1%	5 min
<i>Staphylococcus aureus</i>	1%	5 min

DDC-L

DETERGENTE DESINFETANTE

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM

