

VELVET DUAL LIFT THREAD

El hilo Velvet Dual presenta una aguja doble única para lograr un efecto de elevación natural e inmediato en el área deseada. Está hecho de un material transparente y absorbible, que ayuda a estimular la producción de colágeno en la piel. El hilo se inyecta a través de un único punto de inyección, lo que reduce significativamente el daño a los tejidos blandos.

Indicaciones:

Los hilos VELVET DUAL LIFT se pueden usar en cualquier parte de la cara, el cuello y el cuerpo para lograr un efecto de elevación, ajuste y volumen. Los hilos Velvet son más efectivos para pacientes mayores de 35 años.

Áreas de tratamiento:



Instrucciones:

Las áreas a tratar se adormecerán primero con un anestésico local y luego se marcarán. Se inyectan agujas dobles en los puntos identificados, luego se separan y se mueven más a la capa necesaria. Esto ayuda a evitar el daño de grandes vasos y nervios.

Cuando se inyectan los hilos, se fijan fuertemente dentro de los tejidos de la piel, lo que garantiza un efecto lifting. Estos hilos no son visibles y no se sienten debajo de la piel. El procedimiento junto con la anestesia tomará aproximadamente entre 40 minutos a una hora. Un tratamiento por área.


Generalmente es todo lo que se requiere para lograr el efecto deseado, a menudo con resultados visibles inmediatos. El proceso de recuperación es corto y las complicaciones no son comunes. Una recuperación completa requiere 10-14 días.

Empaque: 1 pieza / paquete

Almacenamiento:

Evitar contacto directo con la luz solar, altas temperaturas y humedad.

Nombre	COG	Aguja		Largo de los hilos
		Tipo	Anchura y longitud de la aguja	MM
 PDO Double Needle	Cobra 180°	Straight Spatular	19G/110	290
	Cobra 180°	Straight Blunt	19G/110	290
	Cobra 180°	Straight Spatular	19G/110	440
	Cobra 180°	Straight Spatular	21G/110	480
 PLLA Double Needle	Slice 0°	Straight Spatular	19G/110	290
	Slice 0°	Straight Spatular	19G/110	440
	Slice 0°	Straight Blunt	19G/110	480
	Slice 0°	Straight Blunt	19G/110	600
	Slice 0°	Straight Blunt	21G/110	440



Beneficios:

- Efecto lifting duradero gracias a la reubicación de tejidos en combinación con un punto de fijación firme.
- Armadura de tejidos: tonificación de la piel y eliminación de la flacidez en el punto de inyección.
- Fortalecimiento de los ligamentos, evitando así la ptosis gravitacional - formación de un nivel adicional de SMAS*
- Capacidad para disolverse dentro de un año: son reemplazados por fibras de tejido conectivo que extienden el efecto lifting hasta por 2 años
- Las incisiones en el hilo aseguran un levantamiento confiable y una fijación perfecta a los tejidos faciales con un efecto notable
- Larga vida útil de hasta 3 años gracias a un nuevo sistema de empaquetado

* SMAS (Sistema muscular-aponeurótico superficial) es una estructura de dos capas, la fascia superficial que consiste en fibras de colágeno y elastina, así como una capa de músculos miméticos. Estas capas crean una carcasa que soporta la piel. Por un lado, esta estructura está conectada con tejidos blandos (piel y grasa subcutánea) y por otro lado, por medio de tejidos conectivos y bandas de los huesos faciales.