

UltraGel[®]soft

Gel para Ultrasonido

Ficha técnica:

Descripción: Gel de viscosidad media-alta, de base acuosa sin color y sin fragancia, especializado para procedimientos de cosmetología y estética.

Ingredientes: Agua, humectante, polímero y conservador.
Hecho en México.

Presentaciones:

- Flexienvase de 5L (incluye aplicador rellenable)
- Aplicador de 250ml.

Beneficios:

- Viscosidad media-alta
- pH neutro, amigable con la piel
- Deja la piel suave e hidratada
- Ideal para procedimientos cosméticos y corporales.
- Fórmula libre de bencenos

Instrucciones de uso:

Vierta directamente sobre el área a tratar o sobre el transductor. Al terminar, limpie con una toalla desechable el sobrante de la piel del paciente. No es necesario enjuagar. Usa el galón flexible para rellenar el aplicador.

Precauciones:

Mantenga fuera del alcance de los niños. Limpie el transductor con agua y secuencia con una toalla de micro fibra para no rayarlo.

Manejo y Almacenamiento:

Estiba máxima: Según instrucciones impresas de cada caja.
Temperatura de almacenaje: 10-30 ° C “No exponer el producto a los rayos del sol por tiempo prolongado”.



BORDSON[®]

Clean. Effective. Safe.