

dezikim derm S1

KIMI

Dezinfectant alcoolic lichid pentru mâini (TP 1) cu acțiune virucidă și bactericidă

Pentru dezinfectarea chirurgicală și igienică a mâinilor



- **Testat dermatologic, potrivit pentru pielea sensibilă**
- **Acționează împotriva bacteriilor, tuberculozei, ciupercilor și virusurilor**
- **Lichid, incolor, fără mirosuri suplimentare**
- **Conține substanțe active pentru hidratarea și îngrijirea pielii cu acțiune prelungită (vitamina E, D-pantenol, glicerol)**
- **În conformitate cu liniile directoare ale OMS 2009**

ACTIVITATE MICROBIOLOGICĂ:

- **Virucid (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus)**
- **Bactericid (TB, MRSA)**
- **Levuricid**

DOMENIU DE APLICARE:

Dezikim Derm S1 este un dezinfectant destinat dezinfectării chirurgicale și igienice a mâinilor. Conține glicerină și vitamine care hrănesc și previn uscarea pielii. Este potrivit pentru dezinfectarea frecventă a mâinilor.

Categoriile de utilizatori: utilizatori profesionali și non-profesionali.

Dezinfectantul Dezikim Derm S1 este compatibil cu Loțiunea de spălarea feței și Loțiunea de îngrijire Kimi.

Îl recomandăm pentru utilizare în industria alimentară, spitale, instituții de sănătate, cămine de bătrâni, școli, grădinițe, spații publice și oriunde unde posibilitatea de infectare este crescută.

PROPRIETĂȚI ȘI INGREDIENTE ACTIVE:

- aspect: lichid incolor
- miros: de alcool, fără mirosuri adăugate
- pH: neutru pentru piele
- în 100 g de produs: 89 g de etanol.

UTILIZARE ȘI DOZARE:

Aplicați Dezikim Derm S1 nediluat pe mâinile curate și frecăți uniform. Păstrați-vă tot timpul mâinile umede în timpul acțiunii. Lăsați să se usuce și nu clătiți și nu ștergeți mâinile. Adecvat și pentru utilizarea în dozatoare. Dozare: minim 3 ml.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

La manipularea produsului, respectați informațiile privind utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice menționate în fișa cu date de securitate.

Eficiență	Timp
EN 1500 Dezinfectare igienică	20 s
EN 12791 Dezinfectare chirurgicală	2 x 45 s
EN 14476 Poliovirus	30 s
EN 14476 Adenovirus	30 s
EN 14476 Norovirus*	15 s
EN 13624 Levuricid*	15 s
EN 13727 Bactericid (inclusiv MRSA)	15 s
EN 14348 Tuberculocid (TBC)*	20 s
EN 13624 Aspergillus niger	5 min

* Condiții murdare

AMBALARE:

COD

Recipient din plastic 500ml cu dozator	11854
Bidon 5L	11890

Data: ianuarie 2021	Versiune: 07
---------------------	--------------

Termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricării

Distribuitor: TEHNOPLUS INDUSTRY S.R.L.

Str. Industriilor nr. 56, sector 3, București

Tel.: 031.433.70.81, Fax: 031.433.65.79

Website : www.tehnoplusindustry.ro

Email: industry@tehnoplusindustry.ro

Fișa tehnică vă va ajuta să utilizați produsele noastre și vă va furniza informațiile necesare. Instrucțiunile tehnice și de utilizare se bazează pe cunoștințele noastre tehnice actuale și sunt destinate utilizării în condiții normale de funcționare. Serviciul nostru de consultanță vă va ajuta cu plăcere în cazul utilizării în condiții speciale.

Recomandările pentru utilizarea produsului se bazează pe cercetări științifice. Recomandări mai detaliate, cum ar fi compatibilitatea cu materialele, sunt posibile numai în cazuri individuale. Recomandările noastre nu sunt obligatorii și nu reprezintă o garanție. Acestea nu exclud testarea utilizatorilor pentru scopurile și procedurile sale. Aceasta exclude complet responsabilitatea producătorului.