

Cool Ring



Love to Love®



Ø 30 mm

FR

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Cool Ring est un anneau ajustable pour homme qui peut se placer : soit autour du pénis, soit derrière les testicules et au dessus du pénis.

Il maintient l'érection plus longtemps et retarde l'orgasme en ralentissant le flux sanguin. Il ne doit pas être porté plus de 20 minutes.

- Matière 100% silicone, douce et inodore.
- S'adapte à toutes les tailles grâce à sa matière souple et extensible.
- Facile à nettoyer – waterproof.

CONSEILS D'UTILISATION ET AVERTISSEMENTS

Nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau pour faciliter l'utilisation de ce produit.

N'utilisez pas Cool Ring sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort. Il ne doit pas être porté plus de 20 minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En prenant soin de votre Cool Ring vous augmentez sa durée de vie.

- Nettoyez-le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien.
- N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière.
- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes et américaines, nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

GB

PRODUCT CHARACTERISTICS

Vous avez fait l'acquisition du cockring Cool Ring et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte de votre sextoxy, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Thank you for choosing Cool Ring cockring. Before further discovering your sex toy further, take a few minutes to read this manual.

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf vom Cool Ring Ring entschlossen haben. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoxy ausprobieren.

Cool Ring is an adjustable cockring for men to wear : around the penis, behind the testicles and above the penis. It helps maintain a fuller erection and delay orgasm by slowing the blood flow from the penis. It should not be worn longer than 20 minutes.

- Made of 100% soft and odourless silicone.
- Flexible material adaptable to fit all sizes.
- Easy to clean - waterproof.

RECOMMENDATIONS AND WARNINGS

We recommend the use of a water-based lubricant with this product. Do not use your Cool Ring on swollen areas or if you have small cuts. Stop use if you feel pain or discomfort. It should not be worn longer than 20 minutes.

CLEANING AND CARE

Cool Ring will last longer with proper care.

- Clean it before and after each use with antibacterial cleaner.
- Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
- Keep away from dust.
- Keep it away from toys made of other materials.

Gracias por elegir este anillo Cool Ring. Antes de seguir descubriendo el sextoxy, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Vi ringraziamo per aver acquistato il anello Cool Ring. Prima di scoprire tutte le potenzialità del tuo nuovo sex toy, prenditi un po' di tempo per leggere queste istruzioni.

Bedankt voor je keuze voor de penisring Cool Ring. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat je je sekspeeltje gaat gebruiken.

ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

WARRANTY

In compliance with European and US provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

ES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cool Ring es un anillo ajustable para hombre que se puede colocar : alrededor del pene, detrás de los testículos y por encima del pene. Mantiene la erección más tiempo y retrasa el orgasmo disminuyendo el flujo sanguíneo. Debe ser llevado no más de 20 minutos.

- Material 100% silicona, suave e inodoro.
- Se adapta a todos los tamaños gracias a su material suave y extensible.
- Fácil de limpiar - waterproof.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

Le recomendamos que utilice un lubricante íntimo a base de agua para facilitar el uso de este producto. No utilice Cool Ring en zonas inflamadas o inflamadas o si tiene pequeñas lesiones. Deje de utilizarlo si siente dolor o incomodidad. Debe ser llevado no más de 20 minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si cuida de su Cool Ring, aumentará su duración.

- Límpielo con un antibacteriano antes y después de cada uso.
- No utilice limpiadores a base de alcohol, acetona o petróleo.
- Mantenerlo en un lugar protegido del polvo.
- Manténgalo alejado de sextoy fabricados con otros materiales.

DE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Cool Ring ist ein verstellbarer Ring für Männer und kann wie folgt platziert werden : entweder um den Penis, oder hinter die Hoden und über dem Penis. Er hält die Erektion länger aufrecht und verlangsamt die Blutflut so dass der Orgasmus aufgehalten wird. Er soll nicht länger als 20 Minuten getragen werden.

- Material 100% Silikon, weich und geruchlos.
- Passt sich durch sein weiches, dehnbares Material an alle Größen an.
- Leicht zu reinigen - wasserdicht.

EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN

Für einen leichteren Einsatz dieses Produktes empfehlen wir, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden. Das Cool Ring nicht auf geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder auf Stellen mit kleinen Verletzungen anwenden. Den Einsatz des Produkts sofort einstellen, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren. Er soll nicht länger als 20 Minuten getragen werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Durch eine ordnungsgemäße Pflege des Cool Ring erhöhen Sie seine Lebensdauer.

- Vor und nach jeder Nutzung mit einer antibakteriellen Seife reinigen.
- Kein Reinigungsmittel nutzen, das Alkohol, Aceton oder Petroleum enthält.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

GARANTÍA

Conforme a las disposiciones europeas y estadounidenses, nuestros productos están garantizados en los límites previstos por la ley.

- Das Produkt an einem vor Staub geschützten Ort aufbewahren.
- Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie nutzen dieses Produkt in eigener Verantwortung. Für die Folgen der Nutzung wird keine Haftung übernommen.

GEWÄHR

Für unsere Produkte besteht gemäß den europäischen und amerikanischen Bestimmungen die gesetzlich vorgesehene Gewährleistung.

IT CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Cool Ring è un anello regolabile per uomo che può essere posizionato : intorno al pene, dietro i testicoli e sopra il pene. Mantiene più molto tempo l'erezione e ritardi l'orgasmo rallentando il flusso sanguigno. Non deve essere portato al tempo stesso più di 20 minuti.

- Materiale 100% silicone, morbido e inodore.
- Si adatta a tutte le dimensioni grazie al suo materiale morbido ed estensibile.
- Facile da pulire - waterproof.

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

Per facilitare l'uso del prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante intimo a base acquosa. Non utilizzare Cool Ring su zone gonfie o infiammate oppure in presenza di piccole lesioni. Interrompere l'utilizzo del prodotto se si sente dolore o fastidio. Non deve essere portato al tempo stesso più di 20 minuti.

CURA E PULIZIA

Prendendoti cura di Cool Ring farai in modo che duri più a lungo.

- Pulire prima e dopo l'uso con un detergente antibatterico.
- Non usare prodotti detergenti a base di alcol, acetone o petrolio.
- Riporre il prodotti in un luogo al riparo dalla polvere.
- Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

NL PRODUCTKENMERKEN

Cool Ring is een verstelbare ring voor mannen die geplaatst kan worden: ofwel om de penis heen, ofwel achter de testikels en boven de penis. Door de bloedstroom te vertragen, zorgt de ring ervoor dat je erectie langer aanhoudt en dat je orgasme wordt uitgesteld. Draag deze ring nooit langer dan 20 minuten.

- Voor 100% gemaakt uit een zachte en geurloze silicone.
- Geschikt voor alle formaten dankzij het soepele materiaal.
- Gemakkelijk te reinigen - waterdicht.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

Het is aan te raden dit product te gebruiken met een glijmiddel op waterbasis. Gebruik Cool Ring niet op gezwollen zones of als je kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als je pijn of ongemak voelt. Draag deze ring nooit langer dan 20 minuten.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als je Cool Ring goed onderhoudt, gaat hij langer mee.

- Reinig het met antibacteriële zeep voor en na elk gebruik.
- Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.
- Bewaar de ring op een stofvrije plek.
- Bewaar het toestel niet samen met speeltjes die vervaardigd zijn met andere materialen.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Questo prodotto va utilizzato in modo responsabile. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze del suo utilizzo.

GARANZIA

In conformità con le disposizioni europee e americane, i nostri prodotti sono garantiti nei limiti previsti dalla legge.

DISCLAIMER

Dit product mag alleen door volwassenen gebruikt worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese en Amerikaanse bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.