

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	Fecha de actualización: 30/11/15
	<b>CINTA ADHESIVA MICROPOROSA</b>	<b>Technical Specifications Especificaciones Técnicas</b>

**MARCA:** Global Healthcare

**DESCRIPCIÓN:** Cinta quirúrgica no-Tejida, color blanco y/o piel, sin suciedad, grasa o elementos extraños, completamente secas, inodoras. Hipoalergénica, permeable al aire y repelente al agua. Textura fina y flexibilidad que permite cortar manualmente.

**COMPOSICIÓN:** Soporte: (62gr/m<sup>2</sup>) mezcla poliéster rayón no tejido tratamiento spunlance color blanco o piel.  
Adhesivo: de acrilato desarrollado para uso médico quirúrgico.  
Respaldo: 63 lb. Papel Kraft poli/cubierto, siliconado por un solo lado 4.6 mils (0.12 mm).  
Espesor de la cinta sin el respaldo: 15 mils (0.4 mm).

**PRESENTACIONES COMERCIALES:**

En Rollos No Estéril, tamaños: ½", 1", 2" x 10 yds, diferentes tramas.

Ítem	Descripción	Empaque	Código de Barras	Nº Registro Sanitario
96-P05	Global Papertape, blanco ½" x 10 yd	576rollos/caja	20872237003666	2009DM-0003289 Vigente hasta 20/02/2019, Riesgo: IIA
96-P1	Global Papertape, blanco 1" x 10 yd	288rollos/caja	20872237003673	
96-P2	Global Papertape, blanco 2" x 10 yd	144rollos/caja	20872237003680	
96-PS05	Global Papertape, piel ½" x 10 yd	576rollos/caja	20872237003703	
96-PS1	Global Papertape, piel 1" x 10 yd	288rollos/caja	20872237003710	
96-PS2	Global Papertape, piel 2" x 10 yd	144rollos/caja	20872237003727	
96-P05-1	Global Papertape, blanco ½" x 10 yd	1und/bolsa/576bolsas/caja	20872237008623	
96-P1-1	Global Papertape, blanco 1" x 10 yd	1und/bolsa/288bolsas/caja	20872237008630	
96-P2-1	Global Papertape, blanco 2" x 10 yd	1und/bolsa/144bolsas/caja	20872237009163	
96-PS05-1	Global Papertape, piel ½" x 10 yd	1und/bolsa/576bolsas/caja	20872237008647	
96-PS1-1	Global Papertape, piel 1" x 10 yd	1und/bolsa/288bolsas/caja	20872237008654	
96-PS2-1	Global Papertape, blanco 2" x 10 yd	1und/bolsa/144bolsas/caja	20872237009170	

**TIPO DE CONSERVACIÓN:** Almacenar en ambiente seco, evitar la luz solar directa, temperaturas extremas y gran humedad.

**TIPO DE TRATAMIENTO:** Ideales para fijación de apósitos, especialmente para pieles sensibles (uso pediátrico o geriátrico) y para cambio repetidos de apósitos. Permite que la piel respire, acelerando la curación y evitando lesiones en la misma por falta de oxígeno.

**VIDA ÚTIL:** 5 años.

**INDICACIONES:**

No deben presentar polvo, grasa u otro material extraño.  
Deben permanecer completamente secas.  
Su color debe ser blanco opaco o piel.

No deben presentar olor de ninguna clase.  
No pueden presentar bordes no uniformes.  
No pueden tener blanqueadores ópticos.



CINTA ADHESIVA

Si requiere de información adicional, puede contactarnos en:  
Colombia: [ghc-colombia@globalhealthcare.net](mailto:ghc-colombia@globalhealthcare.net)  
Chile: [infochile@globalhealthcare.net](mailto:infochile@globalhealthcare.net)  
Sitio web: [www.globalhealthcare.net](http://www.globalhealthcare.net)