

## FICHA TECNICA

<b>Nombre de la Empresa:</b> Johnson & Johnson Medical
<b>Dirección:</b> Calle 94ª no. 13-72
<b>Ciudad:</b> Bogotá
<b>Contacto:</b> Viviana Pantoja
<b>Teléfonos:</b> 320-8383470
<b>Fax:</b>
<b>E-mail:</b> mpantoj@its.jnj.com
<b>Sitio Web:</b> www.ethiconendosurgery.com

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	ENSEAL G2 ARTICULADO	
FOTOGRAFIA		
	<b>Descripción</b>	Indicado para la coagulación bipolar del tejido y para el seccionamiento transversal mecánico del tejido durante intervenciones laparoscópicas y abiertas. Puede ligar vasos hasta de 7mm de diámetro.
	<b>Códigos</b>	NSLG2C35A -NSLG2S35A - NSLG2C45A - NSLG2C45A
	<b>Longitudes</b>	45 cm y 35 cm
	<b>Longitud Punta</b>	19mm (mandíbula curva) y 20 mm (mandíbula recta)
	<b>Diámetro Vástago</b>	5 mm
	<b>Diámetro Punta</b>	3 mm y 5 mm
	<b>Código Invima</b>	2009EBC-0004339
	<b>Equipo</b>	ENSEAL Gen11