

MULTI PURPOSE GERMICIDE
GERMICIDA MULTIPROPOSITO

QuaterCide[®]
Fifth Generation Quats

FICHA TECNICA

DISINFECTANT - SANITIZER - DEODORIZER
DESINFECTANTE - SANITIZANTE - DEODORIZANTE

QUATERCIDE es un Desinfectante Germicida de uso profesional y de amplio espectro a base de amonios cuaternarios de quinta generación + alcohol isopropílico. Elimina el virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) asociado con el SIDA, en superficies y objetos previamente contaminados con sangre y/o fluidos corporales que puedan contener el virus.

Gracias a su amplio espectro de acción, QUATERCIDE es un virucida de eficacia comprobada contra Herpes simplex, Vaccina e Influenza A/Hong Kong y VHB. QUATERCIDE es fungicida. Elimina hongos patógenos como *Cándida albicans* y *Trichophyton mentagrophytes* (pie de atleta). También ataca al *Aspergillus niger* evitando la formación del moho en superficies duras expuestas al ambiente. Igualmente es un bactericida comprobado contra *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Salmonella choleraesuis*. Gracias a su mezcla de alcohol, permite acción tuberculicida -TBC mycobacterium. Adicionalmente elimina otros microorganismos como *Shigella dysenteriae*, *Brevibacterium ammoniagenes*, *Streptococcus faecalis*, *Streptococcus pyogenes* *Proteus vulgaris*, *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenes* y *Klebsiella pneumoniae*.

APLICACIONES	<p>Desinfección de todo tipo de superficies, como pisos, paredes, techos, baños, mesones, camillas, camas, entre otros, sin importar el material. Formulado para ser usado en hospitales, clínicas, áreas de procesos de alimentos, colegios, guarderías, laboratorios, salas de belleza, centros de estética, spas, gimnasios y cualquier otro tipo de industria donde se apliquen protocolos de desinfección.</p> <p>Aplica para realizar procesos de inactivación de residuos e inactivación de materia orgánica.</p>
MODO DE USO POR APLICACIÓN	<p>Es una violación a las leyes Estatutarias del país donde se utilice este producto, cambiar las especificaciones de uso y dilución de este desinfectante.</p> <p>Debe ser aplicado con aspersores tipo bomba, nebulizadores y pistola atomizadora. La siguiente tabla de uso es específica y no debe ser variada. En estas diluciones el producto no es corrosivo. EL TIEMPO MÍNIMO DE CONTACTO ES DE 10 MINUTOS.</p> <p>SANITIZACIÓN DE CASINOS Y COCINAS DE HOSPITALES E INSTITUCIONES, SUPERFICIES DURAS Y LOCACIONES QUE ESTEN EN CONTACTO CON ALIMENTOS: Cubiertos, cuchillos, lavaplatos, refrigeradores, mesones y otras superficies no porosas, lave y enjuague bien. Luego diluya 1 onza de QUATERCIDE en 4 galones de agua, deje actuar por un minuto y deje secar. Esta operación no requiere enjuague.</p> <p>DESINFECCIÓN DE HOSPITALES, SALAS DE CIRUGIA, LABORATORIOS, IPS, EPS, SPAS, CLÍNICAS DE ESTÉTICA Y OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD: para desinfectar paredes, baños, áreas críticas y todo tipo de superficies, añada 1 onza de producto en 1 galón de agua (800 ppm). Desinfección y control de malos olores por aspersión utilice 5 onzas de producto en 2 galones de agua.</p> <p>INACTIVACIÓN DE RESIDUOS: prepare una solución de 1 onza de producto en medio galón de agua y rocíe al interior de la bolsa de residuos o por la abertura de las tapas de los guardianes biocoletores de cortopunzantes.</p> <p>DESINFECCIÓN DE COLEGIOS, GUARDERÍAS, ANCIANATOS, HOTELES, FUNERARIAS: utilice 5 onzas de producto en 5 galones de agua.</p> <p>SALAS DE BELLEZA, CENTROS DE ESTÉTICA: DESINFECCIÓN DE CEPILLOS, PEINILLAS, PINZAS E INSTRUMENTAL PLÁSTICO: sumergir en una solución de 15 ml. por 1 galón de agua, deje actuar por espacio de 10 minutos y enjuague. DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS DE PELUQUERÍA:</p>

MODO DE USO POR APLICACIÓN	<p>Tijeras, barberas, perfiladoras, máquina eléctrica y demás instrumentos corto punzantes: Con la misma dilución anterior, rocíe homogéneamente sobre la herramienta y seque con un trapo húmedo. No requiere enjuague. CUBETA DE PEDICURE POR INMERSIÓN: con este producto evitamos la proliferación de hongos y bacterias en las cubetas de inmersión de pies. Diluya una solución de 5 ml. en mínimo 2 galones de agua. Esta solución debe ser cambiada durante cada sesión de Pedicure.</p> <p>SPAS, GIMNASIOS Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN GENERAL: Preparar una solución de 15 ml. en 1 galón de agua, aplicar con un trapo limpio sobre todas las áreas a desinfectar: sillas, mesas, pisos, paredes, camillas, equipos, lavatorios de cabeza y toda aquella superficie que desee ser desinfectada. Si desea desinfectar baños, aplicar 10 ml. directamente en el sanitario, restregar con escobillón y dejar actuar por 5 minutos.</p>																								
INGREDIENTES ACTIVOS	n- Alquilo (50% c14, 40% c12, 10% c16) Bimetilbenceno, cloruro de Amonio.....10.00 % Alcohol isopropílico.....1.00 %																								
VIDA ÚTIL	2 años.																								
VIDA ÚTIL PRODUCTO PREPARADO	Entre 15 y 30 días dependiendo la dureza de las aguas.																								
PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Este producto en grandes concentraciones es de manejo especial y se debe tener en cuenta su almacenaje y desecho. Utilícese con guantes, en caso de contacto directo con piel, ojos y mucosas, enjuague con abundante agua. No apto para el consumo humano. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Debe ser colocado en un área donde no se contamine con otro tipo de productos y comidas. Debe permanecer bien tapado en un lugar fresco y protegido de los rayos directos del sol.	<i>Sin pictograma</i> SGA H319 H320																							
PRESENTACIÓN	Frasco 500 mL / Galón 3.800 mL / Cuñete x 5 galones																								
LEGAL	Fabricado por GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN S.A.S. Director Técnico: Ing. Quím. JUAN G. VANEGAS A. CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN INVIMA 20181049036 PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL																								
PROPIEDADES	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>FORMA</td><td>Líquido Traslucido</td></tr> <tr><td>OLOR</td><td>Desinfectante suave</td></tr> <tr><td>COLOR</td><td>Verde Neón</td></tr> <tr><td>EFFECTIVIDAD EN AGUA</td><td>Excelente</td></tr> <tr><td>ESPUMA</td><td>Baja</td></tr> <tr><td>ESTABLE EN ALMACÉN</td><td>24 meses</td></tr> <tr><td>INFLAMABILIDAD</td><td>Ninguna</td></tr> <tr><td>PRESIÓN DE VAPOR</td><td>Ninguna</td></tr> <tr><td>PARÁMETRO DEL pH</td><td>6.5 -9.0</td></tr> <tr><td>DETERGENTES</td><td>Bajos</td></tr> <tr><td>SOLUBLE EN AGUA</td><td>100%</td></tr> </table>	FORMA	Líquido Traslucido	OLOR	Desinfectante suave	COLOR	Verde Neón	EFFECTIVIDAD EN AGUA	Excelente	ESPUMA	Baja	ESTABLE EN ALMACÉN	24 meses	INFLAMABILIDAD	Ninguna	PRESIÓN DE VAPOR	Ninguna	PARÁMETRO DEL pH	6.5 -9.0	DETERGENTES	Bajos	SOLUBLE EN AGUA	100%	IMAGEN DE REFERENCIA 	
FORMA	Líquido Traslucido																								
OLOR	Desinfectante suave																								
COLOR	Verde Neón																								
EFFECTIVIDAD EN AGUA	Excelente																								
ESPUMA	Baja																								
ESTABLE EN ALMACÉN	24 meses																								
INFLAMABILIDAD	Ninguna																								
PRESIÓN DE VAPOR	Ninguna																								
PARÁMETRO DEL pH	6.5 -9.0																								
DETERGENTES	Bajos																								
SOLUBLE EN AGUA	100%																								
Registro INVIMA NSOH07014-18CO  	info@estericlean.com www.estericlean.com (57+4) 448 54 43 MEDELLÍN-COLOMBIA	DIRECTOR TÉCNICO  I.G. GREGORIO VANEGAS A. T.P. 6042 CPIQC	 Effective Eco-Solutions																						