



2239 Red Dot Electrodo Monitorización Cardíaca

Electrodo para Adultos

Hoja Técnica



Descripción

Electrodo para monitorización cardíaca con soporte de Micropore (rayon).
Ideal para aplicaciones de larga duración.
Adhesión inicial suave que se incrementa en el tiempo.
Microporoso: permite el normal intercambio gaseoso de la piel. Cómodo, ajustable y suave con la piel.
Permeables: liberan la transpiración.
Adhesivo hipoalergénico.
No contiene látex.

Precauciones

No hay contraindicaciones para el uso de este producto, sin embargo hay importantes advertencias asociadas a su uso que se encuentran insertas dentro del empaque.
Este producto no ha sido probado para su uso durante el procedimiento de Imagen por Resonancia Magnética (MRI).

Usos

UCI / UTI
Otras aplicaciones de larga duración (hasta 3 días).
Diseñado para monitoreo ECG donde se requiera conformabilidad, respirabilidad y una buena base permeable.
Areas sugeridas de uso son las salas de urgencia, pabellón, laboratorios de electrocardiografía, laboratorios de test de esfuerzo.

Beneficios

Gel sólido: No deha residuo y asegura una alta calidad en el trazado.
Bajo contenido de cloro: Menos irritación a la piel y confort para el paciente.
Base de cinta microporosa: Confortable, suave a la piel, ideal para aplicaciones de largo tiempo, lo que significa menos cambios de electrodos.

Código	Descripción Producto	Soporte	Empaque
2239	Electrodo Adulto para UCI/UTI	Rayón	50 unids/bolsa

3M Chile
Centro de Atención al Consumidor
600-300-3636
www.3m.cl
✉ atencionconsumidor@3m.com