

FICHA TECNICA RECOLECTORES DE 0.5LT,1.5LT Y 2.9LT



CODIGO: GC-FO-19D

VERSION: 01

Pagina 1 de 1

FECHA: Julio de 2017

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	CEPILAB S.A.S	TELEFONO	444 26 45
DIRECCION	CRA. 81 No. 48A-53	NIT	900026670-2
CIUDAD	MEDELLIN		
CORREO ELECTRONICO	cepilab@une.net.co		
PAGINA WEB	www.cepilab.com.co		

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Contenedores de Elementos Cortopunzantes	<p>0.5 Lts.</p> <p>1.5 Lts.</p> <p>2.9 Lts.</p>
Nombre Comercial	Recolector de 0.5LT,Recolector de 1.5LT Y Recolector de 2.9 LT.	
Registro Sanitario	No Requiere	
Usos	Recolección Segura de Elementos Cortopunzantes que puedan dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. como: Lancetas, cuchillas,Agujas, Pipetas,Limas,Laminas,Hojas de Bisturí.	
Composición	Polipropileno de Alta Resistencia y colorantes organicos para que en la incineración no contaminen.	
Características por Atributos	Resistentes al impacto, su color Rojo indica alto Riesgo Biologico, el color Amarillo indica atención y Prevención; Tapa y contra tapa de seguridad diseñada para garantizar el cierre hermético y definitivo, y debidamente Rotulado de acuerdo al tipo de desechos biológicos. Resistencia a la punción 12.5 Newton.No contienen metales pesados como el Cadmio, el Cromo o el Plomo ni otro gas peligroso. NO CONTIENE PVC.	
Presentacion e identificación Comercial	Dimensiones Cuerpo del Recolector 2.9Lt. Diametro superior: 13.5cms, inferior: 11cm, altura: 24cm	
	Dimensiones Cuerpo del Recolector 1.5Lt. Diametro superior: 13.5cms, inferior: 11cm, altura: 14cm	
	Dimensiones Cuerpo del Recolector 0.5Lt. Diametro superior: 8cms, inferior: 7cm, altura: 14cm	
Presentacion Comercial	Empaque : Caja x 100 und para los de 1.5 y 2.9 Caja x 150 und para los de 0.5	

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO

- * Conservese en un lugar fresco y seco
- * Uso para un solo paciente

REVISADO POR (Director Tecnico)

APROBADO POR (Jefe de Produccion)