

GASA NO TEJIDA ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL ALFASAFE®.



NOMBRE GENÉRICO	Espónja de Gasa No Tejida Estéril y No estéril
NOMBRE COMERCIAL	Gasa No Tejida Estéril y No estéril Alfasafe
MARCA	ALFASAFE®
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2015DM-0003258-R1
VIGENCIA DEL REGISTRO	10 de Junio de 2025
TIPO DE RIESGO	Clase I - Bajo Riesgo
VIDA ÚTIL	5 años

DESCRIPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> •Gasa no tejida. •Compuesta por 70% viscosa + 30% poliéster. •Uso individual. • Producto de un solo uso. •Estériles y no estériles con y sin X-Ray •Absorción de exudados u otros líquidos de drenaje.
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bajo desprendimiento de partículas. •Material Liviano, suave al contacto con las heridas. •Es de alta resistencia debido a su fabricación con poliéster •Disminución de adhesión a la herida. •Alto nivel de absorción. •Impide la contaminación potencial de la herida.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> •Humedad Relativa: MÁXIMA 70% •Temperatura: MÁXIMA 32°C •Almacenar en lugar fresco y seco, evitando los rayos directos del sol. •Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectará la calidad de los productos.
ESTÁNDARES NORMATIVOS	Las gasas no tejidas estériles y no estériles cumplen con la norma EN 14079, EN-ISO 13485:2006 Directiva 93/42/CEE USP XXI.

<p>USOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La gasa no tejida estéril y no estéril es un dispositivo médico transitorio. • Es un producto diseñado para limpiar las partes del cuerpo humano afectadas o heridas extensas <ul style="list-style-type: none"> • puede ser utilizada en procedimientos clínicos. • Absorción de exudados u otros líquidos de drenaje. • Impide la contaminación potencial de la herida. • Verificar que el empaque se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la asepsia del producto. • Verificar que la gasa esté dentro del periodo de vencimiento y que no presente cambios de color u otra característica anormal.
<p>PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo para un solo uso. • Utilice guantes sobre las manos limpias y secas para evitar el contacto directo con fluidos corporales. • Una vez abierta la unidad utilizarlos en el menor tiempo posible para evitar contaminación. <p><i>"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."</i></p>
<p>DISPOSICIÓN FINAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. • En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Referencia	# de pliegues	Longitud/largo (cm)	Ancho (cm)	Peso * área g / m ²
3" x 3"	4 ply	7.5 cm	7.5 cm	45 g / m ²
4" x 4"	4 ply	10 cm	10 cm	45 g / m ²

PRESENTACIÓN COMERCIAL

GASAS NO TEJIDAS NO ESTÉRILES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad mínima de despachos)	UNIDAD DE EMBALAJE	
GANN001	GASA NO TEJIDA NO ESTERIL 3"X3" ALFASAFE	PAQUETE X 200 UNDS	CARTON X 25 PAQUETES	
GANN002	GASA NO TEJIDA NO ESTERIL 4"X4" ALFASAFE	PAQUETE X 200 UNDS	CARTON X 25 PAQUETES	

GASAS NO TEJIDAS ESTÉRILES				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad mínima de despachos)	UNIDAD DE EMBALAJE	
GANS001	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3"X3" X 2	CAJA X 50 SOBRES	CARTON X 20 CAJAS	
GANS004	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3"X3" X 2	CAJA X 12 SOBRES	CARTON X 100 CAJAS	
GANS012	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3"X3" X 3	CAJA X 50 SOBRES	CARTON X 20 CAJAS	
GANS010	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3"X3" X 5	CAJA X 50 SOBRES	CARTON X 20 CAJAS	
GANS002	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 3"X3" X 6	CAJA X 50 SOBRES	CARTON X 20 CAJAS	
GANS003	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 4"X4" X 2	CAJA X 50 SOBRES	CARTON X 20 CAJAS	
GANS005	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 4"X4" X 2	CAJA X 12 SOBRES	CARTON X 100 CAJAS	
GANS011	GASA NO TEJIDA ESTERIL ALFASAFE 4"X4" X 5	CAJA X 50 SOBRES	CARTON X 20 CAJAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL (Unidad mínima de despachos)	UNIDAD DE EMBALAJE	
GANS013	GASA NO TEJIDA ESTERIL X-RAY ALFASAFE 3"X3" X4Ply X2pcs (PaqueteX50 sobres)	CAJA X 50 SOBRES	CARTÓN X 20 CAJAS	