



Protección personal



Información

Cant	Contenido	Medidas
1	Babero con velcro	0.50 x 0.50 mt

Nota: Todas las medidas tienen una tolerancia de +/-5%

Características

- Babero con tiras y velcros para ajustar en el cuello.
- Tela no tejida + film impermeable
- Laminada, lo que aumenta la protección contra fluidos.

Vida útil

- No estéril: 5 años

Usos Recomendados

- Protege al paciente de salpicaduras durante el procedimiento.

Unidad de empaque

- Primario: Bolsa x 100 unidades
- Gran empaque: 10 Bolsas = 1.000 Unidades

Condiciones de almacenamiento y transporte

- Si la bodega cuenta con ventanas, éstas deben tener protección contra la contaminación externa.
- Temperatura homogénea menor a 30°C.
- Humedad relativa 60%.
- El lugar de almacenamiento/transporte no debe tener filtraciones o goteras.
- Los pisos, superficies y estanterías deben ser limpiados con trapos húmedos con el fin de no levantar polvo.
- No se deben usar ni aerosoles, ni spray para desinfectar o aromatizar.
- Se debe combatir la presencia de plagas como insectos o roedores.
- Los dispositivos deben estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o la pared.
- Se recomienda que el transporte sea exclusivo para manejo de dispositivos médicos o insumos del sector salud.

Disposición final

- Después del uso, se debe separar en la fuente como residuo no peligroso reciclable o como residuo peligroso infeccioso o de riesgo, dependiendo de su composición y de su uso, para luego desechar de acuerdo con la normatividad legal vigente de cada país y sus localidades.