

TERMOMETRO BERRCOM

MODELO: JXB-178

PAIS DE ORIGEN: CHINA

FECHA DE FABRICACION: 4 DE ABRIL, AÑO 2020

FABRICANTE: GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO., LTD.



DESCIPCION DEL PRODUCTO

La toma de temperatura nunca ha sido tan fácil con el termómetro sin contacto. El Berrcom proporciona comodidad, precisión al tomar una temperatura con solo presionar un botón, Berrcom toma la temperatura de una persona de manera instantánea y precisa sin la necesidad de ningún contacto físico, simplemente apunte el Berrcom a la frente del paciente, haga clic en "Escanear" y se mostrará su temperatura al instante.

Berrcom también viene equipado con tres modos diferentes de toma de temperatura: temperatura corporal, ambiente y superficie.

Especificaciones del producto	Medidas
Tamaño de la unidad: 187 * 120 * 57 mm (LxWxH)	Distancia de medición: 3cm ~ 5cm (1.2in ~ 2in)
Peso de la unidad (sin batería): 80 g	Rango de medición:
Resolución de pantalla de temperatura: 0.1C (0.1F)	Modo cuerpo: 32 ° C ~ 42.9 ° C (89.6 ° F ~ 109.2 ° F)
Consumo: ≤300mW	Modo de temperatura superficial: 0 ° C ~ 60 ° C (32 ° F ~ 140 ° F)
Memoria: 32 juegos	Modo de habitación: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
Condición de uso normal:	Precisión:
Temperatura ambiente: 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 104 ° F)	32.0 ° C ~ 34.9 ° C (89.6 ° F ~ 94.8 ° F) ± 0.3 ° C (± 0.6 ° F)
Humedad relativa: ≤85%	35.0 ° C ~ 42.0 ° C (95 ° F ~ 107.6 ° F) ± 0.2 ° C (± 0.4 ° F)
Alarma audible si la temperatura es superior a 38 ° C (100.4 ° F)	42.1 ° C ~ 42.9 ° C (107.8 ° F ~ 109.2 ° F) ± 0.3 ° C (± 0.6 ° F)
Se puede mostrar en grados Celsius o Fahrenheit	
La longevidad usa 100,000 lecturas	
Elimina la contaminación cruzada.	
Higiénico y fácil de usar	
Precisión: ± 0.3 ° C (0.6 ° F)	
Tiempo de respuesta: 1 seg.	
Edad sugerida: recién nacido y hasta la edad adulta	
Apagado automático: <30 segundos	

PRODUCTO IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR