



# FICHA TÉCNICA

## OXÍMETRO DE DEDO MD300C29

### Descripción

El oxímetro de dedo marca **ChoiceMMed** es un dispositivo muy importante para verificar la saturación e oxígeno (SpO<sub>2</sub>) y la frecuencia del pulso.

Es compacto, simple, confiable y duradero, especialmente usado como dispositivo de monitoreo. El oxímetro de pulso se usa ampliamente en clínicas, hospitales, empresas, atención domiciliaria y para uso en el hogar por su fácil uso.



#### CERTIFICACIÓN

CE, FDA, CFDA

#### INDICADOR

batería baja

#### PANTALLA

oled a color

#### CURVA

pletismográfica

#### INDICADOR

señal inestable

#### IMAGEN

rotativa (360°)

### Especificaciones técnicas

Marca	ChoiceMMed
Pantalla	OLED
Visualización	6 modos
Tipo de apagado	Automático
Niveles de brillo	1-10 brillo ajustables
Uso recomendado	Niños y adultos
Peso	50 g (baterías incluidas)
Baterías	2 AAA 1.5V
Medidas	58mm * 32mm * 34mm
Consumo de energía	Menos de 40mA
Parámetros	SpO <sub>2</sub> -PR-barra de pulso-curva

Requerimientos	Temperatura	Humedad
Operación	5 °C ~ 40 °C	15%~93% sin condensación
Almacenamiento	-25 °C ~ +70 °C	≤93%, sin condensación

Rango	SpO <sub>2</sub>	Frecuencia de pulso
Medición	70%~100%	30bpm~250bpm
Resolución	1 %	1bpm
Exactitud	70%-100% ± 2%; 0%-69% sin definición	30bpm~99bpm ± 2bpm; 100bpm~250bpm ± 2%

### Componentes



- 1 Empaque
- 2 Oxímetro y 2 pilas AAA
- 3 Manual de instrucciones