



ANTI MOUSTIQUES

Bougie

CIBLES

Les moustiques

ASPECT

Structure	Bougie
Couleur	Blanc
Odeur	Légère odeur de rose

LOGISTIQUE

Condit.	Bougie anti-moustiques
Réf. Int.	161803
PCB	24
EAN13	3760267060571

TRI



MODE D'EMPLOI

Lire les instructions ci-dessous avant utilisation. Placer la bougie dans la pièce à protéger sur une surface plane et résistante à la chaleur, à l'écart des courants d'air et de tous matériaux inflammables. Allumer la bougie, l'efficacité a été prouvée en laboratoire dès 30min d'utilisation sur Aedes Albopictus et Culex pipiens. Ne pas faire brûler plus de 4h consécutives. Pour protéger de grands espaces et équilibrer les mouvements de l'air, il est utile d'utiliser 2 bougies en les plaçant aux 2 extrémités de l'espace à protéger. À utiliser de préférence avant la date indiquée sur l'étui. Une bougie couvre environ 12m². 22 heures de protection

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Nom	Bougie anti-moustiques
Composition	Géranol 5% (m/m) CAS N°106-24-1
Formulation	Bougie anti-moustiques
Type d'action	TP 19 (répulsif)
N°UFI	TT2X-60GK-A00A-F1W0

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Contient du Géranol. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

CONTACT

LABORATOIRE
— LMC — 

LABORATOIRE LMC - 811 324 219 RCS AJACCIO - Capital 10 000€
ZI de Baléone, Lot Pasqualini 20167 SARROLA CARCOPINO
Mail : contact@laboratoire-lmc.fr Tél. : +33 (0)9 84 24 86 56