



TITAN 2

Pioneering Gas Sensing Technology.
ionscience.com





TITAN 2

Surveiller et échantillonner le benzène avec leader mondial de la détection de benzène technologie!



Technologie pionnière


Titan 2 offre une solution de pointe pour la détection du benzène, capable de spéciation des gaz et détectant avec précision le benzène jusqu'à 0,02 ppm (20 ppb) et jusqu'à 20 ppm en l'espace de 60 secondes. Titan 2 est conçu pour échantillonner les dangers aériens pour la sécurité de votre personnel sur site. Il peut également être utilisé pour évaluer les performances des systèmes/unités de purification ou de récupération de vapeur (VRU).

Cet appareil intègre le NOUVEAU MiniPID T2 10.0 eV qui offre une sensibilité, une fiabilité et une performance globale. La méthode d'échantillonnage unique élimine les gaz interférents tels que le toluène, le xylène et le méthane, vous fournissant des lectures précises de concentration de benzène sur lesquelles vous pouvez compter.

Titan 2 est certifié pour une utilisation dans des emplacements et des environnements zonés ATEX, de plus, le boîtier est IP65 classé qui offre une protection contre la pénétration de poussière et d'eau. Cela permet au module de détection de rester opérationnels même dans des conditions difficiles ou dans des zones très poussiéreuses et humides.

Principales caractéristiques


- >> **NOUVEAU capteur MiniPID T2 10.0 eV**
Unique à Titan 2, MiniPID T2 10.0 eV fournit des résultats sur lesquels vous pouvez compter.
- >> **Limite de détection basse**
Peut détecter le benzène jusqu'à 0,02 partie par million (20 parties par milliard).
- >> **Protection contre la pénétration IP65**
Protection contre une gamme de températures et de conditions météorologiques.
- >> **Module de service interchangeable**
Le module de service interne peut être retiré et remplacé par une cartouche utilisable à distance qu'il suffit de brancher.
- >> **Options de communication 4-20 mA et RS485 Modbus (ASCII ou RTU)**
Les capacités 4-20 mA et RS485 vous permettent de vous connecter à votre propre système de contrôle.
- >> **Micro pompe piézoélectrique**
La micro pompe piézoélectrique combine un fonctionnement silencieux avec une réponse en millisecondes.



Caractéristiques de Titan 2



Approuvé ATEX et IECEx



Affichage clair & alarmes visuelles pour indiquer les niveaux de benzène

Stockage interne des données, téléchargeables à distance pour analyse

Conception modulaire pour une installation et un entretien faciles

Chauffage à régulation interne pour un fonctionnement stable à des températures extrêmes

4-20mA & Options de communication RS485

Échantillonne le gaz une fois par minute

Conception modulaire impressionnante

Titan 2 est conçu pour être facilement installé et entretenu. Sa conception modulaire permet d'installer le boîtier Ex d bien avant la mise en service. Le module de service peut être retiré et remplacé comme une cartouche plug-and-play réparable à distance, réduisant ainsi les temps d'arrêt de l'instrument.

Environnements industriels

Le benzène est un produit chimique hautement toxique et cancérigène qui peut causer à court et à long terme effets sur les travailleurs qui y sont exposés. Le risque le plus important pour la santé associé à une exposition à long terme au benzène est le développement de la leucémie, en particulier la leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Titan 2 offre une précision et une sensibilité inégalées dans la détection du benzène et est idéal pour une utilisation dans une variété de secteurs tels que le pétrole et le gaz, les installations de stockage en vrac, la fabrication et le traitement de produits chimiques et la production d'asphalte.

Garantie prolongée de 2 ans disponible

Les moniteurs Titan 2 peuvent être enregistrés en ligne, ce qui prolonge la garantie de votre instrument jusqu'à 2 ans.



Spécifications Techniques

Type de capteur

- Capteur MiniPID T2 10.0 eV

Sélectivité

- Spécifique au benzène dans une matrice pétrochimique typique

Plage

- 0.02 ppm - 20 ppm

Fréquence de mesure

- One minute

Limite inférieure de détection

- 0.02 ppm (20 ppb)
(résolution de 10 ppb)

Précision

- ± 50 ppb ou ± 10 %, selon la valeur la plus élevée*

Stabilité de la température

- Chauffage interne

Débit

- Débit d'échantillon ≥ 100 ml/min

Affichage

- LCD graphique BW 64 x 128 pixels avec rétro-éclairage lumineux, témoins lumineux pour le fonctionnement normal, les pannes et les alarmes
- Deux interrupteurs magnétiques pour le fonctionnement du menu

Température de fonctionnement

Plage de fonctionnement recommandée de -20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F) pour des performances optimales**

Approvals

FTZU 14 ATEX 0172X
Ex II 2G Ex db IIB+H2 T4 Gb
Tamb. = -20 °C to +55 °C

IECEX FTZU 14.0030X

Ex db IIB+H2 T4 Gb
Tamb. = -20 °C to +55 °C

North American QPS***

Indice de protection contre les infiltrations

- IP65

Humidité

- 0 - 99 % RH

Période minimale de service

- 6 mois - Lampe PID, pile d'électrodes, filtre en ligne, restricteur VRV, filtre hydrophobe et charbon
- 12 mois - Lampe PID, pile d'électrodes, filtre en ligne, restricteur VRV, filtre hydrophobe et charbon, filtre Airsep

Entrée de câble

- Deux filetages de presse-étoupe 3/4 NPT

Alimentation

- Vin (nom) 24 V DC @ 3.2 A (recommended)
- Vin (max) 32 V DC @ 2.4 A
- Vin (min) 19 V DC @ 4.0 A

Communication

- Sortie 4-20 mA isolée
- Connexion Modbus RS 485 isolée via ASCII ou RTU (simplex/half duplex ou full duplex)
- Micro USB (logiciel PC)

Stockage des données

- Sur le MMC, minimum six mois

Sortie relais

- Two isolated outputs, voltage free, 24 V DC @ 1.25 A

Weight and dimensions

- 15 kg (33 lbs)
- 219 x 219 x 172 mm (8.6 x 8.6 x 6.8" approx.)

Ligne d'échantillonnage de gaz

- Longueur max 10 m, PTFE, 6 mm OD, 4 mm ID

* ± 10 ppb pour les lectures $\leq 0,1$ ppm **+55 °C = précision de ± 20 % ***CERTIFICATION EN COURS

Titan 2 V1.0. Cette publication n'est pas destinée à constituer la base d'un contrat et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis..

Distribué par :

ION Science Ltd
The Hive, Butts Lane,
Fowlmere, Cambridgeshire,
SG8 7SL, UK

T +44 (0)1763 208503
E info@ionscience.com