

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de medición de ácido ascórbico | valoración |
| Rango de ácido ascórbico | 10-200 mg / L |
| Resolución de ácido ascórbico | 10 mg / L |
| Método del ácido ascórbico | Yodometrico |
| Ácido ascórbico Número de pruebas | 100 (promedio) |
| Peso | 519 g (18,3 onzas) |
| Dimensiones | 235 x 175 x 115 mm (9,2 x 6,9 x 4,5 ") |
| Información sobre pedidos | El kit de prueba HI3850 viene con una botella de 100 ml Reactivo A de ácido ascórbico HI3850A-0, 1 botella cuentagotas (25 ml) Indicador de almidón, botella de 100 ml Reactivo C de ácido ascórbico HI3850C-0, 2 recipientes calibrados (50 ml), 1 pipeta de plástico (3 ml) , 1 pipeta de plástico (1 mL), 1 tubo de ensayo de plástico con tapón. |