



DE - Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme

- Zur Behandlung trockener, schuppiger Haut bei Psoriasis, Neurodermitis und Ekzem*.
 - Zur Wiederherstellung der beeinträchtigten Hautbarriere.
- *Wenn dies von einem Arzt diagnostiziert worden ist.

Allgemeine Hinweise: Die Packungsbeilage aufmerksam durchlesen, bevor Sie Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme verwenden, auch wenn Sie dieses Medizinprodukt in der Vergangenheit bereits verwendet haben. Die darin enthaltenen Informationen können sich aufgrund neuer Forschungsergebnisse geändert haben, seit Sie die letzte Verpackung geöffnet haben. Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei. Dennoch müssen Sie Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme sorgfältig anwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf, für den Fall, dass Sie sie noch einmal einsehen möchten.

Anwendung: Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme ist ein topisches Medizinprodukt zur Linderung der Symptome von Ekzem und Psoriasis, wie Jucken, Rötung, Schuppen und trockene Haut. Ekzem und Psoriasis sind chronische, schubförmig wiederkehrende entzündliche Hautveränderungen, die mit diversen Immunbeeinträchtigungen einhergehen.

Dosierung und Anwendung (bei Erwachsenen): Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme ist zur äußerlichen Anwendung für einen Zeitraum von 4 bis -12 Wochen vorgesehen, je nach der anfänglichen Schwere. Die Intensive Cream ein- oder zweimal täglich nach dem Reinigen der betroffenen Stellen auftragen und sanft einmassieren.

Nutzungsdauer: Die Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme höchstens 30 Tage lang hintereinander verwenden; allerdings kann es erforderlich sein, die Behandlung weitere 4-12 Wochen lang fortzusetzen. Nach einer vierwöchigen Pause kann die Behandlung wieder aufgenommen werden.

Wirkprinzip: Die Wirkstoffe sind natürliche Mineralstoffe, MDS17 und UDS10 mit stark feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften. Die Mineralstoffe aus dem Toten Meer tragen außerdem zur Linderung von Jucken und Reizungen bei. Die Mineralstoffe verdanken ihre feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften dem hohen Magnesiumgehalt, der die Fähigkeit der Haut zur Speicherung der Feuchtigkeit erhöht. Die Mineralstoffe und die MDS17 werden von der Oberhaut absorbiert und verringern dort den Feuchtigkeitsverlust, wobei gleichzeitig die Barrierefunktion der Haut wiederhergestellt wird. Zudem ist UDS10 einer der drei natürlichen feuchtigkeitsspendenden Faktoren in der Oberhaut mit ihrer Hornschicht. Dies kommt auf natürliche Weise in gesunder Haut vor.

Nebenwirkung(en): Mögliche Nebenwirkungen der Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme sind leichte Hautreizungen, vorübergehendes Brennen, Stechen oder Jucken.

Verwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit: Über die Verwendung von Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme während der Schwangerschaft oder Stillzeit liegen keine Angaben vor. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



Achtung:

- Nur zur äußerlichen Anwendung;
- Das Produkt bei Überempfindlichkeit oder allergischen Reaktionen auf einen oder mehrere Inhaltsstoffe nicht verwenden;
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Aqua, MDS17, Caprylic/Capric Triglyceride (Neutralöl), UDS10, Cetearylalkohol, DDS5, Glycerin, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Arganöl, Tocopherylacetat, Ethylhexylglycerin.

Inhalt: 50 ml Tube.



Lagerung: Bei Raumtemperatur (5 - 25 °C) an einem trockenen, dunklen Ort im Originalbehälter und außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.



Die Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum verwenden. Das Medizinprodukt ist 3 Monate nach dem Öffnen der Verpackung haltbar. Die Tube nach der Verwendung in den ursprünglichen Behälter zurücksetzen. Sicherstellen, dass der Behälter nach der Verwendung ordentlich verschlossen wird.

Medizinprodukt: Behrend® Schuppenflechte & Neurodermitis Intensiv Creme ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG.

Letztes Überarbeitungsdatum dieser Gebrauchsanweisung: August 2020 - 073613 V1.6

CE 0481



Vertrieb:

Evolsin medical UG (haftungsbeschränkt), Schlehenweg 7, 61267 Neu-Anspach, Germany
www.evolsin-medical.com

Medizinprodukt

PZN 18129065

EN - Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream

- For the treatment of dry and scaly skin caused by neurodermatitis, eczema and psoriasis*.
 - For the repair of the impaired barrier function of the skin.
- *When diagnosed by a doctor

General advice: Carefully read the instructions for use prior to using Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream, even if you used this medical device before. The information may have been amended according to new research and findings in the time since you opened your last package. This medical device can be obtained without a prescription. In spite of this, take care when using Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream in order to obtain a good result. Keep these instructions for use in case you need to consult them again.

Application: Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream is a topical medical device, which alleviates the symptoms of eczema and psoriasis, like itching, redness, scaling and enduring dry skin. Eczema and psoriasis are chronic and relapsing inflammatory diseases of the skin associated with various immunologic abnormalities.

Dosage and use (for adults): Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream is designed for external use for a 4-12 weeks period, depending on initial severity. Apply Intensive cream once or twice daily, after cleaning the compromised skin, on the affected areas and massage gently.

Duration of use: Do not use Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream for longer than 30 days continuously, but continued treatment might be necessary for 4-12 weeks period. Treatment can be resumed after 4 days.

How it works: Active ingredients are natural minerals, MDS17 and UDS10, which have highly moisturizing properties. The minerals also help to relieve itching and irritation. The minerals have moisturizing properties because of their high magnesium content, which enhances the ability of the skin to retain water. The minerals and the MDS17 are absorbed in the upper skin layer, where they reduce the loss of moisture and restore the skin barrier function. Moreover, UDS10 is one of three natural moisturizing factors in the outer horny layer of the skin. It is naturally present in healthy skin.

Possible side effect(s): Possible side effects when using Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream are mild skin irritation, temporary burning, stinging or itching.

Use during pregnancy and/or breastfeeding: No data is available about using Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream during pregnancy or the breastfeeding period. If you are pregnant or breastfeeding, please consult your doctor or pharmacist before using this product.



Warnings:

- For external use only;
- Do not use when hypersensitive or allergic to any of the ingredients;
- Keep out of reach of young children.

Ingredients: Aqua, MDS17, Caprylic/Capric Triglyceride, UDS10, Cetearyl Alcohol, DDS5, Glycerin, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Argania Spinosa Kernel Oil, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin.

Content: 50 ml tube.



Storage instructions: Store at room temperature (5-25°C) in a dry and dark place in the original container and out of reach of small children.



Do not use Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream after the date shown on the package: after "do not use after". Do not use the device more than 3 months after opening. Put the tube after use back in the original container. Be sure that the container is properly closed after use.

Medical device: Behrend® Psoriasis & Eczema Intensive cream is a class IIa medical device in accordance with the European Directive for medical devices 93/42/EEC.

Date on which these instructions for use were last revised: August 2020 - 073613 V1.6

Vertrieb:

Evolsin medical UG (haftungsbeschränkt), Schlehenweg 7, 61267 Neu-Anspach, Germany
www.evolsin-medical.com

Medizinprodukt
PZN 18129065

CE 0481

