



Gelsoap70



Gel idroalcolico igienizzante per il lavaggio rapido senza risciacquo delle mani

Generalità

Gelsoap70 è un sapone in gel per il lavaggio rapido senza risciacquo delle mani.

Gelsoap70 è un formulato a base di alcoli e di didecildimetil ammonio cloruro dalle proprietà igienizzanti e autoasciuganti che non richiede risciacquo e lascia le mani prive di appiccicosità.

Gelsoap70:

- E' DERMATOLOGICAMENTE TESTATO
- CONTIENE ALOE VERA DALL'EFFETTO IDRATANTE E LENITIVO
- NON CONTIENE PROFUMI:
 - per evitare qualsiasi fenomeno di allergenicità e/o fenomeni di scarsa compatibilità con la cute o degradazione
 - può essere utilizzato anche dal personale dei settori ospedalieri e alimentare

L'impiego di **Gelsoap70** garantisce una azione igienizzante immediata e ad ampio spettro.

Un solo lavaggio con **Gelsoap70** è sufficiente per ottenere un'ottima igienizzazione della cute.

Lascia sulle mani una gradevole sensazione di igiene

CONTIENE 70% ALCOOL
DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Campi di applicazione

Gelsoap70 si utilizza quando si frequentano luoghi pubblici (uffici, ospedali, scuole, ristoranti, palestre, stazioni, metropolitane, toilettes, ascensori, laboratori di analisi, mezzi di trasporto pubblici) e quando si toccano superfici e oggetti sottoposti a frequenti contatti con le mani: maniglie, tastiere e mouse di computer, telefoni, corrimani, tavoli, pulsantiere di ascensori, denaro.

Gelsoap70 viene anche usato dagli operatori professionali:

- nelle industrie alimentari, negli esercizi di distribuzione alimentare e nella ristorazione collettiva per l'igiene delle mani che vengono a contatto con alimenti, anche durante i cicli di lavorazione e al passaggio da un alimento a un altro;
- nelle cliniche, ospedali, case di riposo e di cura, laboratori di analisi, ambulatori medici, veterinari, studi dentistici, centri estetici, per la pulizia e l'igienizzazione delle mani.

Gelsoap70

Aloe Vera



**Gelsoap70 500 ml
OPERATORE**

Modalità di Impiego

Gelsoap70 è fornito in cinque confezioni:

- flacone tascabile da 80 ml
- flacone da lt. 1 con dosatore con tappo flip -top
- flacone da 500 ml "OPERATORE" con tappo flip -top
- sacchetto da ml 800 per dispenser a muro
- canestri da 5 litri.

Versare un'adeguata quantità di **Gelsoap70** sulle mani e strofinare fino ad asciugatura facendo particolare attenzione a dita e unghie. Non è necessario lavare le mani prima di usare **Gelsoap70** che da solo, in una unica operazione, deterge e igienizza le mani.

Precauzioni consigliate agli operatori professionali:

unghie corte e senza smalti, evitare unghie finte, rimuovere orologi, braccialetti, fedie, anelli in modo da avere durante le lavorazioni avambracci, polsi e mani libere.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Alcooli 70%, didecildimetilammonio cloruro, aloe vera
ASPETTO FISICO	gel trasparente incolore
PROFUMO	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,87 kg/l
pH tal quale	7,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa

**CONTIENE 70% ALCOL secondo le
indicazioni della circolare del Ministero della Salute
n. 5443 del 22/02/2020 COVID-19.**

Ulteriori informazioni

Il prodotto è infiammabile. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Evitare il contatto con gli occhi.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Il prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea relativi ai prodotti cosmetici.

Teme il gelo. Conservare a temperature comprese tra 0 e 30°C.



12 flaconi da 80 ml.
12 flaconi da 500 ml. "OPERATORE" con tappo flip-top
6 flaconi da 1 lt. con dosatore/tappo flip-top
6 sacchetti da 800 ml. per dispenser a muro
4 canestri da 5 lt.