

## ココテックプレミアム液肥は、高品質なベース肥料で、ココ培地のユニークな特性を活かすスペシャルな配合肥料です。

ココ培地の「高い空気保有率・水はけの良さ・耐病性」はグロワーにとって理想的といえます。GH製の高品質な液肥はすべてココ培地で使用できますが、ココテックプレミアム液肥は特に、ココ栽培の体験を向上させるようにデザインされています。ココテックプレミアム培地との使用が最も素晴らしい結果をもたらします。

### メーカー配合表



**循環式(水耕)**

水10リットルにつき



**非循環・かけ流し(水耕/土耕)**

水10リットルにつき

		日照時間	(生長期) 18時間				(開花期) 12時間							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
週		発芽・クローン	生長前期	生長後期	開花移行期	開花前期	開花前期	開花中期	開花中期	開花中期	開花後期	成熟期	リーチング	
PPM		450-550	900-1000	1100-1300	1100-1300	1200-1400	1200-1400	1200-1400	1250-1450	1250-1450	1250-1450	800-1250	0-50	
simple program expert program	ベース肥料	CT Grow-A	13.2ml	26.4ml	33ml	33ml	19.8ml	-	-	-	-	-	-	
		CT Grow-B	13.2ml	26.4ml	33ml	33ml	19.8ml	-	-	-	-	-	-	
		CT Bloom-A	-	-	-	-	19.8ml	39.6ml	39.6ml	39.6ml	39.6ml	39.6ml	26.4ml	-
		CT Bloom-B	-	-	-	-	19.8ml	39.6ml	39.6ml	39.6ml	39.6ml	39.6ml	26.4ml	-
	Roots	RapidStart	-	6.6ml	6.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	-	-	-	-	-	
	Weight	Liquid KoolBloom	-	-	-	-	2.6ml	6.6ml	6.6ml	6.6ml	13.2ml	13.2ml	-	
	Aroma	Floralicious Plus	-	2.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	2.6ml	
	Flush	FloraKleen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4ml	
	Aroma	Diamond Nectar	13.2ml	26.4ml	26.4ml	13.2ml	13.2ml	13.2ml	13.2ml	13.2ml	-	-	-	
	Weight	FloraBlend	26.4ml	26.4ml	26.4ml	13.2ml	13.2ml	13.2ml	-	-	-	-	-	
	Flavor	FloraNectar	-	-	-	13.2ml	13.2ml	13.2ml	26.4ml	26.4ml	26.4ml	26.4ml	26.4ml	
	Ripening	DRY KoolBloom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6g	
	Defense	ArmorSi	-	4ml	5.3ml	6.6ml	6.6ml	6.6ml	6.6ml	6.6ml	5.3ml	4ml	-	

### 循環式Tips

培養液の温度を24度以下に保ってください。培養液は7~10日ごとに交換してください。交換の合間に、新鮮な水で栽培装置を満たしてください。培養液はエアレーションしてください。培養液のpHは5.5~6.5が最適です。

### 培養液の作り方

はじめに必要な分量の水を用意して、その中に順次液肥を溶かし込んでください。Armor Si、Calimagicを使用する場合は、Armor Si→Calimagic→その他の液肥の順に水に溶かしてください。液肥を入れるたびによくかき混ぜてください。液肥同士を直接混ぜ合わせないでください。

### 非循環式・かけ流しTips

培養液の温度を24度以下に保ってください。培養液を与える際は、5~25%ほど排水されるよう余分に与えてください。培養液を1~3回与えたら、培養液の代わりに新鮮な水を与える事も検討下さい。培養液を溜める際はエアレーションして下さい。培養液のpHは5.5~6.5が最適です。

### トラブルシューティング

「乾燥・まぶしい・高温」などの環境では植物は「多湿・暗い・低温」な環境よりもより多くの水分・培養液を吸収します。環境が極端な場合は肥料焼けのリスク軽減のために、培養液を薄めに配合してください。培養液のpH値によっては、植物が栄養分を正常に吸収できない事があります。GHのpH調整液を使用して、培養液のpHを5.5~6.5に調整するようにして下さい。



## 培地も取り扱っております!

### ■ココテックプレミアム培地

#### CocoTek Premium Coir 42.5L

バクテリアや病気、カビ、雑草、種子、病原体とは無縁の培地です。アク抜きされたココ繊維を含んでおり、単体でも、その他ハイドロトニャーパライト・園芸用土などの培地とミックスして、思い通りの培地を作る事もできます。

### ■ココテック・パーライトミックス

#### CocoTek Premium Coir with Perlite 42.5L

ココテックPXは、ココテックプレミアム培地とパーライトが、通気性と保水性を保つよう適度にミックスされています。袋から取り出してすぐに使用できます。