

FAST BAND E FAST PAD

FASCIA ADDOMINALE E FASCE PER LE GAMBE

FAST BAND E FAST PAD SONO FASCE CHE SI COLLEGANO FACILMENTE A TUTTI GLI ELETTROSTIMOLATORI GLOBUS A 2 E 4 CANALI. CON LA FAST BAND, SENZA UTILIZZARE GLI ELETTRODI CLASSICI, PUOI STIMOLARE IN MODO SEMPLICE ED EFFICACE I MUSCOLI ADDOMINALI ED OBLIQUI, LA ZONA LOMBARE ED I GLUTTEI.

LE FASCE FAST PAD SONO IDEALI PER EFFETTUARE TRATTAMENTI DI STIMOLAZIONE SPECIFICI PER LE GAMBE IN MODO CONFORTEVOLE ED EFFICACE. SONO CARATTERIZZATE DA UNA FORMA OVALE CON AMPIA SUPERFICIE DI CONTATTO E VENGONO COLLEGATE ALL'ELETTROSTIMOLATORE TRAMITE ADATTATORI A CLIP.

FAST BAND

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni


105x15 cm

Peso

214 gr

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Fascia FAST BAND
- 4 Adattatori a clip



FAST PAD

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni


25x15 cm

Peso

60 gr (singola fascia)

DOTAZIONE DI SERIE

- 2 Fasce FAST PAD
- 4 Adattatori a clip
- Gel



FAST BAND E FAST PAD

FASCIA ADDOMINALE E FASCE PER LE GAMBE

Rev. It_01_2022