

SOLUCIONES INNOVADORAS Y DE EXCELENTE CALIDAD PARA LA INDUSTRIA ACUÍCOLA

MegaLikuid®

ALIMENTO LÍQUIDO EMULSIÓN
PARA LARVAS Y POST LARVAS
DE CAMARÓN



PARA CAMARONES Y PECES

MegaLikuid® son dietas líquidas de tecnología avanzada para larvas y postlarvas de camarón. Proveen una nutrición óptima y mejoran la calidad del agua.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Alimento de alta energía y digestibilidad.

- . Digestibilidad de proteína y lípidos >95% comparado con 60% a 75% en la mayoría de las dietas secas.
- . Partículas con flotación neutra que no se precipitan al fondo del tanque y siempre se mantienen disponibles a las larvas.
- . Bioseguro, esterilizado por irradiación Gamma.
- . Excelente relación costo/beneficio.

INGREDIENTES

Proteínas de origen marino y vegetal, carbohidratos, lípidos oleofínicos, fosfolípidos, preservantes, premezcla vitamínica, atractantes y vehículos.



www.megasupplyecuador.com
ventas.ecuador@megsupply.net


MEGASUPPLY®

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Valores en % sobre Peso	MegaLikuid		
	A	B	C
Proteína [min.]	6.5	6.5	9.5
Lípidos [min.]	7.5	7.5	7.5
Ceniza [máx.]	3.4	3.4	3.4
Fibra [máx.]	2.4	2.4	2.4
Humedad [máx.]	70.4	68.4	68.4
PUFA [min.]	3	3	3
HUFA [min]	2	2	2

TABLA DE ALIMENTACIÓN PARA LARVAS DE CAMARÓN (*Penaeus vannamei*)

Estadio Larval	Dosis gramos por millón de animales/día	Tamaño MegaLikuid
Z ₁	19	A (5-50µm)
Z ₁ /Z ₂	28	A (5-50µm)
Z ₂	34	A (5-50µm)
Z ₃	40	A (5-50µm)
Z ₃ /M ₁	46	A (5-50µm)
M ₁	56	A (5-50µm)
M ₂	70	B (50-120µm)
M ₃	90	B (50-120µm)
M ₃ /PL ₁	120	B (50-120µm)
PL ₁	150	B (50-120µm)
PL ₂	180	B (50-120µm)
PL ₃	220	C (120-400µm)
PL ₄	240	C (120-400µm)
PL ₅	256	C (120-400µm)
PL ₆	280	C (120-400µm)
PL ₇	306	C (120-400µm)
PL ₈	324	C (120-400µm)
PL ₉	340	C (120-400µm)
PL ₁₀	358	C (120-400µm)
PL ₁₁	374	C (120-400µm)
PL ₁₂	398	C (120-400µm)

CONDICIONES DE ALMACENAJE

- Almacene empaque cerrado en un lugar seco y fresco. Temperatura de almacenamiento recomendada: Min. 5°C a máx. 25°C.
- No congelar. No almacene a temperaturas superiores a 40° C.
- Vida útil: 2 años

TAMAÑOS DISPONIBLES

MegaLikuid® A: 5-50 µm
 MegaLikuid® B: 50-120 µm
 MegaLikuid® C: 120-400 µm

EMPAQUE

Balde plástico con tapa a presión conteniendo 12 botellas plásticas de 1 litro c/u.

Ingredientes de Alta Calidad



INSTRUCCIONES DE USO

- Agítese bien el envase original antes de usar.
- Luego diluya la dosis en agua, mezcle bien (no use licuadora) y esparza sobre todo el tanque.
- No filtre el producto.
- Alimentar de 3 a 6 veces al día de Z₁ a PL₂ y de 6 a 12 veces al día de PL₃ a PL₁₂.
- Esta tabla es una recomendación general que debe ser ajustada para las condiciones específicas de cada laboratorio



Fabricado en Estados Unidos de América



www.megasupplyecuador.com
ventas.ecuador@megasupply.net

