



Sobre Colchão Anti-escara Domus I



Origem: Espanha **Marca:** Apex **Classificação ISO:** 04 33 06

Características

Sobre colchão de pressão alterna para prevenção e tratamento de pacientes com baixo risco de desenvolver escaras de decúbito. Constituído por células de ar, apresenta-se como um sistema leve, compacto e fácil de usar. Com extensões nos topos para dobrar por baixo de colchão, ajudando a manter a posição na cama. Compressor com indicadores de pressão recomendados em função do peso do paciente. Deve ser utilizado por cima de um colchão de base ou colocando uma espuma adicional. Excelente colchão para utilização em ambiente domiciliário.

Finalidade do Produto

Este sobre-colchão está indicado para prevenção e tratamento de escaras de grau I.

Garantia e Prazo de Entrega

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabrico para o compressor, excepto para componentes de desgaste rápido; 6 meses contra defeitos de fabrico para o colchão. Prazo de entrega estimado: em stock 1 a 2 dias. Sem stock 2 a 3 semanas.

Sobre colchão anti-escaras Domus I (61 CL AE D I)		
Compressor	<i>Voltagem</i>	AC 230V 50Hz
	<i>Fluxo de ar</i>	4L por min
	<i>Intervalo de pressão</i>	50-105mmHg
	<i>Ciclo temporal</i>	9,6min/50Hz
	<i>Dim. (CxLxA)</i>	25x12,5x9,8cm
	<i>Peso</i>	1,4Kg
Colchão	<i>Estrutura</i>	células 6,35cm
	<i>Material capa</i>	PVC c/ prot. ignífuga
	<i>Material células</i>	PVC c/ prot. ignífuga
	<i>Material base</i>	PVC c/ prot. ignífuga
	<i>Dim. (CxLxA)</i>	198x86x6,40cm
<i>Peso máx. paciente</i>	100Kg	

