

DOMUS S




Descrição

Sobrecolchão de pressão alterna para prevenção de úlceras por pressão. Constituído por 16 células que enchem e esvaziam alternadamente num ciclo de 10min, permitindo a redistribuição periódica da pressão. Compressor compacto e silencioso, com indicadores de pressão recomendados em função do peso do paciente. Deve ser instalado por cima de um colchão de base em boas condições.

Finalidade

Recomendado especialmente para uso domiciliário, está indicado para prevenção e tratamento em utilizadores com risco baixo (grau I) de desenvolver úlceras por pressão.

Características



Alívio pressão calcanhares

Últimas 8 células mais baixas para melhor alívio de pressão nos calcanhares



Regulação em função do peso

Valores indicativos de pressão em função do peso do utente



Fixação

Ganchos para suporte do compressor à cama



Prevenção

Recomendado para risco baixo

Sobrecolchão Domus S (61 CL AE DS)

Marca: **Apex Medical**

Classificação ISO: 09 33 06

Compressor

Voltagem AC 230V 50Hz-0,05A
Fluxo de ar 4L/min
Ciclo temporal 9,6min
Dim (CxLxA) 23,7x11,2x9,5cm
Peso 1,4Kg
Nível sonoro 36dBA

Sobrecolchão

Estrutura Células 12,5-9cm altura
Material células PVC sanitário
Dim. (CxLxA) 200x85x12,5cm
Peso máx. utilizador 120Kg

Garantia

2 anos (6 meses para colchão) contra defeitos de fabrico, exceto componentes de desgaste rápido

Prazo de entrega estimado

1 a 2 dias, salvo rutura de stock