

Tensioactifs	Type	Dosage	pH	Pouvoir Moussant	Cote EWG	Irritabilité	Fonction	Apparence	#CAS
SCI Sodium Cocoyl Isethionate	Anionique	5 % à 60 %	5-6,5	Très bon	1	++	Tensioactif, moussant, nettoyant	Nouilles	61789-32-0
SCS Sodium Coco Sulfate	Anionique	10 % à 80 %	10-11	Très bon	1-2	+++	Tensioactif, moussant, nettoyant	Granules	68955-19-1
SLSA Sodium Lauryl Sulfoacetate	Anionique	0,5 % à 20 %	6-7	Bon	1	++	Tensioactif, moussant, nettoyant	Poudre	1847-58-1
SLMI Sodium Lauroyl Methyl Isethionate	Anionique	15 % à 60 %	4.5-8.5	Très bon	1	+	Tensioactif doux, moussant, nettoyant	Flocons	928663-45-0
Sodium Cocoyl Glutamate	Anionique	1,5 % à 15 %	10-11,5	Très bon	1	++	Tensioactif nettoyant très doux et moussant	Liquide un peu visqueux	68187-30-4 (68187-32-68*)
Sodium Lauroyl Sarcosinate	Anionique	à 30 %	7.5-8.5	Bon	1-3	++	Tensioactif doux, combat la carie	Liquide	137-16-6
Decyl Glucoside (polyglucose)	Non ionique	2 % à 50 %	11-12	Bon	2	++	Tensioactif, revitalisant, stabilise la mousse	Liquide un peu visqueux	68515-73-1
Lauryl Glucoside	Non ionique	2 % à 35 %	10-12	Faible	1	+	Tensioactif, détergent doux, épaississant	Pâte	110615-47-9
Coco Glucoside	Non ionique	15 % à 40 %	10-12	Très bon	1	++	Tensioactif, nettoyant, épaississant	Liquide visqueux	68515-73-1 110615-47-9
Babassuamidopropyl Hydroxysultaine	Amphotère pH -7 = Cationique pH +7 = Anionique	2 % à 10 %	5-5.5	Favorise la mousse	N/A	++	Tensioactif, moussant, antistatique, revitalisant	Liquide	68139-30-0
Cocamidopropyl Betaine	Amphotère pH -7 = Cationique pH +7 = Anionique	4 % à 40 %	5-6	Favorise la mousse	1-5	++	Tensioactif, nettoyant, antistatique, revitalisant	Liquide un peu visqueux	61789-40-0
Sodium Laurylglucosides Hydroxypropylsulfonate	Anionique	15 % - 35 %	5-5.5	Favorise la mousse	1	-	Tensioactif ultra doux, antistatique, revitalisant	Liquide	742087-49-6