

# neiguan

acupuntura



## COJINES Y COMPRESAS



[www.materialdeacupuntura.com](http://www.materialdeacupuntura.com)

# Índice

Compresas Gel	4
Compresas Químicas	5
Compresas Eléctricas	6

**Catálogo Enero-Agosto 2021**  
**Neiguan Acupuntura - Material de Acupuntura**  
Todos los derechos reservados  
[www.materialdeacupuntura.com](http://www.materialdeacupuntura.com)

Tel. 55-6732-7057 \* 55-6732-7059 \* 55-2489-6780.

Productos sujetos a existencias. Los colores o presentación del producto final puede variar un poco de la fotografía original.



**Compresa de Gel Frío -Caliente Reutilizable.** Compresa de gel suave.

Se refrigera para la terapia de frío y se calienta en microondas para la terapia de calor.

Recomendado para el tratamiento de golpes, rasguños y moretones, dolores musculares y esguinces, dolores de cabeza y quemaduras leves. Medida: 6" x 9" (15 x 22.8 cms).



**Compresa de Gel Flexi -Cold.** Para contracturas, contusiones, esguinces, etc.

Se mantiene frío hasta -20°C para adecuarse al cuerpo. Es un gel no tóxico que está encapsulado en una bolsa resistente para usos múltiples. Se debe seguir las instrucciones para usarlo de forma adecuada.

Medida aproximada: 18x14cm por compresa.





SKU:ELEMAT45372

**Compresa Hotshotz 8"×12"**, Ideal para cualquier parte de tu espalda.

Cubre un área amplia y también se puede usar para envolver las articulaciones y los músculos doloridos.

La compresa dura aproximadamente dos horas dependiendo de la posición en la que se coloque. También puede usar la compresa fría. Simplemente colóquela en el congelador por hasta una hora y se mantendrá suave y flexible.

Medida de la compresa: 29x18cm

**PRECAUCIÓN:** Por ningún motivo calentar en microondas. No se deje al alcance de los niños. Producto no tóxico. Vinil grado médico.



SKU: SC-H40

**Manta Térmica Eléctrica con Control 24 X 12.** Para esas noches de frío intenso ó para un tratamiento de relajación, esta manta térmica es capaz de brindar de una forma segura y con la más alta tecnología calidez y comodidad.

**Características:**

- 3 niveles de control de temperatura
- Absorbe el calor de manera uniforme
- Calidad de dos años comprobada



SKU: 888912000130

**Compresa Eléctrica de Calor Húmedo Theratherm 36x36.** La compresa eléctrica de calor húmedo Theratherm produce calor húmedo automáticamente sin hervir agua o usar un microondas.

La humedad se extrae de la humedad del aire y se retiene en la funda externa de franela.

El aumento rápido de la temperatura hace que salga la humedad desde la funda de franela hacia la piel del paciente.



SKU: 4869401032

**Compresa Eléctrica de Calor Húmedo Theratherm 68x36.** La compresa eléctrica de calor húmedo Theratherm produce calor húmedo automáticamente sin hervir agua o usar un microondas.

La humedad se extrae de la humedad del aire y se retiene en la funda externa de franela.

El aumento rápido de la temperatura hace que salga la humedad desde la funda de franela hacia la piel del paciente.



SKU: ELEMAT93979

**Compresa Química de Boton Hotshotz Facial** Esta compresa de calor único está diseñado para relajar los músculos de la cara y aliviar la tensión y el estrés que causan las arrugas.

La mascarilla facial también es ideal para las alergias y los problemas de sinusitis, también ayuda a aliviar los dolores de cabeza y las migrañas.

La máscara facial dura aproximadamente 30 minutos. También puede usar la compresa como "compresa fría". Simplemente colóquelo en el congelador por hasta una 30 minutos y se mantendrá suave y flexible.

Medida de la compresa: 27x26cm

**PRECAUCIÓN:** Por ningún motivo calentar en microondas. No se deje al alcance de los niños. Producto no tóxico. Vinil grado médico.

# neiquan

acupuntura

The logo for 'neiq uan acupuntura' features the brand name in a bold, black, sans-serif font. The letter 'i' in 'neiq' is replaced by a green yin-yang symbol. The letter 'u' in 'uan' is replaced by a stylized green figure that resembles a person in a dynamic pose, with small green stars and swirls around its base. Below the main text, the word 'acupuntura' is written in a smaller, black, sans-serif font. The background of the page is white, with a decorative graphic at the bottom consisting of overlapping, curved bands of grey, green, and dark grey.

[www.materialdeacupuntura.com](http://www.materialdeacupuntura.com)