

# Orthopédie **DELINOTTE**



**ORTHOPÉDIE GÉNÉRALE**

**MATÉRIEL MÉDICAL**

**LOCATION**

# ORTHOPÉDIE DELINOTTE

Spécialiste du sur-mesure en orthopédie orthèse du petit appareillage depuis plus de 30 ans, nous vous proposons un catalogue pour vous guider dans le choix des attelles et orthèses que nous délivrons.

Le but de ce memento est de vous présenter les différents appareillages en fonction des indications médicales afin de vous aider dans le choix de votre stratégie thérapeutique.

Notre vaste stock d'appareillages disponibles en magasin, dans toutes les tailles, permettra une délivrance rapide et efficace à vos patients. Ainsi leur confort sera optimal et l'observance du traitement assurée.

Toutes nos orthèses sont délivrées après prise de mesures et essayage en cabine.

Nos équipes sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

## SOMMAIRE

### ORTHOPÉDIE GÉNÉRALE

Le rachis cervical.....	6
La main.....	7
L'épaule et le coude.....	8-9
Prothèses mammaires.....	10
Le rachis dorso-lombaire.....	10-11
La sangle abdominale.....	12
Le genou.....	13
La cheville.....	14
Le pied.....	15
Les orthèses plantaires.....	16
Les vêtements compressifs.....	16
Insuffisance veineuse & lymphatique.....	17

### MATÉRIEL MÉDICAL

Location de lits médicalisés & fauteuils roulants.....	20
Location de Desktop Sissel.....	20
Accessoires et confort du malade.....	21

### FOURNITURE & LOCATION

Appareillages de stomathérapie.....	24
Sondage et auto-sondage.....	25
Protections urinaires.....	25
Infos & Coordonnées.....	26
Informations légales.....	27



La présence de ce logo sur un article signifie qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.



# ORTHOPÉDIE GÉNÉRALE



# LE RACHIS CERVICAL

# LA MAIN



Le degré d'immobilisation nécessaire sera fonction de la pathologie.

Selon le modèle prescrit, le collier cervical permet :

- d'immobiliser
- de jouer un rappel de posture
- d'avoir un rôle antalgique en évitant les mouvements traumatiques, permettant la décontraction musculaire et mettant le rachis cervical au repos.

Ce type de dispositif ne doit se délivrer qu'après prise de mesures et essaiage.

Le port du collier doit être confortable et permettre de garder le regard horizontal en station debout.

Pathologie	Type de collier à prescrire
Cerviarthrose	Collier CI
Torticolis	Collier CI ou C2
Sevrage progressif Prévention par port nocturne	Collier CI
Néuralgie cervico-brachiale arthrosique	Collier C2
Entorse de gravité moyenne	Collier C3
Néuralgie cervico-brachiale traumatique	Collier C3
Urgence Traumatisme grave Immobilisation post-opératoire	Collier C4



Collier C1  
collier mousse



Collier C2  
collier mousse,  
maintien renforcé



Collier C3  
collier rigide



Collier C4  
collier rigide appuis  
mentonnier et sternal



Les orthèses de la main sont disponibles :

- de série pour les ports à court terme
- sur mesure pour les utilisations fréquentes et traitement de longue durée ainsi que sur les modèles thermoformés (**préciser sur mesure sur la prescription**)

## Doigt

**Indication** : Immobilisation, Doigt en maillet  
*Prescrire attelle digitale d'immobilisation IPP ou IPD, attelle de stack\**



attelle IPD



attelle IPP

## Pouce

**Indication** : Entorse, Rhizarthrose, Pathologie tendineuse  
Attelle de série pour une entorse, sur mesure pour une affection chronique (rhizarthrose)  
*Prescrire attelle de pouce courte ou longue en fonction de l'importance de la pathologie\**



attelle pouce  
courte



attelle pouce  
longue



## Poignet

**Indication** :  
Pathologie inflammatoire, Traumatisme (entorse), Problème neurologique  
*Prescrire attelle d'immobilisation du poignet\**



attelle d'immobilisation poignet



## Pouce et poignet

**Indication** : Tendinite de Quervain, Rhizarthrose opérée, Poignet et pouce inflammatoire, Fracture du premier métacarpe, Séquelle de fracture du scaphoïde.  
*Prescrire attelle d'immobilisation poignet pouce\**



attelle poignet pouce



## Main et poignet

**Indication** : Polyarthrite rhumatoïde, Main inflammatoire, Fracture des métacarpes, Main contuse, Main neurologique non spastique  
*Prescrire attelle de repos main poignet\**



attelle de repos main poignet



\* Ces indications ne sont pas exhaustives, d'autres modèles sont réalisables selon nos indications



# L'ÉPAULE & LE COUDE

Le traitement de l'épaule se fait toujours sur le même principe d'immobilisation du bras, permettant de soulager, favoriser la cicatrisation et éviter certains mouvements du bras.

## Maintien léger/ bras en écharpe

**Indication** : Hémiplégie (flasque), Luxation, Epicondylite, Epitrochléite, Immobilisation antalgique du bras et/ou avant bras, Suite à fracture de l'omoplate  
*Prescrire un gilet d'immobilisation du coude\**

## Maintien en immobilisation scapulo-humérale

**Indication** : Hémiplégie spastique, Pathologie de la coiffe des rotateurs, Luxation scapulo-humérale, Lésion ligamentaire de l'épaule et du coude  
*Prescrire un gilet d'immobilisation scapulo-humérale\**

## Coussin d'abduction

**Indication** : Immobilisation scapulo-humérale avec abduction (30, 45 ou 65° selon besoin) après intervention (type reconstruction de la coiffe des rotateurs)  
*Prescrire un coussin d'abduction en indiquant le degré d'abduction souhaité\**

## Sangle claviculaire pour le traitement de la fracture de la clavicule

Redresse dos pour la prévention de la cyphose juvénile ou sénile, maladie de Parkinson  
*Prescrire une sangle claviculaire\**

## Bracelet anti-épicondylite

**Indication** : Traitement des affections de l'épicondyle par stabilisation et adaptation dynamique de la pression.

## Coudière ligamentaire

**Indication** : Traitement des entorses bénignes, Coude douloureux et instable, Séquelles traumatiques.

## Coudière articulée

**Indication** : Immobilisation avec contrôle de l'amplitude

## Attelle de coude thermoformée sur mesure

**Indication** : Immobilisation du coude suite à entorse, Arrachement ligamentaire ou en post opératoire



# L'ÉPAULE & LE COUDE



Indication épaule	Bras écharpe	Redresse-dos	Gilet d'immo. scapulo-humérale (1)	Coussin d'abduction (2)	Anneaux claviculaires (3)
Soutien du bras	•				
Attitude cyphotique		•			
Atteinte traumatique			•		
Résorbtion oedème/hématome			•		
Atteinte coiffe rotateurs				•	
Fracture clavicule					•

Indication coude	Bracelet anti-épitrochléite (4)	Coudière ligamentaire (5)	Attelle thermoformable
Epicondylite-Epitrochleite	•		poignet Delprat
Arthrose		•	
Entorse bénigne		•	
Entorse grave			•
Coude douloureux et instable		•	
Séquelles traumatiques		•	
Arrachement ligamentaire			•
Post opératoire			•



\* Ces indications ne sont pas exhaustives, d'autres modèles sont réalisables selon nos indications

## LES PROTHÈSES MAMMAIRES

Dans un cadre accueillant et dans une atmosphère confidentielle, nos orthopédistes-orthésistes conseillent les femmes opérées en mettant à leur service leur écoute et leurs compétences. La disponibilité de nombreuses prothèses de tous les laboratoires permet de trouver l'appareillage optimal pour une meilleure réadaptation.

- Des soutiens-gorge adaptés ainsi que des maillots de bains sont disponibles en magasin.
- Possibilité de retouches pour un meilleur confort.



PRIS EN CHARGE

## LE RACHIS DORSO-LOMBAIRE

### Ceinture de soutien lombaire de série (CSL)

A visée principalement antalgique avec une durée d'utilisation discontinue ou temporaire. Prescrire une ceinture de soutien lombaire



### Ceinture de maintien lombaire sur mesure (CML)

En cas de lésions rachidiennes pathologiques entraînant des répercussions algofonctionnelles importantes. Prescrire une ceinture de maintien lombaire sur mesure.



## LE RACHIS DORSO-LOMBAIRE

### Ceinture de maintien abdomino-lombaire (CMAL)\*

En traitement des lésions rachidiennes pathologiques entraînant des répercussions algofonctionnelles d'intensité modérée associées à un problème abdominal.




### Ceinture de maintien lombaire renforcé (CMLR)\*

Permettra de limiter davantage les mouvements antéropostérieurs du rachis par rapport à la CML.

### Corset d'immobilisation vertébrale (CIVA)\*

Pour les cas de lésion rachidiennes importantes entraînant des répercussions algofonctionnelles quelle qu'en soit l'origine. Limite les mouvements antéropostérieurs et les flexions latérales.



### Corset d'immobilisation vertébrale (CIVB1)\*

Permet une meilleure immobilisation que le CIVA grâce à l'ajout d'une liaison aux extrémités supérieures des ressorts para vertébraux formant ainsi une cage fermée.



### Corset d'immobilisation vertébrale (CIVB2)\*

Cage dite ajourée, réalisée dans un acier assurant un meilleur maintien par rapport au CIVB1.



### CIVB1 Thermoformé 3D Light\*

Réalisé en matériau 3D thermoformable, moulé sur le patient. Ultra léger et aéré, réalisé sous 48h, pour les cas de lésions rachidiennes importantes quelle qu'en soit l'origine (douleurs lombaires, sciatique, arthrite rhumatoïde, déplacement de disque...).



PRIS EN CHARGE

\* Réalisable en 3 hauteurs : D6, D9 ou D12  
Modèles sur mesure réalisés entièrement dans nos ateliers

## Ceinture de soutien abdominal de série

Pour les déficiences temporaires de la paroi abdominale sans caractère pathologique (post partum, état post-opératoire)



PRIS EN CHARGE

## Ceinture de maintien abdominal sur mesure

Pour les cas d'insuffisance pariétale pathologique (obésité, éventration, stomie, prolapsus de stomie, hernie). Pour les patients stomisés, préciser la nécessité d'un « orifice pour stomie » sur la prescription médicale.



PRIS EN CHARGE

## Bande-ceinture thoracique

Pour les cas de fracture de côte ou nécessité de forte contention du thorax ou de l'abdomen.



PRIS EN CHARGE

## Bandage herniaire

Pour le maintien ou la réduction d'une hernie inguinale d'importance moyenne.



PRIS EN CHARGE

## Slip herniaire

Pour le maintien ou la réduction d'une hernie inguinale de faible importance.



Indications	Genouillère de contention articulaire (1)	Genouillère ligamentaire	Genouillère rotulienne (2)	Bandage rotulien (3)	Genouillères avec renforts latéraux articulés	Orthèse fonctionnelle de stabilisation du genou (4)	Attelle d'immobilisation du genou (5)
Gonalgie	•	•					
Instabilité bénigne		•					
Pathologie rotulienne			•				
Gonarthrose débutante			modèle dédié				
Gonarthrose douloureuse et instable					•		
Instabilité fonctionnelle					•	•	
Entorse légère		•					
Entorse moyenne					•	•	
Entorse grave						•	•
Reprise après entorse		•					
Osgood-Schlatter				•			
Tendinite rotulienne				•			
Immo post-chirurgicale						•	•
Laxité chronique					•	•	



1

PRIS EN CHARGE

2

PRIS EN CHARGE

3

4

PRIS EN CHARGE


5

PRIS EN CHARGE

Indications	Chevillière de contention articulaire (1)	Chevillière ligamentaire (2)	Chevillière malléolaire (3)	Orthèse de stabilisation de la cheville (4)	Orthèse de mise en décharge du tendon d'achille	Botte de marche (5)
Proprioception	•					
Séquelle de traumatisme ou d'entorse	•	•	•			
Instabilité modérée		•	•			
Laxité chronique				•		
Entorse tibio-tarsienne				•		•
Protection lors d'activité sportive			•	•		
Post-opératoire sur tendon d'achille					•	•
Achillodynie					•	•

Indications	Chaussure de plâtre (1)	Orthèse de stabilisation du gros orteil (5)	Chaussure à décharge de l'avant pied (4)	Chaussure à décharge du talon	Botte de marche (2)	Releveur de pied (3)	Chaussure à volume variable
Trauma/Post-op	•						
Hallux valgus débutant		•					
Hallux valgus avancé			Post-op				•
Ulcère de la plante du pied			•				
Lésion des métatarses			•				
Lésion du talon				•			
Entorse grave					•		
Oedème et/ou pansement	•						•
Atteinte neurologique ou traumatique du releveur						•	





## LES ORTHÈSES PLANTAIRES

Réalisation d'orthèses plantaires sur mesure traditionnelles (liège et cuir) ou thermoformées. La Fabrication d'orthèses Assistée par Ordinateur permet la réalisation de semelles respectant parfaitement la physiologie plantaire.

### Pathologies d'origine mécanique



- Varus calcanéen
- Métatarsalgie
- Pied creux essentiel
- Talalgie

### Pathologies d'origine rhumatismales

### Troubles d'origine ostéogénique

- Pathologies d'origine traumatique
- Déséquilibre statique et dynamique
- Pathologie d'origine circulatoire




## LES VÊTEMENTS COMPRESSIFS

Vêtements compressifs pour chirurgie réparatrice ou esthétique  
Délivrance des produits de la gamme Médical Z et Cereplas.

- Soutiens-gorge compressifs, avec ou sans contenseur
- Boléro compressif
- Panty court, long, etc.



## INSUFFISANCE VEINEUSE & LYMPHATIQUE



Il existe quatre classes de compression :

- Classe 1 : 10 à 15mmHg
- Classe 2 : 15 à 20mmHg
- Classe 3 : 20 à 36mmHg
- Classe 4 : > à 36mmHg

Contre indications :

- AOMI
- Micro-angiopathie diabétique
- Ulcères artériels
- Œdèmes systémiques



### Traitement membres inférieurs

Trois formats d'appareillages :

- Bas jarret (ou chaussette) arrivant deux doigts sous le creux poplité
- Bas cuisse avec Antiglisse arrivant aux 2/3 de la cuisse
- Collant (avec modèles maternité ou confort si besoin).

### Traitement membres supérieurs

- Les manchons sont fabriqués sur mesure en classe 2, classe 3 ou classe 4
- Les formats sont : manchon simple/manchon et mitaine séparée ou attenante.
- Les prises de mesures se font de préférence en début de matinée (œdème au plus faible).

Prescrire :

- *le modèle désiré*  
(chaussette, bas, collant, manchon de bras avec ou sans mitaine)
- *La classe de compression désirée*
- *Le nombre de paires nécessaires*

### Aides à l'enfilage et au retrait





# MATÉRIEL MÉDICAL



## LITS & FAUTEUILS ROULANTS

### Location de lit médicalisé

- Modèle électrique 3 fonctions avec plicature des genoux et barrières.
- Livraison à domicile, installation et démonstration.

- Tarification au prix LLPR

*Prescrire un lit médicalisé avec un matelas (standard ou anti-escarre si besoin)*

*Préciser la durée de location ou bien à l'achat*

*Préciser les options nécessaires (potence, porte perfusion, etc)*



PRIS EN CHARGE

### Location de fauteuil roulant

- Modèle pliant ou fixe selon besoin.
- Livraison à domicile, installation et démonstration.

- Tarification au prix LPPR

*Prescrire un fauteuil roulant en indiquant les options nécessaires*

*(appui-tête, repose-jambe, etc.)*

*Préciser la durée de la location ou bien à l'achat*



PRIS EN CHARGE



## DESKTOP SISSEL

Location d'un pack de positionnement jour et nuit post-intervention d'un trou maculaire. Dispositifs permettant de garder la tête dans une position confortable le temps de la cicatrisation suite à la vitrectomie. Possibilité de livraison et récupération à domicile par service Chronopost.



## ACCESSOIRES & CONFORT



### Dispositifs pris en charge sur prescription médicale

- Canes de marche (poignée maginot, en T ou anatomique)
- Canes anglaises (enfant, adulte, à poignées anatomiques)
- Déambulateurs (fixe, pliant, articulé, 2/3/4 roues, etc)
- Coussins anti-escarre
- Chaussure à volume variable (pieds œdémateux)



### Accessoires au confort du malade



Chausse-bas



Retire-bas



Pince de préhension



Oreiller anatomique




Coussin lombaire



Rehausse WC



# FOURNITURE & LOCATION



## APPAREILLAGES DE STOMATHÉRAPIE

- ▶ Distribution des produits de tous les laboratoires
- ▶ Possibilité de livraison et récupération à domicile par service Chronopost.
- ▶ Vente au prix LPPR sans dépassement



Appareillage 2 pièces




Appareillage monobloc



- Incontinence
- Produits de confort pour les stomisés :
  - Films protecteurs cutanés
  - Capsules désodorisantes
  - Comprimés gélifiants
  - Gants latex
  - Savon liquide spécial stomie
  - Alèses
  - Couvres poche, etc.



Tous ces produits sont immédiatement disponibles en magasin, 6 jours sur 7, toute l'année.



## SONDAGE & AUTOSONDAGE

- Sondes à demeure
- Sonde pour auto et hétérosondage
- Kits de sondage (sonde + poche)
- Poches de recueil




*Prescrire :*

- modèle de la sonde (ou du kit)
- + nombre de sondages quotidiens
- + durée du traitement (1 mois maximum, renouvelable 11 fois maximum)



## PROTECTIONS URINAIRES




Nous proposons les gammes de protection des laboratoires HARTMANN et TENA, références de qualité pour tous les besoins d'incontinence.

Alèses, gants latex, protections anatomiques, coquilles, changes complets, tous les produits sont disponibles immédiatement en magasin.






# INFOS & COORDONNÉES



**76, avenue du Général Michel Bizot - 75012 Paris**

**Métro Michel Bizot, ligne 8 - Tél. 01 43 41 58 15**

**Horaires Du lundi au vendredi : 9h - 18h30 - Samedi : 10h - 13h et 14h - 18h30**



**126, boulevard Haussmann - 75008 Paris**

**Métro Saint Augustin/Miromesnil, lignes 9 et 13 - Tél. 01 55 06 04 61**

**Horaires Du lundi au vendredi : 9h30 - 18h - Samedi : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h**