

# Lames de microtome

## Profil haut et bas

<b>Utilisation</b>	Lame de microtome de qualité supérieure pour la recherche et les utilisations cliniques. Offre une coupe et une longévité exceptionnelles pour de nombreux échantillons de tissus.
<b>Produit</b>	Les lames pour microtome Trajan conviennent à un large éventail d'applications et à la plupart des modèles de microtomes et cryostats. Leur revêtement unique offre une durabilité exceptionnelle tout en permettant une coupe lisse et précise des tissus. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Références disponibles : 4810050 et 4810051</li> </ul>
<b>Précautions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lames sont conçues pour être distribuées facilement. Ne forcez pas pour les dégager.</li> <li>• Après utilisation, insérez les lames usagées dans le réceptacle pour objets tranchants du distributeur. Jetez le distributeur en entier, sans essayer de le rouvrir.</li> <li>• Respectez les exigences locales en matière d'élimination des déchets biologiques dangereux.</li> </ul> <p><b>Précautions - Les lames de microtome étant extrêmement tranchantes, vous devez faire preuve de la plus grande prudence en les manipulant.</b></p>
<b>Instructions de stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est recommandé de stocker les lames à température ambiante, mais elles peuvent être conservées en toute sécurité entre 0 et 50°C.</li> </ul>

### Données techniques

#### Caractéristiques du produit

<b>Conditionnement</b>	Distributeur à gâchette en plastique moulé par injection avec réceptacle pour lames usagées, emballé dans une boîte en carton. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil bas : 50 lames par paquet</li> <li>• Profil haut : 50 lames par paquet</li> </ul>
<b>Dimensions de la lame</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil bas : 80 x 8 x 0,25 mm</li> <li>• Profil haut : 80 x 14 x 0,30 mm</li> </ul>
<b>Spécification du tranchant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tranchant affûté à trois facettes en acier inoxydable avec un angle de coupe de 35 degrés.</li> </ul>
<b>Description du revêtement</b>	Les lames de microtome Trajan conviennent à un large éventail d'applications. Leur revêtement unique offre une durabilité exceptionnelle tout en permettant une coupe lisse et précise des tissus. À la fois précises et résistantes, ces lames sont d'une qualité supérieure aux autres produits disponibles sur le marché.
<b>Instruments compatibles</b>	Les lames de microtome Trajan sont compatibles avec la plupart des cryostats et des microtomes manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés pour la coupe d'échantillons histologiques.
<b>Pays d'origine</b>	USA
<b>Certification de conformité</b>	 