

# FRIABILIZADOR

## DATOS TÉCNICOS

MODELO	FT-2
Tambor	2
Diámetro del tambor	Φ 286 mm
Profundidad del tambor	39 mm
Altura de caída de la tableta	156 mm
Intervalo del número de rotaciones	5 - 900 rev
Velocidad de rotación	20 - 90 rpm
Precisión de rotación	± 1 rpm
Dimensiones del equipo	370 x 300 x 340 mm
Peso bruto	13.9 kg
Alimentación	CA 110V, 60Hz

## DESCRIPCIÓN

Equipo utilizado para realizar la prueba de friabilidad o índice de abrasión que es la capacidad de los sólidos compactados de resistir la abrasión o el desgaste por fricción durante la manipulación, el envasado y transporte. La prueba de friabilidad está indicada en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y se efectúa junto con la prueba de dureza para garantizar que las tabletas llegarán al consumidor final sin desgaste o quiebre. Ideal para la industria farmacéutica o enseñanza en universidades e institutos.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

## ***ACCESORIOS INCLUIDOS***

1. Tambores
2. Cable de alimentación
3. Manual de operación

## ***CARACTERÍSTICAS ADICIONALES***

1. Tiene doble pantalla LED para visualización de la velocidad y revoluciones.
2. Alarma auditiva que indica la finalización de la prueba.
3. Función de reset.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.