

ESTERILIZADOR BACTERIOLÓGICO HM-3000

El bacti-incinerador elimina microorganismos utilizando calor infrarrojo, producidos por un elemento cerámico libre de asbesto que garantiza la máxima esterilización. El tiempo de esterilizado es de 5 a 7 minutos a una temperatura promedio de 800°C. Muy utilizado para esterilizar agujas, tubos de cultivo, etc.

DATOS TÉCNICOS

Temperatura máxima	825°C ± 50°C.
Rango de temperatura	±50°C
Máx. área de esterilización	Φ 14 mm.
Máx. largo de esterilización	150 mm.
Dimensiones	150 x 102 x 180 mm.
Peso	1.3 Kg.
Alimentación	110V, 50/60Hz, 170W.



As Instruments se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso, con el fin de mejorar su operación y/o presentación.

