

**VelaQuin** 



**ANALIZADOR SEMI AUTOMATIZADO  
DE QUÍMICA CLÍNICA  
CHEMILYZER**

## ANALIZADOR SEMIAUTOMATIZADO DE QUÍMICA CLÍNICA

DATOS TÉCNICOS	
PRINCIPIO	Espectrofotometría
MÉTODO ANALÍTICO	Cinético, punto final, no lineal, blanco de muestra, blanco reactivo, etc.
FUENTE DE LUZ	Lámpara de halógeno, 6V/10W, con función de autodescanso.
RANGO DE LONGITUD DE ONDA	340 - 630 nm con 2 opcionales.
RANGO FOTOMÉTRICO	-0.3~4.0 Abs con 7 filtros.
EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA	±1 nm.
ESPECTRO DE BANDA	±6 nm.
CELDA DE FLUJO	Diámetro óptico 10 mm, celda de cuarzo con volumen para 32 µL.
CONTROL DE TEMPERATURA	25°C, 30°C, 37°C (+/- 0.1°C).
VOLUMEN DE MUESTRA	100µL ~ 9999 ajustable.
CONTAMINACIÓN CRUZADA	≤ 1.0%.
ESTABILIDAD	≤0.005 Abs/h.
MEMORIA	Desde 234 pruebas y 20,000 resultados.
PANTALLA	LCD.
TECLADO	Númérico.
IMPRESORA	Térmica incorporada.
GARANTÍA	1 año.

Pensando en cubrir las necesidades de nuestros usuarios, llevamos hasta su laboratorio el Chemilyzer semiautomatizado, un equipo flexible y de fácil uso.

Sistema semiautomatizado de química sanguínea, ideal para laboratorios y clínicas de mediano rendimiento con los avances tecnológicos de punta. Gráficas Levey Jennings, para aseguramiento en el control de calidad.



INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN  
ISO 9001:2008



VelaQuin®



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)